

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

MODELO ACTUALIZADO



Yes, you can.®

Invacare® Action³ NG DOBLE ARO NUEVO CE

Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta y sistema de doble aro (derecho o izquierdo) para usuarios con hemiplejía.

Anchos de asiento 38 cm hasta 50,5 cm.

¡Nuevo diseño! Nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras. Nuevo reposabrazos abatible con diseño más ergonómico (nº3, opcional).

Peso: a partir de 14,8 kg
Peso máximo usuario: 125 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CEH0006	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION ³ NG DOBLE ARO	(NC: 0100, 0110, 0160, 0170, 0428, 0491, 0511, 0561, 0691, 0738, 0791, 0838, 0881, 1051, 1099, 1481) <input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial	(NC: 0991) <input checked="" type="checkbox"/>
CEHSPEC		Especial	
MODELO BASE			
CEH0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action ³ NG Doble Aro	915,72
PROPULSION			
CEH0140		Doble aro derecho (nuevo sistema), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3º	<input type="checkbox"/>
CEH0150		Doble aro izquierdo (nuevo sistema), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3º	<input type="checkbox"/>
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CEH0180		Anchura asiento 380 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0190		Anchura asiento 405 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0200	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEH0210		Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0220		Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0230		Anchura asiento 505 mm.	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CEH0240	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm.	(NC:0879) <input checked="" type="checkbox"/>
CEH0250		Profundidad asiento 450 mm.	(NC: 0878) <input type="checkbox"/>
CEH0252		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm	(NC : 0330, 0350,) 58,93
ALTURA ASIENTO			
CEH0270	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento suelo 485 mm.	(NC: 0511, 0561) <input checked="" type="checkbox"/>
CEH0280		Altura asiento suelo 460 mm.	<input type="checkbox"/>
CEH0290		Altura asiento suelo 435 mm.	(NC : 1000, 1010, 1020, 1030,) <input type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO			
CEH0320		Sin tapizado de asiento	<input type="checkbox"/>
CEH0330	<input checked="" type="checkbox"/>	Nylon sin cinchas de velcro	<input checked="" type="checkbox"/>
CEH0340		Nylon con cinchas de velcro	<input type="checkbox"/>
CEH0350		Nylon acolchado	<input type="checkbox"/>
RESPALDO			
RESPALDO Se necesitan antivuelcos con respaldo reclinable (0435, 0440)			
CEH0380		Respaldo fijo 0º	2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.) Puños fijos (NC : 0471, 0477,0945) <input type="checkbox"/>
CEH0390		Respaldo fijo 0º	altura 510 mm. Puños fijos (NC : 0471, 0477, 0945) 23,34
CEH0395		Respaldo fijo 7º	altura ajust. de 380 a 460 mm (se entrega 380 mm.) (NC : 0474,0477, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907,0940) 50,00
CEH0396		Respaldo fijo 7º	altura ajust.de 380 a 460 mm. (se entrega 380 mm.) Puños ajustables altura (independ.altura tapizado) (NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907) 139,51



Código	Descripción				P.V.P €			
CEH0410	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0945)	◆		
CEH0420		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm.	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0945)	23,24		
CEH0435		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega 430 mm.)		(NC : 0471,0477, 0940, 0945)	188,93		
CEH0440		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega 510 mm.)		(NC : 0471, 0477, 0940, 0945)	188,93		
CEH0455		Respaldo partido	altura 430 mm.	Puños fijos	(NC : 0471, 0477, 0945)	54,01		
CEH0460		Respaldo partido	altura 510 mm.	Puños fijos	(NC : 0471,0477, 0481, 0945)	54,01		
TAPIZADO RESPALDO								
CEH0465		Sin tapizado de respaldo					○	
CEH0471		Tapizado nylon jemima				(NC : 0905)	○	
CEH0474	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro					◆	
CEH0477		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro					35,00	
CEH0478		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro		Incluye tensor	(NC 0940, 0945)	53,93		
CEH0481		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro		Incluye tensor	(NC 0940, 0945)	90,33		
PESCANTES/PALETAS								
PESCANTE DERECHO								
CEH0510	◆	Pescante 80° derecho abatible interior/exterior					◆	
CEH0520		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible (incluye acolchado reposapiernas)				(NC : 0611, 0930)	118,45	
PESCANTE IZQUIERDO								
CEH0560	◆	Pescante 80° izquierdo abatible interior/exterior					◆	
CEH0570		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye acolchado reposapiernas)				(NC : 0611, 0930)	118,45	
PALETA DERECHA								
CEH0600	◆	Paleta derecha abatible		Incluye taloneras			◆	
CEH0610		Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras		56,90		
CEH0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad				(NC: 0620, 0630, 0920, 0935)	145,04	
PALETA IZQUIERDA								
CEH0620	◆	Paleta izquierda abatible		Incluye taloneras			◆	
CEH0630		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras		56,90		
REPOSABRAZOS								
REPOSABRAZOS DERECHO - Color negro mate								
CEH0640		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796,1480)	○		
CEH0650		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796)	○		
CEH0660	◆	Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750,0780, 0790, 0795, 0796,1480)	◆		
CEH0670		Abatible desmontable derecho (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796)	○		
CEH0680		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 1480)	66,73		
CEH0690		Abatible desmontable derecho (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y prof.	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796)	73,06		

Código	Descripción			P.V.P €
CEH0695	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+ protector ajustable altura	(NC : 0740, 0750, 0755, 0760, 0770, 0780, 0790,1480) 51,98
CEH0696	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC : 0740, 0750, 0755, 0760, 0770, 0780, 0790) 57,74
CEH0732	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX	multiposición	(NC :1480) 159,30
REPOSABRAZOS				
REPOSABRAZOS IZQUIERDO - Color negro mate				
CEH0740	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 1480) ○
CEH0750	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200-280 mm.	○
CEH0760	◆ Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 1480) ◆
CEH0770	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	○
CEH0780	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	66,73
CEH0790	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y prof.	73,06
CEH0795	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+ protector ajustable altura	(NC:1480) 51,98
CEH0796	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	57,74
CEH0832	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX	multiposición	(NC : 1480) 159,30
OPCIONES ASIENTO				
CEH0840	Sin opciones asiento	(NC :0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907,0920, 0930, 0935, 0940, 0945)		○
COJINES MATRX				
CEH0849	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)	30,00
CEH0869	Cojín Matrx lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)	68,25
CEH0871	Cojín Matrx contour visco		(NC : 0873, 0874, 0875, 0876)	113,25
CEH0873	Cojín Matrx Image		(NC : 0874, 0875, 0876)	143,85
CEH0874	Cojín Matrx solution XTRA		(NC: 0875, 0876)	273,00
CEH0875	Cojín MATRX VI		Plazo de entrega + 5 días (NC: 0876)	401,70
CEH0876	Cojín MATRX LIBRA		Plazo de entrega + 5 días	240,00
PROFUNDIDAD COJINES MATRX FLO-TECH				
CEH0878	Profundidad 400 mm			○
CEH0879	Profundidad 450 mm			○
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CEH0882	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par			160,00
CEH0905	Reposacabeza (incluye tensor de respaldo excepto para Laguna)		(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	115,36
CEH0906	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0907,0940, 0945)	137,59
CEH0907	Reposacabeza envolvente con soporte mejillas (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0940, 0945)	190,51
CEH0930	Cincha reposapiés ajustable			9,00
CEH0935	tubo porta paleta largo (UL=450-530 mm)			37,95
CEH0940	Tensor de respaldo			30,00
CEH0945	Tensor de respaldo plegable			75,00



Código	Descripción		P.V.P €
COLORES			
CEH0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)		○
CEH0964	Blanco perla		○
CEH0965	Verde eléctrico		20,00
CEH0966	Negro mate		○
CEH0967	◆	Azul pop	◆
CEH0968	Púrpura hipnótico		35,00
CEH0969	Rojo mate		○
CEH0980	Negro antracita		○
CEH0991	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
TIPO HORQUILLA			
CEB0995	◆	Estándar	◆
RUEDAS DELANTERAS			
CEH1000		200 x 32 mm (8" X 1.1/4") neumáticas grises	○
CEH1010	◆	200 x 32 mm (8" X 1.1/4") macizas negras	◆
CEH1020		200 x 60 mm (8" X 2") neumáticas grises	41,22
CEH1030		200 x 60 mm (8" X 2") macizas negras	41,22
CEH1050		150 x 32 mm (6" X 1.1/4") macizas negras	41,22
RUEDAS TRASERAS			
RUEDAS TRASERAS			
CEH1060	◆	610 x 35 mm (24" x 1.3/8") neumáticas grises radiales	◆
CEH1080		600 x 35 mm (24" x 1.3/8") macizas grises radiales	○
EJE RUEDAS TRASERAS			
CEH1180	◆	Eje desmontaje rápido	◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CEH1190		Posición estándar 25 mm delante tubo respaldo	○
CEH1200	◆	Posición pasiva 25 mm detrás tubo respaldo	◆
BOMBA DE HINCHADO			
CEH1220		Sin bomba	○
CEH1230	◆	Bomba de hinchado	◆
OPCIONES CHASIS			
CEH1240	◆	Sin opciones chasis (NC : 1241)	◆
CEH1241		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)	84,00
FRENOS			
CEH1270	◆	Frenos de empuje	◆
CEH1275		Frenos de tiro	○
OPCIONES SEGURIDAD			
CEH1340	◆	Sin opciones seguridad (NC : 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CEH1360		Cinturón postural (NC: 1361, 1362, 1363, 1364,.)	32,07
CEH1361		Cinturón pélvico- 2 puntos Acolchado 460MM (NC: 1362, 1363, 1364)	100,00
CEH1362		Cinturón pélvico- 2 puntos Acolchado 620MM (NC: 1363, 1364)	100,00
CEH1363		Cinturón pélvico- 4 puntos Acolchado 460MM (NC: 1364)	130,00
CEH1364		Cinturón pélvico- 4 puntos Acolchado 620MM	130,00
CEH1370		Par ruedas antivuelco (NC : 1375, 1440, 1441)	62,70
CEH1375		Ruedas anti vuelco con pisapié (NC : 1440, 1441)	72,12
CEH1380		Kit reflectores	10,04
CEH1390		Par prolongadores freno	13,40
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CEH1420	◆	Sin opciones acompañante (NC : 1430, 1440, 1441)	◆
CEH1430		Soporte para bastones	29,13
CEH1440		Pisapié derecho	9,43
CEH1441		Pisapié izquierdo	9,43
ACCESORIOS			
CEH1460	◆	Sin accesorios (NC : 1461, 1480)	◆
CEH1480		Mesita acrílica	83,67
CEH1483		Media mesita transparente (derecha)	86,00
CEH1483		Media mesita transparente (izquierda)	86,00
PRECIO TOTAL			

NUEVO

