

**INVACARE S.A**

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)



**Yes, you can.®**

**Invacare® Action<sup>3</sup> JUNIOR EVOLUTIVA CE**



Silla manual infantil de aluminio de chasis evolutivo, plegable por cruceta con tubos telescópicos.  
Asiento regulable en anchura (desde 20 hasta 28 cm o de 30,5 a 38 cm) y profundidad.  
Respaldo regulable en anchura y altura como estándar.  
Reposabrazos desmontables y regulables en altura.  
Reposabrazos y protectores Junior como opción.  
Respaldo fijo, partido o reclinable por cremallera o pistón de gas.  
Nueva gama de 6 colores modernos y nuevos diseños de protectores de radios.  
Peso de la silla : a partir de 15 kg.  
Peso máximo de usuario : 80 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**


Código	Descripción		P.V.P €
<b>MODELO BASE</b>			
CNC0001	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION <sup>3</sup> JUNIOR EVOLUTIVE	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	No especial (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNCSPEC		Especial	
<b>MODELO BASE</b>			
CNC0025		ACTION <sup>3</sup> JUNIOR	899,00
<b>PROPULSION</b>			
CNC0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (NC : 1110, 1170)	<input checked="" type="checkbox"/>
CNC0110		Kit transit (ángulo asiento, solamente 1,5° ) con pisapié derecho (NC : 0280, 1060, 1070, 1075, 1080, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>			
<b>ASIENTO EVOLUTIVO</b>			
<b>ANCHURA ASIENTO</b>			
CNC0140		Anchura asiento 205 mm. Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso) (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375)	<input type="checkbox"/>
CNC0141		Anchura asiento 230 mm. Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso) (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890,1375)	<input type="checkbox"/>
CNC0142		Anchura asiento 255 mm. Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso) (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 1375)	<input type="checkbox"/>
CNC0143		Anchura asiento 280 mm. Se entrega siempre con kit estabilizador (aumenta 100 mm. adicionales al ancho total de la silla, añade 460gr.de peso) (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580,0890, 1375)	<input type="checkbox"/>
<b>TALLAS ADOLESCENTE</b>			
CNC0150		Anchura asiento 305 mm. (NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)	<input type="checkbox"/>
CNC0151		Anchura asiento 330 mm. (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNC0152		Anchura asiento 355 mm. (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
CNC0153		Anchura asiento 380 mm. (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580)	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>			
CNC0160		Profundidad asiento ajustable de 200 a 250 mm. Se entrega a 230 mm. (NC: 1060,1070, 1075)	<input type="checkbox"/>
CNC0161		Profundidad asiento ajustable de 250 a 300 mm. Se entrega a 280 mm.	<input type="checkbox"/>
CNC0162		Profundidad asiento ajustable de 300 a 350 mm. Se entrega a 330 mm.	<input type="checkbox"/>
CNC0170		Profundidad asiento ajustable de 275 hasta 325 MM. Se entrega a 300 mm.	<input type="checkbox"/>



kit estabilizador : ESTÁNDAR con anchos de 208 hasta 280 mm



Código	Descripción		P.V.P €
CNC0171	Profundidad asiento ajustable de 325 a 375 mm.	Se entrega a 350 mm.	○
<b>OTRA INFORMACIÓN ASIENTO</b>			
<b>ALTURA ASIENTO</b>			
CNC0260	◆	Altura asiento 460 mm.	◆
CNC0270		Altura asiento 435 mm.	○
CNC0280		Altura asiento 410 mm. (NC1375, 1430, 1440)	○
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>			
CNC0335	◆	Nilón con cinchas de fijación , ajustable en anchura y profundidad	◆
<b>RESPALDO</b>			
<b>RESPALDO</b>			
CNC0380	◆	Respaldo fijo 7°	◆
CNC0390		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	174,34
CNC0395		Respaldo reclinable (pistón de gas 0/30°)	188,50
CNC0400		Respaldo partido	49,84
CNC0425		Respaldo fijo 7°	133,94
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>			
CNC0475	◆	Tapizado respaldo ajustable en anchura y altura	◆
CNC0480		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (NC: 0855)	84,95
<b>PESCANTES / TUBOS + PALETAS</b>			
<b>PESCANTE DERECHO (ajust.altura en intervalos de 10mm)</b>			
CNC0505	Pescante derecho 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm. (NC:0600, 0610)	47,25
CNC0510	Pescante corto derecho 80° ab.int/ exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0561, 0562, 0563, 0565, 0610)	○
CNC0511	Pescante corto derecho 80° ab.int/ exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNC0512	Pescante largo derecho 80° ab.int/ exterior	posición 0°, UL de 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	○
CNC0513	Pescante largo derecho 80° ab.int/ exterior	posición 30° abducción; UL de 300 a 450 mm. (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611)	○
CNC0520	Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/ exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm.	(NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	111,48
CNC0530	Reposapiernas elevable (0° a 80°) derecho ab.int/ exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm.	(NC : 0600, 0611, 0880, 0886)	94,50
<b>PESCANTE IZQUIERDO (ajust.altura en intervalos de 10mm)</b>			
CNC0555	Pescante izquierdo 90° desmontable	UL de 125 a 260 mm. (NC: 0620, 0630)	47,25
CNC0560	Pescante corto izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición estándar 0°, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0630)	○
CNC0561	Pescante corto izquierdo 80° ab.int./ exterior	posición 30° abducción, UL de 220 a 320 mm. Solo color negro (NC: 0611, 0630)	○
CNC0562	Pescante largo izquierdo 80° ab.int/ exterior	posición 0°, UL de 300 a 450 mm. (NC: 0630)	○
CNC0563	Pescante largo izquierdo 80° ab.int/ exterior	posición 30°, UL de 300 a 450 mm. (NC: 0611, 0630)	○
CNC0570	Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/ exterior (incluye almohadilla); UL de 275 a 375 mm.	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	111,48
CNC0580	Reposapiernas elevable (0° a 80°) izquierdo ab. Int/ exterior (no incluye almohadilla); UL de 235 a 295 mm.	(NC : 0611, 0620, 0880, 0886)	94,50
<b>TUBO + PALETA DERECHO</b>			
CNC0600	◆	Paleta derecha abatible (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNC0605		Paleta derecha abatible, ajustable en ángulo y profundidad	53,55
CNC0610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52
CNC0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad (NC : 0620, 0625, 0630, 0882, 0883, 0884, 0885)	139,23
<b>TUBO + PALETA IZQUIERDO</b>			
CNC0620	◆	Paleta izquierda abatible (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	◆
CNC0625		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	53,55
CNC0630		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo (NC: 0882, 0883, 0884, 0885, 0886)	48,52



Código	Descripción				P.V.P €
<b>REPOSABRAZOS</b>					
<b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>					
CNC0640	◆	Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 280 cm (se entrega a 180 mm)	(NC : 0750, 0745, 0746, 0755) ◆
CNC0645		Desmontable derecho (Nº1)- Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.)	(NC : 0740, 0746, 0750, 0755) 58,99
CNC0646		Desmontable derecho (Nº1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm	(NC : 0740, 0745, 0750, 0755.) 58,99
CNC0650		Protector de ropa derecha antisalpicaduras- Dispositivo cierre automático		ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1471, 1472) 39,95
CNC0655		Protector de ropa derecha	JUNIOR		(NC: 0740, 0745, 0746, 0750, 1471, 1472) 47,65
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>					
CNC0740	◆	Desmontable izquierdo(Nº1)- Dispositivo cierre automático	escritorio goma estándar (60 mm)	ajustable de 180 a 280 cm (se entrega a 180 mm)	◆
CNC0745		Desmontable izquierdo (Nº1)- Dispositivo cierre automático	junior goma estándar (60 mm)	ajustable de 150 a 250 mm (se entrega a 180 mm.)	58,99
CNC0746		Desmontable izquierdo (Nº1)	acolchado estrecho junior (50 mm)	ajust. 150 a 250 mm	58,99
CNC0750		Protector de ropa izquierdo antisalpicaduras- Dispositivo cierre automático		ajust altura (de 155 a 220 mm)	(NC: 1201,1471, 1472) 39,95
CNC0755		Protector de ropa izquierdo - Dispositivo cierre automático	JUNIOR		(NC: 1471, 1472) 47,65
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
CNC0820		Sin opciones asiento		(NC : 0851, 0855, 0860, 0865, 0870, 0880, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0890)	○
CNC0851		Cojín MSS (gama ESSENTIAL)			62,06
CNC0855		Prolongador respaldo 230 mm		(NC 0860, 0865)	69,00
CNC0860		Reposacabeza envolvente multi ajustable (incluye anclaje)	Incluye tensor ajustable	(NC: 0865)	137,59
CNC0865		Reposacabeza envolvente soporte mejillas multi ajustable (incluye anclaje)	incluye tensor ajustable		190,51
CNC0880		Cincha reposapiernas ajustables			○
CNC0882		Anclaje sujeta tobillos, par		(NC: 0883, 0884, 0885)	52,50
CNC0883		Sujeta tobillos XS, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 155 a 200 mm	(NC: 0884, 0885) 157,50
CNC0884		Sujeta tobillos S, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 160 a 215 mm	(NC: 0885) 157,50
CNC0885		Sujeta tobillos M, par	incluye soporte	circunferencia cincha de 175 a 230 mm	157,50
CNC0886		Kit ajuste paletas	Ajuste delantero y trasero		215,47
CNC0890		Reposapiernas adicional ajustable en ángulo (0° a 80°) abat.int/externo (incl.paletas ajustables); UL de 275 a 375 mm.			320,01
<b>COLORES</b>					
CNC0952		Blanco perlado			○
CNC0953		Negro mate			○
CNC0954		Rojo mate			○
CNC0955		Amarillo intenso			○
CNC0956		Azul polar			○
CNC0957		Rosa caramelo			○
CNC0991		Color especial (solo sobre pedido)			
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>					
CNC1000	◆	5" X 1,1/4"	macizas		◆
CNC1001		125 x 25 mm 5"x 1" con leds de colores	macizas		47,51
<b>RUEDAS TRASERAS</b>					
CNC1060	◆	560 X 35 MM (22" x 1,3/8")	neumáticas	llanta radial	(NC: 1170) ◆
CNC1070		555 X 35 MM (22" x 1,3/8")	macizas	llanta radial	(NC: 1170) ○
CNC1075		550 X 25 MM (22" x 1")	negras macizas	llanta radial	(NC: 1170) ○



Código	Descripción				P.V.P €	
CNC1090	515 X 35 MM (20" x 1.3/8")	macizas	llanta radial	(NC: 1170, 1280)	○	
CNC1110	305 X 45 MM (12" x 2")	macizas	llanta plástico	(NC : 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○	
<b>AROS</b>						
CNC1140	◆	Aros aluminio anodizado			◆	
CNC1141		Aros antideslizantes recubiertos plástico			57,36	
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>						
CNC1170		Eje fijo			○	
CNC1180	◆	Eje desmontaje rápido			◆	
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>						
CNC1190	◆	Posición estándar ruedas traseras	25 mm. delante tubo respaldo		◆	
CNC1195		Posición ruedas traseras media	alineado con tubo respaldo		○	
CNC1200		Posición ruedas traseras amputado	25 mm. detrás tubo respaldo		○	
CNC1201		Posición ruedas traseras doble amputado	Transit= 75mm. detrás tubo respaldo, ajustable hasta de 50mm por distribuidor 6 cm. / eje tubo respaldo, ajustable a 85 mm. por el distribuidor Autopropulsable= 60 mm. detrás tubo respaldo ajustable hasta 85 mm	(NC: 1275, 1280, 1375)	74,68	
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>						
CNC1220		Sin bomba de hinchado			○	
CNC1230	◆	Bomba de hinchado y soporte			◆	
<b>OPCIONES CHASIS</b>						
CNB1240	◆	Sin opciones chasis		(NC : 1253, 1254, 1255,1256)	◆	
CNB1253		Protector radios transparente par			104,06	
CNB1254		Protector de radios Pixel , PAR			104,06	
CNB1255		Protector de radios Copos de nieve, PAR			104,06	
CNB1256		Protector de radios Color Me, PAR			104,06	
<b>FRENOS</b>						
CNC1270	◆	Frenos de empuje			◆	
CNC1275		Frenos de tiro			○	
CNC1280		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje)		(NC : 1426)	129,79	
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>						
CNC1340	◆	Sin opciones seguridad		(NC : 1345, 1360, 1361, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆	
CNC1345		kit transporte incluye cinturón postural		(NC : 1360)	31,50	
CNC1360		Cinturón postural			26,48	
CNC1361		Cinturón pediátrico			94,50	
CNC1370		Par ruedas antivuelco con pisapié		(NC : 1430, 1440)	59,01	
CNC1375		Kit transfert 100 mm (ruedas 4")	anti barreras		28,92	
CNC1380		Kit reflectores (solo para ruedas radiales)			9,45	
CNC1390		Par prolongadores freno			12,61	
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>						
CNC1420	◆	Sin opciones acompañante		(NC : 1426, 1430, 1440)	◆	
CNC1426		Puños de empuje multi ajustables	Ajustable en ángulo		136,50	
CNC1430		Pisapié derecho			8,87	
CNC1440		Pisapié izquierdo			8,87	
<b>ACCESORIOS</b>						
CNC1460	◆	Sin accesorios			(NC : 1471, 1472)	◆
CNC1471		Mesita acrílica abatible derecha			190,00	
CNC1472		Mesita acrílica abatible izquierda			190,00	
<b>PRECIO TOTAL</b>						

