

## Invacare Adeo C407A



Cuadro para lavabos en aluminio anodizado no corrosivo.

- Regulable en altura de 640 a 740 mm.
- Reposabrazos largos para un mayor confort.
- Puede utilizarse con elevadores de inodoro.

### Piezas

- ❶ Goma de reposabrazos (el par) C407-MA01A
- ❷ Contera ø25mm. UNIV-00001

## Invacare Izzo H340



Silla de WC y elevador de inodoro a la vez con un cuadro en epoxy para una alta resistencia contra la corrosión.

- Reposabrazos abatibles.
- Regulable en altura de 450 a 550 mm.

### Piezas

- ❶ Asiento inodoro + tapa H340-MA05A
- ❷ Tubo de respaldo H340-MA01A
- ❸ Reposabrazos cobertura H340-MA02A
- ❹ Cubeta H340-00004
- ❺ Contera H340-MA06A

## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

	C407A	H340	9630E	H720T	H720T4C
Peso (kg)	2	8,8	5,5	17	18
Peso máx.de usuario (kg)	100	113	160	135	130
Garantía (años)	2	2	2	2	2

Invacare® | **Cuadros de lavabo y silla WC móvil**