



AQUATEC

Aquatec® | **Sorrento sillas de ducha**

Una elección para su baño : innovadora,
moderna y modular.



Estas sillas y taburetes de ducha forman parte de la excepcional gama de productos *Aquatec Sorrento*. Esta gama le convencerá no solo por su gran funcionalidad si no también por su estilo y diseño. La superficie suave y antideslizante así como también su respaldo cómodo ofrecen un asiento seguro y muy cómodo para el usuario. El material totalmente antioxidante, el montaje sin herramientas y la mayor adaptabilidad las convierten en la mejor elección para el usuario que necesita asistencia para su higiene personal en el cuarto de baño.

Confort para el baño

Las **Sorrento** son la primera gama de sillas de baño con revestimiento de TPE en el asiento y los reposabrazos. El estatómero termoplástico ofrece seguridad y confort, con calidad y prevención. La tela del respaldo es flexible y ajustable en tensión adaptándose a la morfología del usuario.



Modulares y polivalentes

Las sillas y taburetes *Aquatec Sorrento* son ajustables en altura (15 cm cada 2cm) con el fin de adaptarse al usuario. Las patas se pueden abatir hacia la base para plegarse y ocupar el menor espacio posible. La tela del respaldo y los reposabrazos permanecen colocados dependiendo de cada usuario.



Características y opciones



Sorrento silla de ducha



Sorrento taburete con reposabrazos.



Sorrento Taburete

Technical data

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

	Silla completa	Taburete con reposabrazos	Taburete
Referencias	1532633	1532660	1532661
Dimensiones			
Ancho de asiento (mm)	400	400	400
Profundidad de asiento (mm)	400	400	400
Altura de asiento (mm)	460-610	460-610	460-610
Ancho total (mm)	520	520	520
Profundidad total (mm)	430	430	430
Altura total (mm)	850-990	850-990	850-990
Placa de regulación en altura (mm)	150	150	150
Ancho entre reposabrazos (mm)	450	450	
Largo reposabrazos (mm)	280	280	
Altura de reposabrazos (mm)	195	195	
Ancho del respaldo (mm)	500		
Altura de respaldo (mm)	380		
Altura tapizado de respaldo (mm)	250		
Ancho abertura higiénica (mm)	140	140	140
Profundidad abertura higiénica (mm)	170	170	170
Peso máx.usuario (kg)	135 kg	135 kg	135 kg
Peso producto (kg)	5,5 kg	4 kg	3,5 kg