

BOLETÍN DE NOTICIAS INVACARE: NOVEDADES KÜSCHALL 2017




Küschall Champion con opción SK:

La silla más compacta y plegable del mundo, ahora también con la parte delantera de su chasis abatible.



Küschall K - Series:

Un módulo de asiento más rígido y ligero, un peso máximo de usuario superior, hasta 130 kg, y nuevas anchuras de asiento desde 320 hasta 500 mm.



Küschall R-33:

Ahora puedes elegir entre 2 opciones: chasis fijo para más rigidez o sistema de neutralización de los impactos L.I.S., para limitar los dolores en la médula espinal.



Küschall K – Series y R-33

Dos nuevos colores estándar (Rojo Le Corbusier y Bronce Caramelo) y cuatro colores Neon muy llamativos y actuales.

BOLETÍN DE NOTICIAS INVACARE: NOVEDADES KÜSCHALL 2017



Küschall Compact y Ultra Light:

Nuevos reposabrazos abatibles, desmontables y regulables en altura. Funda disponible como opción, en tres colores diferentes: negro, rojo y azul.




En toda la gama Küschall:

- **Nuevo tapizado** de respaldo ajustable en tensión **Premium** con logotipo 3D y bandas reflectantes.
- **Nuevos aros Carbolife Curve & Carbolife Gekko** ofrecen mayor ergonomía para los usuarios de sillas activas.



Carbolife Curve L : más ergonómico y mayor agarre que aro estándar. Es anodizado. anchura 24mm – altura: 31mm.

Carbolife Gekko: para usuarios con movilidad limitada o poca fuerza. Peso reducido – altura: 34 mm, anchura: 24 mm



- **Ruedas delanteras Froglegs** en 4" o 5" más anchas para una mayor absorción de los impactos y llantas de aluminio negro o gris.