



Yes, you can.®

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

Invacare® Pronto™ M41



Silla de ruedas electrónica de tracción central.
Tecnología Invacare® Sure Step para una conducción suave, una estabilidad y seguridad óptima. Radio de giro reducido.

Unidad de asiento Captain, giratoria a 360º tipo scooter como estándar con reposabrazos abatibles y reposacabezas incluido. Asiento estándar y Modulite como opción.

- Electrónica Shark 2.
- 2 baterías de 32Ah
- Autonomía 21km
- Peso máx. usuario: 136kg.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
AQB0000	<input checked="" type="checkbox"/> Pronto M41 Modelo básico	<input checked="" type="checkbox"/>
AQX0000	Pronto M41 Modelo especial	
AQX1300	especial	
	1 Unidad asiento Captain 2 Unidad asiento Modulite 3 Unidad asiento Estándar	
ASIENTO		
AQB1172	1 Unidad asiento Captain (negra) NC 2128	2.895,00
ANCHURA ASIENTO		
AQB0341	Anchura asiento 406 mm (16"), con prof. 406 mm (16")	<input type="checkbox"/>
AQB0346	Anchura asiento 457 mm (18"), con prof. 457 mm (18")	<input type="checkbox"/>
ALTURA RESPALDO		
AQB0448	<input checked="" type="checkbox"/> 48 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS		
AQB0609	<input checked="" type="checkbox"/> Abatibles, ajustables en altura y anchura NC 1707, 1708	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSACABEZAS		
AQB1491	<input checked="" type="checkbox"/> Reposacabezas	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
AQB0364	Altura asiento 470 mm	<input type="checkbox"/>
AQB0322	Altura asiento 495 mm	<input type="checkbox"/>
AQB0321	Altura asiento 520 mm	<input type="checkbox"/>
AQB0323	Altura asiento 545 mm	<input type="checkbox"/>
AQB0359	Altura asiento 570 mm	<input type="checkbox"/>
ÁNGULO RESPALDO		
AQB0959	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustable manualmente (4°/14°/21,5°/29°/36,5°/44°)	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTO		
AQB2100	2 Unidad asiento Modulite NC 1454	3.200,00
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO		
AQB2110	<input checked="" type="checkbox"/> Placa asiento fija , anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm) NC 1093, 1094, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, , 2173, 2192, 2193, 2194; 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 1719; 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	<input checked="" type="checkbox"/>
AQB2111	Chasis asiento telescópico y placas ajustables en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos) NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+/2173) (2121+2132+0354+2191/2181)	343,60
AQB2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos; + 30 mm altura asiento) NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+/2173)	343,60



Asiento Captain




Unidad de asiento Modulite



Código	Descripción	P.V.P €
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE		
AQB2121	Placa asiento 380 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143, (2138+2142), (2138+2147/2144), (2111+2132+0354+2191/2181); 2701, 2703, 2705
AQB2122	◆ Placa asiento 430 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC (2138+2142), (2138+2147); 2701, 2703, 2705
AQB2123	Placa asiento 480 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, (2138+2142), (2138+2147); 2702, 2704, 2706
AQB2124	Placa asiento 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111+2112+2192/2194+/2173), (2132+2147); 2702, 2704, 2706
PERFIL RAIL PARA AJUSTE ESTÁNDAR		
AQB2129	◆ Profundidad estándar (intervalo 410 - 510 mm)	NC 2110, 2138
AQB2130	Profundidad prolongada (intervalo 510 - 560 mm)	NC 2110, 2132, 2134
PROFUNDIDAD ASIENTO		
AQB2132	410 mm	NC 2130,2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2111+2121+0354+2191/2181); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
AQB2134	◆ 460 mm	NC 2130, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)
AQB2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)
AQB2138	560 mm (en combinación con respaldo ajustable en tensión Flex3, la profundidad de asiento se reduce de 10 mm)	NC 2129, 2141, 2143, 2144, (2121/2122/2123+2142), (2142+2152/2153/), (2121/2122/2123+2147)
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)		
AQB2141	◆ Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2155
AQB2142	Cojín Matrx Flo-tech : Lite (75mm hasta 127 kg); Contour (100mm hasta 191 kg)	NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/)
AQB2143	Cojín Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x430 mm [peso max. usuario 125 kg] solo funda nylon bi-elástica	NC 2136, 2121, 2124, 2138, 2155
AQB2144	Cojín Matrx Vi , profundidad 460 mm (funda microventilada)	NC (2121+2138); (2124+2132), 2155
AQB2147	Matrx Libra, perfil 90 mm estándar (hasta 136 kg); HD (Hasta 227 kg)	NC (2124+2132), (2121/2122/2123+2138), 2155
AQB2140	Sin cojín asiento	○
SOPORTE RESPALDO (para tapizado ajustable en tensión / respaldos Matrx)		
AQB2161	◆ Respaldo fijo,(no ajustable en anchura) desmontable altura 480 mm (una sola talla, solo ajuste manual)	NC 2111, 2112, , 2173, 0977, , 2107, 2108, 2128
AQB2163	Tubos cortos (480 mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110, 2173
SOPORTE RESPALDO (para Flex 3 / tapizado ajustable en tensión / respaldos Matrx)		
AQB2162	Tubos largos (540 mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO		
AQB2107	◆ Tubos de respaldo con puños	NC 2161
AQB2108	Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1495,1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427)
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO		
AQB2171	◆ Tapizado ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	NC 2152, 2153,1445, 1446,1496, 2155
AQB2179	Tapizado ajustable en tensión Flex3 (long = 540 mm /short = 480 mm) (en combinación con prof.asiento 560 mm, -10 mm)	NC 2110, 2151, 2153, , 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1719, 2155
AQB2173	Placas ajustables Flex3 con tapizado respaldo Laguna	NC 2110, 2161, 2163, 2128, (/2111/2112+2124+2192/2194)



Código	Descripción	P.V.P €	
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)			
AQB2174	Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	652,80
AQB2175	Matrx Posture Back, altura 500 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	652,80
AQB2176	Matrx Elite Back , altura 500 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	652,80
AQB2177	Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	652,80
AQB2178	Matrx Elite Deep Back, altura 500 mm (tejido microventilado)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)	706,35
AQB2170	Sin tapizado respaldo (tubos respaldo / solo chasis respaldo)	NC 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427); 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	○
COLOR TAPIZADO			
AQB2151	◆ Tejido negro (nylon con 2141; funda bi elástica con 2142, 2143)	NC 2179	◆
AQB2152	Negro Dartex	NC 2141, 2171, (2138+2142)	○
AQB2153	Versión LK (negro con costura naranja)	NC 2141, 2171, 2179 (2138+2142)	○
AQB2155	Microventilado negro	NC 2141, 2143, 2144, 2147,2171, 2179	○
REPOSABRAZOS			
AQB2191	◆ Reposabrazos en T desmontable	NC (2132+2113); (2134/2136+soporte caderas+0556), (2111+2121+2132+0354)	◆
AQB2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	NC (2132+2113); (2134/2136+soporte caderas+0556), (2111+2121+2132+0354)	18,91
AQB2198	Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 1611	163,62
AQB2183	Reposabrazos incurvados (25 mm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	75,75
AQB2193	Reposabrazos abatible	NC 2110, 1445, 1446, 2179	108,21
AQB2192	Reposabrazos desplazable con soporte (ajustable altura 230-300mm)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soporte caderas+0556), (/2111/2112+2124+/2173)	183,86
AQB2194	Reposabrazos desplazable con soporte (altura ajustable 300-360 mm)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soporte caderas+0556), (/2111/2112+2124+/2173)	183,86
AQB2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
AQB2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198	◆
AQB2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○
AQB2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198	27,05
AQB2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179, 1611	○
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
AQB2184	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	216,42
AQB2186	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	216,42
AQB2188	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	216,42
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
AQB2185	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	216,42
AQB2187	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	216,42
AQB2189	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	216,42



Código	Descripción	P.V.P €	
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
AQB2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)	○	
AQB2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	○	
REPOSACABEZA (Dartex)			
AQB1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	118,90
AQB1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	141,80
AQB1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	196,34
AQB1496	Reposacabeza no Invacare con kit de soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176	
AQB1495	Reposacabeza no Invacare - sin kit de soporte , con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108	
SOPORTE LATERAL (Par; Dartex)			
AQB1446	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla rígida	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	163,62
AQB1445	Soportes laterales con brazo prolongado, almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	185,44
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
AQB1091	Basculación asiento manual		○
AQB1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG - altura 420 mm (base rígida) (con cinchas: + 30 mm)	NC 2110, 0595, 1801	743,25
AQB1094	Elevación eléctrica con basculación eléctrica (300 mm, 30°) con desplazamiento centro gravedad CoG - altura 420 mm (base rígida) (con cinchas: + 30 mm)	NC 2110, 1638, 0595, 1801	2014,06
AJUSTE ALTURA ASIENTO (solo si elige previamente opción 1091)			
AQB0354	Altura asiento: 450 mm (base rígida) (con cinchas ajustables + 30 mm)	NC 2130, (2111+2121+2132+2191/2181)	○
AQB0364	Altura asiento: 470 mm (base rígida) (con cinchas ajustables + 30 mm)		○
AQB0382	Altura asiento: 490 mm (base rígida) (con cinchas ajustables + 30 mm)		○
RESPALDO RECLINABLE			
AQB0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)		○
AQB0977	Respaldo reclinable eléctrico	NC 2110, 1801	776,55
ASIENTO			
AQB1150	3 Unidad de asiento estándar	NC 2128, 1454, 0536, 0537, 0538, 0539, 0546, 0547, 0548, 0549, 0503, 0533, 0532, 0531, 0505, 0509, 0502, 0506, 0512, 0504	2.915,00
ANCHURA ASIENTO 44 - 48 cm (incluye cojín de asiento)			
AQB0343	◆ Anchura de asiento 440 - 480 mm		◆
PROFUNDIDAD ASIENTO			
AQB0327	◆ 460 mm		◆
COJÍN ASIENTO			
AQB1336	◆ Cojín de asiento (anchura 430 mm, perfil 50 mm)		◆
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)			
AQB0448	480 mm		○
AQB0454	540 mm		○
RESPALDO			
AQB1178	◆ Ajustable en tensión (tapizado nylon negro)		◆
COLOR TAPIZADO			
AQB0268	◆ Negro (Nylon)		◆
REPOSABRAZOS			
AQB0606	◆ Desmontables T-armrest, ajustables en altura 290 - 360 mm		◆



2164/2165



Asiento estándar




1432



Código	Descripción	P.V.P €	
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
AQB0649	◆ Almohadilla larga (+ 50 mm)	◆	
REPOSACABEZAS			
AQB1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	141,80	
ALTURA ASIENTO			
AQB0325	Altura asiento 455 mm	○	
AQB0339	Altura asiento 480 mm	○	
AQB0387	Altura asiento 505 mm	○	
AQB0338	Altura asiento 530 mm	○	
AQB0389	Altura asiento 555 mm	○	
ÁNGULO RESPALDO			
AQB0959	◆ Ajustable manualmente (4°/14°/21,5°/29°/36,5°/44°)	◆	
REPOSAPIÉS CENTRAL			
PALETA			
AQB0595	Paleta abatible	NC 1093, 1094	○
PESCANTE MONTAJE CENTRAL			
AQB0556	Pescante central manual , ajustable en ángulo	NC 2110, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189) (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	○
PALETA			
AQB0559	◆ Paletas ajustable en ángulo y anchura (prof. 240 mm)	◆	
REPOSAPIÉS INDIVIDUALES IZQ/DER NC 1172 (asiento Captain)			
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ			
AQB0565	◆ Pescante estándar 80° , izq.	NC 0546, 0547, 0549, 0509, 0548	◆
AQB0575	Pescante ajustable en ángulo (tipo Rea), izq.	NC 0546, 0547, 0549, 0509, 0548, 0505	81,83
AQB0536	Reposapiés ajustable 90-65°, izq.	NC 1150, 0566, 0576,	90,92
AQB0537	Reposapiernas elevable manual, izq.	NC 1150, 0505, 0566, 0576,	111,14
AQB0538	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° izq.	NC 1150, 0505, 0566, 0576,	126,35
AQB0539	Reposapiernas elevable eléctrico 0° - 80° , izq	NC 1150, 0505, 0566, 0576, 1801	626,30
PESCANTE INDIVIDUAL DER			
AQB0566	◆ Pescante estándar 80° , der.	NC 0536, 0537, 0539, 0506, 0538, 0506	◆
AQB0576	Pescante ajustable en ángulo (tipo Rea), der.	NC 0536, 0537, 0539, 0506, 0538, 0502, 0506	81,83
AQB0546	Reposapiés ajustable 90-65°, der.	NC 1150, 0565, , 0575	90,92
AQB0547	Reposapiernas elevable manual, der.	NC 1150, 0502, 0565, 0575	111,14
AQB0548	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° der.	NC 1150, 0502, 0565, 0575	126,35
AQB0549	Reposapiernas elevable eléctrico 0° - 80° , der.	NC 1150, 0502, 0565, 0575, 1801	626,30
TUBO + PALETA IZQ			
AQB0505	◆ Paleta fija izq.	NC 1150, 0537, 0538, 0539, 0575	◆
AQB0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	NC 1150, 0565, 0575	16,11
AQB0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.		103,66
TUBO + PALETA DER			
AQB0502	◆ Paleta fija der.	NC 1150, 0547, 0548, 0549, 0576	◆
AQB0506	Paleta ajustable en ángulo der.	NC 1150, 0566, 0576	16,11
AQB0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.		103,66
REPOSAPIÉS (PARES) NC 1172 (asiento Captain)			
PESCANTES (PAR)			
AQB0526	Pescante estándar 80° (par)	NC 0504	○
AQB0529	Pescante ajustable en ángulo (tipo Rea), par	NC 0504, 0512	163,66
AQB0503	Reposapiés ajustable 90-65°, par	NC 1150	181,83
AQB0533	Reposapiernas elevable manual, par	NC 1150, 0512	222,28



0595

0556/
05590536/
05460538/
05480565/
05660575/
05760537/
05470539/
0549

0505

0509

Código	Descripción	P.V.P €
AQB0532	Reposapiernas elevable manual comp. erg.0° - 80° , par	NC 1150, 0512 252,69
AQB0531	Reposapiernas elevable eléctrico 0° - 80° , par	NC 1150, 0512, 1801 1252,60
TUBO + PALETA (PAR)		
AQB0512	Paleta fija (par)	NC 1150, 0533, 0532, 0529, 0531 ○
AQB0504	Paleta ajustable en ángulo (par)	NC 1150, 0526, 0529 32,20
AQB0513	Paleta ajustable en ángulo y profundidad (par)	207,34
MANDOS		
MANDO Shark / MK5 - (SOLO CUANDO NINGUNA OPCIÓN ELÉCTRICA SELECCIONADA)		
AQB1801	Mando estándar Shark2 DK-REM D01	NC 1093, 1094, 0977, 0539, 0549, 0531 ◆
AQB1207	Soporte estándar, der	○
AQB1208	Soporte estándar, izq	○
AQB1707	◆ Soporte abatible, der	NC 0609 ◆
AQB1708	Soporte abatible, izq	NC 0609 ○
MANDOS DX2 / ACS2 & SOPORTES		NC 1172, 1150, 1294
AQB1638	Mando Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1094, 1719 102,81
AQB1601	Mando REM 24SD	373,79
AQB1617	Mando REM550, con pantalla LCD	NC 1719 692,64
AQB1611	REM 34 (Dolphin)	NC 1719, 2198, 2199 454,49
AQB1614	G90A	NC 1719 270,53
AQB1615	G91S (mando master sin joystick, se precisa un mando o pulsador remoto para conducir la silla)	NC 1707, 1708 1.754,09
AQB1207	Soporte estándar der	NC 1404 ○
AQB1208	Soportes estándar izq.	NC 1405 ○
AQB1707	Soporte abatible + ajust.altura derecho	NC 1404, 1478 ○
AQB1708	Soporte abatible + ajust.altura izquierdo	NC 1405, 1479 ○
BANDEJA / MANDO CENTRAL + SOPORTES		
AQB1607	Mando bandeja REM 41	NC 1404, 1405, 1719 751,11
AQB1608	Mando central REM 41	NC 1404, 1405, 1719 481,97
AQX1612	Mando bandeja REM 34, giratorio (solo como especial)	NC 1404, 1405, 1719 709,01
AQB1289	Abatible derecha	○
AQB1288	Abatible izquierda	○
MANDO ACOMPAÑANTE + SOPORTE		
AQB1602	Mando acompañante REM 24SD	NC 1720 [con 1719 solo como especial], 2108, 2128 479,81
AQB1616	Mando acompañante G90A	NC 1720, 1719, 2108, 2128 376,54
AQB1643	Mando acompañante Tipo A (permite accionar hasta 4 ajustes eléctricos)	NC 1720, 1719, 1094, 2108, 2128 208,81
AQB1618	Mando acompañante REM550, con pantalla LCD	NC 1720, 1719, 2108, 2128 798,66
AQB1207	Soporte estándar der	NC (1719+1289/1287) (1645+1221) ○
AQB1208	Soportes estándar izq.	NC (1719+1288/1286) (1645+1222) ○
MANDOS ADICIONAL para Unidad asiento Modulite sólo (en combinación con mando principal)		
MANDO MENTON + SOPORTE (simple)		
AQB1719	Mando mentón con joystick estándar (solo para Modulite), montado siempre en el mismo lado que mando principal	NC 1150, 1172, 2110, 1611, 1607, 1608, 1612, 1614, 1616, 1638, 1639, 1618, 1643, 1644, 1617, [con 1602 solo como especial], 2179, 2128 2.244,00
AQB1289	Abatible derecha, manual	NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207) ○
AQB1288	Abatible izquierda, manual	NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208) ○
AQB1287	Abatible derecha, eléctrico	NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207) 969,00



Código	Descripción		P.V.P €
AQB1286	Abatible izquierda, eléctrico	NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208)	969,00
DOBLE MANDO + SOPORTE			
AQB1720	Doble mando Compact	NC 1602, 1616, 1618, 1643, 1644, 2108, 2128	714,41
AQB1207	SopORTE estándar, derecho	NC (1719+1289/1287)	○
AQB1208	SopORTE estándar, izquierdo	NC (1719+1288/1286)	○
DOBLE MANDO INVACARE IDC + SOPORTE			
AQB1645	Doble mando intuitivo	NC 2108, 2128	745,93
AQB1221	SopORTE derecho abatible	NC (1719+1289/1287), (1207+1602/1616/1643/1644/1618)	○
AQB1222	SopORTE izquierdo abatible	NC (1719+1288/1286) (1208+1602/1616/1643/1644/1618)	○
MANDOS MASTER ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS			
	Para otros mandos Master ACS y componentes ACS utilice por favor la tarifa componentes ACS Mandos master ACS alternativos & mandos adicionales se montan y programan, el resto de componentes ACS solamente se adjuntan pero no se montan ni programan!		
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN			
COLOR CHASIS			
AQB0227	◆	Rojo	◆
RUEDAS CENTRALES			
AQB0781	◆	Ruedas motrices centrales 10"-3" grises macizas	◆
MOTOR / VELOCIDAD			
AQB1282	◆	6,4 km/h	◆
AQB1294		3 km/h (programación interior)	○ NC ACS2
BATERÍAS			
AQB1261	◆	Batería 35Ah (par)	◆
CARGADOR			
AQB1343	◆	Opticharge 8A	◆
AQB1313		Opticharge 10A	326,55
KIT DE TRANSPORTE			
AQB1493	◆	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
AQB1494		Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	21,81
CINTURÓN			
AQB1329	◆	Cinturón con hebilla	Siempre con asiento Captain (AQB1172); 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
AQB2113		Cinturón con hebilla (montaje en raíles laterales)	NC 1172, 1150, (2132+2191), 2110; 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones) NUEVO			
AQB2701		Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113
AQB2702		Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113
AQB2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113
AQB2704		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113
AQB2705		Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113
AQB2706		Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 460 mm)	NC 1150, 1172, 2110, 2123, 2124, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1329, 2113
ACCESSORIES			
GANCHOS BOLSO			
AQB2128		Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 1150, 1172, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1720, 1645, 1719



2701/2702



2703/2704



2705/2706



2128

Código	Descripción	P.V.P €
SOPORTE BOTELLA OXÍGENO		
AQB1454	Soporte botella oxígeno NC 2100, 1150	86,57
SOPORTE BASTONES (con doble mando o mando acopañante, montaje en el lado opuesto)		
AQB1312	Derecho NC 1150, 1172	27,05
AQB1363	Izquierdo NC 1150, 1172	27,05
BANDEJA		
AQB1404	Abatible derecha NC 1172, 1607, 1608, 1612, (1601/1611/1614/1615/1638/1617 + 1207/1707)	267,32
AQB1405	Abatible izquierda NC 1172, 1607, 1608, 1612, (1601/1611/1614/1615/1638/1617 + 1208/1708)	267,32
KIT DE HERRAMIENTAS		
AQB1333	Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)	28,91

