

# Accesorio Cama Medley Ergo Low

## Colchón de suelo



### Descripción

Colchón de suelo, compatible con Invacare® Medley Ergo Low

Funda de poliéster con recubrimiento de poliuretano contenido de espuma de alta densidad.

4 cintas para sujeción al marco de la cama y 2 para plegado y almacenamiento.

### Certificaciones

- Producto - EN 597-1 & 597-2
- Espuma - BS 5852 Crib V
- Funda - BS 7175 (Crib 5)

### Clasificación

Bajo riesgo / Confort

### EAN

5600494148926



### Limpieza

- Limpiar utilizando agua y jabón/solución de detergente suave o retire la funda y lávela a 90°. No utilice blanqueadores o agentes agresivos de ninguna clase.

### Dimensiones

- **Altura** : 5.5cm
- **Ancho** : 64cm
- **Largo total** : 197cm
- **Secciones** : 64 + 64 + 64cm
- **Cintas sujeción a colchón** :
  - Longitud : 32cm
  - Perímetro que cubre la cinta : 15cm (tubo 5x2cm)

26/11/2025

**INVACARE S.A.**

Avenida del Oeste, 50 – 1ª  
46001 Valencia – España  
www.invacare.es