



***iPortal* combina tecnología y movilidad para estar conectado en todo momento**

iPortal está ahora disponible en 3 versiones:

iPortal Accessibility permite una conexión en tiempo real entre su silla de ruedas y su iPod, iPhone o iPad. Consta de un módulo bluetooth y de un soporte flexible.

iPortal Mouse Mover ofrece la posibilidad al usuario de controlar el ordenador mediante el joystick de la silla como si éste fuera un ratón. Este módulo es compatible con Windows, MAC y tabletas PC.

iPortal Liberty incluye ambos sistemas: ***iPortal Accessibility*** e ***iPortal Mouse Mover***.



Trusted Solutions, Passionate People





Las versiones

Un dispositivo intuitivo

Al igual que los productos Apple, el sistema **iPortal** es simple de instalar y de usar. Descargando la aplicación gratuita "**iPortal Dashboard**" en el Apple store, podrá visualizar en tiempo real información sobre su silla como: velocidad, cambios posturales, nivel de batería, etc.

El módulo bluetooth

El módulo bluetooth es pequeño y discreto. Incorpora una salida USB para garantizar la carga del iPhone, iPad o iPod a través del cable integrado en el soporte flexible.



iPortal Accessibility

Permite la conexión entre la silla y los dispositivos Apple (iPod, iPhone o iPad).



iPortal Mouse Mover

Permite al usuario controlar el ordenador mediante el joystick de la silla.



iPortal Liberty

Incluye ambos sistemas: **iPortal Accessibility** e **iPortal Mouse Mover**. Accesibilidad total a las nuevas tecnologías.

Las aplicaciones



Información en tiempo real

Gracias a la aplicación gratuita "**iPortal Dashboard**" en el Apple store, la pantalla de su dispositivo Apple le proporcionará información muy útil sobre velocidad, cambios posturales, nivel de batería o averías de su silla.



Compatible con electrónica ACS2

El **iPortal** es compatible con todos los mandos de la electrónica evolutiva **ACS2**: REMA, REMB, REM24 y REM550.

Accesorios y módulos



Módulo iPortal

Pequeño y discreto, se acopla fácilmente a la silla.



Soportes flexibles

Diferentes opciones de soportes disponibles según dispositivo Apple.

