

## Rea® Azalea®



Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (0°-30°) y basculación de asiento con transferencia de peso (+1° a +25°). Ángulo de asiento negativo como opción (-1° a +23°). Distintos tipos de Unidades de asiento disponibles.  
Ruedas traseras: 16" (Rea Azalea Assist), 22" o 24" (Rea Azalea).  
Asiento ajustable en ancho y profundidad.  
Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.  
Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión  
5 colores de chasis disponibles.  
Versiones para usuarios altos, de talla pequeña o de peso elevado: ver tarifas Azalea Minor y Azalea Alta.  
Peso máximo del usuario : 135 kg  
**Rea Azalea SR-50C** : Código provisional Prescripción: S0009034 : seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables (Categoría: SRM 050C).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

| Código                                                       | Descripción                                                                            | No Compatibilidades                                                                | P.V.P €  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| BNA0010                                                      | ◆ Rea Azalea                                                                           |                                                                                    | 1.732,50 |
| BNA8000                                                      | Especial                                                                               |                                                                                    |          |
| <b>PROPULSIÓN</b>                                            |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0020                                                      | ◆ Kit transit: ruedas 16" con freno tambor                                             | 1040, 1050;1060;1065;1070;1085; 1055, 1062, 1072, 1074, 1095;1100;1120, 1180, 1185 | ◆        |
| BNA0025                                                      | Autopropulsables: ruedas 24"/22" con frenos manuales                                   | 0075;0605;0635, 1047, 1076                                                         | ○        |
| BNA0030                                                      | Autopropulsables y acompañante: ruedas 24"/22" con freno tambor                        | 0075;0605;0635;1047, 1072, 1074, 1095                                              | ○        |
| <b>DIMENSIONES ASIENTO</b>                                   |                                                                                        |                                                                                    |          |
| <b>ANCHURA ASIENTO</b>                                       |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0040                                                      | 390 mm ( Chasis pequeño)                                                               |                                                                                    | ○        |
| BNA0050                                                      | ◆ 440 mm ( Chasis mediano)                                                             |                                                                                    | ◆        |
| BNA0060                                                      | 490 mm ( Chasis grande)                                                                | 0206                                                                               | ○        |
| <b>EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO ( AJUSTABLE)</b>                |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0065                                                      | ◆ + 50 mm                                                                              |                                                                                    | ◆        |
| BNA0075                                                      | +100mm (solo para ruedas traseras transit 16")                                         | NC 0110, 1180, 1185                                                                | ○        |
| BNA0085                                                      | Sin extensión asiento                                                                  | 0206                                                                               | ○        |
| <b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>                                   |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0100                                                      | 430-500 mm                                                                             |                                                                                    | ○        |
| <b>ALTURA ASIENTO</b>                                        |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0110                                                      | 400 mm. No para combinar con ruedas delanteras de 200 mm. y tubos porta paletas largos | 0370, 1015, 1020, 1022, 1025, 1062                                                 | ○        |
| BNA0120                                                      | ◆ 450 mm.                                                                              | 1055                                                                               | ◆        |
| <b>ÁNGULO ASIENTO</b>                                        |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0127                                                      | Ángulo asiento negativo de -1 a +23° (estándar +1 to +25°)                             | 0360                                                                               | ○        |
| <b>ASIENTO</b>                                               |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0130                                                      | ◆ Profundidad ajustable                                                                |                                                                                    | ◆        |
| BNA0140                                                      | Asiento deslizante                                                                     | 0720                                                                               | 183,86   |
| <b>COJÍN</b>                                                 |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0164                                                      | Cojín Flo-tech Contour Visco NG                                                        | NC 0191,201,0202, 0182, 0183                                                       | 105,43   |
| BNA0165                                                      | ◆ Cojín Floshape                                                                       | NC 0191,201,0202, , 0182, 0183                                                     | ◆        |
| BNA0168                                                      | Cojín MATRX LIBRA                                                                      | 0191, 0201, 0202                                                                   | 323,15   |
| BNA0169                                                      | Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA                                                           | 0191, 0201, 0202                                                                   | 616,15   |
| <b>PROFUNDIDAD CÓJIN MATRX LIBRA/ FLO TECH SOLUTION XTRA</b> |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0182                                                      | Corta (LIBRA : 405 mm/ SOLUTION XTRA 430 mm)                                           |                                                                                    | ○        |
| BNA0183                                                      | Larga (LIBRA : 455 mm / SOLUTION XTRA 455 mm)                                          |                                                                                    | ○        |
| <b>TAPIZADO COJÍN</b>                                        |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0191                                                      | Terciopelo negro TR35                                                                  |                                                                                    | ○        |
| BNA0201                                                      | ◆ Tapizado suave negro TR26                                                            |                                                                                    | ◆        |
| BNA0202                                                      | Tejido microventilado negro TR36                                                       |                                                                                    | ○        |
| <b>RESPALDO</b>                                              |                                                                                        |                                                                                    |          |
| <b>RESPALDO EXTENSIÓN ANCHURA (PRE AJUSTE)</b>               |                                                                                        |                                                                                    |          |
| BNA0205                                                      | ◆ + 50 mm                                                                              | 0221;0223;0225                                                                     | ◆        |
| BNA0206                                                      | + 100 mm                                                                               | 0220;0221;0223;0225                                                                | ○        |
| BNA0207                                                      | Sin extensión anchura respaldo                                                         |                                                                                    | ○        |



| Código                                | Descripción                                                                                                                                      | No Compatibilidades                                                                                                                                              | P.V.P € |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>RESPALDO</b>                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0210                               | Placa respaldo ajustable anchura Flex3                                                                                                           | 0233;0234;0240;0343;0771                                                                                                                                         | ◆       |
| BNA0220                               | Respaldo ajustable en tensión ajustable anchura Flex3                                                                                            | 0233;0234;0343;0771;0925                                                                                                                                         | ○       |
| BNA0221                               | MatrX Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)<br>Plazo de entrega adicional : + 10 días                           | 0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321;322; 0335;0340;0800; 0810; 0880;0890;0895;0896;0925; 920                                                          | 770,00  |
| BNA0223                               | MatrX Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)<br>Plazo de entrega adicional : + 10 días                      | 0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321; 0322;0335;0340;0800; 0810;0880;0890;0895;0896; 0925;920                                                          | 770,00  |
| BNA0225                               | MatrX Posture Back (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar)<br>Plazo de entrega adicional : + 10 días                       | 0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0305; 0311;0321; 0322;0335;0340;0800; 0810; 0880;0890;0895;0896; 0925;920                                                         | 770,00  |
| BNA0230                               | Sin respaldo                                                                                                                                     | 0240;0250;0260;0270;0280;0290; 0311;0321;0322; 0730;0750;0770;0800; 0810; 0880;0890;0895; 0896;0925;920                                                          | ○       |
| <b>ALTURA RESPALDO MATRX</b>          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0233                               | Altura 41 cm                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | ○       |
| BNA0235                               | Altura 46 cm                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | ○       |
| BNA0234                               | Altura 51 cm                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | ○       |
| <b>ANCHURA RESPALDOS MATRX</b>        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0241                               | 360 MM                                                                                                                                           | Anchura de tronco (indicativa) : 265 MM                                                                                                                          | ○       |
| BNA0242                               | 380 MM                                                                                                                                           | Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM                                                                                                                          | ○       |
| BNA0243                               | 410 MM                                                                                                                                           | Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM                                                                                                                          | ○       |
| BNA0244                               | 430 MM                                                                                                                                           | Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM                                                                                                                          | ○       |
| BNA0245                               | 460 MM                                                                                                                                           | Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM                                                                                                                          | ○       |
| BNA0246                               | 480 MM                                                                                                                                           | Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM                                                                                                                          | ○       |
| BNA0247                               | 510 MM                                                                                                                                           | Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM                                                                                                                          | ○       |
| <b>TIPO ACOLCHADO</b>                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0240                               | Respaldo acolchado con laterales 05                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | ○       |
| BNA0250                               | Respaldo Laguna (soporte lateral)                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | ○       |
| BNA0260                               | Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)                                                                                                             | NC 0322                                                                                                                                                          | 157,71  |
| BNA0270                               | Respaldo Passad 2 (soporte hombros)                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | ◆       |
| <b>TAPIZADO RESPALDO</b>              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0311                               | Terciopelo negro TR35                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | ○       |
| BNA0321                               | Tapizado suave negro TR26                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  | ◆       |
| BNA0322                               | Tejido microventilado negro TR36                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  | ○       |
| <b>PUÑOS</b>                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0335                               | Puños conectados , sin fijación reposacabeza                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | ◆       |
| BNA0343                               | Puños conectados, con fijación reposacabeza                                                                                                      | 0771                                                                                                                                                             |         |
| BNA0345                               | Barra de empuje ajustable en ángulo                                                                                                              |                                                                                                                                                                  | 120,00  |
| <b>ASIENTO</b>                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| <b>BASCULACIÓN ASIENTO Y RESPALDO</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0350                               | Basculación asiento y respaldo por pistones gas                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | ◆       |
| BNA0360                               | Basculación eléctrica asiento y respaldo (consultar disponibilidad)                                                                              |                                                                                                                                                                  | 600,46  |
| <b>BLOQUEO BASCULACIÓN</b>            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA1263                               | Bloqueo basculación ( ángulo pre ajustado)                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | ◆       |
| <b>REPOSAPIERNAS / REPOSAPIÉS</b>     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| <b>REPOSAPIÉS CENTRAL</b>             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0370                               | Reposapiés central, incluye almohadilla y tubo + paleta. No es posible combinar con tubos + paletas separados, taco abductor , extensión paleta. | 0375; 0380; 0390; 0400; 0410; 0430; 0440; 0450; 0460; 0475; 0476; 0477; 0480; 0490; 0510; 0520; 0530; 0540; 0550; 0570; 0580; 0720; 0930; 0940; 0941; 0942; 0945 | 422,38  |
| <b>POSICIÓN REPOSAPIÉS</b>            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0375                               | Posición baja, estándar                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | ◆       |
| BNA0376                               | Posición alta para piernas largas                                                                                                                |                                                                                                                                                                  | ○       |
| <b>REPOSAPIÉS IZQUIERDO</b>           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0380                               | Pescante ajustable en ángulo izq. Con acolchado rodillas y pantorrillas                                                                          | 0475, 0480, 0490,0942,0945                                                                                                                                       | 142,69  |
| BNA0390                               | Pescante fijo 80°, abatible interior exterior - alu 2003, izq.                                                                                   | 0930                                                                                                                                                             | ◆       |
| BNA0400                               | Pescante fijo 90°, abatible interior exterior - alu 2003, izq.                                                                                   | 0480;0510;0520;0930;0950; 1000;1010;1020;1035                                                                                                                    | 52,53   |
| BNA0410                               | Acolchado amputado - alu 2008 izq                                                                                                                | 0475;0476;0477;0480;0490;0510; 0520; 0930;0941;0942;0945                                                                                                         | 144,23  |
| <b>REPOSAPIÉS DERECHO</b>             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |         |
| BNA0430                               | Pescante ajustable en ángulo der. Con acolchado rodillas y pantorrillas                                                                          | (NC : 0475, 0540, 0550, 0942, 0945)                                                                                                                              | 142,69  |
| BNA0440                               | Pescante fijo 80°, abatible interior exterior - alu 2003, der.                                                                                   | 0940                                                                                                                                                             | ◆       |
| BNA0450                               | Pescante fijo 90°, abatible interior exterior - alu 2003, der.                                                                                   | 0540;0570;0580;0940;0950; 1000;1010;1020;1035                                                                                                                    | 52,53   |
| BNA0460                               | Acolchado amputado - alu 2008 der.                                                                                                               | 0475;0476;0477; 0540;0550;0570; 0580; 0940;0941;0942;0945                                                                                                        | 144,23  |



Respaldo Flex3 (0210)



Respaldo Flex3 (BNA0220)



225/227

221/223



0240


0250

0260



0270

0280



0311

0321

0322



0350

0360



0370

1263



0380




0390

0410

/0440

/460

| Código                                                                         | Descripción                                                                                                          | No Compatibilidades                                                | P.V.P € |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PALETA MONOBLOC</b>                                                         |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| BNA0475                                                                        | Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto                                                         | 0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930;0940; 0942     | 147,08  |
| BNA0476                                                                        | Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo                                                         | 0477;0480;0490;0510;0520;0540; 0550; 0570;0580;0930;0940; 0942     | 147,08  |
| <b>REPOSAPIÉS RÍGIDO CON SOPORTES LATERALES</b>                                |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| BNA0477                                                                        | Reposapiés rígido con soportes laterales, tubo corto                                                                 | 0480;0490;0510;0520;0540;0550; 0570;0580;0930;0940;0941;0942; 0945 | 472,77  |
| <b>TUBO + PALETA IZQUIERDA</b>                                                 |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| BNA0480                                                                        | Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No es posible combinar con extensión paleta                                | 0930;0941;0945                                                     | ○       |
| BNA0490                                                                        | Tubo corto + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.                                                | 0945                                                               | ○       |
| BNA0510                                                                        | Tubo largo + paleta fija y talonera izq. No es posible combinar con extensión paleta                                 | 0930;0941;0945                                                     | ○       |
| BNA0520                                                                        | ◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.                                              | 0945                                                               | ◆       |
| <b>TUBO + PALETA DERECHA</b>                                                   |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| BNA0540                                                                        | Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No es posible combinar con extensión paleta                                | 0940;0941;0945                                                     | ○       |
| BNA0550                                                                        | Tubo corto + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.                                                | 0945                                                               | ○       |
| BNA0570                                                                        | Tubo largo + paleta fija y talonera der. No es posible combinar con extensión paleta                                 | 0940;0941;0945                                                     | ○       |
| BNA0580                                                                        | ◆ Tubo largo + paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.                                              | 0945                                                               | ◆       |
| <b>REPOSABRAZOS (Ajustable en altura, Incluye dispos. Cierre reposabrazos)</b> |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| <b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO</b>                                                  |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| BNA0600                                                                        | Ajustable en altura, acolchado estándar, izq (incluye dispos.cierre reposabrazos)                                    | NC1233                                                             | ○       |
| BNA0605                                                                        | ◆ Ajustable en altura, acolchado ancho, izq (solo para combinar con ruedas 16", incluye dispos.cierre reposabrazos)  | NC1233                                                             | ◆       |
| BNA0606                                                                        | Ajustable en altura, almohadilla concava, izquierda                                                                  | NC : 1232                                                          | ○       |
| BNA0607                                                                        | Ajustable en altura y reforzado, acolchado ancho, izq. (Incluye dispos.cierre reposabrazos)                          | 1230; 1231, 1233, 1250                                             | 15,76   |
| BNA0610                                                                        | Ajustable en altura acolchado, izq. No posible combinar con mesita estándar.( incluye dispos.cierre reposabrazos)    | 0680;0690;1230;1231,1233, 1250                                     | 73,54   |
| BNA0611                                                                        | Bajo , izq. (cierre de reposabrazos incluido)                                                                        | 1230;1233                                                          | 42,02   |
| BNA0612                                                                        | Ajustable en profundidad, izq.(cierre reposabrazos incluido)                                                         | 1233                                                               | ○       |
| BNA0615                                                                        | Reposabrazos hemiplejia, izq. No para combinar con accesorios mesita. ( Incluye dispos.cierre reposabrazos) 🌀        | 0695;1230; 1231, 1233, 1240, 1245, 1250                            | 98,75   |
| BNA0620                                                                        | Sin reposabrazos izquierdo                                                                                           | 0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250                          | ○       |
| <b>REPOSABRAZOS DERECHO</b>                                                    |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| BNA0630                                                                        | Ajustable en altura, acolchado estándar, der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)                                   | NC: 1232                                                           | ○       |
| BNA0635                                                                        | ◆ Ajustable en altura, acolchado ancho der. (solo para combinar con ruedas 16", incluye dispos. cierre reposabrazos) | NC1232                                                             | ◆       |
| BNA0636                                                                        | Ajustable en altura, almohadilla concava, derecha                                                                    | NC : 1233                                                          | ○       |
| BNA0637                                                                        | Altura ajustable y reforzado, acolchado ancho der. (incluye dispos.cierre reposabrazos)                              | 1230; 1231, 1232, 1250                                             | 15,76   |
| BNA0640                                                                        | Ajustable altura acolchado, der. No posible combinar con mesita estándar. (incluye dispos.cierre reposabrazos)       | 0680;0690;1230; 1231, 1232, 1250                                   | 73,54   |
| BNA0641                                                                        | Bajo, der.(incluye cierre reposabrazos)                                                                              | 1230; 1231, 1232                                                   | 42,02   |
| BNA0642                                                                        | Ajustable profundidad , der (cierre reposabrazos incluido)                                                           | 1232                                                               | ○       |
| BNA0645                                                                        | Reposabrazos hemiplejia, der. No posible combinar con accesorios mesita. ( incluye dispos.cierre reposabrazos) 🌀     | 0695;1230; 1231, 1232, 1240, 1245, 1250                            | 98,75   |
| BNA0650                                                                        | Sin reposabrazos derecho                                                                                             | 0680;0690;0695;1230;1231;1240; 1245; 1250                          | ○       |
| <b>OPCIONES ASIENTO</b>                                                        |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| <b>OPCIONES REPOSABRAZOS</b>                                                   |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| BNA0680                                                                        | Funda soporte lateral                                                                                                | 0695                                                               | 100,00  |
| BNA0690                                                                        | Cojín para funda soporte lateral (debe elegir también la funda soporte lateral)                                      | 0695                                                               | 14,71   |
| BNA0695                                                                        | Acolchado lateral fijación cierre gancho-bucle                                                                       |                                                                    | 73,54   |
| <b>OPCIONES ASIENTO</b>                                                        |                                                                                                                      |                                                                    |         |
| BNA0720                                                                        | Taco abductor 🌀                                                                                                      |                                                                    | 64,48   |
| BNA0725                                                                        | Goniómetro (mide ángulo basculación) asiento                                                                         |                                                                    | 26,27   |

0475  
/0476

0480



0490



0510



0520



0600/612



0605/607



0611



0610



0615



0606/0636



0680



0680+0690



0695







0725



0771

| Código                                   | Descripción                                                                                       | No Compatibilidades                  | P.V.P € |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| <b>OPCIONES RESPALDO</b>                 |                                                                                                   |                                      |         |
| BNA0730                                  | Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente ⑩                                                 | 0770                                 | 136,58  |
| BNA0750                                  | Reposacabeza envolvente con soporte mejilla ajustable lateralmente ⑩                              | 0770                                 | 170,00  |
| BNA0731                                  | Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10") ⑩                                          | (NC : 0740, 0770 ) <b>NUEVO</b>      | 178,00  |
| BNA0732                                  | Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14") ⑩                                          | (NC : 0740, 0770 )                   | 178,00  |
| BNA0733                                  | Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9") ⑩                                          | (NC : 0740, 0770 )                   | 188,50  |
| BNA0734                                  | Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12") ⑩                                         | (NC : 0740, 0770 )                   | 188,50  |
| BNA0735                                  | Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7") ⑩                | (NC : 0740, 0770 )                   | 325,50  |
| BNA0736                                  | Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10") ⑩              | (NC : 0740, 0770 )                   | 325,50  |
| <b>SOPORTE REPOSACEBZAS ELAN</b>         |                                                                                                   |                                      |         |
| BNA0742                                  | Soporte Matrx Elan adulto                                                                         | <b>NUEVO</b>                         | 234,50  |
| BNA0744                                  | Soporte Matrx Elan adulto Prolongado                                                              | <b>NUEVO</b>                         | 295,00  |
| BNA0746                                  | Soporte Matrx LOXX                                                                                | <b>NUEVO</b>                         | 210,00  |
| <b>OTRAS OPCIONES PARA REPOSACABEZAS</b> |                                                                                                   |                                      |         |
| BNA0740                                  | Funda reposacabezas envolvente                                                                    |                                      | 39,00   |
| BNA0770                                  | Reposacabeza simple ⑩                                                                             |                                      | 77,28   |
| BNA0782                                  | Soporte reposacabeza universal ⑩                                                                  |                                      | 51,00   |
| BNH0790                                  | Kit palomillas reposacabezas                                                                      |                                      | 25,50   |
| <b>SOPORTES DE TRONCO (IZQ)</b>          |                                                                                                   |                                      |         |
| BNA0800                                  | Soporte tronco multiajustable, brazo estándar (izq)                                               |                                      | 89,30   |
| BNA0840                                  | Soporte de tronco, brazo estándar (izq)                                                           |                                      | 78,80   |
| BNA0880                                  | Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (izq.) | <b>NUEVO</b>                         | 99,00   |
| <b>SOPORTES DE TRONCO (DER)</b>          |                                                                                                   |                                      |         |
| BNA0810                                  | Soporte tronco multiajustable, brazo estándar (der)                                               |                                      | 89,30   |
| BNA0850                                  | Soporte de tronco con brazo estándar (der)                                                        |                                      | 78,80   |
| BNA0890                                  | Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (der.) | <b>NUEVO</b>                         | 99,00   |
| <b>OPCIONES DE RESPALDO</b>              |                                                                                                   |                                      |         |
| BNA0915                                  | Goniómetro (mide ángulo basculación) reclinación respaldo                                         |                                      | 26,27   |
| BNA0920                                  | kit dos cuñas de posicionamiento (cojín de respaldo)                                              |                                      | 15,30   |
| <b>OPCIONES REPOSAPIÉS</b>               |                                                                                                   |                                      |         |
| BNA0930                                  | Extensión paleta izq.                                                                             | 0941                                 | 10,85   |
| BNA0940                                  | Extensión paleta der.                                                                             | 0941                                 | 10,85   |
| BNA0941                                  | Acolchado paleta                                                                                  |                                      | 52,53   |
| BNA0942                                  | Cincha reposapiés                                                                                 |                                      | 81,95   |
| BNA0945                                  | Cincha reposapiés (para paleta monobloc)                                                          |                                      | ○       |
| BNA0952                                  | Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)                                                        | kit de montaje incluido <b>NUEVO</b> | 154,00  |
| BNA0954                                  | Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)                                                        | kit de montaje incluido <b>NUEVO</b> | 154,00  |
| BNA0956                                  | Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)                                                        | kit de montaje incluido <b>NUEVO</b> | 150,70  |
| <b>CHASIS</b>                            |                                                                                                   |                                      |         |
| <b>COLOR CHASIS</b>                      |                                                                                                   |                                      |         |
| BNA0944                                  | ◆ Gris perla                                                                                      |                                      | ◆       |
| BNA0946                                  | Azul                                                                                              |                                      | ○       |
| BNA0947                                  | Arena                                                                                             |                                      | ○       |
| BNA0948                                  | Verde eléctrico                                                                                   |                                      | ○       |
| BNA0949                                  | Rojo                                                                                              |                                      | ○       |
| <b>SEGURIDAD CHASIS</b>                  |                                                                                                   |                                      |         |



0952/0954/0956



| Código                                | Descripción                                                                            | No Compatibilidades                                                      | P.V.P € |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| BNA0950                               | Extensión chasis , deslaza ruedas delanteras, 50 mm hacia delante.                     |                                                                          | 71,56   |
| <b>HORQUILLAS</b>                     |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA0960                               | ◆ Fijas                                                                                |                                                                          | ◆       |
| <b>RUEDAS DELANTERAS</b>              |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA0982                               | 140X40 semi maciza - negra                                                             |                                                                          | 41,37   |
| BNA0992                               | 150X30 semi maciza - negra                                                             |                                                                          | 41,37   |
| BNA1015                               | ◆ 200X30 maciza - negra                                                                |                                                                          | ◆       |
| BNA1022                               | 200x32 neumática - negra                                                               |                                                                          | 41,37   |
| BNA1025                               | 200X45 maciza - negra                                                                  |                                                                          | 41,37   |
| <b>RUEDAS TRASERAS</b>                |                                                                                        |                                                                          |         |
| <b>DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS</b>       |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1047                               | 16" / 405 MM (eje fijo)                                                                | (NC : 1072, 1074, 1082, 1084, 1086, 1100, 1110, 1120, 1160, 1180, 1185 ) | ◆       |
| BNA1055                               | 22" / 560 MM (Eje extraíble / Quick release)                                           | (NC: 1265 )                                                              | ○       |
| BNA1062                               | 24" / 600 MM (Eje extraíble / Quick release)                                           |                                                                          | ○       |
| <b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>           |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1072                               | Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado )                      | (NC : 1084 1120 )                                                        | ○       |
| BNA1074                               | Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)                 |                                                                          | 30,00   |
| BNA1076                               | Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable        | (NC: 1086 )                                                              | ◆       |
| <b>TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b> |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1082                               | Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)                                         |                                                                          | ○       |
| BNA1086                               | Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")                            |                                                                          | 52,53   |
| BNA1092                               | ◆ Cubierta maciza - negra 1" 3/8                                                       |                                                                          | ◆       |
| <b>AROS</b>                           |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1100                               | Aluminio                                                                               |                                                                          | ○       |
| BNA1120                               | Recubiertos plásticos                                                                  |                                                                          | 82,68   |
| <b>OPCIONES RUEDA</b>                 |                                                                                        |                                                                          |         |
| <b>PROTECTORES RADIOS</b>             |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1160                               | Frost                                                                                  |                                                                          | 145,50  |
| <b>SEGURIDAD</b>                      |                                                                                        |                                                                          |         |
| <b>FRENOS</b>                         |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1170                               | Frenos accionados usuario                                                              |                                                                          | ○       |
| BNA1180                               | Freno unilateral izquierdo                                                             |                                                                          | 65,00   |
| BNA1185                               | Freno unilateral derecho                                                               |                                                                          | 65,00   |
| <b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>          |                                                                                        |                                                                          |         |
| <b>CINTURONES</b>                     |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1200                               | Cinturón pélvico                                                                       |                                                                          | 34,35   |
| BNA1201                               | Cinturón pélvico- 2 a M, sistema de fijación Flat-Mount                                | <b>NUEVO</b>                                                             | 113,72  |
| BNA1202                               | Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount                           |                                                                          | 113,72  |
| BNA1203                               | Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount                           |                                                                          | 139,23  |
| BNA1204                               | Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount                           |                                                                          | 139,23  |
| <b>ARNESES</b>                        |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1206                               | Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount               | Solo con respaldo ELITE E2 / ELITE DEEP E2 o con reposacabezas           | 152,90  |
| BNA1207                               | Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount               | Solo con respaldo ELITE E2 / ELITE DEEP E2 o con reposacabezas           | 161,70  |
| <b>OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD</b>    |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1225                               | Anclajes transporte (delanteros, par)                                                  |                                                                          | 25,00   |
| <b>OTRAS OPCIONES</b>                 |                                                                                        |                                                                          |         |
| BNA1230                               | Mesita (incluye kit de montaje)                                                        | 1237                                                                     | 152,25  |
| BNA1231                               | Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)                                      | 1237                                                                     | 170,00  |
| BNA1232                               | Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos.) | 1235                                                                     | 115,50  |
| BNA1233                               | Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos.) | 1235                                                                     | 115,50  |
| BNA1235                               | Acolchado para mesita                                                                  | 1240, 1245                                                               | 65,00   |



0950



0982



0992



1015



1022



1025



1"



1.3/8"



1.3/8"

1086

1084

1092



1100



1120



1201 / 1202




1203 / 1204



1206 / 1207



1225



1230

| Código              | Descripción                                                                                   | No Compatibilidades | P.V.P € |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| BNA1237             | Acolchado para media mesita                                                                   | 1240, 1245          | 65,00   |
| BNA1240             | Mesita abatible                                                                               | 1250                | 174,31  |
| BNA1245             | Mesita abatible con soporte codos                                                             | 1250                | 199,31  |
| BNA1250             | Dispositivo de bloqueo para mesita                                                            |                     | 35,00   |
| BNA1300             | Fijación arnés (debe elegir reposacabeza simple o envolvente)                                 |                     | 42,02   |
| BNA1310             | Soportes para utilizar el cinturón pélvico en posición adelantada                             |                     | 31,52   |
| BNA1320             | Porta suero  |                     | 56,36   |
| <b>ESPECIAL</b>     |                                                                                               |                     |         |
| <b>PRECIO TOTAL</b> |                                                                                               |                     |         |

