

Invacare® **Action³ NG DOBLE ARO**


Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta y sistema de doble aro (derecho o izquierdo) para usuarios con hemiplejía.
 Anchos de asiento 38 cm hasta 50,5 cm.

¡Nuevo diseño! Nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras. Nueva Unidad giratoria 360° Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (opcional).


Peso: a partir de 14,8 kg

Peso máximo usuario: 125 kg


Action3 SR-40D: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008929

(Categoría SRM 040D) 

Action3 SR-10A: Código provisional Prescripción (comunicado): S0008874

(Categoría SRM 010A) 

Sistema de doble aro para autopropulsión con un solo brazo (CEH0140/CEH0150):

Código provisional Prescripción: S0010825 (Categoría SRA 020A) 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :



Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario =





Kg







Código	Descripción			P.V.P €
MODELO				
CEH0006	◆	ACTION³ NG DOBLE ARO	(NC: 0100, 0110, 0160, 0170, 0428, 0491, 0511, 0561, 0691, 0738, 0791, 0838, 0881, 1481)	◆
ESPECIAL				
N	◆	No especial	(NC: 0991)	◆
CEHSPEC		Especial		
MODELO BASE				
CEH0026	◆	Modelo base Action ³ NG Doble Aro		643,32
PROPULSION				
CEH0140		Doble aro derecho (nuevo sistema), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3º ⓘ	(NC 657,677,697)	348,82
CEH0150		Doble aro izquierdo (nuevo sistema), eje desmontaje rápido, ángulo asiento 3º ⓘ	(NC 757,777,797)	348,82
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
CEH0180		Anchura asiento 380 mm.		○
CEH0190		Anchura asiento 405 mm.		○
CEH0200	◆	Anchura asiento 430 mm.		◆
CEH0210		Anchura asiento 455 mm.		○
CEH0220		Anchura asiento 480 mm.		○
CEH0230		Anchura asiento 505 mm.		○
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CEH0240	◆	Profundidad asiento 400 mm.	(NC:0879)	◆
CEH0250		Profundidad asiento 450 mm.	(NC: 0878)	○
CEH0252		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm.	se entrega a 430 mm (NC : 0330, 0350,)	66,28
ALTURA ASIENTO				
CEH0270	◆	Altura asiento suelo 485 mm.	(NC: 0511, 0561)	◆
CEH0280		Altura asiento suelo 460 mm.		○
CEH0290		Altura asiento suelo 435 mm.	(NC : 0660, 0760, 1000, 1010, 1020)	○
TAPIZADO ASIENTO				
CEH0320		Sin tapizado de asiento		○
CEH0330	◆	Nylon sin cinchas cierre gancho-bucle		◆
CEH0340		Nylon con cinchas cierre gancho-bucle		○
CEH0350		Nylon acolchado		○
RESPALDO				
RESPALDO		Se necesitan antivuelcos con respaldo reclinable (0435)		
CEH0380		Respaldo fijo 0º	2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.) Puños fijos	(NC : 0471, 0945) ○
CEH0390		Respaldo fijo 0º	altura 510 mm. Puños fijos	(NC : 0471, 0945) 26,25
CEH0395		Respaldo fijo 7º	altura ajust. de 380 a 460 mm (se entrega 380 mm.) Puños fijos	(NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907,0940) 56,23
CEH0396		Respaldo fijo 7º	altura ajust.de 380 a 460 mm. (se entrega 380 mm.) Puños ajustables altura (independ.altura tapizado)	(NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907) 156,89





Código		Descripción				P.V.P €		
CEH0410	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	◆		
CEH0420		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm.	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	26,13		
CEH0435		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega 430 mm.)		(NC : 0471,0940, 0945)	212,46		
CEH0455		Respaldo partido 7°	altura 430 mm.	Puños fijos	(NC : 0471, 0945)	60,74		
CEH0460		Respaldo partido 7°	altura 510 mm.	Puños fijos	(NC : 0471,0481, 0945)	60,74		
TAPIZADO RESPALDO								
CEH0465		Sin tapizado de respaldo				○		
CEH0471		Tapizado nylon jemima			(NC : 0905)	○		
CEH0474	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro				◆		
CEH0478		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro		Incluye tensor	(NC 0940, 0945)	60,65		
CEH0481		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro		Incluye tensor	(NC 0940, 0945)	101,58		
PESCANTES/PALETAS								
PESCANTE DERECHO								
CEH0510	◆	Pescante 80° derecho abatible interior/exterior				◆		
CEH0520		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible (incluye acolchado reposapiernas) 🔄			(NC : 0611, 0930)	142,69		
PESCANTE IZQUIERDO								
CEH0560	◆	Pescante 80° izquierdo abatible interior/exterior				◆		
CEH0570		Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye acolchado reposapiernas) 🔄			(NC : 0611, 0930)	142,69		
PALETA DERECHA								
CEH0600	◆	Paleta derecha abatible		Incluye taloneras		◆		
CEH0610		Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras		63,99		
CEH0611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad			(NC: 0620, 0630, 0920, 0935)	163,10		
PALETA IZQUIERDA								
CEH0620	◆	Paleta izquierda abatible		Incluye taloneras		◆		
CEH0630		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras		63,99		
REPOSABRAZOS								
REPOSABRAZOS DERECHO - Color negro mate								
CEH0640	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 0662, 0664, 0666, 0760, 0770, 0775, 0780, 0790, 0795, 0796, 0797, 1480, 1483)	◆		
CEH0650		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796)	○		
CEH0657		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático 🔄	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	NC 0838, 1480, 1481, 1483	137,95		
CEH0660		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750,0780, 0790, 0795, 0796,1480)	○		
CEH0670		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796)	○		
CEH0677		Abatible desmontable derecho (N°3) 🔄	Unidad Giratoria Hemi 360° con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0838, 1837, , 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1483)	137,95		
CEH0680		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 1480)	75,04		
CEH0690		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y prof.	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796)	82,16		


Código	Descripción				P.V.P €	
CEH0695		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+ protector ajustable altura	(NC : 0740, 0750, 0755, 0760, 0770, 0780, 0790,1480)	58,45
CEH0696		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC : 0740, 0750, 0755, 0760, 0770, 0780, 0790)	64,93
CEH0732		Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC :1480)	179,15
APOYO PALMAR DER.						
CEH0662		Apoyo palmar plano, der				118,13
CEH0664		Apoyo palmar curvado, der				140,18
CEH0666		Apoyo palmar cuerno, der				140,18
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS IZQUIERDO - Color negro mate						
CEH0740	◆	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC : 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	◆
CEH0750		Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajustable en altura 200-280 mm.	(NC 0762,0764,0766)	○
CEH0757		Desmontable derecho (Nº1) - Dispositivo cierre automático	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura 200 - 280 mm, altura y prof.	(NC : 1480, 1481, 1484)	137,95
CEH0760		Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio	240 mm. altura	(NC : 1480)	○
CEH0770		Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura		○
CEH0777		Abatible desmontable derecho (Nº3)	Unidad Giratoria Hemi 360º con Soporte de codo	ajustable en altura (170-295 mm) & Prof.	(NC 0881, 0952, 0955, 1346, 1480, 1481, 1484)	137,95
CEH0780		Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	75,04
CEH0790		Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y prof.	(NC 0762, 0764, 0766, 1484),	82,16
CEH0795		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+ protector ajustable altura	(NC :0762, 0764, 0766,1480, 1484)	58,45
CEH0796		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC :0762, 0764, 0766,1484)	64,93
CEH0832		Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	Acolchado HEMI Tapizado suave TR26 negro	multiposición	(NC 0762, 0764, 0766, 1480, 1484)	179,15
APOYO PALMAR IZQ						
CEH0762		Apoyo palmar plano, izq				118,13
CEH0764		Apoyo palmar curvado, izq				140,18
CEH0766		Apoyo palmar cuerno, izq				140,18
OPCIONES ASIENTO						
CEH0840		Sin opciones asiento	(NC :0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907,0920, 0930, 0935, 0940, 0945)			○
COJINES MATRX						
CEH0849		Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0876)		33,74
CEH0869		Cojín Matrx lite	(NC : 0871, 0873, 0874, 0876)		105,43	
CEH0871		Cojín Matrx contour visco NG	(NC : 0873, 0874, 0876)		105,43	
CEH0873		Cojín Matrx Image	(NC : 0874, 0876)		323,15	
CEH0874		Cojín Matrx solution XTRA	(NC: 0876)		616,15	
CEH0876		Cojín MATRX LIBRA	Plazo de entrega + 5 días		323,15	
PROFUNDIDAD COJINES MATRX FLO-TECH						
CEH0878		Profundidad 400 mm				○







Código	Descripción			P.V.P €
CEH0879	Profundidad 450 mm			○
OTRAS OPCIONES ASIENTO				
CEH0882	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par 			115,50
CEH0905	Reposacabeza (incluye tensor de respaldo excepto para Laguna)		(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	129,73
CEH0906	Reposacabeza envolvente (incluye tensor) 	ajustable lateralmente	(NC : 0907,0940, 0945)	147,36
CEH0907	Reposacabeza envolvente con soporte mejillas (incluye tensor) 	ajustable lateralmente	(NC : 0940, 0945)	170,00
CEH0930	Cincha reposapiés ajustable			10,12
CEH0935	Tubo porta paleta largo (UL=450-530 mm)			42,68
CEH0940	Tensor de respaldo			33,74
CEH0945	Tensor de respaldo plegable			84,34
COLORES				
CEH0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			○
CEH0964	Blanco perla			○
CEH0965	Verde eléctrico			22,49
CEH0966	Negro mate			○
CEH0969	Rojo mate			○
CEH0972	Azul Acqua			○
CEB0974	◆	Azul marino		◆
CEB0976	Púrpura oscuro			○
CEH0980	Negro antracita			○
CEH0991		Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
TIPO HORQUILLA				
CEB0995	◆	Estándar		◆
RUEDAS DELANTERAS				
CEH1005		200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas negras	○
CEH1010	◆	200 x 30 mm (8" X 1,1/4")	macizas negras	◆
CEH1030		200 x 45 mm (8" X 2")	macizas negras	46,35
CEH1035		150 X 30 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas negras	46,35
CEH1050		150 x 32 mm (6" X 1,1/4")	macizas negras	46,35
CEH1056		140 X 45 MM (5" 1/2 X 1" 3/4)	semi macizas negras	46,35
RUEDAS TRASERAS				
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
CEH1066		22" / 560 MM		○
CEH1068	◆	24" / 600 MM		◆
TIPO RUEDAS TRASERAS				
CEH1075	◆	Sistema doble aro (buje negro, radios de acero galvanizado)		◆
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
CEH1082	◆	Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CEH1088		Cubierta neumática profile negra 25 mm (1")		○
EJE RUEDAS TRASERAS				
CEH1180	◆	Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS				
CEH1190		Posición estándar	25 mm delante tubo respaldo	○
CEH1200	◆	Posición pasiva	25 mm detrás tubo respaldo	◆
BOMBA DE HINCHADO				
CEH1220	◆	Sin bomba		◆
CEH1230		Bomba de hinchado		12,60
OPCIONES CHASIS				
CEH1240	◆	Sin opciones chasis		(NC : 1241) ◆
CEH1241		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)		94,46
FRENOS				
CEH1270	◆	Frenos de empuje		◆
CEH1275		Frenos de tiro		○
OPCIONES SEGURIDAD				
CEH1340	◆	Sin opciones seguridad		(NC : 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1370, 1375, 1380, 1390) ◆
CEH1360		Cinturón postural 		(NC: 1361, 1362, 1363, 1364,) 34,35
CEH1361		Cinturón pélvico-2 puntos 	Acolchado 460MM Flat-Mount	(NC: 1362, 1363, 1364) 113,72
CEH1362		Cinturón pélvico-2 puntos 	Acolchado 620MM Flat-Mount	(NC: 1363, 1364) 113,72
CEH1363		Cinturón pélvico-4 puntos	Acolchado 460MM Flat-Mount	(NC: 1364) 146,19
CEH1364		Cinturón pélvico-4 puntos	Acolchado 620MM Flat-Mount	146,19



Azul aqua Púrpura oscuro Azul marino



Código	Descripción	P.V.P €
CEH1370	Par ruedas antivuelco 	(NC : 1375, 1440, 1441) 67,15
CEH1375	Ruedas anti vuelco con pisapié (par) 	(NC : 1440, 1441) 90,22
CEH1380	Kit reflectores	11,29
CEH1390	Par prolongadores freno 	18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE		
CEH1420	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1430, 1440, 1441) ◆
CEH1430	Soporte para bastones	32,76
CEH1440	Pisapié derecho	10,61
CEH1441	Pisapié izquierdo	10,61
OTRAS OPCIONES		
CEH1460	◆ Sin accesorios	(NC : 1461, 1480) ◆
CEH1480	Mesita acrílica 	106,63
CEH1483	Media mesita transparente (derecha)	115,50
CEH1484	Media mesita transparente (izquierda)	115,50
PRECIO TOTAL		

