

Invacare® **Action² NG**



Silla de ruedas manual de aluminio plegable por cruceta.
Anchos de asiento: 40,5, 43, 45,5 o 48 cm.
Profundidad 40cm(regulable a 42,5cm)
Ruedas traseras 24" (neumáticas o macizas).
Ruedas delanteras 6" x 1,14/4"
Respaldo fijo con tapizado de nylon acolchado (43cm)
Reposabrazos abatibles de altura fija (24cm) con goma corta.
Reposapiés 80° abatibles hacia el interior y exterior
Pisapié derecho con versión transit.
Color chasis Gris Perla
Peso total: a partir de 14,9 Kg.
Peso máximo del usuario : 125 kg.

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Peso usuario = Kg

Código provisional de prescripción*

- Invacare® **Action² NG** - autopropulsable : **SRM 040D - S0002664**

Código	Descripción		PVP
MODELO			
	◆ ACTION 2NG		
Versión autopropulsable 24" x 1.3/8", llanta radial con aros de aluminio anodizado con eje de desmontaje rápido			
Ruedas traseras neumáticas		Ruedas traseras macizas	
BR1538205-IB	Ancho 405mm	BR1538209-IB	Ancho 405mm
BR1538206-IB	Ancho 430mm	BR1538210-IB	Ancho 430mm
BR1538207-IB	Ancho 455mm	BR1538211-IB	Ancho 455mm
		BR1538212	Ancho 480mm
ACCESORIOS (se suministran separadamente)			PVP
1562005		380/405mm	104,00
1562006	Reposapiés elevables ECO Ajustables 0°- 80° (PAR) - Paleta fija	430/455mm	104,00
1562007		480/505mm	104,00
AP1606299		40,5cm	80,29
AP1606300	Mesita (se entrega con goma larga)	43cm	80,29
AP1606300		45,5cm	80,29
AP1606301		48 cm	80,29
AP1604623	Media bandeja transparente - Izq (con soporte goma larga)		80,29
AP1604624	Media bandeja transparente - Der (con soporte goma larga)		80,29
AP1604625	Cojín para media bandeja - derecha o izquierda		104,13
AP60122046	Reposacabeza simple (Clematis Pro) (pedir tensor de respaldo + 1554616+1430412 -2un)		47,25



Action2Ng autopropulsable

