

Invacare[®] Action^{®5}

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio con sistema de plegado horizontal patentado para incrementar la rigidez y la compactabilidad de la silla. Modelo altamente configurable:

- Chasis con pescantes fijos o abatibles.
- Respaldo fijo, regulable en ángulo o abatible y regulable en ángulo.
- Anchos de asiento desde 305 hasta 530 mm
- Ruedas traseras ligeras con neumático negro/gris alta presión como estándar
- 10 colores de chasis disponibles y 2 colores Accent para personalizar la silla
- Gran número de ajustes (centro de gravedad, posición respaldo, altura delantera y trasera, etc.)

Peso de la silla.: a partir de 12,3 kg (peso de transporte: 8,3 kg)

Peso máximo usuario: 100 kg (anchura 305/330 mm) /130 kg (355-530 mm)

Action5 SR-40F: Código provisional Prescripción : S0025034 (Categoría SRM 040F)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario =

Kg

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
SJC0004	☒ ACTION 5	☒
ESPECIAL		
N	☒ NO (NC: 6099)	☒
SJCSPEC	ESPECIAL	
MODELO BASE		
SJC0100	☒ MODELO BASE	1.300,95
ALBER		
SJC0180	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 - incluye antivulecos Alber (NC: 1360, 4050, 4150, 7200, 7210, 7244, 7250, 7260, 7302, 7410, 7420, 7600, 7610, 7710, 7720, 7730, 7740, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200)	607,26
TIPO DE CHASIS		
SJC0200	☒ ACTION 5 pescantes abatibles (NC:3230, 3320, 3440,3450)	☒
SJC0210	ACTION 5 pescantes fijos 80° (NC: 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3400, 3410, 3420, 3430)	☐
PROPULSIÓN		
SJC0300	☒ Auto propulsable	☒
ASIENTO		
ANCHURA DE ASIENTO		
SJC1000	Anchura de asiento 305 mm (peso máx.usuario: 100 kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2460, 2465, 2470, 2475, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	☐
SJC1010	Anchura de asiento 330 mm (peso máx.usuario: 100 kg) (NC: 1150, 1160, 1190, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 3400, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	☐
SJC1020	Anchura de asiento 355 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2840, 2850, 3040, 3140, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 5600)	☐
SJC1030	Anchura de asiento 380 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 2850, 5005, 5008)	☐
SJC1040	Anchura de asiento 405 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2481, 2488, 2490, 2492, 2850)	☐
SJC1050	☒ Anchura de asiento 430 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC : 2481, 2482, 2490, 2492)	☒
SJC1060	Anchura de asiento 455 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC : 2481, 2482, 2484, 2492)	☐
SJC1070	Anchura de asiento 480 mm (peso máx.usuario: 130 kg) (NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5005, 5006, 5007)	☐



0210



0200



Código		Descripción		P.V.P €																																																																									
SJC1075		Anchura de asiento 505 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009)	○																																																																									
SJC1078		Anchura de asiento 530 mm (peso máx.usuario: 130 kg)	(NC: 1100, 1110, 1170, 2481, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090)	○																																																																									
PROFUNDIDAD DE ASIENTO																																																																													
SJC1100		Profundidad asiento 350 mm	(NC: 2840, 3040, 3140, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7080, 7100, 7110, 7600, 7610)	○																																																																									
SJC1110		Profundidad asiento 375 mm	(NC: 1270, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○																																																																									
SJC1120	◆	Profundidad asiento 400 mm	(NC: 1270, 5052, 5054)	◆																																																																									
SJC1130		Profundidad asiento 425 mm	(NC: 5052, 5054)	○																																																																									
SJC1140		Profundidad asiento 450 mm	(NC: 5054)	○																																																																									
SJC1150		Profundidad asiento 475 mm	(NC: 5054)	○																																																																									
SJC1160		Profundidad asiento 500 mm	(NC: 5010, 5020, 5030, 5040)	○																																																																									
SJC1170		Profundidad asiento 350 - 400 mm -ajustable	(NC: 1510, 1530, 4050, 4150, 5010, 5020, 5030, 5040, 5044, 5090, 7600)	○																																																																									
SJC1180		Profundidad asiento 400 - 450 mm - ajustable	(NC: 1510, 5054)	○																																																																									
SJC1190		Profundidad asiento 450 - 500 mm - ajustable	(NC: 1510, 1530)	○																																																																									
ALTURA DELANTERA DE ASIENTO (FSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO																																																																													
SJC1200		Altura de asiento delantera 360 mm	(NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430, 3450, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100, 7110)	○																																																																									
SJC1210		Altura de asiento delantera 385 mm	(NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 7000, 7020, 7030, 7040, 7070, 7080, 7100, 7110)	○																																																																									
SJC1220		Altura de asiento delantera 410 mm	(NC: 1330, 1340, 1350, 1360, 7080, 7100, 7110)	○																																																																									
SJC1230		Altura de asiento delantera 435 mm	(NC: 1300, 1340, 1350, 1360, 7110)	○																																																																									
SJC1240		Altura de asiento delantera 460 mm	(NC: 1300, 1310, 1350, 1360)	○																																																																									
SJC1250	◆	Altura de asiento delantera 485 mm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1360)	◆																																																																									
SJC1260		Altura de asiento delantera 510 mm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 7000, 7020, 7030, 7040)	○																																																																									
SJC1270		Altura de asiento delantera 535 mm	(NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 2830, 3030, 3130, 7000, 7020, 7030, 7040, 7050, 7055, 7060, 7070, 7080, 7100)	○																																																																									
ALTURA TRASERA DE ASIENTO (RSTF), MEDIDA DESDE EL SUELO																																																																													
SJC1300		Altura de asiento 360 mm	(NC: 7250, 7260, 8900)	○																																																																									
SJC1310		Altura de asiento 385 mm		○																																																																									
SJC1320		Altura de asiento 410 mm		○																																																																									
SJC1330		Altura de asiento 435 mm		○																																																																									
SJC1340	◆	Altura de asiento 460 mm		◆																																																																									
SJC1350		Altura de asiento 485 mm	(NC: 7200, 7210)	○																																																																									
SJC1360		Altura de asiento 510 mm	(NC: 7200, 7210, 7230, 7240, 7244, 8900)	○																																																																									
<table><tr><td rowspan="8">Rear seat height (RSTF)</td><td>(MM)</td><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td><td>535</td></tr><tr><td>360</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>385</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>410</td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>435</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>460</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>485</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>510</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr></table>					Rear seat height (RSTF)	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	360	○	○	○						385		○	○	○					410			○	○	○				435				○	○	○			460					○	○	○		485						○	○	○	510							○	○
Rear seat height (RSTF)	(MM)	360	385	410		435	460	485	510	535																																																																			
	360	○	○	○																																																																									
	385		○	○		○																																																																							
	410			○		○	○																																																																						
	435					○	○	○																																																																					
	460						○	○	○																																																																				
	485							○	○	○																																																																			
	510							○	○																																																																				
TAPIZADO DE ASIENTO																																																																													
SJC1490		Sin tapizado de asiento		○																																																																									
SJC1500		Tapizado de asiento de nylon ajustable en profundidad (-50 mm) con bolsillo		○																																																																									
SJC1510	◆	Tapizado de asiento de nylon fijo, básico		◆																																																																									
SJC1520		Tapizado de asiento ajustable en tensión y profundidad		78,72																																																																									
RESPALDO																																																																													
FIJACIÓN DE RESPALDO																																																																													
SJC2000	◆	Ángulo fijo 90°, respecto a rail de asiento		◆																																																																									
SJC2010		Ángulo ajustable -15°/+15° a 90°, respecto a rail de asiento		78,72																																																																									
SJC2020		Ángulo ajustable y abatible (-15°/+15°)		213,37																																																																									



1170-1190



1500



1500




1510



1520



2000



2010



2020

Código	Descripción			P.V.P €
ALTURA RESPALDO (tapizado se desliza)				
SJC2143		Fijo 7º, altura 350mm con puños fijos cortos - Altura 325-350 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200)	○
SJC2150	◆	Fijo 7º, altura 375mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200)	◆
SJC2153		Fijo 7º altura 400mm con puños fijos largos - Altura 375-400 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2160		Fijo 7º, altura 425mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2163		Fijo 7º, altura 450 mm con puños fijos largos - Altura 425-450 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2170		Fijo 7º, altura 475 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
SJC2173		Fijo 7º, altura 500 mm con puños fijos largos - Altura 475-500 mm	(NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420)	○
RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA (tubos respaldo ajustables)				
SJC2300		Ajustable en altura de 360-400mm / 14,5"-16"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	67,47
SJC2310		Ajustable en altura de 410-490mm / 16"-19,5"	(NC: 2460, 2465, 2470, 2475, 2480)	67,47
PUÑOS (solo para respaldo ajustable en altura)				
SJC2400		Sin puños (inclinado 7º)	(NC: 8160, 9100, 9200)	○
SJC2410		Montaje trasero (tipo REA) (inclinado 7º) - altura ajustable + 150 mm	(NC: 2505)	149,72
SJC2420		Puños integrados (altura ajustable + 135 mm) - 0º	No compatible con todos los respaldos Matrix	67,47
RESPALDO MATRIX				
SJC2430		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2432		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2434		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2436		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2438		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2460		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 410 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2465		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 460 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2440		MATRIX ELITE E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2442		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 160 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2444		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 210 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2446		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 260 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2448		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 310 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2452		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 360 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2470		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 405 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2475		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 455 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
SJC2478		MATRIX ELITE DEEP E2 con fijaciones altura 510 MM	Plazo de entrega + 5 días 🕒 (NC: 2500, 2505, 2510, 5500, 5600)	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX				
SJC2481	360 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 265 MM		○
SJC2482	380 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 290 MM		○
SJC2484	410 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 315 MM		○
SJC2486	430 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 340 MM		○
SJC2488	460 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 370 MM		○
SJC2490	480 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 390 MM		○
SJC2492	510 MM	Anchora de tronco (indicativa) : 420 MM		○
<				



2143-2173



2300-2310



2400



2410

2420



2420



2430-2478

Código	Descripción			P.V.P €
SJC2510	◆	Tapizado contour (ajustable en tensión) cinchas, nylon & funda Mesh		
PESCANTES/PALETAS				
PESCANTE DERECHO				
SJC3000		Sin pescante	(NC: 3200, 3210, 3230, 5400, 9400)	○
SJC3010		Pescante derecho 70° (siempre color negro)	(NC: 3440, 3450)	○
SJC3020	◆	Pescante derecho 80°	(NC:3185, 3440, 3450)	◆
SJC3030		Pescante derecho 90°	(NC: 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJC3040		Reposapiernas elevable derecho (0° a 75°) - incluye apoyapantorrila 🌀	(NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJC3050		Acolchado amputado derecho	(NC: 3200, 3210,3230, 5400, 9400, 8100, 8120)	159,01
PESCANTE IZQUIERDO				
SJC3100		Sin pescante	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3310, 3320, 5400, 9400)	○
SJC3110		Pescante izquierdo 70° (siempre color negro)	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3440, 3450)	○
SJC3120	◆	Pescante izquierdo 80°	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3440, 3450)	◆
SJC3130		Pescante izquierdo 90°	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110)	○
SJC3140		Reposapiernas elevable izquierdo (0° a 75°) 🌀	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3320, 3400, 3440, 3450, 5400)	142,69
SJC3150		Acolchado amputado izquierdo	(NC: 3170, 3175, 3180, 3185, 3300, 3310, 3320, 5400, 9400, 8100, 8120)	159,01
PALETA DERECHA				
SJC3200	◆	Paleta derecha abatible (Incluye taloneras)	(NC: 3410)	◆
SJC3210		Paleta derecha abatible y ajustable en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)		63,99
SJC3230		Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5300)	163,11
PALETA IZQUIERDA				
SJC3300	◆	Paleta izquierda abatible (Incluye taloneras)	(NC: 3410)	◆
SJC3310		Paleta izquierda abatible y ajustable en ángulo y profundidad (Incluye taloneras)		63,99
TUBOS REPOSAPIES (UL proporcionada solo para paleta ajustable. Añade +15mm con paleta fija)				
SJC3400		Para pescantes abatibles, montaje superior, para UL de 160 a 375 mm	(NC: 9400)	101,21
SJC3410		Para pescantes abatibles, tubo corto , para UL de 285 a 375 mm		○
SJC3420	◆	Para pescantes abatibles, tubo estándar, para UL de 295 a 420 mm		◆
SJC3430		Para pescantes abatibles, tubo largo, para UL de 400 a 525 mm		○
SJC3440		Para pescantes fijos , tubo estándar, para UL de 320 a 460 mm		○
SJC3450		Para pescantes fijos , tubo largo, para UL de 360 a 500 mm		○
REPOSABRAZOS				
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)				
SJC3700		Sin protectores de ropa		○
SJC3750		Protectores de ropa	(NC 4010, 4030, 4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160)	○
SJC3800	◆	Protectores de ropa antisalpicaduras desmontables	(NC:4010,4030,4060, 4110, 4120, 4130, 4140, 4160, 8160)	◆
REPOSABRAZOS DERECHO				
SJC4000		Sin reposabrazos		○
SJC4010		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610
SJC4020		Reposabrazos derecho, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○
SJC4030		Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96
SJC4040		Reposabrazos derecho abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96
SJA4050		Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados 🌀	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
SJC4100		Sin reposabrazos		○
SJC4110		Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma corta (280 MM), ajustable (guías laterales 150 MM)	7600, 7610
SJC4120		Reposabrazos izquierdo, desmontable, ajustable altura (Nº.1) forma de T	Goma larga (380 MM), ajustable (guías laterales 50 MM)	○



80°



90°


3040/
3140

3050/3150




3200

3210



3230



3750




4010

4060




4030




4050/4150




Código	Descripción		P.V.P €																																																								
SJC4130	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma corta (280 MM)	89,96																																																								
SJC4140	Reposabrazos izquierdo abatible, desmontable ajustable altura (N°3)	Goma larga (380 MM)	89,96																																																								
SJA4150	Reposabrazos tubulares, abatibles y acolchados	Ajustable en altura 40 MM en intervalos de 10 MM, acolchado 230 MM	89,96																																																								
OPCIONES ASIENTO																																																											
COJÍN																																																											
SJC5000	Cojín de espuma 50 MM - funda antideslizante	(NC: 5050, 5052, 5054)	32,13																																																								
SJC5010	Cojín FLO-TECH CONTOUR VISCO NG	(NC: 5054)	323,15																																																								
SJC5020	Cojín FLO-TECH IMAGE	(NC: 5054)	105,43																																																								
SJC5030	Cojín FLO-TECH LITE	(NC: 5054)	105,43																																																								
SJC5040	Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA	(NC: 5054)	616,15																																																								
SJC5044	Cojín MATRX LIBRA - Plazo de entrega + 5 días	(NC: 5050)	323,15																																																								
PROFUNDIDAD COJÍN MATRX																																																											
SJC5050	Para profundidad asiento 400MM																																																										
SJC5052	Para profundidad asiento 450MM																																																										
SJC5054	Para profundidad asiento 500MM - Solo Matrx Vi & Libra																																																										
OTRAS Opciones de Asiento																																																											
SJC5090	Base rígida Solo cuando se ha seleccionado un cojín		46,81																																																								
SJC5100	Clip para mantener silla plegada		33,74																																																								
SJC5400	Cincha reposapiés ajustable																																																										
SJC5500	Tensor plegable		78,72																																																								
COLORES																																																											
CHASIS																																																											
SJC6000	Blanco perla																																																										
SJC6010	Negro antracita																																																										
SJE6015	Azul marino																																																										
SJC6040	Verde eléctrico																																																										
SJC6045	Púrpura oscuro																																																										
SJC6060	Gris perla																																																										
SJC6070	Negro mate																																																										
SJC6099	Color especial	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente																																																									
COLORES ACCENT (placa ruedas traseras, horquillas, embellecedor horquillas, tapón eje desmontaje rápido)																																																											
SJC6100		Sin ACCENT																																																									
SJC6110		Azul																																																									
SJC6200		Púrpura																																																									
RUEDAS DELANTERAS																																																											
SJC7000	4" X 1.1/4" (100 X 30 mm) blanda																																																										
SJC7055	5" X 1" (125 X 25 mm) maciza																																																										
SJC7070	5" X 1.3/8" (125 X 35 mm) alu blanda																																																										
SJC7080	6" X 1" (150 X 25 mm) maciza																																																										
SJC7100	6" X 1.3/8" (150 X 35 mm) alu blanda																																																										
SJC7110	7" X 1.1/4" (180 X 30 mm) maciza																																																										
<table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="8">Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)</th></tr><tr><th rowspan="5">Caster size</th><th>(MM)</th><th>360</th><th>385</th><th>410</th><th>435</th><th>460</th><th>485</th><th>510</th><th>535</th></tr><tr><td>4" (100mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5" (125mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6" (150mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7" (180mm)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)								Caster size	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535	4" (100mm)									5" (125mm)									6" (150mm)									7" (180mm)								
		Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)																																																									
Caster size	(MM)	360	385	410	435	460	485	510	535																																																		
	4" (100mm)																																																										
	5" (125mm)																																																										
	6" (150mm)																																																										
	7" (180mm)																																																										
RUEDAS TRASERAS																																																											
LLANTAS (12mm QR)																																																											
SJC7200	22" (560 mm) estándar reforzadas, radios cruzados Aro con 6 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC: 7310, 7315, 7320, 7410)																																																								
SJC7230	24" (610 mm) estándar reforzadas, radios cruzados Aro con 6 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC: 7320)																																																								
SJC7240	24" (610 mm) ligeras, llanta radial, llanta y buje negro - aro 6 puntos fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC: 7410, 8000, 8160)																																																								
SJC7250	25" (635 mm) ligera, llanta radial, llanta y buje negra - aro 6 puntos fijación	Distancia aro-llanta = 11 o 16 mm (entregado a 11 mm)	(NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 8000, 8160)																																																								
SJC7260	25" (635 mm) Spinergy- negra Aro con 6 puntos de fijación	Distancia aro-llanta = 16 o 22 mm (entregado a 16 mm)	(NC: 7304, 7302, 7310, 7315, 7410, 7420, 8000, 8160)	619,91																																																							
CUBIERTAS																																																											
SJC7302	Macizas negra 1.3/8" (35 mm)	(NC: 0180 , 7244, 7250, 7260)																																																									
SJC7304	Neumáticas negras Profile 1.3/8" (35 MM)																																																										
SJC7315	Neumática perfil bajo negra (lisa) 25 mm (1")																																																										
SJC7320	Cubierta neumática MAXXIS ALPHA PROTECT 1" (25 MM) - (protección antipinchazo)			59,04																																																							



Código	Descripción		P.V.P €
AROS			
SJC7400	◆	Aros aluminio	◆
SJC7410		Aros acero	92,26
SJC7420		Aros antideslizantes negros	64,51
EJE RUEDAS TRASERAS			
SJC7500	◆	Eje desmontaje rápido	◆
SJC7520		Eje desmontaje rápido para tetra	Consultar precio y disponibilidad (NC: 8160)
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
SJC7600		Posición muy activa (4)	(NC: 8900) ○
SJC7610		Posición activa (3)	○
SJC7620		Posición media (2)	(NC: 8900) ○
SJC7630	◆	Posición estándar (1)	◆
CAIDA RUEDAS			
SJC7700		Caída 0°	○
SJC7710	◆	Caída 1°	◆
SJC7720		Caída 2°	○
SJC7730		Caída 3°	○
SJC7740		Caída 4°	○
OPCIONES CHASIS			
SJC8000		Protector radios par	Transparentes (negro con rueda estándar 24" radios cruzados SJA7230)
SJC8030		Bomba - alta presión	145,50
FRENOS			
SJC8100	◆	Frenos de empuje	◆
SJC8110		Frenos de tiro	○
SJC8120		Frenos de empuje con prolongador	18,18
SJC8130		Frenos de tiro con prolongador	18,18
SJC8160		Frenos tambor acompañante (incluye frenos de empuje para el usuario, o frenos de tiro no si única opción posible)	Solo con ruedas 22" & 24" estándar
OPCIONES SEGURIDAD			
SJC8200		Kit transporte (sin anclajes adicionales, 4 pegatinas)	13,23
SJC8300		Cinturón postural	36,07
SJC8500		Antivuelco activo derecho	(NC: 9200)
SJC8550		Antivuelco activo izquierdo	(NC: 9100)
SJC8600		Kit reflectores (ruedas)	90,22
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
SJC9000		Soporte para bastones	28,12
SJC9100		Pisapié izquierdo	28,12
SJC9200		Pisapié derecho	28,12
OTRAS OPCIONES			
SJC9300		kit de herramientas	16,54
PRECIO TOTAL			




7700-7740



8500

8200




9000

8120



8600

8300



9100

9400