

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es



Yes, you can.®

Invacare® **Alu Lite**



Silla con Chasis de aluminio plegable por cruceta. Dimensiones reducidas
Equipada con frenos para el acompañante con sistema de bloqueo.
Respaldo partido . Tapizado de asiento y respaldo acolchados.
Ruedas traseras de 12" (310 mm) macizas.
Taloneras y cinturón de asiento incluidos.
Peso de la silla : 12 kg
Peso máximo de usuario : 100 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
	Invacare® Alu Lite	350,00
PROPULSIÓN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kit transit	<input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 40,5 cm	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Anchura asiento 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 49 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPIZADO ASIENTO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado asiento acolchado	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPALDO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo partido a 0°, tapizado nylon acolchado. Altura 45cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSAPIES/PALETAS		
REPOSAPIÉS DERECHO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Reposapiés 80° derecho abatible hacia el interior y exterior desmontables	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSAPIÉS IZQUIERDO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Reposapiés 80° izquierdo abatible hacia el interior y exterior desmontables	<input checked="" type="checkbox"/>
PALETA DERECHA		
<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta derecha abatible	<input checked="" type="checkbox"/>
PALETA IZQUIERDA		
<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta izquierda abatible	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS		
REPOSABRAZO DERECHO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazo fijo goma larga	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSABRAZO IZQUIERDO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazo fijo goma larga	<input checked="" type="checkbox"/>
OPCIONES ASIENTO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Taloneras	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturón de asiento	<input checked="" type="checkbox"/>
COLORES		
<input checked="" type="checkbox"/>	Azul	<input checked="" type="checkbox"/>
RUEDAS DELANTERAS		
<input checked="" type="checkbox"/>	8" cubierta maciza	<input checked="" type="checkbox"/>
RUEDAS TRASERAS		
RUEDA TRASERA		
<input checked="" type="checkbox"/>	12" cubierta maciza	<input checked="" type="checkbox"/>
EJE RUEDAS TRASERAS		
<input checked="" type="checkbox"/>	Eje fijo	<input checked="" type="checkbox"/>
BOMBA DE HINCHADO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Sin bomba	<input checked="" type="checkbox"/>
FRENOS		
<input checked="" type="checkbox"/>	Frenos acompañante ergonómicos con sistema de bloqueo	<input checked="" type="checkbox"/>
PRECIO TOTAL		

