

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

küschall®
designed for life



KÜSCHALL COMPACT attract



Silla de ruedas activa con chasis de aluminio plegable por cruceta.
Pescantes extraíbles y abatibles int/exterior.
Cruceta simple (anchura de 36 a 42 cm) o triple (anchura 44 a 48 cm).

Respaldo fijo con tapizado negro ajustable en tensión & puños cortos como estándar.
Protectores de ropa antisalpicaduras fijos de composite o de carbono (opcionales)

Reposabrazos disponibles como opción.

Peso máximo usuario : 130kg.

Peso : a partir de 11,3 kg*

Peso de transporte: 8,7 kg

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !

Nota: producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !

Compact Attract SR-40F. Código provisional Prescripción: S0008979 (categoría SRM 040F)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario =

Kg

Código	Descripción	P.V.P €
DDY0014	KÜSCHALL COMPACT attract	1.818,95
FABRICACIÓN ESPECIAL		
DDY0000	FABRICACIÓN ESPECIAL : consultar precios y plazos de entrega con el departamento de Atención al Cliente	
ASIENTO		
CHASIS DELANTERO		
DDY0211	☒ Estándar	☒
ANCHURA ASIENTO (SB)		
DDY0126	SB 360 mm	Cruceta simple ☐
DDY0128	SB 380 mm	Cruceta simple ☐
DDY0130	☒ SB 400 mm	Cruceta simple ☒
DDY0132	SB 420 mm	Cruceta simple ☐
DDY0134	SB 440 mm	Cruceta Triplex ☐
DDY0136	SB 460 mm	Cruceta Triplex NC 0612 ☐
DDY0138	SB 480 mm	Cruceta Triplex NC 0764, 0765, 0766, 0767, 0760, 0612 ☐
PROFUNDIDAD ASIENTO (ST)		
DDY0412	ST 360 mm	Cojín de asiento obligatorio (NC: 0662, 0264, 0262, 1311, 1302, 1303) ☐
DDY0415	ST 380 mm	Cojín de asiento obligatorio (NC: 0662, 0262, 0264, 1311, 1302, 1303) ☐
DDY0417	☒ ST 400 mm	Cojín de asiento obligatorio NC 0262 ☒
DDY0420	ST 420 mm	☐
DDY0422	ST 440 mm	☐
DDY0424	ST 460 mm	☐
DDY0427	ST 480 mm	☐
DDY0429	ST 500 mm	☐
ALTURA RESPALDO (RH)		
DDY0585	Altura de respaldo depende del tipo de respaldo Matrix elegido - Seleccionar para pedir respaldo Matrix	0705, 0720, 0700, 0725, 0735
DDY0506	RH 330 mm	0769, 1491, 1720 ☐
DDY0509	RH 345 mm	0769, 1491, 1720 ☐
DDY0512	RH 360 mm	0769, 1491, 1720 ☐
DDY0514	☒ RH 375 mm	0769, 1491, 1720 ☒
DDY0516	RH 390 mm	0769, 1491, 1720 ☐
DDY0518	RH 405 mm	0769 ☐
DDY0520	RH 420 mm	0769 ☐
DDY0522	RH 435 mm	0769 ☐
DDY0524	RH 450 mm	0769 ☐
DDY0526	RH 465 mm	0769 ☐
DDY0528	RH 480 mm	0769 ☐
DDY0530	RH 495 mm	0769 ☐
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (SHv)		
DDY0845	SHv 430 mm	0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 0821, 0820, 0822 ☐
DDY0846	SHv 440 mm	0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 1684, 1685, 1686, 1687, 0821, 0820, 0822 ☐
DDY0847	SHv 450 mm	0951, 0952, 0953, 0954, 1685, 1686, 1687, 0822 ☐
DDY0848	SHv 460 mm	0952, 0953, 0954, 1686, 1687, 0822 ☐



cruceta simple





cruceta Triplex



Código	Descripción		P.V.P €
DDY0849	SHv 470 mm	0953, 0954, 1687, 0822	○
DDY0850	SHv 480 mm	0954	○
DDY0851	SHv 490 mm	0945	○
DDY0852	◆ SHv 500 mm	0945, 0946	◆
DDY0853	SHv 510 mm	0945, 0946, 0947	○
DDY0854	SHv 520 mm	0945, 0946, 0947, 0948	○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (SHh)		„SHv - SHh = max. 80mm“ ; 70°: SHh max. = „SHv-0mm“, 90°: SHh max. = „SHv-30mm“	
DDY0945	SHh 400 mm	No posible con protectores antispicaduras fijos (DDY1426/1405)	○
DDY0946	SHh 410 mm	1440, 1441	○
DDY0947	SHh 420 mm		○
DDY0948	SHh 430 mm		○
DDY0949	SHh 440 mm		○
DDY0950	◆ SHh 450 mm		◆
DDY0951	SHh 460 mm		○
DDY0952	SHh 470 mm	NC 0900	○
DDY0953	SHh 480 mm	NC 0900	○
DDY0954	SHh 490 mm	NC 0900	○
LARGO DE PIERNA(UL)		70°: UL max. =“SHv-20mm“ ; 90°: UL max. =“SHv-30mm“	
DDY1679	UL 380 mm		○
DDY1680	UL 390 mm		○
DDY1681	UL 400 mm		○
DDY1682	UL 410 mm		○
DDY1683	UL 420 mm		○
DDY1684	◆ UL 430 mm		◆
DDY1685	UL 440 mm		○
DDY1686	UL 450 mm	No posible con reposapiés a 90° (DDY1542)	○
DDY1687	UL 460 mm	No posible con reposapiés a 90° (DDY1542), reposapiés ajustable en ángulo (DDY1573), 1561	○
RESPALDO			
TUBOS			
DDY0736	◆ Tubos fijos rectos	0707, 0718, 0709, 0719, 0711, 0712	◆
DDY0705	Tubos inclinados	0707, 0718, 0709, 0719, 0711, 0712, 0764, 0765, 0766, 0767, 0756, 0757, 0762, 0758, 0759, 0760, 0761, 0763	39,77
DDY0720	Angulo respaldo ajustable		205,32
RESPALDO AJUSTABLE EN ÁNGULO			
DDY0707	Ángulo de respaldo ajustado a 82° (más cerrado)		○
DDY0718	Ángulo de respaldo ajustado a 86° (más cerrado)	Sólo posible con SHv-SHh =80mm	○
DDY0709	Ángulo de respaldo ajustado a 90°		○
DDY0719	Ángulo de respaldo ajustado a 94° (más abierto)		○
DDY0711	Ángulo de respaldo ajustado a 98° (más abierto)		○
DDY0712	Ángulo de respaldo ajustado a 102° (más abierto)		○
TAPIZADO RESPALDO			
DDY0700	Tapizado estándar ligeramente acolchado	No posible con barra estabilizadora respaldo (DDY1491), Puños ajustables en altura montaje trasero (DDY0703)	○
DDY0725	◆ Ajustable en tensión Tapizado negro	NUEVO	◆
DDY0735	Tapizado ajustable tensión Aero back transpirable		190,86
DDY0769	Sin tapizado de respaldo	Seleccionar para pedir respaldo Matrx	○
RESPALDOS MATRX			
NC con Barra estabilizadora respaldo (1491), Tubos respaldo inclinados (0705), respaldo con angulo ajustable (0720)			
Cuando se pide un respaldo Matrx, asegurese de que la parte superior del respaldo no quede más alta del valor RH (altura respaldo) indicada en la tarifa (en este caso 495 mm)			
La altura corresponde a la altura del respaldo Matrx. Plazo de entrega adicional.			
DDY0764	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par)	NC con con 480/500 mm (DDY0318/0140)	770,00
DDY0765	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)	NC con 480/500 mm (DDY0318/0140)	770,00
DDY0766	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)	NC con 480/500 mm (DDY0318/0140)	770,00
DDY0767	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)	NC con 480/500 mm (DDY0318/0140)	770,00
DDY0756	Elite Deep, altura 310 mm con fijación estándar (par)		770,00

Rueda delantera / altura asiento	Montaje alto	Montaje estándar
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520

El largo de pierna del paciente debe anotarse descontando el grosor del cojín



matrx
SEATING SERIES



Código	Descripción			P.V.P €	
DDY0757	Elite Deep, altura 410 mm con fijación estándar (par)			770,00	
DDY0762	Elite Deep, altura 460 mm con fijación estándar			770,00	
DDY0758	Elite Standard, altura 260 mm con fijación estándar (par)			770,00	
DDY0759	Elite Standard, altura 310 mm con fijación estándar (par)			770,00	
DDY0760	Elite Standard, altura 360 mm con fijación estándar (par)			NC con 480/500 mm (DDY0318/0140)	770,00
DDY0761	Elite Standard, altura 410 mm with easy-set mounting hardware (par)			770,00	
DDY0763	Elite Standard altura 460 mm con fijación estándar (par)			770,00	
PUÑOS DE EMPUJE					
DDY0702	Puños fijos, largos			Con respaldos Matrxx, los puños se montan a 475 mm a partir del asiento	○
DDY0750	Sin puños			Con respaldos Matrxx, los tubos de respaldo se montan a 350 mm a partir del asiento - (NC : 0923)	○
DDY0751	◆	Puños fijos, cortos	NUEVO	Con respaldos Matrxx, los puños se montan a 475 mm a partir del asiento - (NC : 0923)	◆
DDY0703	Puños ajustables en altura montaje trasero			Con respaldos Matrxx, los puños se montan a 600 MM a partir del asiento (NC: 1411)	228,58
DDY0733	Puños ajustables en altura, integrados			Con respaldos Matrxx : Montados directamente en la parte trasera del respaldo - (NC: 1491)	206,78
DDY0704	Puños plegables			Con respaldos Matrxx, los puños se montan a 450 MM a partir del asiento (NC : 1491 , 0923)	263,07
BARRA ESTABILIZADORA RESPALDO					
DDY1491	Barra estabilizadora respaldo, abatible y desmontable			No posible con RH 330-390 mm tapizado de respaldo estándar (DDY0700), Puños ajustables en altura integrados (DDY0733)	143,17
ASIENTO					
TAPIZADO ASIENTO					
DDY0611	◆	Tapizado asiento estándar con 1 cincha cierre gancho-bucle (suave)			◆
DDY0612		Tapizado de asiento ajustable en tensión, con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)			87,53
COJIN ASIENTO					
DDY0600		Cojín estándar, 60 mm, doble espuma con visco top			83,51
DDY0662		Cojín Matrxx Libra (tejido negro) - altura 83 mm	●	No posible con ST<400mm; SB 360 sólo posible con ST 400/420mm	323,15
OPCIÓN ASIENTO					
DDY0606		Bolsa delantera asiento, clip desmontable			67,72
BOLSAS TAPIZADO ASIENTO					
DDY0616		Bolsa pequeña	Para fijar debajo del asiento		54,50
DDY0617		Bolsa grande	Para fijar debajo del asiento		54,50
REPOSAPIES					
REPOSAPIES		Tome nota por favor que disponemos de reposapiés especiales tipo: amputado, reposapiernas elevables etc. de otros productos Invacare compatibles con la gama Küschall			
DDY1540	◆	Reposapiés ángulo abiertos, 70°			◆
DDY1542		Reposapiés ángulo cerrado, 90°	NO POSIBLE con UL 450/460 mm	NC 0412, 1561	○
DDY1555		Sin reposapiés		NC 1561	○
REPOSAPIES					
DDY1561		Paleta monobloc, abatible, ajustable en ángulo y profundidad			163,11
DDY1562		2 pc. plástico, montaje delantero			○
DDY1563	◆	2 pc. plástico, montaje trasero			◆
DDY1573		2 pc. Ajustable en ángulo y profundidad		Se puede ajustar hacia delante o atrás	223,30
FIJACION PIÉS					
DDY1530	◆	Taloneras			◆
FIJACION PIERNAS					
DDY1534		Cincha pantorrilla			28,68
PROTECTORES DE ROPA					
PROTECTORES DE ROPA (PAR)					
DDY1424		Protectores de ropa de Composite, fijos			○
DDY1425		Protectores de ropa antisalpicaduras de Composite, desmontables			64,89
DDY1426	◆	Protectores de ropa antisalpicaduras de Composite, fijos		No posible con SHh 400mm (DDY0945)	◆
DDY1401		Protectores de ropa de carbono, fijos	NUEVO	(NC : todos los reposabrazos, 1760)	160,00
DDY1408		Protectores de ropa antisalpicaduras de carbono, desmontables	NUEVO	(NC : todos los reposabrazos, 1760)	250,00
DDY1405		Protectores de ropa antisalpicaduras de carbono, fijos	NUEVO	(NC : todos los reposabrazos, 0923, 1760)	220,00

0756/
07630756/
07620764/
0767

0702



0751



0733



1491



0611



0600




0606



0662



0616/617



0612



1540



1561



1562/1563



1573



1530



1408



1405



1401

Código	Descripción		P.V.P €
REPOSABRAZOS (PAR)			
DDY1416	Reposabrazos ajustable en altura (con herramientas), desmontable, corto	Incluye protector de composite	○
DDY1421	Reposabrazos ajustable en altura (con herramientas), desmontable, largo	Incluye protector de composite	○
DDY1440	Reposabrazos escritorio, abatible, ajust. altura, desmontable	No posible con caída 3° (DDY0283), SHh 400/410 mm, SHh 420/430 mm en combinación con posición rueda trasera attract 1 (DDY0264)	235,24
DDY1441	Reposabrazos largo, abatible, ajust. altura, desmontable	No posible con caída 3° (DDY0283), SHh 400/410 mm, SHh 420/430 mm en combinación con posición rueda trasera attract 1 (DDY0264)	235,24
DDY1445	Reposabrazos Küschall, contorno negro, sistema bloqueo, ajustable en altura, desmontable, abatible, almohadilla corta (incluye funda neopreno negra)	(NC: 1411, 0283)	267,02
DDY1411	Tubular,sin bloqueo, ajustable altura, desmontable, abatible, acolchado confort	No posible Alber Kit (DDY0916/0926); puños ajustables en altura, montaje trasero (DDY0703)	235,24
CHASIS			
COLOR CHASIS (PARTE DEL.)		Parte trasera del chasis y cruceta de color negro, parte delantera y reposapiés del color seleccionado	
DDY0360	◆ Negro Attract		◆
DDY0307	Gris Attract		○
DDY0308	Azul Attract		○
DDY0311	Rojo Attract		○
RUEDAS DELANTERAS			
RUEDAS DELANTERAS			
DDY0810	5" Ligera con cubierta negra		○
DDY0863	◆ 5" Confort con cubierta negra		◆
DDY0821	6" neumática		32,45
DDY0820	6" Confort con cubierta negra		○
DDY0822	7" Confort con cubierta negra		○
RUEDAS TRASERAS			
FIJACION RUEDAS TRASERAS			
DDY0250	◆ Fijación estándar		◆
POSICION RUEDA TRASERA X (distancia horizontal entre los tubos de respaldo y el eje de ruedas traseras)			
DDY0262	Posición 0 (la más activa) - 105 mm	NC prof asiento 360 y 380 mm Mayor riesgo de vuelco	○
DDY0264	1a.posición Attract - 95 mm - NC prof asiento 360 y 380 mm	No posible con ST 360/380 mm (DDY0126/0128)	○
DDY0265	◆ 2a.posición Attract - 75 mm		◆
DDY0266	3a.posición Attract - 55 mm (la más estable) - NC : motores Alber	Menor riesgo de vuelco- No posible con dispositivos Alber (DDY0916/0926)	○
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS			
DDY0900	22" (solo con ruedas Starec)	0921, 0908, 0906, 0923, 0926, 0928, 1014, 1004, 1011, 1104, 1106, 1120, 1708, 1709, 1718, 1706, 1707, 1719	226,41
DDY0902	◆ 24"		◆
CAÍDA RUEDAS TRASERAS			
DDY0282	◆ Caída 0°		◆
DDY0284	Caída 1°		○
DDY0283	Caída 3°		○
RUEDAS TRASERAS			
DDY0921	◆ 24" rueda Activa	Ruedas completas: cubierta ligera 7,5 bar y aros aluminio grises con 6 puntos de fijación (tornillos), 24 radios y buje negro - NC : todos los aros, 1200)	◆
DDY0915	Ruedas Küschall 22", 24" radios cruzados	Buje Starec sin color, llanta negra, radios color plata (2mm), cruzados, NC 1008	○
DDY0908	24" High Performance (Buje Starec)	Buje Starec, llanta y radios (1.5mm) negros, NC 1004	389,00
DDY0906	24" Spinergy LXX	Buje, llanta y radios (3mm) negros. NC 1004	780,00
DDY0923	24" freno tambor acompañante	(NC : 0926)	465,05
KITS ALBER			
		Es obligatorio instalar 2 antivuelcos Alber	
DDY0928	Kit de fijación ALBER E-FIX - Plazo de entrega adicional +5 días (consultar disponibilidad) 2 antivuelcos abatibles ALBER incluidos / Solo con ruedas 24"	NC 0900	625,48
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
		No posible con ruedas activas (DDY0921)	
DDY1014	◆ 24"X 1", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)		◆
DDY1004	Cubiertas macizas 24" X1.3/8" . Negra		72,18

1424

1425

1426

1416/1421

1445

1440/1441

1411

0360-0311

5" para SHv 430 to 520
6" para SHv 450 to 520
7" para SHv 470 to 520

0821

0863/
0822/
0820

0810

0262-0266

0921

0915

0908

1004



0360-0311


5" para SHv 430 to 520
6" para SHv 450 to 520
7" para SHv 470 to 520



0821

0863/
0822/
0820

0810



0262-0266



0921

0915



1004

0908

Código	Descripción		P.V.P €
DDY1008	24", 22" X 1". MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm	NUEVO	72,18
DDY1011	24" x 1" MBL SPEEDLITE	Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos	75,00
AROS			
DDY1113	Aros ligeros Alu gris 24", 22" dist. 30 mm.	No posible con ruedas activas (DDY0921)	○
DDY1102	24", 22" Aros antideslizante, dist. 3 o 4 cm	Lengüetas fijación con 2 orificios, distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm	173,42
DDY1104	Aros acero pulido 24", dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio a 30 mm	124,07
DDY1106	Titanio 24", dist. 30 mm	Lengüetas cortas con un solo orificio a 30 mm	299,00
DDY1120	24" CARBOLIFE GEKKO S. dist. 30 cm		349,8
PROTECTORES RADIOS			
DDY1200	24", 22" Transparente	No posible con ruedas activas (DDY0921)	154,20
SEGURIDAD			
FRENOS			
DDY1311	Frenos de tiro Attract	No posible con ST 360/380 mm, ST 400 mm en combinación con position 1	○
DDY1312	◆ Frenos de empuje Attract	(NC : 1310)	◆
DDY1306	Frenos de tiro Küschall		○
DDY1300	Frenos empuje Küschall - palanca angulada	(NC : 1310)	○
DDY1301	Frenos empuje Küschall - palanca recta	(NC : 1310)	○
DDY1302	Frenos performance	No posible con prof. asiento 360/380 MM Prof asiento 400 MM solo posible con posición 3 Prof asiento 420 MM solo posible con posición 2 & 3" (NC : 1310)	137,80
DDY1303	Frenos activos	No posible con prof. asiento 360/380/400 MM Prof.asiento 420 mm solo con Posición 3 Prof.asiento 440 MM solo con Posición 2 & 3 (NC : 1310)	81,03
PROLONGADOR PALANCA DE FRENO			
DDY1310	Prolongador palanca de freno		75,91
ANTIVUELCO		Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelco, pisapié, soporte bastones)	
DDY1702	Antivuelco derecho		149,87
DDY1703	Antivuelco izquierdo		149,87
DDY1704	Antivuelco ambos lados		299,70
KIT TRANSPORTE			
DDY1720	Kit de transporte (incluye 4 pegatinas)		12,00
CINTURÓN POSTURAL			
DDY1730	Cinturón postural		97,04
ILUMINACIÓN PASIVA			
DDY1710	Iluminación pasiva montada (montada en los radios)		12,38
ACCESORIOS			
PROTECTORES TRASEROS CHASIS			
DDY1729	Protectores traseros chasis	Montaje parte trasera del chasis	17,89
MESITA			
DDY1760	Mesita	No posible con Protectores de ropa de Composite, fijos (1424/1401), Protectores de ropa antisalpicaduras de Composite (1425/1426/1408/1405), Reposabrazos, abatible, ajust. altura, desmontable (1440/1441)	519,86
PISAPIÉ		Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelco, pisapié, soporte bastones)	
DDY1708	Pisapié derecho	No posible con sistema Alber, no posible en el mismo lado que soporte bastones	64,18
DDY1709	Pisapié izquierdo	No posible con sistema Alber, no posible en el mismo lado que soporte bastones	64,18
DDY1718	Pisapié ambos lados	No posible con sistema Alber, no posible con soporte bastones	128,38
SOORTE PARA BASTONES		Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones=antivuelco, pisapié, soporte bastones)	
DDY1706	Soorte bastones derecho	No posible con sistema Alber, no posible en el mismo lado que pisapié	78,74
DDY1707	Soorte bastones izquierdo	No posible con sistema Alber, no posible en el mismo lado que pisapié	78,74
DDY1719	Soorte para bastones ambos lados	No posible con sistema Alber, no posible en el mismo lado que pisapié	145,55
BOMBA DE HINCHADO MANUAL			
DDY1715	Bomba de hinchado manual		17,89



1008

1014



1104



1113



1101

1102



1200



1312

1311



1730

1306



1720



1702/1703/1704



1710



1729



1706

1707

1719



1708


1709

1718



1715

Código	Descripción	P.V.P €
RELOJ KÜSCHALL		
DDY1712	Reloj küschall, lado derecho	136,34
DDY1713	Reloj küschall, lado izquierdo	136,34
KIT DE HERRAMIENTAS		
DDY1717	◆ Kit de herramientas	◆
BOLSA PARA RUEDAS		
DDY1728	Bolsa para ruedas traseras 24" y 26"	56,41



SOPORTE MEDIDAS FABRICACION ESPECIAL MYKÜSCHALL

	MEDIDAS PERSONALIZADAS	
	SB-anchura asiento	
	ST-profundidad asiento	
	RH-altura respaldo	
	SHv-altura delantera asiento suelo	
	SHh-altura trasera asiento suelo	
	UL-largo de pierna	
	RW-ángulo respaldo	
	GL / GB -largo total / ancho total	
	USER WEIGHT-peso usuario	
	USER SIZE-altura usuario	

MYküschall

Descripción de la petición