

## Invacare® Leo®



Micro scooter desmontable en 5 partes sin necesidad de herramientas para transportarlo fácilmente.  
Versión 3 ó 4 ruedas.  
Motores de 8 km/h (240W). Baterías 36 Ah.  
Kit de luces de freno traseras con intermitentes. Cesta delantera de plástico.  
Ruedas neumáticas 10" con cubierta negra (ruedas macizas disponibles como opción)  
Nuevo manillar ergonómico tipo Delta.  
Reposabrazos abatibles y regulables en altura.  
Nuevo asiento acolchado con costuras blancas - giratorio a 360° y regulable en altura (46 - 56 cm).  
Colores: Azul onyx ,plata o rojo.  
Cargador externo 5 Amp. incluido.  
Lista de accesorios disponibles en versión configurable (accesorios adjuntados, no montados).  
Peso máximo usuario:136 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

Peso usuario =  Kg

Código	Descripción	P.V.P €
<b>Invacare® Leo - Versión Stock - 4 ruedas</b>		
<b>4 ruedas. Baterías 36 Ah. Largo total: 1220 mm. Peso máximo de usuario: 136 kg</b>		
1579605	Scooter Leo 4 ruedas 8 km/h - Color azul onyx	2.018,50
1579611	Scooter Leo 4 ruedas 8 km/h - Color plata	2.018,50
1579429	Scooter Leo 4 ruedas 8 km/h - Color rojo	2.018,50
<b>Invacare® Leo - Versión Stock - 3 ruedas</b>		
<b>3 ruedas. Baterías 36 Ah. Largo total: 1200 mm. Peso máximo de usuario: 136 kg</b>		
1579598	Scooter Leo 3 ruedas 8 km/h - Color azul onyx	2.018,50
1579601	Scooter Leo 3 ruedas 8 km/h - Color plata	2.018,50
<b>Invacare Leo - Versión configurada</b>		
AFB0000	<input checked="" type="checkbox"/> LEO Basic modelo básico , incl. las siguientes características:	2.018,50
	- Asiento giratorio	
	- Kit de luces e intermitentes y luz de freno	
	- Nuevo manillar ergonómico tipo Delta	
	- Ruedas 10" neumáticas negras	
	- Cargador externo 5 Amp	
	- Cesta delantera negra	
<b>OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN</b>		
<b>TIPO</b>		
AFB0033	3-Ruedas	NC 0213 <input type="radio"/>
AFB0034	4-Ruedas	<input type="radio"/>
<b>COLOR CARENADOS</b>		
AFB0226	Plata	<input type="radio"/>
AFB0251	Azul onyx	<input type="radio"/>
AFB0213	Rojo	NC 0033 <input type="radio"/>
<b>OPCIONES</b>		
<b>MOTOR</b>		
AFB1284	<input checked="" type="checkbox"/> Motor 8 km/h con palancas de desembrague 2 tiempos	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BATERÍAS</b>		
AFB1487	<input checked="" type="checkbox"/> 36 Ah AGM	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>		
AFB2300	<input checked="" type="checkbox"/> Accesorios sin montar	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS SEGURIDAD</b>		
<b>CINTURÓN</b>		
AFB1329	Cinturón con hebilla	32,75
<b>RETROVISOR</b>		
AFB1339	Retrovisor izquierdo negro	20,94
AFB1415	Retrovisor derecho negro	20,94
<b>ACCESORIOS</b>		
<b>RUEDAS MACIZAS</b>		
AFB0827	Ruedas macizas 10", grises (incluye llanta)	235,69
<b>SUSPENSIÓN ASIENTO</b>		
AFB1078	Suspensión asiento baja, altura asiento 510 mm	72,03
AFB1079	Suspensión asiento media, altura asiento 535 mm	75,93
AFB1080	Suspensión asiento alta, altura asiento 560 mm	78,56
<b>LLAVES</b>		
AFB1476	Cilindro con 2 llaves	32,75




18 Ah



Código	Descripción	P.V.P €
<b>SOPORTE ROLLATOR</b>		
AFB1473	Soporte rollator	NC 1312, 1314, 1310, 1395, 1454, 1472, 1475
<b>SOPORTE BASTONES</b>		
AFB1314	Soporte bastones derecho	NC 1310, 1473,
AFB1312	Soporte bastones izquierdo	NC 1310, 1473
<b>ALMACENAJE</b>		
AFB1451	Maletero delantero con cierre	
AFB1472	Maletero trasero con cierre (inc. Pieza de anclaje para soporte bastones)	NC 1310, 1454, 1473
AFB1395	Cesta trasera	NC 1310, 1454, 1473, 1475
<b>SOPORTE CAMINADOR</b>		
AFB1310	Soporte caminador	NC 1395, 1472, 1312, 1314, 1473, 1475
<b>SOPORTE BOTELLA OXÍGENO</b>		
AFB1454	Soporte botella oxígeno	NC 1395, 1472, 1473
<b>PORTA VASOS</b>		
AFB1456	Porta vasos	
<b>CARGADOR EXTERNO</b>		
AFB1390	Cargador externo	
<b>PARABRISAS</b>		
AFB1474	Parabrisas (incl. Kit fijación)	
<b>FUNDA</b>		
AFB1397	Funda de protección para almacenaje	
<b>PRECIO TOTAL</b>		



1451



1472



1395




1454



1390



1310



1474



1397