



Yes, you can.®

Invacare Storm⁴ Max ¡HASTA 220 KG! CE

Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y ruedas motrices traseras, especialmente diseñada para usuarios de peso elevado (Hasta 220 kg). Anchos de asiento: 55 o 61 cm (+100 mm moviendo los reposabrazos).

Uso interior/exterior.

Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx (opcional), programable mediante bluetooth.

Reposabrazos, reposapiés y respaldo ajustable en tensión - reforzados. Chasis más largo (+7,5 cm) para incrementar la estabilidad y mejorar los resultados de desplazamiento.

Unidad de Asiento Max, con respaldo regulable en profundidad como estándar (3 posiciones: 56, 59,5 cm)

Motores más potentes: 350 W.

Regulación manual del ángulo de asiento y respaldo como estándar (eléctrica opcional).

Peso máximo del usuario: 220 kg

Storm 4 Max SR-C: Código provisional

Prescripción (comunicado): S0007781 (Categoría SRE 000C)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :



Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = _____ **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
AWA0000	◆ Storm4 Max modelo básico	◆
AWZ0000	○ Storm4 Max modelo básico especial	○
ESPECIAL		
AWZ1300	○ Especial	○
ASIENTO		
AWA1145	◆ 1 Unidad asiento Max	10.569,12
TAPIZADO RESPALDO/COJÍN		
630 -680 mm altura con anchura 550/610 mm		
AWA1106	◆ Ajustable en tensión	◆
ANCHURA ASIENTO 550 mm. (+ 100 mm. ajuste mediante reposabrazos)		
AWA0378	○ Anchura asiento de chasis asiento 550 mm.	○
AWA1459	○ Cojín asiento MAX (550 x 635 mm)	○
AWA1114	○ Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	○
ANCHURA ASIENTO 610 mm. (+ 100mm. ajuste mediante reposabrazos)		
AWA0380	○ Anchura asiento de chasis asiento 610 mm. NC 0503	○
AWA1460	○ Cojín asiento MAX (610 x 635 mm)	○
AWA1114	○ Sin cojín asiento (placa asiento 10 mm.)	○
PROFUNDIDAD ASIENTO (ajustable en 3 intervalos)		
AWA0396	◆ Profundidad asiento 560 mm.	◆
AWA0397	○ Profundidad asiento 595 mm.	○
ADAPTADOR PARA REDUCIR PROFUNDIDAD ASIENTO		
AWA0399	155,10 Adaptador para reducir la profundidad de asiento en 130 mm.	155,10
COLOR TAPIZADO (para asiento y respaldo)		
AWA0278	◆ Tapizado suave negro	◆
REPOSABRAZOS (incluye soporte reforzado, ajustable en profundidad)		
AWA0635	◆ Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 250 - 340 mm, desmontable	◆
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS		
AWA0647	◆ Acolchado estándar (325 mm.)	◆
AWA0649	○ Acolchado prolongado (375 mm)	○
BARRA DE EMPUJE		
AWA1307	◆ Barra de empuje	◆
ACCESORIOS ASIENTO		
REPOSACABEZA		
AWA1432	152,25 Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente	152,25
AWA1427	170,00 Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajustable lateralmente	170,00
AJUSTES ASIENTO		
ALTURA ASIENTO		
AWA1025	◆ Altura asiento fijo 480 mm.	◆
AWA1006	○ Altura asiento fijo 510 mm.	○
BASCULACIÓN ASIENTO		
AWA1002	◆ Basculación asiento manual por husillo	◆
AWA1014	677,38 Basculación eléctrica de 0° a 15°	677,38
RECLINACIÓN RESPALDO		
AWA0958	◆ Recliner ajustable, por husillo (0 - 25°)	◆
AWA0947	856,15 Recliner eléctrico (con punto de fijación alto y compensación ergonómica)	856,15



Código	Descripción	P.V.P €	
REPOSAPIÉS			
REPOSAPIÉS PAR			
AWA0564	◆ Pescantes reforzados, ángulo fijo (no desmontable sin herramientas)	NC 0522	
AWA0503	○ Reposapiés ajustable de 90a 65°	NC 0599, 0380	
ALMOHADILLA REPOSAPIERNAS			
AWA0583	◆ Almohadilla reposapiernas ajustable	◆	
PALETA MONOBLOC			
AWA0599	◆ Paleta abatible ajustable en ángulo reforzado heavy-duty	NC 0503	
AWA0522	○ Paleta ajustable en ángulo (para un peso máximo usuario de hasta 200 kg)	NC 0564	
MANDOS			
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		NC 1348, 1366	
AWA2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1437,1014,0947, 1366, 2219, 2245	
AWA2203	◆ Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1437, 1366	
AWA2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces	NC 1366	73,10
SOPORTE MANDO			
AWA1207	○ Soporte estándar derecho	○	
AWA1208	○ Soporte estándar izquierdo	○	
AWA1707	◆ Soporte abatible derecho	◆	
AWA1708	○ Soporte abatible izquierdo	○	
AWA1709	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha	NUEVO	350,00
AWA1710	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda	NUEVO	350,00
AWA2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221)	55,47
AWA2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1222)	55,47
DOBLE MANDO LiNX + SOPORTE			
AWA2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) ⑩	NC 1221, 1222, (2227/2228+2201/2203/2204)	535,50
ATA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) ⑩	NC 1221, 1222, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204)	738,99
ATA2245	Doble mando intuitivo IDC ⑩	NC 1207, 1208, 2201	783,23
AWA1207	○ Soporte estándar derecho	NC 2245, (2251+2227)	○
AWA1208	○ Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2251+2227)	○
ATA1221	○ Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2220, 2227	○
ATA1222	○ Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, 2228	○
MANDO 10 BOTONES			
AWA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) ⑩		495,00
AWA2217	○ Soporte derecho, montaje usuario	NC 1415	○
AWA2218	○ Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 1339	○
AWA2227	○ Soporte derecho, montaje acompañante	NC 1221, (2219/2220+1207)	○
AWA2228	○ Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 1222, (2219/2220+1208)	○
AWA2225	○ Sin montar		○
AWA2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		73,10
ACCESORIOS LiNX (Sin montar)			
PULSADORES REDONDOS (obligatorio opción 2252)			
AWA1685	Rojo		112,62
AWA1686	Amarillo		112,62
AWA1687	Verde		112,62
AWA1690	Azul		112,62
PULSADORES PIKO (obligatorio opción 2252)			
AWA1711	Rojo		138,99
AWA1712	Amarillo		138,99
AWA1713	Verde		138,99
AWA1714	Naranja		138,99
AWA1715	Azul		138,99
AWA1716	Negro		138,99
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)			
AWA2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A		82,69
AWA2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A		82,69
AWA2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		82,69
AWA2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A		82,69




LiNX



REM110



REM211



REM216



1709/1710



2217/2218



1685-1690



1711-1716



2721/2722 2724 2723

Código	Descripción	P.V.P €	
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN			
COLOR CARENADO			
AWA0202	◆ Azul	◆	
AWA0228	○ Negro	○	
AWA0204	○ Rojo cereza transparente	○	
AWZ0299	○ Carcasa color especial (se requiere código RAL)	○	
RUEDAS DELANTERAS			
AWA0840	○ Gris neumáticas 10"	○	
AWA0858	○ Gris antipinchazo 10" inyección líquido	52,28	
AWA0842	◆ Gris Antipinchazo 10" sólidas	◆	
RUEDAS TRASERAS			
AWA0771	○ Gris neumáticas 14"	○	
AWA0773	○ Gris antipinchazo 14" inyección líquido	52,28	
AWA0750	◆ Gris antipinchazo 14" sólidas	◆	
OPCIONES			
MOTOR			
AWA1277	◆ 6 km/h	◆	
BATERÍA			
AWA1364	◆ 73,5 Ah Gel	◆	
SUSPENSIÓN			
AWA1203	◆ Suspensión Heavy duty	◆	
G-TRAC			
AWA1215	○ Módulo G-Trac	882,00	
CARGADOR			
AWA1343	◆ Opticharge 8A	◆	
AWA1313	◆ Opticharge 10A	360,02	
KIT DE LUCES			
AWA1437	○ Kit de luces LED con indicadores	NC 2201, 2203	636,43
AWA1254	◆ Sin kit de luces	◆	
TRANSPORTATION KIT			
AWA1493	◆ 4-Puntos (para el transporte de la silla sin usuario)	◆	
AWA1494	○ 4-Puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo de acuerdo a ISO 7176-19:2001) (es obligatorio reposacabeza adecuado)	24,04	
CINTURON DE FIJACIÓN			
AWA1455	◆ Cinturón de fijación extra largo con cierre	◆	
RETROVISOR			
AWA1415	○ Derecho	NC 2217	35,95
AWA1339	○ Izquierdo	NC 2218	35,95
ACCESORIOS			
SOPORTE PARA BASTONES			
AWA1312	○ Derecho	29,82	
AWA1363	○ Izquierdo	29,82	
GUARDABARROS			
AWA1417	◆ Guardabarros para ruedas traseras	◆	
CUENTAKILÓMETROS			
AWA1348	○ Cuenta kilómetros	NC LINX	126,28
KIT DE HERRAMIENTAS			
AWA1333	○ Kit de herramientas (2 llaves fijas y 1 destornillador con puntas diversas)	57,75	
PRECIO TOTAL			



Colores RAL



0842



1203



1215



1437

1415
1339

1478/1479

1333