


Alber twion®



Los dispositivos de propulsión electrónica para sillas manuales*



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
1566540	Twion M24, 6 km/h, buje blanco, cubierta Marathon Plus, aros aluminio negro 2 ruedas motorizadas equipadas con neumáticos antipinchazos Marathon Plus Evolution Diámetro de las ruedas: 24". Peso: 6 kg (unidad) Baterías de litio integrada en el buje. Cargador con conexión magnética Velocidad: 6 km/h ampliable a 10 km con pack Mobility Plus (ref 1565789) Tapa buje - color blanco con eje de extracción rápida de acero Aros de aluminio negro mate Peso máx. usuario: 120 kg ¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1593206) son OBLIGATORIOS (no incluidos con código 1566540) NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1565005 Nota : El Twion incrementa el ancho total de la silla entre 2 y 4 cm según modelos	5.302,50
Otras versiones del Twion M24 disponibles: no incluyen kit de anclajes (1467178) , ni Antivuelcos (1593206)		
1566539	Twion M24, 6 km/h, buje blanco, cubierta Marathon Plus, aros acero inoxidable (+400 gr por rueda)	5.302,50
1591624	Twion M24, 6 km/h, buje blanco, cubierta Marathon Plus, aros Curve L	5.623,00
1566460	Twion M24, 6 km/h, buje negro, cubierta Marathon Plus, aros aluminio negro	5.329,28
1566459	Twion M24, 6 km/h, buje negro, cubierta Marathon Plus, aros acero inoxidable (+400 gr por rueda)	5.329,28
1591622	Twion M24, 6 km/h, buje negro, cubierta Marathon Plus, aros Curve L	5.649,78
Accesorios Twion M24		
1467178	Kit de fijación estándar (obligatorio)	257,04
1593206	Antivuelcos (par) - De uso obligatorio. Permiten también levantar las ruedas traseras para poner/quitar las ruedas fácilmente.	321,30
Otros accesorios Twion M24		
1565789	Pack Mobility Plus: permite conectar las ruedas del Twion con su Smartphone via bluetooth (sistema Android - versión a partir de 2.3.5 & IOS) y acceder a diferentes funciones: velocidad hasta 10 km/h, modo de crucero, nivel de las baterías, 2 modos de conducción: Eco o deportivo, distancia efectuada, calorías quemadas, etc. Control remoto Blue Drive para controlar la silla usando el teléfono como un mando a distancia. <i>Consultar compatibilidad con dispositivo móvil con Departamento de Atención al Cliente.</i>	423,05
1565005	Ejes extraíbles (par) para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del E-Motion	166,01
1591362	Eje fijos para transporte	53,55
1591500	Ejes especiales para fácil extracción de las ruedas	101,75
* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil, Smoov, Twion) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente. Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.		

