

## Alber twion®



Los dispositivos de propulsión electrónica para sillas manuales\*



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
1565810	Twion M24	5.050,00
	2 ruedas motorizadas equipadas con neumáticos antipinchazos Marathon Plus Evolution Diámetro de las ruedas: 24". Peso: 6 kg (unidad) Baterías de litio integrada en el buje. Cargador con conexión magnética Velocidad: 6 km/h ampliable a 10 km con pack Mobility Plus (ref 1565789) Tapa buje - color blanco con eje de extracción rápida de acero Aros de aluminio negro mate Peso máx. usuario: 120 kg  ¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1593206) son OBLIGATORIOS NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1565005 Nota : El Twion incrementa el ancho total de la silla entre 2 y 4 cm según modelos	
1467178	Kit de fijación estándar	244,80
1593206	Antivuelcos (par) - De uso obligatorio. Permiten también levantar las ruedas traseras para poner/quitar las ruedas fácilmente.	306,00
<b>Accesorios Twion M24</b>		
1565789	<b>Pack Mobility Plus:</b> permite conectar las ruedas del Twion con su Smartphone via bluetooth (sistema Android - versión a partir de 2.3.5 & IOS) y acceder a diferentes funciones: velocidad hasta 10 km/h, modo de crucero, nivel de las baterías, 2 modos de conducción: Eco o deportivo, distancia efectuada, calorías quemadas, etc. Control remoto Blue Drive para controlar la silla usando el teléfono como un mando a distancia. <i>Consultar compatibilidad con dispositivo móvil con Departamento de Atención al Cliente.</i>	402,90
1565005	Ejes extraíbles (par) para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del E-Motion	158,10
1565795	Tapa buje - color negro (Eje de extracción rápida negro)	25,50
1565891	Aros de acero inoxidable (+400 g por rueda)	0,00
1565892	Cubierta Schwalbe Airborne (-100 g por rueda)	40,80
1591362	Eje fijos para transporte	51,00
1591500	Ejes especiales para fácil extracción de las ruedas	96,90
* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente. Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.		

