

## Alber e-motion® M25



**Dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica.** Consiste en 2 ruedas con motor y batería integrados en el buje. Velocidad máxima: hasta 6 km/h (8,5 km/h con APP Movilidad). Baterías Litio-Ion (6,4 Ah). Kit de fijación y dispositivo antivuelco obligatorios.  
Peso por rueda: 7,8 kg.  
Peso máximo usuario: 150 kg

**Mando a distancia ECS** con 2 niveles de asistencia y función anti-retroceso (opcional).

**APP Movilidad** disponible en Google Store / App Store con funciones gratuitas (4 perfiles de conducción, estado de las baterías, velocidad y registro de recorridos) y de pago Pack Mobility Plus (velocidad hasta 8,5 km/h, modo crucero, 2 niveles de asistencia, etc.).

**Nota:** Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente. Información de la silla requerida.



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario = Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
1592680	E-MOTION M25* Dispositivo de ayuda a la propulsión eléctrica (Mando a Distancia ECS no incluido)	5.448,98
	Completo con 2 ruedas neumáticas antipinchazo negro (Schwalbe Rightrun 1") Aros de acero inoxidable 1 nivel de asistencia eléctrica. Para más funciones (2 niveles de asistencia, función anti-retroceso, diagnóstico, nivel de baterías, encender/apagar), pedir versiones M25 con Mando a distancia ergonómico (ECS) o comprar Pack Mobility Plus Diámetro de las ruedas 24" 2 baterías de Litio-Ion 6,4 Ah, cargador de batería incluido Peso máximo de usuario : 150 kg Nota : El E-Motion incrementa el ancho total de la silla en un promedio de entre 3 y 5 cm según el modelo <b>¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1593206) son OBLIGATORIOS</b> <b>NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1565005</b>	
	<b>Otras versiones del E-Motion M25 (ruedas 24"): No incluye kit de anclajes (1467178), ni par de antivuelcos (1593206) - Mando a Distancia ECS no incluido</b>	
1592681	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo, negros Schwalbe Rightrun 1" - Aros acero inoxidable antideslizantes - Sin mando ECS	5.645,59
1592693	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Right Run, negros - Aros Curve L (mayor agarre) - Sin mando ECS	5.875,91
1592685	E-motion M25 - ruedas 24" - 24" - Neumáticos antipinchazo Right Run, negros - Aros antideslizantes Quadro (ideal para usuarios tetras) - Sin mando ECS	5.965,79
1592682	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable - Sin mando ECS	5.502,90
1592683	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - aros acero antideslizantes - Sin mando ECS	5.753,44
1592687	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - Aros antideslizantes Quadro (ideal para usuarios tetras) - Sin mando ECS	6.019,71
1592694	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - Aros Curve L (Mayor agarre) - Sin mando ECS	5.929,83
1592686	E-motion M25 - ruedas 24" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - Aros acero inoxidable - Sin mando ECS	5.589,41
1592684	E-motion M25 - ruedas 24" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - Aros antideslizantes, acero inoxidable - Sin mando ECS	5.786,03
1592696	E-motion M25 - ruedas 24" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - Aros Quadro (ideal para usuarios tetras) - Sin mando ECS	6.106,22
1592697	E-motion M25 - ruedas 24" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - Aros Curve L (Mayor agarre) - Sin mando ECS	6.016,34
	<b>Otras versiones del E-Motion M25 (ruedas 22"): No incluye kit de anclajes (1467178), ni par de antivuelcos (1593206) - Mando a distancia ECS no incluido</b>	
1592698	E-motion M25 - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Right Run, negros - aros acero inoxidable - Sin mando ECS	5.448,98
1592699	E-motion M25 - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Right Run, negros- aros acero inoxidable antideslizantes - Sin mando ECS	5.645,59
1592700	E-motion M25 - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable - Sin mando ECS	5.502,90
1592701	E-motion M25 - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable antideslizantes - Sin mando ECS	5.753,44
1592702	E-motion M25 - ruedas 22" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - aros acero inoxidable - Sin mando ECS	5.589,41



Código	Descripción	P.V.P €
	<b>Otras versiones del E-Motion M25 (ruedas 24"): No incluye kit de anclajes (1467178), ni par de antivuelcos (1593206) - Mando a Distancia ECS incluido</b>	
1592559	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo, negros Schwalbe Rightrun 1" - Aros acero inoxidable - Con mando ECS	6.044,43
1592651	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo, negros Schwalbe Rightrun 1" - Aros acero inoxidable antideslizantes - Con mando ECS	6.241,04
1592663	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Right Run, negros - Aros Curve L (mayor agarre) - Con mando ECS	6.471,36
1592656	E-motion M25 - ruedas 24" - 24" - Neumáticos antipinchazo Right Run, negros - Aros antideslizantes Quadro (ideal para usuarios tetras) - Con mando ECS	6.561,24
1592652	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable - Con mando ECS	6.098,36
1592653	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable antideslizantes - Con mando ECS	6.348,90
1592657	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - Aros antideslizantes Quadro (ideal para usuarios tetras) - Con mando ECS	6.615,17
1592666	E-motion M25 - ruedas 24" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - Aros Curve L (Mayor agarre) - Con mando ECS	6.525,29
1592654	E-motion M25 - ruedas 24" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - Aros acero inoxidable - Con mando ECS	6.184,87
1592655	E-motion M25 - ruedas 24" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - Aros antideslizantes, acero inoxidable - Con mando ECS	6.381,48
1592668	E-motion M25 - ruedas 24" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - Aros Quadro (ideal para usuarios tetras) - Con mando ECS	6.701,68
1592669	E-motion M25 - ruedas 24" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - Aros Curve L (Mayor agarre) - Con mando ECS	6.611,80
	<b>Otras versiones del E-Motion M25 (ruedas 22"): No incluye kit de anclajes (1467178), ni par de antivuelcos (1593206) - Mando a distancia ECS incluido</b>	
1592670	E-motion M25 - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Right Run, negros - aros acero inoxidable - Con mando ECS	6.044,43
1592671	E-motion M25 - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Right Run, negros- aros acero inoxidable antideslizantes - Con mando ECS	6.241,04
1592673	E-motion M25 - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable - Con mando ECS	6.098,36
1592675	E-motion M25 - ruedas 22" - Neumáticos antipinchazo Marathon Plus Evo, negros - aros acero inoxidable antideslizantes - Con mando ECS	6.348,90
1592676	E-motion M25 - ruedas 22" x 1 3/8" - Neumáticos antipinchazo con inserto PU - aros acero inoxidable - Con mando ECS	6.184,87
1467178	Kit de fijación estándar (obligatorio)	275,03
1593206	Antivuelcos (par) - De uso obligatorio. Permiten también levantar las ruedas traseras para poner/quitar las ruedas fácilmente.	343,79



**Accesorios E-Motion**

1592232	Soporte mando (magnético) para montar el mando a distancia (ECS) en la silla	189,09
1565005	Ejes extraíbles 1/2" (par) para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del E-Motion	177,63
1592425	Cubre Aros antideslizantes para ruedas 22", amovibles (Unidad) - 2 unidades por silla	140,44
1592421	Cubre Aros antideslizantes para ruedas 24", amovibles (Unidad) - 2 unidades por silla	140,44
1592266	Protector de radios „Comic" para ruedas 22" (par)	162,91
1592268	Protector de radios „Esfera" para ruedas 24" (par)	162,91
1592553	Protector de radios transparente para ruedas 24" (par)	162,91
1591500	Ejes extraíbles ergonómicos para quitar las ruedas con más facilidad	117,97
1591362	Ejes extraíble para proteger las ruedas durante el transporte	61,79
1467780	Zapata de freno más ancha (consultar con Departamento de Atención al cliente)	28,65

\* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, Twion, E-Fix, Scalamobil, Smoov) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente.

Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.



E-Motion M25



1467178



1489214



Marathon Plus Evolution



Cubierta Antipinchazo con inserto



1592528



1592529



1592232



1592266



1592253



1592268  
1592269



1591500



1591362



1592425  
1592421