

INVACARE S.A
www.invacare.es



Invacare® TDX® SP2 Ultra Low Maxx CE

Silla electrónica de chasis rígido y tracción central con radio de giro reducido.
Ancho total: 650 mm. Baterías: 73 Ah
Unidad de asiento Ultra Low Maxx :
- Asiento ajustable en anchura de 405 a 610 mm
- Profundidad ajustable de 390 a 580 mm
- Respaldo reclinable electrónico hasta 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)
- Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 50°)
- Reposabrazos abatible y ajustable en anchura
- Mando LiNX REM400 con pantalla táctil a color como estándar
Opciones disponibles:
- Elevación de asiento electrónica (300 mm) con basculación a 45°
- Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
- Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi
- Basculación negativa (-5° o -10°).
Peso máximo usuario: 136 kg
TDX SP2 ULM SR-F : Código provisional Prescripción (comunicado): S0007842 (Categoría SRE 000F) C



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:


Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción		P.V.P €																								
ARO0080	◆	TDX SP2 Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora Ultra Low-Maxx	◆																								
ARX0080		TDX SP2 Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora - Especial																									
ESPECIAL																											
ARX1300		Especial																									
 <table><thead><tr><th>Customized settings:</th><th>Measured from:</th></tr></thead><tbody><tr><td>A Seat Height</td><td>Seat plate to floor</td></tr><tr><td>B Seat Width</td><td>Front seat plate edge LH to seat plate edge RH</td></tr><tr><td>C Seat Depth</td><td>Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)</td></tr><tr><td>D Finished Back Height</td><td>Seat plate to top of back</td></tr><tr><td>E Armrest Height LH</td><td>Seat plate to top of tube</td></tr><tr><td>F Armrest Height RH</td><td>Seat plate to top of tube</td></tr><tr><td>G Centre mount legrest</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>H Side mount Legrest LH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>K Side mount Legrest RH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>H Pivot Plus Legrest LH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>K Pivot Plus Legrest RH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr></tbody></table>				Customized settings:	Measured from:	A Seat Height	Seat plate to floor	B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH	C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)	D Finished Back Height	Seat plate to top of back	E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube	F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube	G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	H Side mount Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	K Side mount Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
Customized settings:	Measured from:																										
A Seat Height	Seat plate to floor																										
B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH																										
C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)																										
D Finished Back Height	Seat plate to top of back																										
E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube																										
F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube																										
G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
H Side mount Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
K Side mount Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
ASIENTO																											
ARO2020		Unidad de asiento Ultra Low Maxx	15.009,96																								
ARO2052	◆	Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°)	NC (2054/2055+2035/2036+0586) ◆																								
ARO2053		Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) y elevación 300mm (incremento de la altura de asiento 4 mm)	NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264 (2054/2055+2035/2036+0586) 1.979,50																								
A - AJUSTE ALTURA DE ASIENTO																											
Tome nota: altura de asiento 420 con Basculación negativa 8,5° (0391) limita las posibilidades de profundidad de asiento pequeña + reposapiés individuales! Consultar tabla al final de la tarifa.																											
ARO0352		Altura de asiento 420 mm - Siempre con baterías 73,5AH y Elevación eléctrica	○																								
ARO0337	◆	Altura de asiento 440 mm	◆																								
ARO0331		Altura de asiento 460 mm	○																								
ARO0339		Altura de asiento 490 mm	NC 2053 ○																								
OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA																											
Tome nota: Asiento con ángulo negativo (2054/2055) limita las posibilidades de profundidades de asientos pequeñas + reposapiés individuales. Consultar tabla al final de tarifa.																											
ARO2057	◆	Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)	Compatible con todas las versiones de reposapiernas ◆																								
ARO2054		Asiento con ángulo negativo 5° (proclive) : basculación -5° a +45° - Consultar tabla con alturas de asiento	NC 2312, 2313, 2314, 2315 , (2052/2053+2035/2036+0586) 354,11																								



Código		Descripción		P.V.P €
ARO2055		Asiento con ángulo negativo 10º (proclive) : basculación ´ - 10º a +40º - Consultar tabla con alturas de asiento	NC 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586), (2036+ reposapiés individuales)	424,93
ARO2056		Asiento con ángulo positivo +5º (declive) : basculación +5º a +55º o +50º + elevación Altura de asiento delantera incrementa 6 cm	NC 2312, 2313, 2314, 2315 Compatible con todas las versiones de reposapiernas	354,11
RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)				
ARO2069		Respaldo fijo (sin inclinación eléctrica)	NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245	
ARO2060	◆	Respaldo reclinable eléctrico 90 a 170º , Montaje estándar	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	◆
ARO2063		Respaldo reclinable eléctrico (proclive 8º). Reclinación negativa, 82º a 162º	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	○
ARO2066		Respaldo reclinable eléctrico (proclive 30º). Reclinación negativa, 60º a 140º	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	424,93
DIMENSIONES ASIENTO				
ANCHURA DE ASIENTO AJUSTABLE				
ARO2021	◆	405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2030, 2031, 2032, 2033	◆
ARX2003		480 mm - 555 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 22" (especial)	NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	○
ARX2022		505 mm - 610 mm (intervalos de 25 mm) / 20" - 24"(especial)	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	○
PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE				
ARO2008	◆	405 mm - 505 mm (inrvalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2040, 2041, 2042	◆
ARO2024		480 mm - 580 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 23"	NC 2035, 2036, 2037	○
B - ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE				
ARO2025		405 mm / 16"	NC2003,2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARO2026	◆	430 mm / 17"	NC 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARO2027		455 mm / 18"	NC 2003, 2022, (2041/2042/+2147), (2041+2046), 2701, 2703, 2705	○
ARO2028		480 mm / 19"	NC 2022, 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2041+2046), 2702, 2704, 2706	○
ARO2029		505 mm / 20"	NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2037/2028/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706	○
ARO2030		530 mm / 21"	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARO2031		555 mm / 22"	NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARO2032		580 mm / 23"	NC 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARO2033		610 mm / 24"	NC 2003, 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○
C - PROFUNDIDAD ASIENTO				
ARO2035		405 mm / 16"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARO2036		430 mm / 17"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+side mounted legrests), (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586)	○
ARO2037	◆	455 mm / 18"	NC 2024, (2029+2145)	◆
ARO2038		480 mm / 19"	NC (2029+2145)	○
ARO2039		505 mm / 20"	NC (2029+2145)	○
ARO2040		530 mm / 21"	NC 2008, (2029+2145)	○
ARO2041		555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, (2027/2028+2146) (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
ARO2042		580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
COJÍN ASIENTO (tallas según ajustes chasis de asiento)				
ARO2144		Cojín Matrx Vi [tejido microventilado] 		323,15
ARO2145	◆	Matrx Flo-Tech Lite [tejido negro,perfil 75 mm hasta 127 kg]	NC 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033; 2037/2038/2039/2040+2029	◆
ARO2146		Matrx Flo-tech Contour [tejido negro, perfil 100 mm]	NC 2042, (2041+2027/2028)	○
ARO2147		Matrx Libra Cushion, perfil 90 mm Estándar (hasta 136 kg) 	NC2032,2033,2034,(2030/2031+2035/2036),(2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	323,15
ARO2140		Sin cojín		○



2144

2147

2146

2145


2146

2147

2146

2145

Código	Descripción	P.V.P €
ALTURA TUBOS RESPALDO (ÁNGULO FIJO)		
TUBOS DE RESPALDO RECTOS O ANGULADOS		NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097, 2098
ARO2510	Tubo recto con altura 455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2511	Tubo recto con altura 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2512	Tubo recto con altura 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2513	Tubo recto con altura 610 mm / 24"	
ARO2514	Tubo angulado (5°) con altura 505 mm / 20"	NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2515	Tubo angulado (5°) con altura 555 mm / 22"	NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562
ARO2516	Tubo angulado (5°) con altura 610 mm / 24"	
ÁNGULO DE TUBO (TUBO RECTO)		NC 2514, 2515, 2516
ARO2517	75°	
ARO2518	79°	
ARO2519	85°	
ARO2520	90°	
ARO2521	95°	
ARO2522	101°	
ARO2523	106°	
ARO2524	112°	
ARO2525	116°	
ÁNGULO DE TUBO (TUBO ANGULADO 5°)		NC 2510, 2511, 2512, 2513
ARO2526	81°	
ARO2527	84°	
ARO2528	91°	
ARO2529	96°	
ARO2530	101°	
ARO2531	106°	
ARO2532	111°	
ARO2533	117°	
ARO2534	121°	
OPCIONES DE RESPALDOS (altura de respaldo, para altura total, ver abajo)		
RESPALDO ESTÁNDAR REHAB (sólo manual), No compatible sistema ESR		
ARO2540	Respaldo estándar Rehab, altura 355 mm / 14"	NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)
ARO2541	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 405 mm / 16"	NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510
ARO2542	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 455 mm / 18"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)
ARO2543	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 505 mm / 20"	NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515 (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)
Respaldo HIGH BACK (anchura 16 - 24")		
ARO2050	High Back, altura 405 mm / 16" (tejido microventilado)	NC 2510,(2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
ARO2051	High Back, altura 455 mm / 18" (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)
ARO2320	High Back, altura 505 mm / 20" (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
Respaldo MATRX ELITE E2 BACKS (3" Contour) (anchura 16 - 20")		NC 2030, 2031, 2032, 2033
ARO2550	Matrx Elite E2, altura 355mm / anchura 14" / 16 - 18" 	NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2033
ARO2551	Matrx Elite E2, altura 405 mm / 16" 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
ARO2552	Matrx Elite E2, altura 455 mm / 18" 	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)
ARO2553	Matrx Elite E2, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
Respaldo MATRX ELITE HD BACKS, (3" Contour) anchura 21 - 24"		NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029



2540/41/42/43

2050/2051/
2320

Código	Descripción		P.V.P €	
ARO2554		Matrx Elite HD Back, altura 405 mm / 16" 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2555		Matrx Elite HD Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE TR BACKS (3" Contour) (anchura 16 - 20")			NC 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2556		Matrx Elite TR Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2557		Matrx Elite TR Back, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARO2177		Matrx Elite TR Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE TR HEAVY DUTY BACK (3" Contour) (anchura 21 - 24")			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2563		Matrx Elite TR HD Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE E2 DEEP BACKS (6" Contour) (anchura 16 - 20")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2558		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2559		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARO2178		Matrx Elite E2 Deep Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX PB BACKS (5" Contour) (anchura 16 - 18")			NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2174		Matrx PB Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2175		Matrx PB Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX PB DEEP BACKS (7" Contour) (anchura 16 - 18")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033	
ARO2560		Matrx PB Deep Back, altura 405mm / 16" 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARO2561		Matrx PB Deep Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7" Contour) (anchura 21 - 24")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
ARO2562		Matrx Elite Deep HD Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
ARO2168	Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa 	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	2386, 2505 	770,00
ARO2169	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™ 	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	2386, 2505 	770,00
OPCIONES MATRX MAC (Si ARO2168 o ARO2169 seleccionada)				
ALTURA RESPALDO MATRX MAC				
ARO2380		405 mm		☐
ARO2381		455 mm		☐
ARO2382		505 mm		☐
ARO2383		560 mm		☐
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO				
ARO2385		90 mm		100,00
ARO2386		150 mm		100,00
ARO2387		230 mm		100,00
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO				
ARO2389		90 mm		100,00
ARO2390		150 mm		100,00
ARO2391		230 mm		100,00
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC				
ARO2393		Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla		☐



2556/2557/2177



2258/2259/2178



2174/2175



2168/2169



2168




2169





2385 a 2391

Código	Descripción		P.V.P €
ARO2394		Estándar = misma anchura que anchura de la silla	○
ARO2395		Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla	○
ARO2570		Sin respaldo, solo fijaciones	NC DX2, 2092, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
D ALTURA MONTAJE RESPALDO			(medida desde placa de asiento hasta borde superior de la carcasa de respaldo)
ALTURA RESPALDO: SOLO BASCULACIÓN (NO RECLINACIÓN)			NC 2060, 2063, 2066
NOTA: Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5"			
ARO2504		455 mm / 18"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2505		485 mm / 19"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2506		505 mm / 20"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2501		535 mm / 21"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2070		555 mm / 22"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2071		585 mm / 23"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2072		610 mm / 24"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
ARO2073		635 mm / 25"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
ALTURA RESPALDO: CON RECLINACIÓN DE RESPALDO ELÉCTRICA (ESR)			NC 2069
NOTA: se recomienda un intervalo mínimo de 150-175 mm / 6-7" GAP con la reclinación con sistema ESR.			
ARO2506		505 mm / 20"	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2501		535 mm / 21"	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2070		555 mm / 22"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2071		585 mm / 23"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563
ARO2072		610 mm / 24"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2073		635 mm / 25"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARO2074		660 mm / 26"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
ARO2502		685 mm / 27"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560
REPOSABRAZOS PARA SILLA CON BASCULACIÓN ASIENTO SOLO (NO RECLINACIÓN)			
ARO2307		Reposabrazos abatibles 230-320mm (9-12.5"), montado en el asiento	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309
REPOSABRAZOS			
ARO2095	◆	Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (230 - 330mm) (9"-13")	NC 2069, 2308, 2309
ARO2096		Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (320 - 405 mm) (12.5"-16")	NC 2069, 2308, 2309
ARO2097		Reposabrazos abatible y ajustable, con soporte (230 - 330 mm) 9"-13"	NC 2069
ALMOHADILLA			
Izquierda			
ARO2012	◆	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm	◆
ARO2013		Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm	○
ARO2014		Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2347, 2348, 2349, 2350




Código	Descripción							P.V.P €
Derecha								
ARO2016	◆	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm					◆	
ARO2017		Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm					○	
ARO2018		Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm					NC 1404, 1405, 2351, 2352, 2354	177,05
ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES MONTAJE								
Izquierda								
ARO2080		Apoyo palmar plano, izq.						135,74
Derecha								
ARO2083		Apoyo palmar plano, der						135,74
SOPORTE MULTIAJUSTABLE								
Izquierda								
ARO2082		Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm						247,88
Derecha								
ARO2085		Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm						247,88
E- Altura reposabrazos IZQ.							Placa asiento hasta parte superior del tubo	
		Ajuste fábrica						○
		Personalizado						○
		230 mm	240mm	250mm	260mm	270mm	280mm	
		290mm	300mm	310mm	320mm	330mm	340mm	
		350mm	360mm	370mm	380mm	390mm	405mm	
F- Altura reposabrazos DER.							Placa asiento hasta parte superior del tubo	
		Ajuste fábrica						○
		Personalizado						○
		230 mm	240mm	250mm	260mm	270mm	280mm	
		290mm	300mm	310mm	320mm	330mm	340mm	
		350mm	360mm	370mm	380mm	390mm	405mm	
Soporte codo IZQUIERDO: ALMOHADILLA								
ARO2347		Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)			NC 2014			236,07
ARO2348		Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)			NC 2014			236,07
ARO2349		Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)			NC 2014			236,07
ARO2350		Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)			NC 2014			236,07
Soporte codo IZQUIERDO: MONTAJE								
ARO2361		Vertical 3"/ Horizontal 5"						236,07
ARO2362		Vertical 3"/ Horizontal 7"						236,07
ARO2363		Vertical 5"/ Horizontal 5"						236,07
ARO2364		Vertical 5"/ Horizontal 7"						236,07
Soporte codo DERECHO: ALMOHADILLA								
ARO2351		Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)			NC 2018			236,07
ARO2352		Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)			NC 2018			236,07
ARO2353		Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)			NC 2018			236,07
ARO2354		Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)			NC 2018			236,07
Soporte codo DERECHO: MONTAJE								
ARO2371		Vertical 3"/ Horizontal 5"						236,07
ARO2372		Vertical 3"/ Horizontal 7"						236,07
ARO2373		Vertical 5"/ Horizontal 5"						236,07
ARO2374		Vertical 5"/ Horizontal 7"						236,07
SOPORTE CADERA IZQUIERDO								
ARO2184		Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm			NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706			243,15
ARO2114		Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm			NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706			243,15
ARO2186		Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm			NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706			243,15
ARO2188		Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm			NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706			243,15
SOPORTE CADERA DERECHO								
ARO2185		Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm			NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706			243,15
ARO2115		Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm			NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706			243,15



Soporte de codo

Código		Descripción		P.V.P €
ARO2187		Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
ARO2189		Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
FIJACIÓN SOPORTE CADERA				
ARO2164		Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		○
ARO165		Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZAS Y SOPORTES				
ARO2092	◆	Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar 🔄	NC 2255, 2230, 2247, 2570	◆
ARO2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 260 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW) 🔄	NC 2255, 2230, 2247, 2570	412,50
ARO2325		Reposacabezas Elan Occipital almohadilla anchura 230 mm con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) 🔄	NC 2255, 2230, 2247, 2570	423,00
ARO1495		Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacaebzas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo	NC 2229	
SOPORTE DE TRONCO izq				
ARO2343		Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2345		Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2043		Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2045		Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
SOPORTE DE TRONCO der				
ARO2344		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2346		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2044		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARO2046		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO				
ARO2049		Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	100,00
REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA			NC (2021+2054)	
PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye ACOLCHADO PANTORRILLAS)				
ARO0586		Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)	NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036) , 2366, 0517	◆
ARO0589		Pescante central eléctrico LNX, con compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)	NC 2261, 2262, 2263, 2264	1.963,50
PALETAS				
ARO2365		Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")		○
ARO0559	◆	Paleta ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")		◆
ARO0516		Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")		○
ARO0517		Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") 🔄	NC 0586	93,64
G Pescante central (opciones 586 & 589) : ajuste			Placa de asiento - paleta	
		Ajuste fábrica		○
		Personalizado		○
		310mm 325mm 335mm 345mm 355mm 364mm 375mm 385mm 405mm 410 mm		
PESCANTES INDIVIDUALES				
Tome nota: para compatibilidades, ver tabla abajo!				
PESCANTE INDIVIDUAL; IZQ				
ARO0536		Reposapiés ajustable 90-65°, izq 🔄		○
ARO0537	◆	Reposapiés elevable manual, izq 🔄	NC 0505	◆
ARO0539		Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq 🔄	NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264	450,00
PESCANTE INDIVIDUAL; DER				
ARO0546		Reposapiés ajustable 90-65°, der 🔄		○



Código	Descripción							P.V.P €
ARO0547	◆	Reposapiés elevable manual, der 			NC 0502			◆
ARO0549		Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° der 			NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264			450,00
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ								
ARO0505		Paleta fija izq			NC 0535, 0537, 0538, 0539			○
ARO0509		Paleta ajustable en ángulo izq			NC 0535			18,10
ARO0511		Paleta ajustable en ángulo y prof izq			NC 0535			116,46
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER								
ARO0502		Paleta fija der			NC 0545, 0547, 0548, 0549			○
ARO0506		Paleta ajustable en ángulo der			NC 0545			18,10
ARO0508		Paleta ajustable en ángulo y prof der			NC 0545			116,46
H Pescante individual : IZQ					Placa de asiento - paleta			
		Ajuste fábrica			○			
		Personalizado			○			
		270mm	280mm	290mm	300mm	310mm	320mm	
		330mm	340mm	350mm	360mm	370mm	380mm	
		390mm	400mm	410mm	420mm	430mm		
K Pescante individual : DER.					Placa de asiento - paleta			
		Ajuste fábrica			○			
		Personalizado			○			
		270mm	280mm	290mm	300mm	310mm	320mm	
		330mm	340mm	350mm	360mm	370mm	380mm	
		390mm	400mm	410mm	420mm	430mm		
MANDOS								
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte								
ARO2203		Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores			NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272			○
ARO2204		Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces			NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272			○
ARO2205	◆	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón						◆
ARO2206		Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón			NC 2270			515,69
PALANCA JOYSTICK REM400								
ARO2270		Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación veocidad.			NC 2203, 2204, 2206			247,17
POSICIÓN SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM211/216/400)								
ARO1207		Soporte estándar derecho			NC 1404, 2311			○
ARO1208		Soporte estándar izquierdo			NC 1405, 2310			○
ARO1707	◆	Soporte abatible derecho			NC 1404, 2311			◆
ARO1708		Soporte abatible izquierdo			NC 1405, 2310			○
ARO1709		Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha			NC 1404 			350,00
ARO1710		Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda			NC 1405 			350,00
ARO2075		Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der			NC 1415			207,75
ARO2076		Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq			NC 1339			207,75
ARO2213		Montaje central, abatible hacia derercha, Nucleus			NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)			630,28
ARO2214		Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus			NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)			630,28
ARO2227		Montaje derecha, para acompañante			NC 2219, 1221			150,99
ARO2228		Montaje izquierda, para acompañante			NC 2219, 1222			150,99
ARU2239		Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente						
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)								
ARO2209		Soporte abatible derecho, multiajustable			NC (2251+2217), 1404, 2311			○
ARO2210		Soporte abatible izquierdo, multiajustable			NC (2251+2218), 1405, 2310			○
ARO2213		Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus			NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311			630,28
ARO2214		Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus			NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311			630,28
ARU2239		Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente						



REM211



REM216



REM400

2075/2076



REM500



1709/1710

Código	Descripción	P.V.P €	
DOBLE MANDOL LINX + SOPORTE			
ARO2219	Doble mando Compact LINX (DLX-ACU200) 	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	738,99
ARO2245	Doble mando intuitivo IDC 	NC 1207, 1208, 2069	783,23
ARO1207	Soporte estándar der	NC 2245	○
ARO1208	Soporte estándar izq	NC 2245	○
ARO1221	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2227	○
ARO1222	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2228	○
Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215!			
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE			
Obligatorio pedir mando principal (mín. REM400 o REM500)			
ARO2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	963,90
ARO2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	1.060,29
ARO2207	Soporte derecho	NC (2231/2232+1404/2311)	○
ARO2208	Soporte izquierda	NC (2231/2232+1405/2310)	○
ARO2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS & SOPORTES			
Obligatorio pedir mando principal (mín. REM400 o REM500)			
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500)			
ARO2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (reposacabezas seleccionado siempre con soporte estándar) - Consultar disponibilidad 	1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.105,90
ARO1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha , (ASL628)		○
ARO1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda , (ASL628)		○
ARU1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico		2.190,83
ARU1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico		2.190,83
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
ARO2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) 	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	4.761,13
ARO2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) 	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.092,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
ARO2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) 	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258)	5.670,00
ARO2275	Montaje central, abatible hacia der., Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	○
ARO2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	○
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM			
ARO2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)		393,23
ARO2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.357,79
MICRO EXTREMITY CONTROL			
ARO2233	Mando proporcional MEC (Micro Extrimity Control) 	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.832,50
ARO2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		○
ARO2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		○
ARO2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARO2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30
ARO2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASI 603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30



2219




2245



2231



2232



2229



2230



2247



2257



2249



2235



2250



Código	Descripción	P.V.P €
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)		
ARO2240	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido	2.284,12
ARO2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	○
ARO2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	○
ARO2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO PEDIÁTRICO COMPACTO		
ARO2243	Joystick compacto proporcional pediátrico (ASL132), incluye módulo de entrada	2.553,15
ARO2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	○
ARO2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	○
ARO2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARO2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO OCCIPITAL POR SOPLIDO		
ARO2255	Mando por soplido (ASL109) y sensores de proximidad incluye módulo de entrada y pulsador labial (ASL 301 LIP) (Combina control por soplido simple con movimiento de cabeza)	5.674,78
MANDO POR SOPLIDO		
ARO2256	Mando por soplido (ASL 109). Incluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente)	NC 2271, 2203, 2204, 2243
OPCIONES INTERFAZ LINX (montado & conectado)		
ARO2271	Módulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204
ARO2271	Módulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido)	456,21
MANDOS ALTERNATIVOS		
ARU2216	Mando alternativo especial (consultar con Departamento de fabricación especial)	
MANDOS ALTERNATIVOS (ACTUADORES ASIENTO)		
MANDO LINX 10 BOTONES		
SIEMPRE LADO OPUESTO A JOYSTICK		
ARO2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A (acceso directo a cambios posturales)	495,00
ARO2217	Soporte der. Montaje usuario	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)
ARO2218	Soporte izq. Montaje usuario	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)
ARO2226	Montaje acompañante, montaje carenado respaldo	○
ARO2225	Sin montar	○
PULSADORES		
ARO2261	Selector con conexión stereo (control directo para basculación solo)	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066
ARO2262	Pulsador con conexión stereo (control directo para basculación solo)	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066
ARO2263	Selector 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589
ARO2264	Pulsador 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589
ARO2207	Soporte der. Montaje usuario	○
ARO2208	Soporte izq. Montaje usuario	○
ARO2225	Sin montar	○
ACCESORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
ARO2253	Conexión USB DLX-USB200-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARO2207	Montaje derecha	○



2240



2243



2271



2251



2217



2218

2227/
2228

2263



2253

Código	Descripción		P.V.P €
ARO2208	Montaje izquierda		○
MANDO PARADA EMERGENCIA			
ARO2258	Mando parada emergencia inal. (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240)	749,50
MODULO DE SALIDA			
ARO2272	Modulo de salida LiNX (DLX-OUT500)	NC2203, 2204	456,21
OTROS COMPONENTES/ACCESORIOS LINX			
ARO2300	Sin montar		○
ARU2301	Conectados y programados (Especial)		
PULSADORES SIMPLES			
ARO1685	Pulsador simple rojo		114,77
ARO1686	Pulsador simple amarillo		114,77
ARO1687	Pulsador simple verde		114,77
ARO1690	Pulsador simple azul		114,77
PULSADORES OVALADOS			
ARO2254	Pulsador ovalado, negro		114,77
PULSADORES PIKO			
ARO1711	Pulsador Piko rojo		141,64
ARO1712	Pulsador Piko amarillo		141,64
ARO1713	Pulsador Piko verde		141,64
ARO1714	Pulsador Piko naranja		141,64
ARO1715	Pulsador Piko azul		141,64
ARO1716	Pulsador Piko negro		141,64
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)			
ARO2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A		84,26
ARO2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A		84,26
ARO2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		84,26
ARO2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A		84,26
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN			
COLORES CARENADO			
ARO2640	Negro Obsidiana		○
ARO2641	Rojo Rubi		○
ARO2642	Pasión Púrpura		○
ARO2643	Azul Eléctrico		○
ARO2644	Azul Ártico		○
COLOR EMBELLECEDORES LLANTA			
ARO2650	Negro Obsidiana		○
ARO2651	Rojo Rubi		○
ARO2652	Pasión Púrpura		○
ARO2653	Azul Eléctrico		○
ARO2654	Azul Ártico		○
HORQUILLAS			
ARO2631	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)		286,49
ARO2632	◆ Horquilla doble (incluye ruedas negras)		◆
RUEDAS CENTRALES			
ARO0704	14" (355mm)x 3" (75mm) Neumáticas		○
ARO0705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras	NUEVO	◆
ARO0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras, Con líquido antipinchazo		70,00
MOTOR / VELOCIDAD			
ARO1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h		○
ARO1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h		◆
ARO1224	Motores OPS - 4 polos - 12 km/h (uso exterior)	NC DX2	168,53
BATERÍAS			
ARO1260	◆ 73,5 Ah Gel		◆
G-TRAC			
ARO1215	Módulo G-Trac		898,80
CARGADOR			
ARO1343	◆ Opticharge 8A		◆
ARO1313	OptiCharge Charger 10A		366,88
LUCES			
ARO1367	Kit de luces con intermitentes	NC 2203	531,49
ARO1437	Kit de luces tipo LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes	NC 2203	661,53
ARO2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500) - Potencia 60 Luxes		766,24



2258



1685-1690



2254



11-1716



2721/2722 2724 2723



2631




0705



1260

Código	Descripción	P.V.P €
ARO1254	◆ Sin kit de luces	◆
KIT DE TRANSPORTE		
ARO1493	◆ Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
ARO1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	NC 2053 24,50
ARO1401	Fijación 6 puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19) required for variants with combined Lift & Tilt module (Adequate headrest is compulsory)	NC 2052 24,50
CINTURÓN		
ARO2113	◆ Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales) 	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 ◆
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)		
ARO2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm) 	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARO2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
ARO2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm) 	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARO2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
ARO2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm) 	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARO2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
RETROVISOR TRASERO		
ARO1415	Retrovisor - der	NC 2075 34,24
ARO1339	Retrovisor - izq	NC 2076 34,24
ACCESORIOS		
BANDEJA		
ARO1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2207), 2209, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2217) 300,34
ARO1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2208), 2210, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2218) 300,34
PRECIO TOTAL		



Tipo de basculación	Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento)	Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento)		
		440mm (ARP0337)	460 mm (ARP0331)	480 mm (ARP0339)
ARO2057: Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)		440	460	480
ARO2054: Asiento con ángulo negativo 5º (proclive)		490	510	530
ARO2055: Asiento con ángulo negativo 10º (proclive)		540	560	580
ARO2056: Asiento con ángulo positivo +5º (declive)		490	510	530
Válido con profundidad asiento 450 mm				