

Invacare® TDX® SP2NB

Silla de ruedas electrónica de tracción central. Radio de giro reducido, Motor 10 km/h. Baterías: 50 Ah Sistema Sure Step y Stability Lock para superar obstáculos de hasta 7,5 cm con toda seguridad y comodidad.

Unidad de asiento Modulite: asiento multiajustable con diferentes opciones:

- Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
- Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
- Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 51 cm sin intervalos
- Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción

Movimientos eléctricos (basculación de asiento eléctrica con Desplazamiento del Centro de Gravedad - hasta 30°, inclinación y elevación de asiento) como opción. 7 colores de carenado disponibles.

Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth. Sistema de compensación de carga para garantizar un control máximo en cada momento. Mando REM110 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth. Nuevos mandos LINX REM400/REM500 con pantalla táctil 3,5" y bluetooth (opcional).

Tecnología G-Trac que mejora la tracción y los resultados de desplazamiento de la silla (opcional). Peso máximo del usuario: 150 kg

*NB: Narrow Base: versión base estrecha - ancho total reducido: 61 cm

Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo 

Opciones comunicadas con este símbolo 

CE
LINX

matrx

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Versiones TDX SP2NB	Descripción	Código provisional Prescripción (comunicado)	PVP
TDX SP2NB SR-D  (Categoría SRE 000D)	Seleccionar TDX SP2NB Modelo básico (ARL0000) - Configuración estándar 	S0007575	5.745,02
TDX SP2NB SR-F  (Categoría SRE 000F)	Seleccionar TDX SP2NB Modelo básico (ARL0000) + Asiento Modulite telescópico (ARL2111/ARL2112) + Matrx Flo-tech Lite (ARL2142) + Basculación eléctrica 0° - 20° (ARL1092) + REM211 (ARL2203)	S0007814	6.624,86
TDX SP2NB SR-C  (Categoría SRE 000C)	Seleccionar TDX SP2NB Modelo básico (ARL0000) + Asiento Modulite telescópico (ARL2111/ARL2112) + Matrx Flo-tech Contour (ARL2142)	S0007614	6.067,27
TDX SP2NB SR-G (Categoría SRE 000G)	Seleccionar TDX SP2NB Modelo básico (ARL0000) + Asiento Modulite telescópico (ARL2111/ARL2112) + Matrx Flo-tech Lite (ARL2142) + Reposabrazos incurvados (ARL2183) + Basculación eléctrica 0° - 20° (ARL1092) + REM211 (ARL2203)	S0007864	6.705,99

Código	Descripción	P.V.P €
PESO USUARIO		
ARL1920	Peso Usuario hasta 125 kg	☐
ARL1921	Peso Usuario desde 126 hasta 136 kg	NC 2143 ☐
ARL1922	Peso Usuario desde 137 hasta 150 kg	NC 2143, (1350/1432/1427/1496/1094+1494/1450) ☐
ARL0000	TDX SP2NB modelo básico (base 24")	
ARV0000	TDX SP2NB modelo especial (base 24")	
ESPECIAL		
ARV1300	Especial	
	1 Unidad de Asiento Modulite	
ASIENTO		
ARL2100	 1 Unidad asiento Modulite	5.745,02
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO		
ARL2110	 Placa asiento fija , anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm)	NC 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2108, 2173, 0556, 0589, 2113, 1332, 2129, 2130, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 
ARL2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos) 	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173) 216,82
ARL2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos; + 30 mm altura asiento) 	NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173) 216,82
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE		
ARL2121	Placa asiento 380 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), (0977+2229+1287), 2701, 2703, 2705, (0977+2233/2240/2235/2213/2241) ☐
ARL2122	 Placa asiento 430 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705 
ARL2123	Placa asiento 480 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, (2138+2142/2147), 2702, 2704, 2706 ☐
ARL2124	Placa asiento 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/2112/2192/2194+2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706 ☐





Código	Descripción	P.V.P €
PERFIL RAIL PARA AJUSTE ESTÁNDAR		
ARL2129	Profundidad estándar (intervalo 410 - 510 mm)	NC 2110, 2138
ARL2130	Profundidad prolongada (intervalo 510 - 560 mm)	NC 2110, 2132, 2134
PROFUNDIDAD ASIENTO		
ARL2132	410 mm	NC 2130, 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147/2144) (2195/1404/1405), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARL2134	460 mm	NC 2130, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)
ARL2136	510 mm	NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)
ARL2138	560 mm(en combinación con respaldo ajustable en tensión Flex3, la profundidad de asiento se reduce de 10 mm)	NC 2129, 2141, 2143, (2121+2144) (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154/2155)
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)		
ARL2141	Cojín estándar espuma 50 mm espesor	NC 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155
ARL2142	Cojín Matrx Flo-tech : Lite (75mm hasta 127 kg); Contour (100mm hasta 150 kg)	NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154/2155)
ARL2143	Cojín Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x430 mm [peso max. usuario 125 kg] Solo funda Nylon	NC 2136, 2121, 2124, 2138
ARL2147	Cojín Matrx Libra , 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg)	NC (2124+2132), (2121/2122/2123+2138)
ARL2144	Cojín Matrx Vi , profundidad 460 mm (Tejido Mesh)	NC (2121+2138)(2124+2132)
ARL2140	Sin cojín	
SOPORTE RESPALDO (para respaldo ajustable tensión / respaldos Matrx)		
ARL2161	Respaldo fijo,(no ajustable en anchura) desmontable altura 480 mm (una sola talla, solo ajuste manual)	NC 2108, 2111, 2112, 2173, 0977, 2128
ARL2163	Tubos cortos (480mm) soportes ajustables en anchura	NC 2110, 2173
SOPORTE RESPALDO (para respaldo FLEX3 / ajustable tensión / respaldos Matrx)		
ARL2162	Tubos largos (540mm) con soportes ajustables en anchura	NC 2110
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO		
ARL2107	Tubos de respaldo con puños	NC 2161
ARL2108	Tubos de respaldo sin puños	NC 2161, 1332, 1495,2219, 2220, 2227, 2228, 2202, 2245, 1720, (2170,2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427)
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO		
ARL2171	Tapizado ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm)	NC 2152, 2153, 2154, 1496, 1445, 1446, 1496,(2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 1288, 1289
ARL2179	Tapizado ajustable en tensión Flex3 (largo = 540 mm /corto = 480 mm) (en combinación con prof.asiento 560 mm, -10 mm)	NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199,1446, 2229, 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327
ARL2173	Placas ajustables Flex3 con tapizado respaldo Laguna	NC 2110, 2161, 2163,2128, (2111/2112+2124+2192/2194)
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)		
ARL2174	Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (tejido Mesh)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARL2175	Respaldo Matrx Posture Back, altura 500 mm (tejido Mesh)	NC 1445, 1446,1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARL2176	Respaldo Matrx Elite E2, altura 500 mm (tejido Mesh)	NC 1445, 1446, 1496, 2124(2108+1350/1432/1427)
ARL2177	Respaldo Matrx Elite TR, altura 500 mm [tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARL2178	Respaldo Matrx Elite E2 Deep, altura 500 mm [tejido Mesh]	NC 1445, 1446, 1496, 2124 (2108+1350/1432/1427)
ARL2168	Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo
ARL2169	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo
ARL2170	Sin tapizado respaldo (tubos respaldo / solo chasis respaldo)	NC 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427)
OPCIONES MATRX MAC (Si ARL2168 o ARL2169 seleccionada)		
ALTURA RESPALDO MATRX MAC		
ARL2380	405 mm	1496, 1445



Código	Descripción		P.V.P €
ARL2381	455 mm	1496, 1445	○
ARL2382	505 mm	1496, 1445	○
ARL2383	560 mm	1496, 1445	○
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO			
ARL2385	90 mm	1496, 1445	100,00
ARL2386	150 mm	1496, 1445	100,00
ARL2387	230 mm	1496, 1445	100,00
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO			
ARL2389	90 mm	1496, 1445	100,00
ARL2390	150 mm	1496, 1445	100,00
ARL2391	230 mm	1496, 1445	100,00
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC			
ARL2393	Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla	1496, 1445	○
ARL2394	Estándar = misma anchura que anchura de la silla	1496, 1445	○
ARL2395	Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla	1496, 1445	○
TAPIZADO COJÍN & RESPALDO			
COLOR TAPIZADO			
ARL2151	◆ Tejido negro (nylon con 2141; 2-way-tejido elástico con 2142, 2143)	NC 2179	◆
ARL2152	Tapizado suave negro	NC 2141, 2171, (2138+2142)	○
ARL2155	Microventilado negro	NC 2141, 2171, 2179, (2138+2142)	○
REPOSABRAZOS (PAR)			
ARL2191	◆ Reposabrazos en T desmontable	NC (2132+2113), (2134/2136+soportes cadera+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	◆
ARL2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	NC (2132+2113), (2134/2136+soportes cadera+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	20,25
ARL2198	Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	175,23
ARL2183	Reposabrazos incurvados (25 mm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 (2132+2113)	81,13
ARL2193	Reposabrazos abatible (ajuste altura)	NC 2110, 1445, 1446, 2179	117,62
ARL2192	Reposabrazos desplazable(ajust.Altura 230-300 mm)	NC 2110,1445, 1446,, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARL2194	Reposabrazos desplazable (ajust.Altura 300-360 mm)	NC 2110,1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARL2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
ARL2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198, (2132/1404/1505)	◆
ARL2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○
ARL2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	31,00
ARL2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179	○
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
ARL2184	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARL2186	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARL2188	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
ARL2185	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARL2187	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARL2189	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
ARL2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		○



2385 a 2391



2164/2165

Código	Descripción		P.V.P €	
ARL165		Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)	○	
REPOSACABEZA (Tapizado suave negro)				
ARL1350		Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	140,44
ARL1432		Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente 	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	152,25
ARL1427		Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla 	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	170,00
ARL2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW) 	NC 2171, 2179, 2230, 2247	412,50
ARL2325		Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9""x7"" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) 	NC 2171, 2179, 2230, 2247	423,00
ARL2327		Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) 	NC 2171, 2179, 2230, 2247	560,00
ARL1496		Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178	
ARL1495		Reposacabeza no Invacare - sin soporte con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108	
SOPORTES LATERALES				
ARL1445		Soportes laterales con brazo prolongado (par) (Tapizado suave negro), multi ajustables	NC 2108, (2229+1288/1289)	243,96
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO				
ARL1091	◆	Basculación asiento manual (0°-8°)	NC 0364	◆
ARL1092		Basculación eléctrica (0°- 20°)(hasta 136kg peso máximo)	NC 2110, 2201,	437,59
ARL1095		Basculación eléctrica „pivote fijo“ 20°, heavy duty	NC 2110, 2201	437,59
ARL1093		Basculación eléctrica (0°- 30°) con movimiento CoG	NC 2110, 0354, 0364, 2201	851,75
ARL1094		Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), movimiento CoG n.	NC 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202	2.514,50
ARL2052		Basculación eléctrica 0°-50° con Desplazamiento Centro Gravedad (Peso usuario Hasta 136 kg)	NC 2201 	1.300,00
ARL2053		Elevación con Basculación Elect (300 mm, 45°), con Desplazamiento Centro Gravedad (Peso usuario Hasta 136 kg)	NC 2201 	3.000,00
AJUSTE ALTURA ASIENTO (solo si elige previamente opción 1091 o 1095)				
ARL0354		Ajuste altura asiento 450 mm		○
ARL0364		Ajuste altura asiento 475 mm	NC 1091	○
OPCION DE BASCULACIÓN NEGATIVA (sólo si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)				
ARH2054		Asiento con ángulo negativo 5° (reduce el ángulo de asiento máximo de 5°) - Pedir como especial	NC 1091, 1092, 1095, (1094+0556/0589)	361,18
RESPALDO RECLINABLE				
ARL0975	◆	Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)		◆
ARL0977		Respaldo reclinable eléctrico	NC 2110, 2201, (2121+2229+1287), (2121+2233/2240+2235/2213/2241)	889,90
REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA				
PESCANTE MONTAJE CENTRAL (incluye almohadilla pantorrilla)				
ARL0556		Pescante central manual , ajustable en ángulo	NC 2110, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189) (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189/2366/0517)	○
ARL0589		Pescante central eléctrico LNX, compensación ergonómica	NC 2110, (1094+2054), 2201, 2202	1.963,50
ARL0501		Sin		○
PALETA				
ARL2365		Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")		○
ARL0559	◆	Paletas ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")		◆
ARL0516		Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")		○
ARL0517		Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") - NC 0556 		93,64
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ				
ARL0536	◆	Reposapiés ajustable 90-65° izq. 		◆
ARL0537		Reposapiés elevable manual izq. 	NC 0505	142,69
ARL0539		Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq. 	NC 0505, 2201	450,00

2323/
23242325/
2326

2327



Código	Descripción	P.V.P €
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
ARL0546	Reposapiés ajustable 90-65 der. 	◆
ARL0547	Reposapiés elevable manual der. 	NC 0502 142,69
ARL0549	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der. 	NC 0502, 2201 450,00
TUBO + PALETA INDIVIDUAL IZQ		
ARL0505	Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539 ◆
ARL0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	18,46
ARL0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	118,79
TUBO + PALETA INDIVIDUAL DER		
ARL0502	Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549 ◆
ARL0506	Paleta ajustable en ángulo der.	18,46
ARL0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	118,79
MANDOS		
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		
ARL2201	Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0589, 0539, 0549; (2220+1283, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2219, 2245, 2270) ◆
ARL2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270 120,00
ARL2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces	NC 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270 203,96
ARL2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220 993,56
ARL2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control de ratón	NC 2220, 2270 1.519,56
PALANCA JOYSTICK REM400		
ARL2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206 252,11
POSICIÓN SOPORTE MANDO		
ARL1207	Soporte estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275) ○
ARL1208	Soporte estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276) ○
ARL1707	Soporte abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275) ◆
ARL1708	Soporte abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276) ○
ARH1709	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha. NUEVO	NC 2207, 2213, 2275, 2235, 2213, 2241, 1404 350,00
ARH1710	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda. NUEVO	NC 2208, 2214, 2276, 2236, 2214, 2242, 1405 350,00
ARL2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213) 630,28
ARL2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214) 630,28
ARL2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128 57,66
ARL2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+ 1222), 2108, 1286, 2128 57,66
ARV2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)		
ARL2209	Soporte abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275) ○
ARL2210	Soporte abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276) ○
ARL2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232 2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275) 642,89
ARL2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276) 642,89
ARV2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	



LiNX®



REM110



REM211




REM400



1709/1710



REM216



2213/2214

2209/2210



REM550

Código	Descripción	P.V.P €	
DOBLE MANDOL LINX + SOPORTE			
ARL2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) 	NC 2108, 2205, 2206, 2227, 2228,1221, 1222, (2201+1283), (2227/2228+2201/2203/2204), 2128, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240	546,21
ARL2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) 	NC 1221, 1222, 2108, 2128, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	753,77
ARL2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201	798,89
ARL1207	Soporte estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)	
ARL1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)	
ARL1221	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2220, (2229+1287)	
ARL1222	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, (2229+1286)	
„Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215!			
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE			
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
ARL2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 	NC 2201, 2203, 2204	983,18
ARL2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF 	NC 2201, 2203, 2204	1.081,50
ARL2207	Soporte derecho	NC 1404, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206), (2251+2217)	
ARL2208	Soporte izquierda	NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206), (2251+2218)	
ARL2213	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206),	642,89
ARL2214	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	642,89
ARV2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
ARL2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas 2125) - Consultar disponibilidad 	NC 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179	3.168,02
ARL1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha , (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171	
ARL1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda , (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171	
ARL1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312	2.234,64
ARL1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363	2.234,64
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
ARL2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) 	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	4.856,36
ARL2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) 	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.194,35
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
ARL2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) 	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128	5.783,40
ARL2275	Montaje central, abatible hacia der., Nucleus(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARL2276	Montaje central, abatible hacia izq. Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM			
ARL2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)		393,23
ARL2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.384,94
MICRO EXTREMITY CONTROL			
ARL2233	Mando proporcional MEC (Micro Extrimity Control) 	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128	3.909,15
ARL2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	
ARL2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	
ARL2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	642,89
ARL2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	642,89

2220



2219



2245



2231



Compact Remote

2232



Compact Remote Low Force

2229




2230



2247



2257



2235



2249



2252



2250

Código	Descripción		P.V.P €
ARL2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	659,24
ARL2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	659,24
ARV2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)			
ARL2240	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido 	2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258), 2128	2.329,80
ARL2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	○
ARL2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ARL2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	642,89
ARL2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	592,33
ARL2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	659,24
ARL2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	659,24
ARV2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
OPCIONES ADICIONALES LINX			
MANDO 10 BOTONES			
Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO			
ARL2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos) 		495,00
ARL2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2209, 2213; 2275, 2235, 2241, (2231/2232+2207), 1415	○
ARL2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2210, 2214, 2276, 2236, 2242, (2231/2232+2208), 1339	○
ARL2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	○
ARL2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	○
ARL2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		75,98
ACCESORIOS LINX			
CONEXIÓN USB			
ARL2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/, 2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	292,23
ARL2207	Soporte derecha		○
ARL2208	Soporte izquierda		○
MANDO PARADA EMERGENCIA			
ARL2258	Mando parada emergencia inal. (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240)	764,48
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS			
ARL2300	Sin montar		○
ARV2301	Conectados y programados (Especial)		
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
ARL1685	Rojo		117,06
ARL1686	Amarillo		117,06
ARL1687	Verde		117,06
ARL1690	Azul		117,06
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
ARL 2254	Pulsador ovalado, negro		117,06
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)			
ARL1711	Rojo		144,47
ARL1712	Amarillo		144,47
ARL1713	Verde		144,47
ARL1714	Naranja		144,47
ARL1715	Azul		144,47
ARL1716	Negro		144,47
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)			
ARL2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A		84,26
ARL2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A		84,26
ARL2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		84,26
ARL2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A		84,26



2240



2243



2251



2227



2218



2251



2217

2227/
2228

2252



2253



1685-1690



2254



1711-1716



2721/2722 2724 2723

Código	Descripción	P.V.P €
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN		
COLORES CARENADO NUEVO		
ARL2640	Negro Obsidiana	○
ARL2641	Rojo Rubi	○
ARL2642	Pasión Púrpura	○
ARL2643	Azul Eléctrico	○
ARL2644	Azul Ártico	○
EMBELLECEDORES LLANTA NUEVO		
ARL2650	Negro Obsidiana	○
ARL2651	Rojo Rubi	○
ARL2652	Pasión Púrpura	○
ARL2653	Azul Eléctrico	○
ARL2654	Azul Ártico	○
HORQUILLAS		
ARL2631	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)	279,38
ARL2632	◆ Horquilla doble (incluye ruedas negras)	◆
RUEDAS CENTRALES		
ARL0704	14" (355mm)x 3" (75mm) Neumáticas	○
ARL0705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras NUEVO	◆
ARL0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras, Con líquido antipinchazo	70,00
MOTOR / VELOCIDAD		
ARL1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h	○
ARL1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	NC (2201+2220) ◆
BATERÍA		
ARL1257	◆ 50 Ah Gel	◆
G-TRAC		
ARL1215	Módulo G-Trac	916,78
CARGADOR		
ARL1343	◆ Opticharge 8A	◆
ARL1313	Opticharge 10A	374,21
KIT DE LUCES		
ARL1367	Kit de luces con intermitentes	NC 2201, 2203 531,49
ARL1437	Kit de luces tipo LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes	NC 2201, 2203 661,53
ARL2837	Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes 766,24
ARL1254	◆ Sin kit de luces	◆
KIT DE TRANSPORTE		
ARL1493	◆ Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
ARL1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado) - NC 2128	25,00
CINTURÓN DE FIJACIÓN		
ARL1329	◆ Cinturón de fijación con hebilla	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 ◆
ARL2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 2110, (2191+2132), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 92,72
ARL1332	Cinturón de 4 puntos	NC 2110, 2108 80,06
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)		
ARL2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm) 🌀	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ARL2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm) 🌀	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ARL2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm) 🌀	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ARL2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm) 🌀	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ARL2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm) 🌀	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
ARL2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm) 🌀	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113 113,72
RETROVISOR TRASERO		
ARL1415	Derecho	NC 2209, 2213, 1287, 2217, 2275, 2235, 2241 37,36
ARL1339	Izquierdo	NC 2210, 2214, 1286, 2218, 2276, 2236, 2242 37,36



2631



0705



1415/1339



2701/ 2702



2703/ 2704



2705/ 2706

Código	Descripción	P.V.P €
ACCESORIOS		
GANCHOS BOLSO		
ARL2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1720, 1645, 2257, 2233, 2240 128,57
SOPORTE PARA BASTONES		
ARL1312	Derecho	NC 1287 31,00
ARL1363	Izquierdo	NC 1286 31,00
BANDEJA		
ARL1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214 , 1287, 2207, 2275, 2276 306,34
ARL1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286, 2208, 2275, 2276 306,34
PRECIO TOTAL		



2128

1404/
1405

1478/1479