



Yes, you can.®

INVACARE S.A.
www.invacare.es

Invacare® TDX® SP2NB

Silla de ruedas electrónica de tracción central. Radio de giro reducido. Motor 10 km/h. Baterías: 50 Ah Sistema Sure Step y Stability Lock para superar obstáculos de hasta 7,5 cm con toda seguridad y comodidad. Unidad de asiento Modulite: asiento multiajustable con diferentes opciones:
 - Asiento y respaldo fijos o ajustables en anchura (desde 38 hasta 53 cm)
 - Asiento y respaldo rígidos o ajustables en tensión mediante cinchas
 - Profundidad de asiento regulable desde 41 hasta 51 cm sin intervalos.
 - Nuevos reposabrazos abatibles disponibles como opción
 Movimientos eléctricos (basculación de asiento eléctrica con Desplazamiento del Centro de Gravedad - hasta 30°, inclinación y elevación de asiento) como opción.
 7 colores de carenado disponibles.
 Nueva electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth. Sistema de compensación de carga para garantizar un control máximo en cada momento. Sistema de Mando REM110 con electrónica intuitiva y evolutiva Linx programable mediante bluetooth. Nuevos mandos LINX REM400/REM500 con pantalla táctil 3.5" y bluetooth (opcional). Tecnología G-Trac que mejora la tracción y los resultados de desplazamiento de la silla (opcional). Peso máximo del usuario: 150 kg
 *NB: Narrow Base: versión base estrecha - ancho total reducido: 61 cm
 Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo
 Opciones comunicadas con este símbolo



LINX



matrx®
SEATING SERIES

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Versiones TDX SP2NB	Descripción	Código provisional Prescripción (comunicado)	PVP
TDX SP2NB SR-D (Categoría SRE 000D)	Seleccionar TDX SP2NB Modelo básico (ARL0000) - Configuración estándar	S0007575	5.745,02
TDX SP2NB SR-F (Categoría SRE 000F)	Seleccionar TDX SP2NB Modelo básico (ARL0000) + Asiento Modulite telescópico (ARL2111/ARL2112) + Matrx Flo-tech Lite (ARL2142) + Basculación eléctrica 0° - 20° (ARL1092) + REM211 (ARL2203)	S0007814	6.633,26
TDX SP2NB SR-C (Categoría SRE 000DC)	Seleccionar TDX SP2NB Modelo básico (ARL0000) + Asiento Modulite telescópico (ARL2111/ARL2112) + Matrx Flo-tech Contour (ARL2142)	S0007614	6.067,27


Código	Descripción	P.V.P €
ARL0000	TDX SP2NB modelo básico (base 24")	
ARV0000	TDX SP2NB modelo especial (base 24")	
ESPECIAL		
ARV1300	Especial	
	1 Unidad de Asiento Modulite	
ASIENTO		
ARL2100	1 Unidad asiento Modulite	5.745,02
CHASIS ASIENTO Y PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO		
ARL2110	Placa asiento fija , anchura 430 mm (ajustable mediante reposabrazos 440 - 480 mm)	
ARL2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	216,82
ARL2112	Chasis asiento telescópico + tapizado asiento ajustable en anchura de 380 a 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos; + 30 mm altura asiento)	216,82
ANCHURA ASIENTOAJUSTABLE PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE		
ARL2121	Placa asiento 380 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	<input type="radio"/>
ARL2122	Placa asiento 430 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	
ARL2123	Placa asiento 480 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	<input type="radio"/>
ARL2124	Placa asiento 530 mm (50 mm adicionales mediante reposabrazos)	<input type="radio"/>
PERFIL RAIL PARA AJUSTE ESTÁNDAR		
ARL2129	Profundidad estándar (intervalo 410 - 510 mm)	<input type="radio"/>
ARL2130	Profundidad prolongada (intervalo 510 - 560 mm)	<input type="radio"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		




Código	Descripción	P.V.P €
ARL2132	410 mm NC 2130, 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147/2144) (2195/1404/1405), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARL2134	◆ 460 mm NC 2130, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARL2136	510 mm NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	○
ARL2138	560 mm(en combinación con respaldo ajustable en tensión Flex3, la profundidad de asiento se reduce de 10 mm) NC 2129, 2141, 2143, (2121+2144) (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154/2155)	○
COJÍN ASIENTO (talla según ajuste chasis asiento)		
ARL2141	◆ Cojín estándar espuma 50 mm espesor NC 2111, 2112, 2138, 2152, 2153, 2154, 2155	◆
ARL2142	Cojín Matrx Flo-tech : Lite (75mm hasta 127 kg); Contour (100mm hasta 191 kg)	105,43
ARL2143	Cojín Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x430 mm [peso max. usuario 125 kg] Solo funda Nylon	105,43
ARL2147	Cojín Matrx Libra , 90 mm Estándar (hasta 136 kg); HD (hasta 227 kg)	323,15
ARL2144	Cojín Matrx Vi , profundidad 460 mm (Tejido Mesh)	323,15
ARL2140	Sin cojín	○
SOPORTE RESPALDO (para respaldo ajustable tensión / respaldos Matrx)		
ARL2161	◆ Respaldo fijo,(no ajustable en anchura) desmontable altura 480 mm (una sola talla, solo ajuste manual) NC 2108, 2111, 2112, 2173, 0977, 2128	◆
ARL2163	Tubos cortos (480mm) soportes ajustables en anchura NC 2110, 2173	○
SOPORTE RESPALDO (para respaldo FLEX3 / ajustable tensión / respaldos Matrx)		
ARL2162	Tubos largos (540mm) con soportes ajustables en anchura NC 2110	○
PUÑOS PARA TUBOS DE RESPALDO		
ARL2107	◆ Tubos de respaldo con puños NC 2161	◆
ARL2108	Tubos de respaldo sin puños NC 2161, 1332, 1495,2219, 2220, 2227, 2228, 2202, 2245, 1720, (2170,2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427)	○
TAPIZADO RESPALDO / ACOLCHADO		
ARL2171	◆ Tapizado ajustable en tensión (largo = 540 mm /corto = 480 mm) NC 2152, 2153, 2154, 1496, 1445, 1446, 1496,(2108+1350/1432/1427), 2155, 2230, 2247, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 1288, 1289	◆
ARL2179	Tapizado ajustable en tensión Flex3 (long = 540 mm /short = 480 mm) (en combinación con prof.asiento 560 mm, -10 mm)	295,00
ARL2173	Placas ajustables Flex3 con tapizado respaldo Laguna	245,00
LA ANCHURA DEL RESPALDO MATRX ESTÁ RELACIONADA CON EL ANCHO DE ASIENTO ELEGIDO (no disponible con ancho asiento 530 mm)		
ARL2174	Respaldo Matrx Posture Back, altura 400 mm (tejido Mesh)	770,00
ARL2175	Respaldo Matrx Posture Back, altura 500 mm (tejido Mesh)	770,00
ARL2176	Respaldo Matrx Elite E2, altura 500 mm (tejido Mesh)	770,00
ARL2177	Respaldo Matrx Elite TR, altura 500 mm [tejido Mesh]	770,00
ARL2178	Respaldo Matrx Elite E2 Deep, altura 500 mm [tejido Mesh]	770,00
ARL2170	Sin tapizado respaldo (tubos respaldo / solo chasis respaldo) NC 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427)	○
COLOR TAPIZADO		
ARL2151	◆ Tejido negro (nylon con 2141; 2-way-tejido elástico con 2142, 2143)	◆
ARL2152	Tapizado suave negro	○
ARL2155	Microventilado negro	○
REPOSABRAZOS (PAR)		
ARL2191	◆ Reposabrazos en T desmontable	◆
ARL2181	Reposabrazos en T-desmontable, altura + 50 mm	20,25




Código	Descripción		P.V.P €
ARL2198	Reposabrazos acolchado con protector integrado	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	175,23
ARL2183	Reposabrazos incurvados (25 mm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 (2132+2113)	81,13
ARL2193	Reposabrazos abatible (ajuste altura)	NC 2110, 1445, 1446, 2179	117,62
ARL2192	Reposabrazos desplazable (ajust. Altura 230-300 mm)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARL2194	Reposabrazos desplazable (ajust. Altura 300-360 mm)	NC 2110, 1445, 1446, 2179, (2134/2136+soportes cadera+0556), (2111/2112+2124+2173), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+ 2253)	210,70
ARL2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
ARL2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)	NC 2198, (2132/1404/1505)	◆
ARL2196	Almohadilla larga (375 mm)	NC 2132, 2198	○
ARL2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2132, 2198, 2230, 2247	31,00
ARL2199	Almohadilla suave	NC 2198, 2179	○
SOPORTE CADERA IZQ (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
ARL2184	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARL2186	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARL2188	Soporte cadera izq, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
SOPORTE CADERA DER (solo en combinación con reposabrazos abatible)			
ARL2185	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 140 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARL2187	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 230 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
ARL2189	Soporte cadera der, tamaño almohadilla 330 x 100 mm	NC 2110, 2198, 2183 (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	248,02
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
ARL2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		○
ARL165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZA (Tapizado suave negro)			
ARL1350	Reposacabeza simple	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	140,44
ARL1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	152,25
ARL1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla	NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2230, 2247, (2229+1288/1289)	170,00
ARL2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	374,85
ARL2325	Reposacabezas Elan Occipital almohadilla 230x180 mm/ 9"x7" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	385,56
ARL2327	Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2171, 2179, 2230, 2247	535,50
ARL1496	Reposacabeza no Invacare con soporte para montar en Flex3	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178	
ARL1495	Reposacabeza no Invacare - sin soporte con barra de empuje día. 22mm en combinación con tubos telescópicos respaldo)	NC 2108	
SOPORTES LATERALES			
ARL1445	Soportes laterales con brazo prolongado (par) (Tapizado suave negro), multi ajustables	NC 2108, (2229+1288/1289)	243,96
ELEVADOR ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
ARL1091	◆ Basculación asiento manual (0°-12°)	NC 0364	◆








Código	Descripción	P.V.P €
ARL1092	Basculación eléctrica (0°- 20°)(hasta 136kg peso máximo)	NC 2110, 2201, 437,59
ARL1095	Basculación eléctrica „pivote fijo“ 20°, heavy duty	NC 2110, 2201 437,59
ARL1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con movimiento CoG	NC 2110, 0354, 0364, 2201 851,75
ARL1094	Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), movimiento CoG n.	NC 2110, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2201, 2202 2.514,50
AJUSTE ALTURA ASIENTO (solo si elige previamente opción 1091 o 1095)		
ARL0354	Ajuste altura asiento 450 mm	○
ARL0364	Ajuste altura asiento 475 mm	NC 1091 ○
OPCION DE BASCULACIÓN NEGATIVA (sólo si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)		
ARH2054	Asiento con ángulo negativo 5° (reduce el ángulo de asiento máximo de 5°)	NC 1091, 1092, 1095, (1094+0556/0589) 361,18
RESPALDO RECLINABLE		
ARL0975	◆ Respaldo reclinable manual (en intervalos de 3,75°)	◆
ARL0977	Respaldo reclinable eléctrico	NC 2110, 2201, (2121+2229+1287), (2121+2233/2240+2235/2213/2241) 889,90
REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA		
PESCANTE MONTAJE CENTRAL (incluye almohadilla pantorrilla)		
ARL0556	Pescante central manual , ajustable en ángulo	NC 2110, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189) (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189 /2366/0517) ○
ARL0589	Pescante central eléctrico LNX, compensación ergonómica	NC 2110, (1094+2054), 2201, 2202 1.963,50
ARL0501	Sin	○
PALETA		
ARL2365	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")	○
ARL0559	◆ Paletas ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")	◆
ARL0516	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")	○
ARL0517	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") - NC 0556	93,64
PESCANTE INDIVIDUAL IZQ		
ARL0536	◆ Reposapiés ajustable 90-65° izq.	◆
ARL0537	Reposapiés elevable manual izq.	NC 0505 142,69
ARL0539	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq.	NC 0505, 2201 450,00
PESCANTE INDIVIDUAL DER		
ARL0546	◆ Reposapiés ajustable 90-65 der.	◆
ARL0547	Reposapiés elevable manual der.	NC 0502 142,69
ARL0549	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der.	NC 0502, 2201 450,00
TUBO + PALETA INDIVIDUAL IZQ		
ARL0505	◆ Paleta fija izq.	NC 0537, 0538, 0539 ◆
ARL0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	18,46
ARL0511	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	118,79
TUBO + PALETA INDIVIDUAL DER		
ARL0502	◆ Paleta fija der.	NC 0547, 0548, 0549 ◆
ARL0506	Paleta ajustable en ángulo der.	18,46
ARL0508	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der.	118,79
MANDOS		
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte		
ARL2201	◆ Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción	NC 1367, 1437, 1092, 1095, 1093, 1094, 0977, 0589, 0539, 0549; (2220+1283, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2219, 2245, 2270) ◆
ARL2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270 120,00
ARL2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces	NC 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2270 203,96
ARL2205	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2220 993,56
ARL2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control de ratón	NC 2220, 2270 1.519,56
PALANCA JOYSTICK REM400		
ARL2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL).Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206 252,11



LiNX




Código	Descripción	P.V.P €
POSICIÓN SOPORTE MANDO		
ARL1207	SopORTE estándar derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARL1208	SopORTE estándar izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARL1707	◆ SopORTE abatible derecho	NC 1404, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARL1708	SopORTE abatible izquierdo	NC 1405, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARL2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)
ARL2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)
ARL2227	Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+1221), 2108, 1287, 2128
ARL2228	Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 2220, (2245+ 1222), 2108, 1286, 2128
ARV2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
SOPORTE LINX REM500 (SOLO PANTALLA)		
ARL2209	SopORTE abatible derecho	NC (2251+2217), 1404, 1415, (2231/2232+2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARL2210	SopORTE abatible izquierdo	NC (2251+2218), 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARL2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232 2207/2213), (2233/2240+2235/2213/2241), (2257+2275)
ARL2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214), (2233/2240+2236/2214/2242), (2257+2276)
ARV2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
DOBLE MANDOL LINX + SOPORTE		
ARL2220	Doble mando LINX (DLX-REM050 como segundo mando) 	NC 2108, 2205, 2206, 2227, 2228, 1221, 1222, (2201+1283), (2227/2228+2201/2203/2204), 2128, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240
ARL2219	Doble mando Compact LINX (DLX-ACU200) 	NC 1221, 1222, 2108, 2128, 2201, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)
ARL2245	Doble mando intuitivo IDC	NC 1207, 1208, 2108, 2128, 2201
ARL1207	SopORTE estándar derecho	NC 2245, (2229+1287), (2251+2227)
ARL1208	SopORTE estándar izquierdo	NC 2245, (2229+1286), (2251+2228)
ARL1221	SopORTE derecho, desmontable	NC 2219, 2220, (2229+1287)
ARL1222	SopORTE izquierdo, desmontable	NC 2219, 2220, (2229+1286)
„Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215!		
MANDOS COMPACTOS LINX CON SOPORTE		
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)		
ARL2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 	NC 2201, 2203, 2204
ARL2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF 	NC 2201, 2203, 2204
ARL2207	SopORTE derecho	NC 1404, (1207/1707+2205); (2209/2213+2206), (2251+2217)
ARL2208	SopORTE izquierda	NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206), (2251+2218)
ARL2213	Montaje central abatible hacia derecha (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206),
ARL2214	Montaje central abatible hacia izquierda (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)
ARV2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN		
MANDO MENTÓN & SOPORTES		
ARL2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (Sólo en combinación con reposacabezas 2125) - Consultar disponibilidad 	NC 2201, 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179
ARL1289	SopORTE abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171
ARL1288	SopORTE abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628) (Requiere reposacabezas ELAN)	NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495, 2171
ARL1287	SopORTE abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415, 1312



REM400



REM216



2213/2214

2209/2210



REM500

2220



2219



2245



2231




Compact Remote



2232


Compact Remote Low Force



2229



2251

2217
22182227/
2228

2252

Código	Descripción		P.V.P €
ARL1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, (2219+1208), 2245+1222), 1405, 1339, 1363	2.234,64
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
ARL2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	4.856,36
ARL2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	2171, 2179, 2197, 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2233, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 1350, 1432, 1427, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.194,35
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
ARL2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258), 2128	5.783,40
ARL2275	Montaje central, abatible hacia der., Nucleus(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	○
ARL2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ARW2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM			
ARL2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)		393,23
ARL2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.384,94
MICRO EXTRIMITY CONTROL			
ARL2233	Mando proporcional MEC (Micro Extrimity Control)	NC 2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258), 2128	3.909,15
ARL2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	○
ARL2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ARL2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	642,89
ARL2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	642,89
ARL2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	659,24
ARL2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	659,24
ARV2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)			
ARL2240	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido	2201, 2203, 2204, 2220, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258), 2128	2.329,80
ARL2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1415, (1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	○
ARL2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC (2251+2218), 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	○
ARL2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	642,89
ARL2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	592,33
ARL2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), (2121+0977),1404, 1405, 1415,(1207/1707+2205), (2209/2213+2206)	659,24
ARL2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	659,24
ARV2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		□
OPCIONES ADICIONALES LINX			
MANDO 10 BOTONES			
Para controles alternativos: SÓLO EN LADO OPUESTO			
ARL2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)		495,00
ARL2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 2209, 2213; 2275, 2235, 2241, (2231/2232+2207), 1415	○
ARL2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 2210, 2214, 2276, 2236, 2242, (2231/2232+2208), 1339	○
ARL2227	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 1287, 1221, (2219/2220+1207)	○
ARL2228	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 1286, 1222, (2219/2220+1208)	○
ARL2252	Cable con 2 conexiones adicionales para pulsadores externos		75,98
ACCESORIOS LINX			
CONEXIÓN USB			
ARL2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/, 2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	292,23



Código	Descripción	P.V.P €
ARL2207	Soporte derecha	○
ARL2208	Soporte izquierda	○
MANDO PARADA EMERGENCIA		
ARL2258	Mando parada emergencia inal. (ASL504)	NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240) 764,48
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS		
ARL2300	Sin montar	○
ARV2301	Conectados y programados (Especial)	
PULSADORES REDONDOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARL1685	Rojo	117,06
ARL1686	Amarillo	117,06
ARL1687	Verde	117,06
ARL1690	Azul	117,06
PULSADORES OVALADOS (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARL 2254	Pulsador ovalado, negro	117,06
PULSADORES PIKO (Si REM400 o REM500 no seleccionados, obligatorio opción 2252)		
ARL1711	Rojo	144,47
ARL1712	Amarillo	144,47
ARL1713	Verde	144,47
ARL1714	Naranja	144,47
ARL1715	Azul	144,47
ARL1716	Negro	144,47
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)		
ARL2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	84,26
ARL2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	84,26
ARL2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	84,26
ARL2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	84,26
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN		
COLORES CARENADO		
ARL0228	◆ Negro	◆
ARL2601	Plata	○
ARL2602	Azul Islandia	○
ARL2603	Púrpura	○
ARL2607	Rojo	○
ARL2608	Negro Mate	○
ARL2609	Azul Invacare®	○
EMBELLECEDORES LLANTA		
ARL2611	Plata	○
ARL2612	Azul Islandia	○
ARL2613	Púrpura	○
ARL2617	Rojo	○
ARL2618	Negro Mate	○
ARL2619	Azul Invacare®	○
ARL2620	Negro	○
ARL2621	◆ Sin embellecedor	◆
HORQUILLAS		
ARL2631	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)	279,38
ARL2632	◆ Horquilla doble (incluye ruedas negras)	◆
RUEDAS CENTRALES		
ARL0704	Neumáticas negras 14"x3"	○
ARL0732	Neumáticas negras (con líquido antipinchazo) 14"x3" - 3.00-8	54,35
ARL0733	◆ Macizas negras 14"x3"	◆
MOTOR / VELOCIDAD		
ARL1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h	○
ARL1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	NC (2201+2220) ◆
BATERÍA		
ARL1257	◆ 50 Ah Gel	◆
G-TRAC		
ARL1215	Módulo G-Trac	916,78
CARGADOR		
ARL1343	◆ Opticharge 8A	◆
ARL1313	Opticharge 10A	374,21
KIT DE LUCES		
ARL1367	Kit de luces con intermitentes	NC 2201, 2203 531,49
ARL1437	Kit de luces tipo LED	NC 2201, 2203 661,53
ARL1254	◆ Sin kit de luces	◆



1685-1690



2254




1711-1716



2721/2722 2724 2723

Island Blue Lights Out Matte - Black RockStar Red



Monster Green Tangy Orange Invacare Blue



WhiteOut SpaceStation Silver









Wet Black Grape JellyBean



2611 - 2620



2631

Código	Descripción	P.V.P €
KIT DE TRANSPORTE		
ARL1493	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
ARL1494	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado) - NC 2128	25,00
CINTURÓN DE FIJACIÓN		
ARL1329	Cinturón de fijación con hebilla	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARL2113	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	NC 2110, (2191+2132), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706
ARL1332	Cinturón de 4 puntos	NC 2110, 2108
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)		
ARL2701	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L (longitud acolchado 620 mm) 	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113
ARL2702	Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113
ARL2703	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm) 	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113
ARL2704	Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113
ARL2705	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm) 	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113
ARL2706	Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm) 	NC 2110, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 1329, 2113
RETROVISOR TRASERO		
ARL1415	Derecho	NC 2209, 2213, 1287, 2217, 2275, 2235, 2241
ARL1339	Izquierdo	NC 2210, 2214, 1286, 2218, 2276, 2236, 2242
ACCESORIOS		
GANCHOS BOLSO		
ARL2128	Ganchos para bolso (Asiento Modulite) (hasta 6 kg)	NC 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245, 1720, 1645, 2257, 2233, 2240
SOPORTE PARA BASTONES		
ARL1312	Derecho	NC 1287
ARL1363	Izquierdo	NC 1286
BANDEJA		
ARL1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1287, 2207, 2275, 2276
ARL1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286, 2208, 2275, 2276
PRECIO TOTAL		



1415/1339



2701/ 2702




2703/ 2704



2705/ 2706



2128



1404/ 1405



1478/1479