

INVACARE S.A
www.invacare.es



Invacare® TDX® SP2^{NB} Ultra Low Maxx CE

Silla electrónica de chasis rígido y tracción central con radio de giro reducido.

Ancho total: 610 mm. Baterías : 50 Ah

Unidad de asiento Ultra Low Maxx :

- Asiento ajustable en anchura de 405 a 610 mm
 - Profundidad ajustable de 390 a 580 mm
 - Respaldo reclinable electrónico hasta 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)
 - Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 50°)
 - Reposabrazos abatible y ajustable en anchura
 - Mando LiNX REM400 con pantalla táctil a color como estándar
- Opciones disponibles:
- Elevación de asiento electrónica (300 mm) con basculación a 45°
 - Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
 - Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi
 - Basculación negativa (-5° o -10°).

Peso máximo usuario: 136 kg

TDX SP2NB ULM SR-F: Código provisional Prescripción (comunicado): S0007858 (Categoría SRE 000F) G



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:


Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg


Código	Descripción		P.V.P €																								
ARP0080	◆	TDX SP2NB Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora Ultra Low-Maxx	◆																								
ARU0080		TDX SP2NB Modelo Complex con Unidad de asiento posicionadora - Especial																									
ESPECIAL																											
ARU1300		Especial																									
1 Unidad de asiento Ultra Low Maxx																											
																											
<table><tr><th>Customized settings:</th><th>Measured from:</th></tr><tr><td>A Seat Height</td><td>Seat plate to floor</td></tr><tr><td>B Seat Width</td><td>Front seat plate edge LH to seat plate edge RH</td></tr><tr><td>C Seat Depth</td><td>Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)</td></tr><tr><td>D Finished Back Height</td><td>Seat plate to top of back</td></tr><tr><td>E Armrest Height LH</td><td>Seat plate to top of tube</td></tr><tr><td>F Armrest Height RH</td><td>Seat plate to top of tube</td></tr><tr><td>G Centre mount legrest</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>H Side mount Legrest LH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>K Side mount Legrest RH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>H Pivot Plus Legrest LH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr><tr><td>K Pivot Plus Legrest RH</td><td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td></tr></table>				Customized settings:	Measured from:	A Seat Height	Seat plate to floor	B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH	C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)	D Finished Back Height	Seat plate to top of back	E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube	F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube	G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	H Side mount Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	K Side mount Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
Customized settings:	Measured from:																										
A Seat Height	Seat plate to floor																										
B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH																										
C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)																										
D Finished Back Height	Seat plate to top of back																										
E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube																										
F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube																										
G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
H Side mount Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
K Side mount Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																										
ASIENTO																											
ARP2020	☐	1 Unidad de asiento Ultra Low Maxx	14.094,31																								
BASCULACIÓN DE ASIENTO CON O SIN ELEVACIÓN																											
ARP2052	◆	Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°)	NC (2054/2055+2035/2036+0586) ◆																								
ARP2053		Basculación con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) y elevación 300mm (incremento de la altura de asiento 4 mm)	NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264 (2054/2055+2035/2036+0586) 1.979,50																								
A - AJUSTE ALTURA DE ASIENTO																											
Tome nota: altura de asiento 420 con Basculación negativa 8,5° (0391) limita las posibilidades de profundidad de asiento pequeña + reposapiés individuales! Consultar tabla al final de la tarifa.																											
ARP0337	◆	Altura de asiento 440 mm	◆																								
ARP0331		Altura de asiento 460 mm	○																								
ARP0339		Altura de asiento 490 mm	○ NC 2053																								
OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA																											
Tome nota: Asiento con ángulo negativo (2054/2055) limita las posibilidades de profundidades de asientos pequeñas + reposapiés individuales. Consultar tabla al final de tarifa.																											
ARP2057	◆	Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)	Compatible con todas las versiones de reposapiernas ◆																								
ARP2054		Asiento con ángulo negativo 5° (proclive) : basculación -5° a +45° - Consultar tabla con alturas de asiento	NC 2312, 2313, 2314, 2315 , (2052/2053+2035/2036+0586) 354,11																								



Código		Descripción		P.V.P €
ARP2055		Asiento con ángulo negativo 10° (proclive) : basculación -10° a +40° - Consultar tabla con alturas de asiento	NC 2035, 2312, 2313, 2314, 2315, (2052/2053+2035/2036+0586), (2036+reposapiés individuales)	424,93
ARP2056		Asiento con ángulo positivo +5° (declive) : basculación +5° a +55° o +50° + elevación. Altura de asiento delantera incrementa 6 cm	NC 2312, 2313, 2314, 2315 Compatible con todas las versiones de reposapiernas	354,11
RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)				
ARP2069		Respaldo fijo (sin inclinación eléctrica)	NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245	
ARP2060	◆	Respaldo reclinable eléctrico 90 a 170° , Montaje estándar	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	◆
ARP2063		Respaldo reclinable eléctrico (proclive 8°). Reclinación negativa, 82° a 162°	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	○
ARP2066		Respaldo reclinable eléctrico (proclive 30°). Reclinación negativa, 60° a 140°	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543	424,93
DIMENSIONES ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO AJUSTABLE				
ARP2021	◆	405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2030, 2031, 2032, 2033	◆
ARU2003		480 mm - 555 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 22"(especial)	NC 2025, 2026, 2027, 2032, 2033	○
ARU2022		505 mm - 610 mm (intervalos de 25 mm) / 20" - 24"(especial)	NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2174, 2175	○
PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE				
ARP2008	◆	405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2040, 2041, 2042	◆
ARP2024		480 mm - 580 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 23"	NC 2034, 2035, 2036, 2037	○
B - ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE				
ARP2025		405 mm / 16"	NC2003,2022, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARP2026	◆	430 mm / 17"	NC 2003, 2022, 2041, 2042, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	◆
ARP2027		455 mm / 18"	NC 2003, 2022, (2041/2042+2147), 2701, 2703, 2705	○
ARP2028		480 mm / 19"	NC 2003, 2022, (2041/2042+2147), (2041+2046), 2702, 2704, 2706	○
ARP2029		505 mm / 20"	NC 2174, 2175, (2041/2042+2147), (2037/2028/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706	○
ARP2030		530 mm / 21"	NC 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARP2031		555 mm / 22"	NC 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, (2035/2036+2147), 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARP2032		580 mm / 23"	NC 2003, 2021, 2035, 2036, 2174, 2175, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○
ARP2033		610 mm / 24"	NC 2003, 2021, 2034, 2035, 2036, 2174, 2175, 1404, 1405, 2147, 2145, 2702, 2704, 2706	○
C - PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE				
ARP2035		405 mm / 16"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, 2055, (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARP2036		430 mm / 17"	NC 2024, 2030, 2031, 2032, 2033, (2055+side mounted legrests), (2030/2031+2147), (2052/2053+2054/2055+0586)	○
ARP2037	◆	455 mm / 18"	NC 2024, (2029+2145)	◆
ARP2038		480 mm / 19"	NC (2029+2145)	○
ARP2039		505 mm / 20"	NC (2029+2145)	○
ARP2040		530 mm / 21"	NC 2008, (2029+2145)	○
ARP2041		555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, (2027/2028+2146) (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
ARP2042		580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146, (2025/2026/2027/2028/2029+2147)	○
COJÍN DE ASIENTO (tallas según ajustes chasis de asiento)				
ARP2144		Matrx Vi [tejido microventilado] 		323,15
ARP2145	◆	Matrx Flo-Tech Lite [tejido negro, perfil 75 mm hasta 127 kg]	NC 2041, 2042, 2030, 2031, 2032, 2033; 2037/2038/2039/2040+2029	◆
ARP2146		Matrx Flo-tech Contour [tejido negro, perfil 100 mm]	NC 2042, (2041+2027/2028)	○
ARP2147		Matrx Libra Cushion, perfil 90 mm - plazo adicional + 4 días 	NC 2032, 2033, (2030/2031+2035/2036), (2025/2026/2027/2028/2029+2041/2042)	323,15
ARP2140		Sin cojín		○



Código	Descripción	P.V.P €
ALTURA TUBOS RESPALDO (ÁNGULO FIJO)		
TUBOS DE RESPALDO RECTOS O ANGULADOS		NC 2060, 2063, 2066, 2095, 2096, 2097, 2098
ARP2510	Tubo recto con altura 455 mm / 18"	○ NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563
ARP2511	Tubo recto con altura 505 mm / 20"	○ NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562
ARP2512	Tubo recto con altura 555 mm / 22"	○ NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562
ARP2513	Tubo recto con altura 610 mm / 24"	○
ARP2514	Tubo angulado (5°) con altura 505 mm / 20"	○ NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562
ARP2515	Tubo angulado (5°) con altura 555 mm / 22"	○ NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562
ARP2516	Tubo angulado (5°) con altura 610 mm / 24"	○
ÁNGULO DE TUBO (TUBO RECTO)		NC 2514, 2515, 2516
ARP2517	75°	○
ARP2518	79°	○
ARP2519	85°	○
ARP2520	90°	○
ARP2521	95°	○
ARP2522	101°	○
ARP2523	106°	○
ARP2524	112°	○
ARP2525	116°	○
ÁNGULO DE TUBO (TUBO ANGULADO 5°)		NC 2510, 2511, 2512, 2513
ARP2526	81°	○
ARP2527	84°	○
ARP2528	91°	○
ARP2529	96°	○
ARP2530	101°	○
ARP2531	106°	○
ARP2532	111°	○
ARP2533	117°	○
ARP2534	121°	○
OPCIONES DE RESPALDOS (altura de respaldo, para altura total, ver abajo)		
RESPALDO ESTÁNDAR REHAB (sólo manual), No compatible sistema ESR		
ARP2540	Respaldo estándar Rehab, altura 355 mm / 14"	○ NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/2072/2073+2069)
ARP2541	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 405 mm / 16"	○ NC 2060, 2063, 2066, 2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069), 2510
ARP2542	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 455 mm / 18"	○ NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069)
ARP2543	Respaldo estándar Rehab, altura tapizado 505 mm / 20"	○ NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515 (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069)
Respaldo HIGH BACK (anchura 16 - 24")		
ARP2050	◆ High Back, altura 405 mm / 16" (tejido microventilado)	◆ NC 2510,(2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
ARP2051	High Back, altura 455 mm / 18" (tejido microventilado)	○ NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)
ARP2320	High Back, altura 505 mm / 20" (tejido microventilado)	○ NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
Respaldo MATRX ELITE E2 BACKS (3" Contour) (anchura 16 - 20")		NC 2030, 2031, 2032, 2033
ARP2550	Matrx Elite E2, altura 355mm / anchura 14" / 16 - 18" 🌀	770,00 NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029, 2030, 2032, 2033
ARP2551	Matrx Elite E2, altura 405 mm / 16" 🌀	770,00 NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
ARP2552	Matrx Elite E2, altura 455 mm / 18" 🌀	770,00 NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)
ARP2553	Matrx Elite E2, altura 505 mm / 20" 🌀	770,00 NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
Respaldo MATRX ELITE HD BACKS, (3" Contour) anchura 21 - 24"		NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029



Código	Descripción		P.V.P €
ARP2554	Matrx Elite HD Back, altura 405 mm / 16" 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2555	Matrx Elite HD Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE TR BACKS (3" Contour) (anchura 16 - 20")			NC 2030, 2031, 2032, 2033
ARP2556	Matrx Elite TR Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2557	Matrx Elite TR Back, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARP2177	Matrx Elite TR Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE TR HEAVY DUTY BACK (3" Contour) (anchura 21 - 24")			NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
ARP2563	Matrx Elite TR HD Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE E2 DEEP BACKS (6" Contour) (anchura 16 - 20")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031, 2032, 2033
ARP2558	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2559	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)	770,00
ARP2178	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX PB BACKS (5" Contour) (anchura 16 - 18")			NC 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033
ARP2174	Matrx PB Back, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado] 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2175	Matrx PB Back, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado] 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX PB DEEP BACKS (7" Contour) (anchura 16 - 18")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033
ARP2560	Matrx PB Deep Back, altura 405mm / 16" 	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)	770,00
ARP2561	Matrx PB Deep Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
Respaldo MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7" Contour) (anchura 21 - 24")			NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
ARP2562	Matrx Elite Deep HD Back, altura 505 mm / 20" 	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)	770,00
ARP2570	Sin respaldo, solo fijaciones	NC DX2, 2092, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	220,50
ARP2168	Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa  NUEVO	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	770,00
ARP2169	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™  NUEVO	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	770,00
OPCIONES MATRX MAC (Si ARP2168 o ARP2169 seleccionada)			
ALTURA RESPALDO MATRX MAC			
ARP2380	405 mm		☐
ARP2381	455 mm		☐
ARP2382	505 mm		☐
ARP2383	560 mm		☐
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO			
ARP2385	90 mm		100,00
ARP2386	150 mm		100,00
ARP2387	230 mm		100,00
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO			
ARP2389	90 mm		100,00
ARP2390	150 mm		100,00
ARP2391	230 mm		100,00
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC			
ARP2393	Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla		☐



2556/2557/2177




2258/2259/2178



2174/2175



2168/2169



2168



2169




2385 a 2391

Código		Descripción	P.V.P €
ARP2394		Estándar = misma anchura que anchura de la silla	○
ARP2395		Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla	○
D ALTURA MONTAJE RESPALDO		(medida desde placa de asiento hasta borde superior de la carcasa de respaldo)	
ALTURA RESPALDO: SOLO BASCULACIÓN (NO RECLINACIÓN)		NC 2060, 2063, 2066	
NOTA: Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5"			
ARP2504		455 mm / 18"	○
ARP2505		485 mm / 19"	○
ARP2506		505 mm / 20"	○
ARP2501		535 mm / 21"	○
ARP2070		555 mm / 22"	○
ARP2071		585 mm / 23"	○
ARP2072		610 mm / 24"	○
ARP2073		635 mm / 25"	○
ALTURA RESPALDO: CON RECLINACIÓN DE RESPALDO ELÉCTRICA (ESR)		NC 2069	
NOTA: se recomienda un intervalo mínimo de 150-175 mm / 6-7" GAP con la reclinación con sistema ESR.			
ARP2506		505 mm / 20"	○
ARP2501		535 mm / 21"	○
ARP2070		555 mm / 22"	○
ARP2071		585 mm / 23"	○
ARP2072		610 mm / 24"	○
ARP2073		635 mm / 25"	○
ARP2074		660 mm / 26"	○
ARP2502		685 mm / 27"	○
REPOSABRAZOS PARA SILLA CON BASCULACIÓN ASIENTO SOLO (NO RECLINACIÓN)			
ARP2307		Reposabrazos abatibles 230-320mm (9-12.5"), montado en el asiento	○
REPOSABRAZOS			
ARP2095	◆	Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (230 - 330mm) (9"-13")	◆
ARP2096		Reposabrazos abatible y ajustable en anchura, altura y ángulo (320 - 405 mm) (12.5"-16")	○
ARP2097		Reposabrazos abatible y ajustable, con soporte (230 - 330 mm) 9"-13"	206,56
ALMOHADILLA			
Izquierda			
ARP2012	◆	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm	◆
ARP2013		Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm	○
ARP2014		Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2347, 2348, 2349, 2350
ARP2015		Sin almohadilla	○



2570



2307



2095/2096



2097/2098

2012/2016
2013/2017


Código	Descripción	P.V.P €
Derecha		
ARP2016	Reposabrazos con almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm	◆
ARP2017	Reposabrazos con almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm	○
ARP2018	Reposabrazos ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2351, 2352, 2354
ARP2019	Sin almohadilla	○
ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES MONTAJE		
Izquierda		
ARP2080	Apoyo palmar plano, izq.	135,74
Derecha		
ARP2083	Apoyo palmar plano, der	135,74
SOPORTE MULTIAJUSTABLE		
Izquierda		
ARP2082	Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm	247,88
Derecha		
ARP2085	Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementar 43 mm	247,88
E- Altura reposabrazos IZQ.		Placa asiento hasta parte superior del tubo
	Ajuste fábrica	○
	Personalizado	○
	230 mm 240mm 250mm 260mm 270mm 280mm	
	290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm	
	350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 405mm	
F- Altura reposabrazos DER.		Placa asiento hasta parte superior del tubo
	Ajuste fábrica	○
	Personalizado	○
	230 mm 240mm 250mm 260mm 270mm 280mm	
	290mm 300mm 310mm 320mm 330mm 340mm	
	350mm 360mm 370mm 380mm 390mm 405mm	
Soporte codo IZQUIERDO: ALMOHADILLA		
ARP2347	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2014 236,07
ARP2348	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2014 236,07
ARP2349	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2014 236,07
ARP2350	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2014 236,07
Soporte codo IZQUIERDO: MONTAJE		
ARP2361	Vertical 3"/ Horizontal 5"	○
ARP2362	Vertical 3"/ Horizontal 7"	○
ARP2363	Vertical 5"/ Horizontal 5"	○
ARP2364	Vertical 5"/ Horizontal 7"	○
Soporte codo DERECHO: ALMOHADILLA		
ARP2351	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2018 236,07
ARP2352	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2018 236,07
ARP2353	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2018 236,07
ARP2354	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2018 236,07
Soporte codo DERECHO: MONTAJE		
ARP2371	Vertical 3"/ Horizontal 5"	○
ARP2372	Vertical 3"/ Horizontal 7"	○
ARP2373	Vertical 5"/ Horizontal 5"	○
ARP2374	Vertical 5"/ Horizontal 7"	○
SOPORTE CADERA IZQUIERDO		
ARP2184	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2114	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2186	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
ARP2188	Soporte cadera Izq, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15
SOPORTE CADERA DERECHO		
ARP2185	Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 243,15



2014/2018



2080/2083 + 2014/2018

2081/
20842082/
2085

Soporte de codo

2184/2114//2186/
2188

2092

Reposacabezas Elan



2323/2324

2325/2326



2327


Código	Descripción						P.V.P €
ARP2115		Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm				NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
ARP2187		Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 230 x 100 mm				NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
ARP2189		Soporte cadera Der, Quick Release, almohadilla 330 x 100 mm				NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	243,15
FIJACIÓN SOPORTE CADERA							
ARP2164		Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)					○
ARP2165		Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)					○
REPOSACABEZAS Y SOPORTES							
ARP2092	◆	Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar 🔄				NC 2255, 2230, 2247, 2570	◆
ARP2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 260 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW) 🔄				NC 2255, 2230, 2247, 2570	412,50
ARP2325		Reposacabezas Elan Occipital almohadilla anchura 230 mm con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW) 🔄				NC 2255, 2230, 2247, 2570	423,00
ARP1495		Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacaezbzas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo				NC 2229	
SOPORTE DE TRONCO izq							
ARP2343		Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (110 mm anchura x 83 mm altura)				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARP2345		Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (135 mm anchura x 90 mm altura)				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARP2043		Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (145 mm anchura x 95 mm altura)				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARP2045		Soporte lateral Maxx Style Quick Release. izq (165 mm anchura x 110 mm altura)				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
SOPORTE DE TRONCO der							
ARP2344		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (110 mm anchura x 83 mm altura)				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARP2346		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (135 mm anchura x 90 mm altura)				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARP2044		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (145 mm anchura x 95 mm altura)				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ARP2046		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (165 mm anchura x 110 mm altura)				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	230,17
ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO							
ARP2049		Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par				NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562	100,00
REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA						NC (2021+2054)	
PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye ACOLCHADO PANTORRILLAS)							
ARP0586		Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)				NC (2052/2053+2054/2055+2035/2036) , 2366, 0517	◆
ARP0589		Pescante central eléctrico LNX, con compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)				NC 2261, 2262, 2263, 2264	1.963,50
PALETAS							
ARP2365		Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")					○
ARP0559	◆	Paleta ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")					◆
ARP0516		Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")					○
ARP0517		Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75") 🔄				NC 0586	93,64
G Pescante central (opciones 586 & 589) : ajuste						Placa de asiento - paleta	
		Ajuste fábrica					○
		Personalizado					○
		310mm	325mm	335mm	345mm	355mm	364mm
		375mm	385mm	405mm	410 mm		
PESCANTES INDIVIDUALES							
Tome nota: para compatibilidades, ver tabla abajo!							
PESCANTE INDIVIDUAL; IZQ							
ARP0536		Reposapiés ajustable 90-65º, izq 🔄					○
ARP0537	◆	Reposapiés elevable manual, izq 🔄				NC 0505	◆
ARP0539		Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0º - 80º izq 🔄				NC 0505, 2261, 2262, 2263, 2264	450,00



2164/2165



2043/2046



2049



2043-2046



0589




0559



2366/0517



0539



0538



0537

Código		Descripción						P.V.P €
PESCANTE INDIVIDUAL; DER								
ARPO546		Reposapiés ajustable 90-65º, der						○
ARPO547	◆	Reposapiés elevable manual, der	NC 0502					◆
ARPO549		Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0º - 80º der 	NC 0502, 2261, 2262, 2263, 2264					450,00
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ								
ARPO505		Paleta fija izq	NC 0535, 0537, 0538, 0539					○
ARPO509		Paleta ajustable en ángulo izq	NC 0535					18,10
ARPO511		Paleta ajustable en ángulo y prof izq	NC 0535					116,46
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER								
ARPO502		Paleta fija der	NC 0545, 0547, 0548, 0549					○
ARPO506		Paleta ajustable en ángulo der	NC 0545					18,10
ARPO508		Paleta ajustable en ángulo y prof der	NC 0545					116,46
H Pescante individual : IZQ			Placa de asiento - paleta					
		Ajuste fábrica						○
		Personalizado						○
		270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm						
		330mm 340mm 350mm 360mm 370mm 380mm						
		390mm 400mm 410mm 420mm 430mm						
K Pescante individual : DER.			Placa de asiento - paleta					
		Ajuste fábrica						○
		Personalizado						○
		270mm 280mm 290mm 300mm 310mm 320mm						
		330mm 340mm 350mm 360mm 370mm 380mm						
		390mm 400mm 410mm 420mm 430mm						
MANDOS								
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte								
ARP2203		Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272					○
ARP2204		Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y luces	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272					○
ARP2205	◆	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón						◆
ARP2206		Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, control del ratón	NC 2270					515,69
PALANCA JOYSTICK REM400								
ARP2270		Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación veocidad.	NC 2203, 2204, 2206					
POSICIÓN SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM211/216/400)								
ARP1207		Soporte estándar derecho	NC 1404, 2311					○
ARP1208		Soporte estándar izquierdo	NC 1405, 2310					○
ARP1707	◆	Soporte abatible derecho	NC 1404, 2311					◆
ARP1708		Soporte abatible izquierdo	NC 1405, 2310					○
ARP1709		Soporte MatrX Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje derecha	NC 1404 					350,00
ARP1710		Soporte MatrX Resolve, abatible int/ext, ajustable en altura, montaje izquierda	NC 1405 					350,00
ARP2075		Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der	NC 1415					207,75
ARP2076		Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq	NC 1339					207,75
ARP2213		Montaje central, abatible hacia derercha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (2231/2232+2207/2213)					630,28
ARP2214		Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (2231/2232+2208/2214)					630,28
ARP2227		Montaje derecha, para acompañante	NC 2219, 1221					150,99
ARP2228		Montaje izquierda, para acompañante	NC 2219, 1222					150,99
ARU2239		Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente						
SOPORTE LiNX REM500 (SOLO PANTALLA)								
ARP2209		Soporte abatible derecho, multiajustable	NC (2251+2217), 1404, 2311					○
ARP2210		Soporte abatible izquierdo, multiajustable	NC (2251+2218), 1405, 2310					○
ARP2213		Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311					630,28
ARP2214		Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311					630,28



2075/2076



Código	Descripción		P.V.P €
ARU2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE			
ARP2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) 	NC 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204/2205)	738,99
ARP2245	Doble mando intuitivo IDC 	NC 1207, 1208, 2069	783,23
ARP1207	Soporte estándar der	NC 2245	☐
ARP1208	Soporte estándar izq	NC 2245	☐
ARP1221	Soporte derecho, desmontable	NC 2219, 2227	☐
ARP1222	Soporte izquierdo, desmontable	NC 2219, 2228	☐
Si varios mandos tienen que ir montados en el soporte abatible Nucleus (montaje posición central), por favor seleccione opción montaje especial 2215!			
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE			
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
ARP2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	963,90
ARP2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF 	NC 2203, 2204, (2229/2230/2247/2257/2233/2240+2258)	1.060,29
ARP2207	Soporte derecho	NC (2231/2232+1404/2311)	☐
ARP2208	Soporte izquierda	NC (2231/2232+1405/2310)	☐
ARP2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARP2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS & SOPORTES			
Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500) - Obligatorio pedir opción reposacabezas ELAN			
ARP2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (reposacabezas seleccionado siempre con soporte estándar) - Consultar disponibilidad 	1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.105,90
ARP1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha , (ASL628)		☐
ARP1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda , (ASL628)		☐
ARU1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico		2.190,83
ARU1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico		2.190,83
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
ARP2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495) 	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	4.761,13
ARP2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495) 	2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257,2240, (2231/2232+2258)	5.092,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
ARP2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106) 	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, (2231/2232+2258)	5.670,00
ARP2275	Montaje central, abatible hacia der., Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm) 	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	☐
ARP2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	☐
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente		
ACCESORIOS INALÁMBRICOS PARA ATOM			
ARP2249	Receptor 3 pulsadores sin cable (ASL557-3)		393,23
ARP2250	Controlador de ratón para ordenador inalámbrico. (ASL558)		1.357,79
MICRO EXTREMITY CONTROL			
ARP2233	Mando proporcional MEC (Micro Extrimity Control) 	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2240, (2231/2232+2258)	3.832,50
ARP2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm		☐
ARP2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm		☐
ARP2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARP2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311	630,28
ARP2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311	646,30



2219



2245



2231



2232



2229



2230



2247



2257



2249



2235



2250



2219



2245



2231



2232



2229



2230



2247



2257



2249

2250

Código	Descripción	P.V.P €
ARP2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO REFORZADO (HEAVY DUTY)		
ARP2240	Mando proporcional reforzado (ASL133) con pulsador incluido	2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2233, (2231/2232+2258)
ARP2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	
ARP2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	
ARP2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARP2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARP2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARP2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO PEDIÁTRICO COMPACTO		
ARP2243	Joystick compacto proporcional pediátrico (ASL132), incluye módulo de entrada	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256
ARP2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	
ARP2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	
ARP2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARP2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARP2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2217), 1404, 1405, 2310, 2311
ARP2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus), incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm)	NC (2251+2218), 1404, 1405, 2310, 2311
ARU2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
MANDO OCCIPITAL POR SOPLIDO		
ARP2255	Mando por soplido (ASL109) y sensores de proximidad incluye módulo de entrada y pulsador labial (ASL 301 LIP) (Combina control por soplido simple con movimiento de cabeza)	NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2243
MANDO POR SOPLIDO		
ARP2256	Mando por soplido (ASL 109). Incluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente)	NC 2271, 2203, 2204, 2243
OPCIONES INTERFAZ LINX (montado & conectado)		
ARP2271	Módulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido)	NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204
MANDOS ALTERNATIVOS		
ARU2216	Mando alternativo especial (consultar con Departamento de fabricación especial)	
MANDOS ALTERNATIVOS (ACTUADORES ASIENTO)		
MANDO LINX 10 BOTONES		
SIEMPRE LADO OPUESTO A JOYSTICK		
ARP2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A (acceso directo a cambios posturales)	
ARP2217	Soporte der. Montaje usuario	NC (2206+2209), (2251+1404/2311)
ARP2218	Soporte izq. Montaje usuario	NC (2206+2210), (2251+1405/2310)
ARP2226	Montaje acompañante, montaje carenado respaldo	
ARP2225	Sin montar	
PULSADORES		
ARP2261	Selector con conexión stereo (control directo para basculación solo)	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066
ARP2262	Pulsador con conexión stereo (control directo para basculación solo)	NC 0539, 0549, 0577, 0584, 0589, 2053, 2060, 2063, 2066
ARP2263	Selector 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589
ARP2264	Pulsador 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)	NC 2053, 2069, 0539, 0549, 0577, 0584, 0589
ARP2207	Soporte der. Montaje usuario	
ARP2208	Soporte izq. Montaje usuario	
ARP2225	Sin montar	
ACCESORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
ARP2253	Conexión USB DLX-USB200-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706



2240



2248



2271



2251



2217



2218

2227/
2228

2263



2253

Código	Descripción	P.V.P €
ARP2207	Montaje derecha	○
ARP2208	Montaje izquierda	○
MANDO PARADA EMERGENCIA		
ARP2258	Mando parada emergencia inal. (ASL504) NC (2231/2232+2229/2230/2247/2257/2233/2240)	749,50
MODULO DE SALIDA		
ARP2272	Modulo de salida LiNX (DLX-OUT500) NC2203, 2204	456,21
OTROS COMPONENTES/ACCESORIOS LiNX		
ARP2300	Sin montar	○
ARU2301	Conectados y programados (Especial)	
PULSADORES SIMPLES		
ARP1685	Pulsador simple rojo	114,77
ARP1686	Pulsador simple amarillo	114,77
ARP1687	Pulsador simple verde	114,77
ARP1690	Pulsador simple azul	114,77
PULSADORES OVALADOS		
ARP2254	Pulsador ovalado, negro	114,77
PULSADORES PIKO		
ARP1711	Pulsador Piko rojo	141,64
ARP1712	Pulsador Piko amarillo	141,64
ARP1713	Pulsador Piko verde	141,64
ARP1714	Pulsador Piko naranja	141,64
ARP1715	Pulsador Piko azul	141,64
ARP1716	Pulsador Piko negro	141,64
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)		
ARP2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76), Bodypoint PC101A	84,26
ARP2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100mm), Bodypoint PC102A	84,26
ARP2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A	84,26
ARP2724	Pomo de goma tipo "seta" (diám 42 mm), Bodypoint PC110A	84,26
OPCIONES UNIDAD DE CONDUCCIÓN		
COLORES CARENADO		
ARP2640	Negro Obsidiana NUEVO	○
ARP2641	Rojo Rubi	○
ARP2642	Pasión Púrpura	○
ARP2643	Azul Eléctrico	○
ARP2644	Azul Ártico	○
COLOR EMBELLECEDORES LLANTA		
ARP2650	Negro Obsidiana NUEVO	○
ARP2651	Rojo Rubi	○
ARP2652	Pasión Púrpura	○
ARP2653	Azul Eléctrico	○
ARP2654	Azul Ártico	○
HORQUILLAS		
ARP2631	Horquilla monobrazo (incluye ruedas negras)	286,49
ARP2632	◆ Horquilla doble (incluye ruedas negras)	◆
RUEDAS CENTRALES		
ARPO704	14" (355mm)x 3" (75mm) Neumáticas	○
ARPO705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras NUEVO	◆
ARPO706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras, Con líquido antipinchazo	70,00
MOTOR / VELOCIDAD		
ARP1294	Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.	○
ARP1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h	○
ARP1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	◆
BATERÍAS		
ARP1257	◆ 50 Ah Gel	◆
G-TRAC		
ARP1215	Módulo G-Trac	898,80
CARGADOR		
ARP1343	◆ Opticharge 8A	◆
ARP1313	OptiCharge Charger 10A	366,88
LUCES		
ARP1367	Kit de luces con intermitentes NC 2203	531,49
ARP1437	Kit de luces tipo LED con intermitentes - Potencia 30 Luxes NC 2203	661,53



2258



1685-1690



2254



11-1716



2721/2722 2724 2723



2631



0705



1367



1437

Código		Descripción	P.V.P €
ARP2837		Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500) - Potencia 60 Luxes	766,24
ARP1254	◆	Sin kit de luces	◆
KIT DE TRANSPORTE			
ARP1493	◆	Fijación 4-puntos (para transportar de la silla de ruedas sin el usuario)	◆
ARP1494		Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	NC 2053 24,50
ARP1401		Fijación 6 puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19) required for variants with combined Lift & Tilt module (Adequate headrest is compulsory)	NC 2052 24,50
CINTURÓN			
ARP2113	◆	Cinturón con hebilla (montaje flexible en raíles laterales)	◆
CINTURONES PÉLVICOS BODYPOINT (incluye fijaciones)			
ARP2701		Estabilizador pélvico Evoflexr;hebilla Rehab, talla L(longitud acolchado 620 mm)🔗	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARP2702		Estabilizador pélvico Evoflexr;hebilla Rehab, talla M (longitud acolchado 460 mm)🔗	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
ARP2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L (longitud acolchado 620 mm)🔗	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARP2704		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M (longitud acolchado 460 mm)🔗	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
ARP2705		Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla L (longitud acolchado 620 mm)🔗	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027 113,72
ARP2706		Cinturón pélvico 2 puntos, Doble ajuste central (tirar de ambos lados hacia exterior). Cinch-Mount, Talla M (longitud acolchado 460 mm)🔗	NC 2035, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2113, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 113,72
RETROVISOR TRASERO			
ARP1415		Retrovisor - der	NC 2075 36,64
ARP1339		Retrovisor - izq	NC 2076 36,64
ACCESORIOS			
BANDEJA			
ARP1404		Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2207), 2209, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2217) 300,34
ARP1405		Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2033, 2014, 2018, (2231/2232+2208), 2210, 2213, 2214, 2241, 2242, 2275, 2276, (2251+2218) 300,34
PRECIO TOTAL			



1415/1339



1404/1405



2310/2311



Tipo de basculación	Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento)	Altura asiento delantera (distancia suelo/placa asiento)		
		440mm (ARP0337)	460 mm (ARP0331)	480 mm (ARP0339)
ARO2057: Sin ángulo negativo (procline), ni ángulo positivo (declive)		440	460	480
ARO2054: Asiento con ángulo negativo 5° (procline)		490	510	530
ARO2055: Asiento con ángulo negativo 10° (procline)		540	560	580
ARO2056: Asiento con ángulo positivo +5° (declive)		490	510	530
Válido con profundidad asiento 450 mm				