

Rea® Dahlia® 45°

Silla de posicionamiento con respaldo reclinable (hasta 30°)* y basculación de asiento con transferencia de peso (hasta 45°)*

Versión autopropulsable (ruedas 20", 22", 24") o kit transit (16")

Anchura total reducida (ancho de asiento +16 cm con ruedas de 16" y +18 cm con ruedas 24" sin freno tambor).

Reposabrazos y reposapiernas regulables en anchura.

Respaldo rígido Flex3 regulable en anchura mediante placas (+5 o +10 cm), en altura (+9 cm) o con tapizado ajustable en tensión

Distintos tipos de cojines de asiento y respaldo disponibles.

5 colores de chasis disponibles (bandas reflectantes)

Reposapiernas elevables, soportes de tronco, reposacabezas y taco abductor como opción.

2 ruedas antivuelcos abatibles como estándar.

Peso máximo del usuario : 135 kg

* Ver tabla de compatibilidades al final de esta tarifa. La silla Rea Dahlia ofrece un gran número de regulaciones y opciones, por lo que pueden existir algunas limitaciones en cuanto a los ángulos de asiento y respaldo máximos que se puedan conseguir según la configuración elegida.

Rea Dahlia 45° SR-50C. Código provisional Prescripción (comunicado: S0009062)

Seleccionar reposacabezas, soportes de tronco, reposapiés elevables (Categoría: SRM 050C).



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :



Cantidad pedido :

Fecha pedido :





☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA0015	☒ Invacare Dahlia 45 °		1.965,00
BXA0000	☐ Especial		☐
PROPULSIÓN			
BXA0020	☒ Kit transit: ruedas 16" con frenos tambor	(NC : 0140, 0150, 0160, 1515, 1525, 1535, 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1685, 1687)	☒
BXA0035	☐ Autopropulsable : ruedas 24"/ 22" /20"	(NC : 0090, 0180, 0430, 1505, 1548)	☐
BXA0042	☐ Doble aro DERECHO (eje extraíble)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
BXA0044	☐ Doble aro IZQUIERDO (eje extraíble)	(NC : 0120, 0140, 0180, 0430, 0595, 1505, 1515, 1542, 1544, 1546)	570,00
DIMENSIONES ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
BXA0050	☐ 390 mm (chasis pequeño)		☐
BXA0060	☒ 440 mm (chasis mediano)		☒
BXA0070	☐ 490 mm (chasis grande)		☐
EXTENSIÓN ANCHURA ASIENTO (AJUSTABLE)			
BXA0080	☒ + 50 mm		☒
BXA0090	☐ + 100 mm	1687	☐
BXA0100	☐ Sin extensión anchura asiento	0420;0430	☐
PROFUNDIDAD ASIENTO			
BXA0110	☐ 430-500 mm		☐
ALTURA ASIENTO			
BXA0120	☐ 350 mm/ 14"; (20" y 16")	(NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1455, 1460, 1465, 1475, 1525, 1535)	☐
BXA0130	☐ 380 mm/ 15"; (22", 20" y 16")	(NC : 0630, 1395,, 1415, , 1435, , 1455, 1460, 1465, 1475, 1535)	☐
BXA0140	☐ 400 mm/ 16"; (20")	(NC : 0630, 1395, 1400, 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1525, 1535)	☐
BXA0150	☐ 430 mm/ 17"; (20" y 22")	(NC : 0630, 1395, 1400, , 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1535)	☐
BXA0160	☐ 450 mm/ 18"; (24" y 22")	(NC : 1395, 1400 1455, 1460, 1465, 1475, 1505, 1515)	☐
BXA0170	☒ 480 mm/ 19"; (24" y 16")	(NC : 1395, 1400, 1515, 1525)	☒
BXA0180	☐ 500 mm/ 20"; (16")	(NC : 0680, 0730, 1395, 1400, 1415, 1435, 1515, 1525, 1535, 1687)	☐
LIMITACIONES ANGULO ASIENTO			
BXA0190	☐ Basculación reducida: ángulo asiento positivo 30 °		☐
BXA0200	☒ Basculación completa: ángulo asiento positivo 45 °		☒
LIMITACIONES ÁNGULO RECLINACIÓN			
BXA0203	☐ Reclinación reducida: ángulo 10 grados		☐
BXA0205	☐ Reclinación reducida : ángulo 20 grados		☐
BXA0207	☒ Reclinación completa: ángulo 30 grados		☒
ASIENTO			
BXA0210	☒ Profundidad ajustable 430-500 mm		☒
COJÍN ASIENTO			
BXA0220	☐ Cojín Mistral 2	0290; 0305, 0324, 0325	☐
BXA0230	☒ Cojín Flosshape	0324, 0325	☒
BXA0240	☐ Cojín Contour Visco NG Tapizado suave negro TR26 	0290;0300; 0305, 0324, 0325	105,43



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA0243	☐ Cojín MATRX LIBRA		323,15
BXA0246	☐ Cojín FLO-TECH SOLUTION XTRA		616,15
BXA0280	☐ Sin cojín (solo placa asiento)	0305	○
PROFUNDIDAD CÓJIN MATRX LIBRA/ FLO TECH SOLUTION XTRA			
BXA0324	☐ Corta (LIBRA : 405 mm/ SOLUTION XTRA 430 mm)		○
BXA0325	☐ Larga (LIBRA : 455 mm / SOLUTION XTRA 455 mm)		○
TAPIZADO ASIENTO			
BXA0290	☐ Terciopelo negro TR35		○
BXA0300	☒ Tapizado suave negro TR26		◆
BXA0305	☐ Tejido microventilado negro TR36		○
RESPALDO			
TUBO RESPALDO			
BXA0320	☒ Recto (Flex 3 y Matrx)		◆
EXTENSIÓN ANCHURA RESPALDO (AJUSTABLE)			
BXA0330	☐ + 50 mm	0430; 0595	○
BXA0340	☒ Sin extensión anchura respaldo		◆
TIPO DE RESPALDO			
BXA0350	☐ Matrx Elite E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0510;0520;0530; 0535; 1100;0110;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230; 1240;1250	770,00
BXA0360	☐ Matrx Elite Deep E2 (anclajes montados en tubos de respaldo, respaldo sin montar) Plazo de entrega adicional : + 10 días	0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490; 0500;0510;0520;0530; 0535;1100;1110;1120;1130;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1240;1250	770,00
BXA0390	☒ Respaldo Flex 3 , placa anchura ajustable	0413;0417;0450;0570;1072	◆
BXA0400	☐ Respaldo Flex 3 , ajustable en tensión, ajustable anchura	0413;0417;0430;0570;1072;1250	○
BXA0410	☐ Tubos respaldo sin acolchado	0413;0417;0420;0430;0450;0460;0470;0480;0490;0500;0520;0530; 0540, 0550, 0570; 0535; 1072;1100; 1110;1130;1140;1150;1180;1190;1200;1210;1230;1240;1250	○
ALTURA RESPALDO MATRX			
BXA0413	☐ Altura 41 cm		○
BXA0415	☐ Altura 46 cm		○
BXA0417	☐ Altura 51 cm		○
ANCHURA RESPALDOS MATRX			
BXA0421	☐ 380 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 290 MM	○
BXA0422	☐ 410 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 315 MM	○
BXA0423	☐ 430 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 340 MM	○
BXA0424	☐ 460 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 370 MM	○
BXA0425	☐ 480 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 390 MM	○
BXA0426	☐ 510 MM	Anchura de tronco (indicativa) : 420 MM	○
AJUSTE RESPALDO FLEX 3			
BXA0420	☒ Flex 3 + 50 mm		◆
BXA0430	☐ Flex 3 + 100 mm	NC1687	○
BXA0440	☐ Sin extensión anchura respaldo		○
RESPALDO			
BXA0450	☐ Respaldo acolchado con laterales		○
BXA0460	☐ Respaldo Laguna (soporte lateral)		○
BXA0470	☐ Respaldo Mistral 2 (soporte cintura)	0535	157,71
BXA0480	☒ Respaldo Passad 2 (Soporte hombros)		◆
BXA0510	☐ Sin tapizado respaldo	0520;0530; 0535	○
TAPIZADO RESPALDO			
BXA0520	☐ Terciopelo negro TR35		○
BXA0530	☒ Tapizado suave negro TR26		◆
BXA0535	☐ Tejido microventilado negro TR36		○
PUÑOS			
BXA0540	☐ Barra de empuje ajustable en ángulo		120,00
BXA0550	☒ Puños divididos		◆
BXA0560	☐ Puños conectados sin fijación reposacabeza		○
BXA0570	☐ Puños conectados, con fijación reposacabeza	1072	○
ASIENTO			
BASCULACIÓN ASIENTO			
BXA0580	☒ Basculación asiento por pistón accionado con la mano		◆
BXA0595	☐ Basculación eléctrica respaldo y asiento (consultar disponibilidad)		600,46
RECLINACIÓN RESPALDO			
BXA0600	☒ Reclinación respaldo mediante pistón gas accionado por acompañante		◆
BXA0620	☐ Respaldo fijo regulable en ángulo por husillo		○
REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETA			
REPOSAPIÉS CENTRAL			







Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA0630	☐	Reposapiés central, incluye acolchado pantorrillas y tubos porta paleta. No para combinar con tubos porta paleta individuales, taco abductor , extensión paletas y kit palomillas.	0640;0650;0660;0670;0680;0690;0700 ; 0710;0720;0730;0740;0750;0760;0770 ; 0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280;1300;1310;1000	422,38
POSICIÓN REPOSAPIÉS				
BXA0640	◆	Posición baja, estándar		◆
BXA0650	☐	Posición alta, para piernas largas, 50mm más alta		○
REPOSAPIÉS IZQ.				
BXA0660	☐	Pescante ajustable en ángulo - izq. Con acolchado rodilla y soporte pantorrillas	(NC : 0760, 0780, 0790; 1290	142,69
BXA0670	◆	Pescante fijo 80 °, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	1245	◆
BXA0680	☐	Pescante fijo 90 °, abatible hacia interior y exterior - alu 2003, izq	0780;0800;0810;1270; 1460; 1465, 1470; 1475)	52,53
BXA0690	☐	Acolchado amputado - alu 2008 izq.	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310	144,23
BXA0700	☐	Sin reposapiés , Izq	0760;0770;0780;0790;0800;0810;1270; 1280;1290;1300;1310	○
REPOSAPIÉS DER.				
BXA0710	☐	Pescante ajustable en ángulo - der. Con acolchado rodilla y soporte pantorrilla	(NC : 0760, 0820, 0830, 1290)	142,69
BXA0720	◆	Pescante fijo 80°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	1280	◆
BXA0730	☐	Pescante fijo 90°, abatible hacia interior exterior - alu 2003, der	0820;0840;0850;1270;1455, 1460; 1475)	52,53
BXA0740	☐	Acolchado amputado - alu 2008 der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310	144,23
BXA0750	☐	Sin reposapiés, der	0760;0770;0820;0830;0840;0850;1270; 1280;1290;1300;1310	○
PALETA MONOBLOC				
BXA0760	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo corto.	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280	147,08
BXA0770	☐	Paleta monobloc ajustable en ángulo y profundidad tubo largo	0780;0790;0800;0810;0820;0830;0840; 0850;1270;1280	147,08
TUBO + PALETA IZQ.				
BXA0780	☐	Tubo corto + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300	○
BXA0790	☐	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290	○
BXA0800	☐	Tubo largo + paleta fija y talonera, izq. No para combinar con extensión paleta.	1270;1290;1300	○
BXA0810	◆	Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera izq.	1290	◆
TUBO + PALETA DER.				
BXA0820	☐	Tubo corto + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300	○
BXA0830	☐	Tubo corto+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290	○
BXA0840	☐	Tubo largo + paleta fija y talonera, der. No para combinar con extensión paleta.	1280;1290;1300	○
BXA0850	◆	Tubo largo+ paleta ajustable en ángulo y profundidad y talonera der.	1290	◆
REPOSABRAZOS (Cierre bloqueo incluido)				
REPOSABRAZOS IZQUIERDO				
BXA0860	☐	Acolchado estrecho, goma negra tipo action izq (cierre bloqueo incluido)	1716	○
BXA0870	☐	Ajustable en altura, goma clematis, izq (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985;1716	○
BXA0875	☐	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis , izq (cierre bloqueo incluido)	0985;1716	○
BXA0880	◆	Ajustable en altura, acolchado ancho , izq	0985;1716	◆
BXA0885	☐	Ajustable en altura, almohadilla concava, izq.	(NC : 0985, 1716)	○
BXA0890	☐	Reposabrazos hemiplejía , izq. No para combinar con accesorios mesita.	0980;0985;1710;1715;1720;1730; 1735;1740; 1716	98,75
BXA0910	☐	Sin reposabrazos izquierdo	0975; 0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735 ; 1740	○
REPOSABRAZOS DERECHO				
BXA0920	☐	Acolchado estrecho, goma negra tipo action der (cierre bloqueo incluido)	1717	○
BXA0930	☐	Ajustable en altura, goma clematis, der (cierre bloqueo incluido) 230 à 320 m	0985; 1717	○
BXA0935	☐	Reposabrazos alto (+55 mm) - Goma clematis , der (cierre bloqueo incluido)	0985; 1717	○
BXA0940	◆	Ajustable en altura, acolchado ancho der	0985; 1717	◆
BXA0945	☐	Ajustable en altura, almohadilla concava, der.	(NC : 0985, 1717)	○
BXA0950	☐	Reposabrazos hemiplejía , der. No para combinar con accesorios mesita (cierre reposabrazos incluido)	0980;0985;1710;1715; 1720;1730; 1735;1740; 1717	98,75



Código	Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA0970	☐ Sin reposabrazos derecho	0975; 0980;0985;1710;1715;1720;1730;1735 ; 1740	○
OPCIONES ASIENTO			
OPCIONES REPOSABRAZOS			
BXA0975	☐ Protectores de ropa reforzados		60,00
BXA0980	☐ Acolchado lateral reposabrazos		73,54
BXA0985	☐ Funda acolchado reposabrazos , terciopelo negro TR35	1710;1715;1720;1730; 1735; 1740;1716;1717;1725	31,52
OPCIONES ASIENTO			
BXA0990	☐ Funda incontinencia		33,58
BXA1000	☐ Taco abductor	1020	64,48
BXA1010	☐ Extensión placa de asiento en anchura , hacia delante, hacia atrás o asimétrica (con kit, 2 placas)		52,53
BXA1020	☐ Incremento placa de asiento 2 cm + alta		63,04
BXA1030	☐ Goniómetro, asiento		26,27
OPCIONES RESPALDO			
REPOSACABEZAS			
BXA1040	☐ Reposacabeza envolvente, ajustable lateralmente 	(NC : 1047, 1048, 1049, 1070)	136,58
BXA1060	☐ Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla, ajustable lateralmente. 	(NC : 1047, 1048, 1049, 1050; 1070)	170,00
BXA1041	☐ Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (254 mm / 10")	(NC : 1050, 1070)	178,00
BXA1042	☐ Reposacabeza ELAN, almohadilla estándar (355 mm / 14")	(NC : 1050, 1070)	178,00
BXA1043	☐ Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (229 mm / 9")	(NC : 1050, 1070)	188,50
BXA1044	☐ Reposacabeza ELAN, almohadilla occipital (305 mm / 12")	(NC : 1050, 1070)	188,50
BXA1045	☐ Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 229 x altura 177 mm / 9" x 7")	(NC : 1050, 1070)	325,50
BXA1046	☐ Reposacabezas Elan, almohadilla 4 puntos (anchura 280 x altura 254 mm / 11" x 10")	(NC : 1050, 1070)	325,50
SOPORTE REPOSACEBZAS ELAN			
BXA1047	☐ Soporte Matrxx Elan adulto	NUEVO	234,50
BXA1048	☐ Soporte Matrxx Elan adulto Prolongado		295,00
BXA1049	☐ Soporte Matrxx LOXX		210,00
OTRAS OPCIONES DE REPOSACABEZAS			
BXA1050	☐ Funda reposacabezas envolvente	(NC : 1070)	39,00
BXA1070	☐ Reposacabeza simple 		77,28
BXA1090	☐ Kit palomillas reposacabezas		25,50
SOPORTES DE TRONCO (IZQ)			
BXA1100	☐ Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (izq)		89,30
BXA1140	☐ Soporte lateral tronco con brazo estándar (izq)		78,80
BXA1180	☐ Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (izq.)	NUEVO	99,00
SOPORTES DE TRONCO (DER)			
BXA1110	☐ Soporte lateral tronco multiajustable brazo estándar (der)		89,30
BXA1150	☐ Soporte lateral tronco con brazo estándar (der)		78,80
BXA1190	☐ Soporte de tronco multiajustable, almohadilla ajustable en profundidad, con brazo abatible (der.)	NUEVO	99,00
OPCIONES DE RESPALDO			
BXA1240	☐ Cuñas (par)		15,30
BXA1260	☐ Goniómetro respaldo		26,27
OPCIONES REPOSAPIÉS			
BXA1270	☐ Extensión paleta izq	1300	10,85
BXA1280	☐ Extensión paleta der	1300	10,85
BXA1290	☐ Cincha reposapiernas (para paleta monobloc)		○
BXA1300	☐ Acolchado paleta		52,53
BXA1310	☐ Cincha reposapiernas acolchada		81,95
BXA1311	☐ Cincha de tobillo, cierre hebilla, L (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXA1312	☐ Cincha de tobillo, cierre hebilla, M (par)	kit de montaje incluido NUEVO	154,00
BXA1313	☐ Cincha de tobillo, cierre hebilla, S (par)	kit de montaje incluido NUEVO	150,70




Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
CHASIS				
BANDAS DE COLOR REFLECTANTES				
BXA1320	☐	Azul		15,76
BXA1330	☒	Plata		◆
BXA1340	☐	Rojo		15,76
BXA1350	☐	Champagne		15,76
BXA1360	☐	Verde petróleo		15,76
BXA1365	☐	Sin bandas de color		○
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS				
BXA1370	☒	Fijas		◆
BXA1380	☐	QR		54,06
RUEDAS DELANTERAS				
BXA1395	☐	100X30 Semi maciza Softroll negra (4")		41,37
BXA1400	☐	125x27 semi macizas (5") negra		41,37
BXA1415	☐	140X40 blanda negra		41,37
BXA1435	☐	150X30 Semi Maciza negra		41,37
BXA1455	☒	200X30 Maciza negra		◆
BXA1465	☐	200x32 neumática negra		41,37
BXA1475	☐	200X45 Maciza negra		41,37
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS				
BXA1505	☒	16" / 405 MM (eje fijo)	(NC : 1542, 1544, 1548, 1565, 1575, 1595, 1610, 1620, 1630, 1670, 1687)	◆
BXA1515	☐	20" / 515 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1542, 1546, 1548, 1575, 1585, 1595, 1630)	○
BXA1525	☐	22" / 560 MM (eje extraíble / Quicke Release)	(NC : 1630)	○
BXA1535	☐	24" / 600 MM (eje extraíble / Quicke Release)		○
TIPO RUEDAS TRASERAS				
BXA1542	☐	Estándar (buje negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1575, 1620, 1630)	○
BXA1544	☐	Reforzada (bujes aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable)		30,00
BXA1546	☒	Freno tambor 22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable	(NC : 1595)	○
BXA1548	☐	Doble aro (bujes negro & sistema doble aro)	(NC : 1565, 1575, 1610, 1620, 1630, 1670)	○
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
BXA1565	☐	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
BXA1585	☒	Macizas negras 1" 3/8		◆
BXA1595	☐	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		52,53
AROS				
BXA1610	☐	Aluminio 4-p		○
BXA1620	☐	Recubierto plástico 4-p		82,68
BXA1630	☐	Acero		84,05
OPCIONES RUEDAS				
PROTECTORES RADIOS				
BXA1670	☐	Protectores radios Frost		145,50
SEGURIDAD				
FRENOS				
BXA1680	☐	Frenos accionados usuario		○
BXA1685	☐	Freno unilateral izquierdo		65,00
BXA1687	☐	Freno unilateral derecho		65,00
OPCIONES DE SEGURIDAD				
CINTURONES				
BXA1690	☐	Cinturón pélvico		34,35
BXA1691	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BXA1692	☐	Cinturón pélvico- 2 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		113,72
BXA1693	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos M, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
BXA1694	☐	Cinturón pélvico- 4 puntos L, sistema de fijación Flat-Mount		139,23
ARNESES				



Código		Descripción	No Compatibilidades	P.V.P €
BXA1696	☐	Arnés de hombros PivoFit Dynamic Medium, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	152,90
BXA1697	☐	Arnés de hombros PivoFit Dynamic, Large, sistema de fijación Cinch-Mount	Solo con respaldo ELITE E2 /ELITE DEEP E2 o con reposacabezas	161,70
OTRAS OPCIONES				
BXA1710	☐	Mesita (incluye kit de montaje)	NC 1725	152,25
BXA1715	☐	Mesita con soporte codos (incluye kit de montaje)	NC 1725	170,00
BXA1716	☐	Media mesita, transparente, abatible, izq (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1720;	115,50
BXA1717	☐	Media mesita, transparente, abatible, der (reposabrazos acolchado estrecho incluidos)	1720;	115,50
BXA1720	☐	Acolchado para mesita	1730; 1735	65,00
BXA1725	☐	Acolchado para media mesita	1730; 1735	65,00
BXA1730	☐	Mesita abatible	1740	174,31
BXA1735	☐	Mesita abatible con soporte codos	1740	199,31
BXA1740	☐	Dispositivo de bloqueo para mesita		35,00
BXA1780	☐	Bomba de hinchado		12,99
BXA1790	☐	Soporte para bastones		27,99
BXA1810	☐	Fijación arnés delantera (par)		31,52
BXA1820	☐	Fijación arnés superior		31,52
BXA1850	☐	Anclajes para transporte (con usuario y sin usuario)		0
BXA1860	☐	Bandeja respirador 		190,00
BXA1880	☐	Porta suero 		56,36
BXA1890	☐	Kit limitación ángulo		12,24
ESPECIAL				
PRECIO TOTAL				



1696/1697



1710



1715/1735



1725



1716/1717



1820



1850



1860



1850

2x

2x

REA Dahlia 45°

Altura Asiento	Diámetro Rueda trasera	Ángulo asiento (entrega de fábrica)	Ángulo respaldo (entrega de fábrica)
350 mm	16"	45	30
	20"	30	30
380 mm	16"	45	30
	20"	45	10
	22"	30	30
400 mm	20"	45	30
430 mm	20"	45	30
	22"	45	30
450 mm	22"	45	30
	24"	45	30
480 mm	16"	45	30
	24"	45	30
500 mm	16"	45	30