


Invacare® **Action⁴ NG** CE

Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima. Anchos de asiento 380 hasta 480 mm. Numerosas posibilidades de ajustes y configuraciones. Respaldo fijo 7º (2 alturas disponibles: 400, 430 mm). Respaldo regulable en altura o reclinable por pistón de gas o cremallera (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura. Reposabrazos abatibles como opción. Nueva Unidad giratoria 360º Hemi con soporte de codo y diferentes opciones de apoyo palmar (Derecha o izquierda).

Peso : a partir de 14,4 kg (versión autopropulsable)
Peso máximo usuario: 125 kg

Action4 SR-40D : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008941 
Action4 SR-10A : Código provisional Prescripción (comunicado) : S0008868 

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :


Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**


Código	Descripción			P.V.P €
MODELO				
CKB0000	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG		<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL				
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO ESPECIAL	(NC: 0821)	<input checked="" type="checkbox"/>
CKBSPEC		ESPECIAL		
MODELO BASE				
CKB0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 NG		652,61
ALBER				
CKB0070		Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber	plazo de entrega + 5 días adicionales (NC: 0110, 0555, 0615, 0940, 0950, 0951, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1252)	578,34
PROPULSIÓN				
CKB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)		(NC :0942) <input checked="" type="checkbox"/>
CKB0110		Kit transit con pisapié derecho (solo disponible con eje fijo y freno accionado con el pie)	(NC : 0240, 0250,0556, 0901, 0930, 0940, 0905; 0925,0944, 0946, 0948, 0950, 0951, 0960, 0970, , 0980, 0990, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220)	<input type="checkbox"/>
ASIENTO				
ANCHURA ASIENTO				
CKB0120		Anchura asiento 380 mm.		(NC : 0201) <input type="checkbox"/>
CKB0130		Anchura asiento 405 mm.		(NC: 0201) <input type="checkbox"/>
CKB0140	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.		<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0150		Anchura asiento 455 mm.		<input type="checkbox"/>
CKB0160		Anchura asiento 480 mm.		<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO				
CKB0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm.		(NC 0702, 0703) <input checked="" type="checkbox"/>
CKB0190		Profundidad asiento 450 mm.		(NC : 0296, 0701, 0703) <input type="checkbox"/>
CKB0195		Profundidad asiento 500 mm.		(NC :0280,0295, 0296,0659, 0661, 0681, 0691) <input type="checkbox"/>
CKB0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm.	se entrega a 430 mm (NC 0270, 0280, 0295, 0296, 0703)	63,12
CKB0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.	(NC : 0270, 0280,0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691)	63,12
ALTURA ASIENTO				
CKB0210		Altura asiento 510 mm.		(NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946) <input type="checkbox"/>



Código	Descripción			P.V.P €		
CKB0220	◆	Altura asiento 485 mm.	(NC : 0925, 0944)	◆		
CKB0230		Altura asiento 460 mm.	(NC : 0944)	○		
CKB0240		Altura asiento 435 mm.	(NC : 0840, 0845,0850, 0870, 0942, 0944)	○		
CKB0250		Altura asiento 410 mm.	(NC : 0556, 0770, 0840, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944,1130, 1195, 1196)	○		
TAPIZADO ASIENTO						
CKB0270		Sin tapizado de asiento	NC: 0654,0659,0661, 0681,0691, 0692, 0693	○		
CKB0280	◆	Tapizado asiento sin cinchas de fijación (cierre de gancho y bucle)		◆		
CKB0290		Tapizado de asiento con cinchas de fijación (cierre de gancho y bucle)		○		
CKB0295		Tapizado de asiento acolchado		○		
RESPALDO						
RESPALDO Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables						
CKB0300		Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)	(NC : 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538,0539,0540 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780)	53,55	
CKB0310		Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 38mm)	Puños ajustables (independiente altura tapizado)	(NC : 0364, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539,0540, 0598, 0599, 0600, 0716,0717, 0718, 0780)	149,42
CKB0311	◆	Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	◆
CKB0312		Respaldo fijo 7°	altura 510 mm	Puños fijos	(NC: 0360, 0367)	24,89
CKB0314		Respaldo fijo 7°	altura 430 mm	Puños ajustables en altura	(NC : 0360, 0367,0782)	149,42
CKB0317		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)		(NC : 0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130)	251,69
CKB0318		Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to + 15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)		(NC :0350, 0360, 0364, 0368, 0539, 0540, 0556, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0721)	251,69
CKB0320		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	202,35
CKB0333		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	206,17
CKB0334		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 470/490/510 MM (entrega a 510 MM)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060)	206,17
CKB0345		Respaldo reclinable / partido (pistón gas) 0/30° (incl tensor, solo con posición de ruedas pasivas.)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0556,0780,0782, 1055, 1060)	236,16
CKB0341		Respaldo partido 7°	430 mm altura	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0782)	57,84
CKB0342		Respaldo partido 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0360, 0367, 0375, 0782)	57,84
TAPIZADO RESPALDO						
CKB0350		Sin tapizado respaldo				○
CKB0360		Estándar acolchado (jemima)				○



















0317/
0318



0364 / 0367 / 0368 / 0375

Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0364	◆	Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro			◆	
CKB0367		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero -Bi material - Color negro			37,49	
CKB0368		Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro - incluye tensor	(NC: 0780, 0782)		57,76	
CKB0375		Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro - incluye tensor	(NC: 0780, 0782)		96,75	
PESCANTES / PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CKB0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆	
CKB0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0491, 0760)		142,69	
PESCANTE IZQUIERDO						
CKB0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆	
CKB0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0491, 0760)		142,69	
TUBO + PALETA DERECHA						
CKB0480	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras ajustables		◆	
CKB0490		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		60,94	
CKB0491		Paleta monobloc abatible	ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0770)	155,34	
TUBO + PALETA IZQUIERDA						
CKB0500	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras ajustables		◆	
CKB0510		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras ajustables		60,94	
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHA (color negro mate)						
CKB0520	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	◆
CKB0530		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)	○
CKB0532		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust. altura y profund.	(NC : 0616, 1270, 1271)	137,95
CKB0533		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	55,67
CKB0536		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271)	61,83
CKB0537		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271)	○
CKB0538		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055)	○
CKB0539		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616,1055, 1270, 1271)	71,46



Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0540	Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271)	78,25	 0556 0616
CKB0544	Abatible desmontable derecho (N°3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC: 0616, 0785, 1055, 1176, 1270, 1271)	137,95	 0555 0615
CKB0555	Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 0616, 1270, 1271)	170,61	
CKB0556	Protector antisalpicaduras derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm))		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 1055, 1075, 1270, 1271)	16,87	 0544
APOYO PALMAR (DER)						
CKB0562	Apoyo palmar plano (Der.)				112,50	
CKB0564	Apoyo palmar curvado (Der.)				133,50	
CKB0566	Apoyo palmar cuerno (Der.)				133,50	
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)						
CKB0580	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 1270, 1272)	◆	 0562
CKB0590	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad		○	 0564 0566
CKB0592	Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust. alt. 200 a 280 mm.+ protector ajust. altura y profund.	(NC : 1270, 1272)	137,95	 0592
CKB0593	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 1270, 1272)	55,67	
CKB0596	Desmontable izquierdo (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	NC: 1272	61,83	 0592
CKB0597	Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC:1055, 1270, 1272)	○	
CKB0598	Abatible desmontable izquierd (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC 1055)	○	 0604
CKB0599	Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270, 1272)	71,46	 0869 0871
CKB0600	Abatible desmontable izquierdo (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 1055, 1272)	78,25	0873 0874
CKB0604	Abatible desmontable izquierdo (N°3)	Unidad giratoria (360°) con Soporte de codo (parte trasera)	ajust.altura (170-295 mm) /profund.	(NC : 0785, 1055, 1176, 1270, 1272)	137,95	0876 0875


Código	Descripción				P.V.P €
CKB0615	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi tapizado suave TR 26 negro	multiposición	(NC : 1270, 1272)	170,61
CKB0616	Protector antisalpicaduras izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm))		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC : 0944, 0946, 1270, 1272)	16,87
APOYO PALMAR (IZQ.)					
CKB0622	Apoyo palmar plano (Izq.)				112,50
CKB0624	Apoyo palmar curvado (Izq.)				133,50
CKB0626	Apoyo palmar cuerno (Izq.)				133,50
OPCIONES ASIENTO					
CKB0640	Sin opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0780, 0782)		○
COJINES MATRX					
CKB0654	Cojín espuma BASIC 50 mm	Funda nylon & antideslizante	(NC:0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		32,13
CKB0659	Cojín Matrx lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		105,43
CKB0661	Cojín Matrx Image		(NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		323,15
CKB0681	Cojín Matrx Contour Visco NG		(NC : 0691, 0692, 0693, 0703)		105,43
CKB0691	Cojín Matrx Solution Xtra		(NC: 0692, 0693, 0703)		616,15
CKB0692	Cojín MATRX VI	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15
CKB0693	Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			323,15
PROFUNDIDAD COJINES MATRX					
CKB0701	Profundidad 400 mm				○
CKB0702	Profundidad 450 mm				○
CKB0703	Profundidad 500 mm				○
OTRAS OPCIONES ASIENTO					
CKB0656	Base de asiento rígida				46,81
CKB0716	Reposacabeza (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)		123,55
CKB0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0780, 0782)		147,36
CKB0718	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0780, 0782)		170,00
CKB0721	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				115,50
CKB0760	Cincha reposapiés ajustable				9,64
CKB0770	Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)				40,65
CKB0780	Tensor de respaldo		NC: 0782		32,13
CKB0782	Tensor de respaldo plegable				80,33
COLORES					
CKB0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				○
CKB0804	Blanco perla				○
CKB0806	Verde eléctrico				21,42
CKB0807	Negro mate				○
CKB0808	◆	Azul pop		◆	
CKB0809	Púrpura hipnótico				37,49
CKB0811	Rojo mate				○
CKB0815	Azul Acqua				○
CKB0820	Negro antracita				○
CKB0821	Color especial (solo sobre pedido)		Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente		
RUEDA DELANTERAS					
CKB0845	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas negras			○
CKB0850	200 X 30 MM (8" X 1,1/4")	macizas negras			◆




Código	Descripción		P.V.P €
CKB0870	200 X 45 MM (8" X 2")	macizas negras	○
CKB0890	150 X 32 MM (6" X 1.1/4")	macizas negras	○
CKB0895	150 X 30 MM (6" X 1.1/4")	semi macizas negras	○
CKB0905	140 X 45 MM (5.1/2" X 1.3/4")	semi macizas negras	(NC : 0942) ○
CKB0925	125 X 30 MM (5" X 1")	macizas negras	(NC : 0942) ○
RUEDAS TRASERAS			
DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS			
CKB0942	12" / 305 MM	(NC : 0961, 0966, 0974, 0978, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1160, 1210, 1220)	○
CKB0944	20" / 515 MM	(NC : 0961, 0963, 0964, 0966, 0978, 1040, 1110, 1130)	○
CKB0946	22" / 560 MM	(NC : 0964, 1110)	○
CKB0948	◆ 24" / 600 MM	(NC: 1111)	◆
TIPO RUEDAS TRASERAS			
CKB0961	◆ Estándar (bujes negro, llanta aluminio, radios acero galvanizado)	(NC : 1130)	◆
CKB0963	Freno tambor (20/22/24" : buje aluminio, llanta anodizada & radios acero inoxidable / 12" : Llanta & buje de plástico negro)	(NC : 1120, 1125, 1150, 1160)	○
CKB0964	Composite (llanta & buje de plástico negro)	(NC : 0978, 1110, 1111, 1130)	37,83
TIPO CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
CKB0972	◆ Cubierta maciza negra 35 mm (1"3/8)		◆
CKB0974	Cubierta neumática profile negra 35 mm (1"3/8)		○
CKB0978	Cubierta neumática perfil bajo gris/negra (lisa) 25 mm (1")		○
AROS			
CKB1020	◆ Aros de aluminio anodizado		◆
CKB1030	Aros de acero recubiertos de plástico antideslizante		61,44
EJE RUEDAS TRASERAS			
CKB1040	Eje fijo		○
CKB1050	◆ Eje desmontaje rápido		◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS			
CKB1055	Posición ruedas traseras activa	52,5 mm delante tubo respaldo	(NC: 1130) 80,78
CKB1060	◆ Posición ruedas traseras estándar	35 mm delante tubo respaldo	◆
CKB1070	Posición ruedas traseras amputado	35 mm detrás tubo respaldo	○
CKB1075	Posición doble amputado	52,5 detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm	(NC : 1125, 1130) 59,86
BOMBA DE HINCHADO			
CKB1080	◆ Sin bomba de hinchado		◆
CKB1090	Bomba de hinchado y soporte		12,00
OPCIONES CHASIS			
CKB1100	◆ Sin opciones chasis	(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKB1101	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)		89,96
CKB1110	Par protectores de radios 600 mm 24" negro		138,57
CKB1111	Par protectores radios 550 mm 22" transparente		138,57
FRENOS			
CKB1120	◆ Frenos de empuje		◆
CKB1125	Frenos de tiro		○
CKB1130	Frenos tambor (incluye frenos de empuje)		147,68
CKB1150	Freno por cable derecho	(NC : 1220)	57,34
CKB1160	Freno por cable izquierdo	(NC : 1220)	57,34



Código	Descripción		P.V.P €
OPCIONES SEGURIDAD			
CKB1170	◆	Sin opciones seguridad	(NC :1175; 1190, 1189,1192,1193,1194, 1200, 1210, 1220) ◆
CKB1175		Anclajes transporte	(NC: 1190, 1252) 12,60
CKB1190		Cinturón postural	NC: 1189,1192,1193,1194 34,35
CKB1189		Cinturón pélvico- 2 puntos Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1192,1193,1194 113,72
CKB1192		Cinturón pélvico- 2 puntos Acolchado 620MM - Flat Mount	NC: 1193,1194 113,72
CKB1193		Cinturón pélvico- 4 puntos Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1194 139,23
CKB1194		Cinturón pélvico- 4 puntos Acolchado 620MM - Flat Mount	139,23
CKB1195		Antivuelco (Derecho)	(NC: 1196, 1200) 33,58
CKB1196		Antivuelco (Par)	(NC: 1200, 1245) 67,15
CKB1200		Ruedas anti vuelco con pisa pié (par)	90,22
CKB1210		Kit reflectores (solo ruedas radiales)	10,75
CKB1220		Par prolongadores freno	18,18
OPCIONES ACOMPAÑANTE			
CKB1230	◆	Sin opciones acompañante	(NC : 1240) ◆
CKB1240		Soporte para bastones	31,20
CKB1241		Porta suero (tensor de respaldo 0780 obligatorio y no incluido)	56,36
OTRAS OPCIONES			
CKB1250	◆	Sin accesorios	(NC : 1270, 1271, 1272) ◆
CKN1252		Botella de oxígeno (lado derecho) Antivuelcos recomendados	76,16
CKB1270		Bandeja acrílica	NC;1271, 1272 106,63
CKB1271		Media mesita transparente abatible derecha	NC:1272 92,11
CKB1272		Media mesita transparente abatible izquierda	92,11
PRECIO TOTAL			



1430



1175



1241



1480

1483/
1484