

Alber e-fix E35/E36



Dispositivo de Ayuda a la Propulsión electrónica. Consiste en 2 ruedas con motor integrado en el buje (110W), una batería de litio 6 Ah y un mando con pantalla a color. Velocidad máxima: hasta 6 km/h.

Kit de fijación y dispositivo antivuelco obligatorios.

Peso por rueda: 7,8 kg.

Peso máximo usuario: 120 kg

Versión E-fix E36: motores 150W, baterías 7,5 Ah y peso máximo usuario hasta 160 kg.

Mando a distancia ECS con 2 niveles de asistencia y función anti-retroceso, disponible como opción.

Pack Mobility Plus: permite conectar las ruedas del E-Fix con su Smartphone via bluetooth (sistema Android & IOS) y acceder a diferentes funciones (código 1591926).

Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil, Smoov) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente. Información de la silla requerida.



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = Kg

 Los dispositivos de propulsión electrónica para sillas manuales*

Código	Descripción	P.V.P €
1566293	E-FIX E35* - Ruedas 24" - Batería 6 Ah	5.488,30
	Motorización completa con 2 ruedas motrices 24" - cubierta neumática con protección antipinchazo Schwalbe Downtown 1 3/8" - Motor : 2 x110 W Peso máximo de usuario : 120 kg Mando programable con pantalla grande LCD 2.4" a color Batería 6Ah de litio, interfaz, cargador de batería. Montaje en la silla en nuestras instalaciones incluido (consultar compatibilidad con el modelo elegido) Peso máximo de usuario : 120 kg NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1565005 ¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1593206) son OBLIGATORIOS Nota : El E-Fix incrementa el ancho total de la silla en un promedio de entre 3 y 5 cm según el modelo	
1566295	E-FIX E35* - Ruedas 22" - Batería 6 Ah	5.488,30
	Misma descripción que el modelo anterior pero con ruedas 22" en lugar de 24"	
1566302	E-FIX E36* - Ruedas 24" - Batería 7.5 Ah	6.179,25
	Motorización completa con 2 ruedas motrices 24" -cubierta neumática con protección antipinchazo Schwalbe Marathon Plus 1 3/8" Motor 2 X150 W - Ayuda para el desembrague incluida - Velocidad 6 km/h Peso máximo de usuario : 160 kg Mando programable con pantalla grande LCD 2.4" a color Batería 7.5 Ah de litio, interfaz, cargador de batería. Montaje en la silla en nuestras instalaciones incluido (consultar compatibilidad con el modelo elegido) ¡ Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1593206) son OBLIGATORIOS NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref. 1565005 Nota : El E-Fix incrementa el ancho total de la silla en un promedio de entre 3 y 5 cm según el modelo	
1467178	Kit de fijación estándar	275,03
	Nota: El montaje debe ser realizado por un técnico Invacare® homologado. En caso de pedir un conjunto nuevo de dispositivo alber e-fix y una silla del Grupo Invacare, no se aplicarán gastos de mano de obra por el montaje. Para los demás casos, consultar los gastos de montaje con nuestro Departamento de Atención al Cliente.	
1593206	Anti-vuelcos , (par). De uso obligatorio. Permiten también levantar las ruedas traseras para poner/quitar las ruedas fácilmente.	343,79
Accesorios E-Fix E-35/E-36 		
1591926	Pack Mobility Plus: permite conectar las ruedas del E-Fix con su Smartphone via bluetooth (sistema Android & IOS) y acceder a diferentes funciones: velocidad hasta 8 km/h, registro de recorridos, nivel de las baterías, registro llamadas entrantes y SM. Control remoto Blue Drive para controlar la silla usando el teléfono como un mando a distancia. <i>Consultar compatibilidad con dispositivo móvil con Departamento de Atención al Cliente.</i>	452,66
Baterías:		
1565639	Pack baterías 6 AH adicional	504,23
1566153	Pack baterías 7.5 AH adicional. Solo con baterías de 7.5AH	676,12



Código	Descripción	P.V.P €
Mandos		
◆	Mando lado derecho (soporte fijo)	◆
	Mando lado izquierdo (soporte fijo)	○
1593361	Soporte de mando abatible	359,52
Mando acompañante		
1457754	Mando acompañante: montaje del mando principal en el respaldo - lado derecho	154,71
1457755	Mando acompañante: montaje del mando principal en el respaldo - lado izquierdo	154,71
1566165	Mando intuitivo (puede ser necesario pedir ref. 1566166)	773,54
Opciones		
1566670	Protector de radios 24" decor alber (unidad)	81,45
1566666	Protector de radios 24" transparente (unidad)	81,45
1566201	Protector de radios 22" decor alber (unidad)	81,45
1566203	Protector de radios 22" transparente (unidad)	81,45
1566166	Empuñadura adicional para mando intuitivo (lado empuesto a mando uiintuitivo)	48,13
1565836	Protector de mando	55,01
1565669	Bola especial joystick - diámetro 40 mm	25,79
1566196	Bola especial joystick - blanda - diámetro 70 mm	28,08
1565670	Josystick en forma de T para tetraplégicos	96,26
1566197	Potenciómetro más grande para usuarios con poca fuerza en las manos	41,26
1565005	Kit adaptación ejes extraíbles 1/2" (par) para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del E-Motion Recomendación: para una mayor compatibilidad entre los frenos y las ruedas manuales, le aconsejamos equipar las ruedas manuales con el mismo tipo de cubierta que las ruedas del M25	177,63
1520119	Ruedas manuales 22 X 1 3/8, cubierta neumática gris con tacos , Aros acero inoxidable, con ejes 1/2" (par)	350,00
1520072	Ruedas manuales 24 X 1 3/8, cubierta maciza gris con tacos, Aros acero inoxidable, con ejes 1/2" (par)	350,00
1566184	Opti-box (para E-35 & E-36) - obligatorio pedir opción 1591597 (Anclajes Opti-Box)	310,30
1591597	Anclajes Opti-Box	42,80
1467958	Pulsador ON/OFF : obligatorio pedir opción Opti-Box (1566184)	146,06
1566177	Enchufe cargador externo	101,99
1467780	Extensión zapata de freno	27,50
1566171	Bolsa de transporte para baterías	114,60
1566178	Ayuda para el desembrague (sólo para E-Fix E-35)	343,79
* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente. Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.		