

Alber e-fix®



Los dispositivos de propulsión electrónica para sillas manuales*



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :


Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €
1566293	E-FIX E35* Dispositivo de propulsión eléctrica	4.885,00
	<p>Motorización completa con 2 ruedas motrices 22" o 24" - cubierta maciza Schwalbe Downtown 1 3/8" - Motor : 2 x110 W - - Velocidad 6 km/h ampliable a 8 km/h con el Pack Mobility Plus (1591926)</p> <p>Peso máximo de usuario : 120 kg</p> <p>Mando programable con pantalla grande LCD 2.4" a color</p> <p>Batería 6Ah de litio, interfaz, cargador de batería.</p> <p>Diámetro de ruedas a elegir:</p> <p>24" (estándar)</p> <p>22"</p> <p>Montaje en la silla en nuestra instalaciones incluido (consultar compatibilidad con el modelo elegido)</p> <p>Peso máximo de usuario : 120 kg</p> <p>NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref.1565005</p> <p>i Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1593206) son OBLIGATORIOS</p> <p>Nota : El E-Fix incrementa el ancho total de la silla entre 3 y 5 cm según el modelo</p>	
1566302	E-FIX E36* Dispositivo de propulsión eléctrica	5.500,00
	<p>Motorización completa con 2 ruedas motrices 24" -cubierta neumática antipinchazo Schwalbe Marathon Plus 1 3/8" Motor 2 X150 W - Ayuda para el desembrague incluida - Velocidad 6 km/h ampliable a 8 km/h con el Pack Mobility Plus (1591926)</p> <p>Peso máximo de usuario : 160 kg</p> <p>Mando programable con pantalla grande LCD 2.4" a color</p> <p>Batería 7.5 Ah de litio, interfaz, cargador de batería.</p> <p>Diámetro de ruedas a elegir:</p> <p>24" (standard)</p> <p>Montaje en la silla en nuestra instalaciones incluido (consultar compatibilidad con el modelo elegido)</p> <p>i Cuidado ! El kit de anclajes (1467178) y el par de antivuelcos (1593206) son OBLIGATORIOS</p> <p>NOTA: si quiere seguir usando las ruedas manuales originales de su silla, por favor pedir ref. 1565005</p> <p>Nota : El E-Fix incrementa el ancho total de la silla entre 3 y 5 cm según el modelo</p>	
1467178	Kit de fijación estándar	244,80
1593206	Anti-vuelcos , (par). De uso obligatorio. Permiten también levantar las ruedas traseras para poner /quitar las ruedas fácilmente.	306,00
Accesorios E-Fix E-35/E-36 Bluetooth®		
1591926	<p>Pack Mobility Plus: permite conectar las ruedas del Twion con su Smartphone via bluetooth (sistema Android e IOS) y acceder a diferentes funciones: velocidad hasta 8 km/h, registro de recorridos, nivel de las baterías, sistema de navegación integrado, registro llamadas entrantes y SM. Control remoto Blue Drive para controlar la silla usando el teléfono como un mando a distancia. Consultar compatibilidad con dispositivo móvil con Departamento de Atención al Cliente.</p>	402,90
Baterías:		
1566182	Pack baterías 7.5 AH en lugar de baterías 6ah estándar para E-Fix E-35	153,00
1565639	Pack baterías 6 AH adicional	448,80
1566153	Pack baterías 7.5 AH adicional. Solo con baterías de 7.5AH	601,80
Mandos		
	<input checked="" type="checkbox"/> Mando lado derecho (soporte fijo)	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Mando lado izquierdo (soporte fijo)	<input type="checkbox"/>



Código	Descripción	P.V.P €
1593361	Soporte de mando abatible 	320,00
Mando acompañante		
1457754	Mando acompañante con soporte mando acompañante - lado derecho	137,70
1457755	Mando acompañante con soporte mando acompañante - lado izquierdo	137,70
1566165	Mando intuitivo (puede ser necesario pedir ref. 1566166)	688,50
Opciones		
1566166	Empuñadura adicional para mando intuitivo (lado empuesto a mando uiintuitivo)	42,84
1467901	Soporte de mando abatible	311,10
1565836	Protector de mando	48,96
1565669	Bola especial joystick - diámetro 40 mm	22,95
1566196	Bola especial joystick - blanda - diámetro 70 mm	24,99
1565670	Josytick en forma de T para tetraplégicos	85,68
1566197	Potenciómetro más grande para usuarios con poca fuerza en las manos	36,72
1565005	Eje extraíble para seguir usando las ruedas originales de su silla con anclajes del E-Fix	158,10
1566177	Enchufe cargador externo	90,78
1467780	Extensión zapata de freno	24,48
1566171	Bolsa de transporte para baterías	102,00
1566178	Ayuda para el desembrague (sólo para E-Fix E-35)	306,00
<p>* Consultar compatibilidad entre los dispositivos Alber (E-Motion, E-Fix, Scalamobil) y los modelos de sillas existentes con el Departamento de Atención al cliente. Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.</p>		