

AQUATEC®

Asideros



Asideros y barras de apoyo abatibles




Yes, you can.®



Invacare **H320/1**

- Barra de apoyo de plástico.
- Ofrece dos alturas de apoyo.
- Se entrega sin tornillería.
- Forma oval.



Invacare **H330/1**

- Barra de apoyo abatible, de acero recubierto de plástico asegura una alta resistencia contra la corrosión.
- Soporte de papel WC.
- Profundidad abatido: 210 mm.
- Diámetro del tubo: 25 mm.



Invacare **H140 - H142**

- Asideros de pared en aluminio y plástico.
- Barras ergonómicas que garantizan una sujeción fácil y segura.
- Diámetro 350 mm.
- Se entregan con tornillería.
- Embalaje ideal para exposición



Invacare **H335**

Invacare **H345**

Invacare **H335:**

- Barra de apoyo abatible en acero.
- Existe en largos de 50 y 60 cm
- Disponible en stock en largo de 700 mm. bajo la Ref. H335

Invacare **H345:**

- Barra de apoyo abatible en acero con pie de apoyo. Regulable en altura de 750 a 850 mm.
- Disponible en stock en largo de 700 mm. bajo la ref. H345
- Diámetro del tubo: 32 mm.
- Diámetro del tubo del pie: 25 mm.
- Recambio del pie : R7764,08



Invacare **H170 Stileo**

Largo : 290 mm
Código : 1606999



Invacare **H171 Stileo**

Largo : 400 mm
Código : 1526476



Invacare **H172 Stileo**

Largo : 500 mm
Código : 1526477

- Barras de apoyo con ventosa, prácticas para tener soporte al entrar y salir de la ducha, de la bañera y del inodoro.
- La ventosa requiere una superficie plana, lisa y no porosa: baldosa sin decorados (de dimensiones superiores a 100 mm).
- Dos indicadores visuales permiten garantizar la correcta sujeción de la barra en la pared.

Datos técnicos


Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

Códigos	Invacare H320/1	Invacare H330/1	Invacare H140	Invacare H141	Invacare H142	Invacare H335	Invacare H345	Invacare H170	Invacare H171	Invacare H172
Asideros (pack de 3)	H320/1		1525875	1525876	1525877					
Barra de apoyo abatible		H330/1				H335				
Barra abatible con pie de apoyo							H345			
Barras de apoyo con ventosa (pack de 3un)								1606999	1526476	1526477
Dimensiones										
Largo (A)	330 (ángulo 135°)	-	250 mm	400 mm	500 mm	-	-	290 mm	400 mm	500 mm
Ancho (B)	40 mm	-	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm (A)	40 mm (A)	35 mm	35 mm	35 mm
Profundidad	-	-	-	-	-	620 mm (B)	620 mm (B)	-	-	-
Altura (C)	76 mm	-	105 mm	105 mm	105 mm	135 mm	135 mm	72mm	75 mm	75 mm
Ancho total (D)	-	100 mm	65 mm	65 mm	65 mm	135 mm	135 mm	95 mm (E)	100 mm (E)	100 mm (E)
Largo total	-	670 mm	-	-	-	-	-	300 mm	450 mm (D)	550 mm (D)
Profundidad total	-	-	-	-	-	700 mm (E)	700 mm (E)	-	-	-
Altura total	-	205 mm	-	-	-	220 mm (F)	220 mm (F)	-	-	-
Largo interior (E)	245 mm	-	125 mm	275 mm	375 mm	-	-	105 mm	165 mm (F)	270 mm (F)
Altura pie de apoyo (G)	-	-	-	-	-	-	635 - 645 mm	-	-	-
Profundidad abatida	-	-	-	-	-	170 mm	170 mm	-	-	-
Altura abatida	-	-	-	-	-	820 mm	840 - 850 mm	-	-	-
Ø Ventosa	-	-	-	-	-	-	-	80mm	93 mm	93 mm
Más información										
Peso	0,18 kg	2,2 kg	0.3 kg	0.5 kg	0.6 kg	3.0 kg	3,5 kg	0.35 kg	0.5 kg	0.6 kg
Capacidad de carga	115 kg	130 kg	120 kg	120 kg	120 kg	125 kg	125 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Azul - Blanco	Azul - Blanco	Azul - Blanco


Invacare H320/1




Invacare H330/1




Invacare H140 - H142



Invacare H335/H345



Invacare H170 / H171 / H172 Stileo



Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
 Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
 46001 Valencia
 España



Yes, you can.®