

# Invacare Colibri®

Sienta la Libertad



Con estilo, ligero y transportable

Diseñado con el sistema patentado Litelock™



Yes, you can.®

# Sienta la diferencia

Nuestros scooters han sido diseñados por expertos de la salud para garantizar unos niveles inigualables de calidad, seguridad y confort.

A través de una investigación continua y una amplia experiencia en el diseño de productos para la movilidad, en Invacare nos enorgullecemos especialmente de los scooters porque mejoran la calidad de vida de los usuarios. Poder recuperar la seguridad, la confianza y la independencia es muy importante.

Cada detalle de nuestros scooters se ha tenido en cuenta y se ha refinado para que moverse sea más cómodo y sencillo, desde sistemas para transportarlos fácilmente, acolchados o asientos regulables.

## Calidad



Líder en el mercado en el montaje de calidad con especial atención en los detalles.

## Seguridad



Cumple con los últimos Estándares Europeos de Dispositivos Médicos.

## Confort



Diseño que se ajusta y adapta para ofrecer mayor confort



# Sienta el control con el **Invacare Colibri®**

Le presentamos el Invacare Colibri®, nuestro scooter más ligero y transportable. Diseñado para mejorar su estilo de vida con mayor independencia y con una amplia gama de colores disponibles.

Compacto y muy fácil de conducir, el Colibri® ha sido diseñado con el sistema patentado Litelock™ que permite desmontar el scooter en 4 partes fácilmente en unos minutos sin necesidad de herramientas para poder transportarlo en el maletero del coche. El asiento

giratorio hace que subir y bajar de su scooter sea muy fácil. El Colibri® es increíblemente sencillo de arrancar y conducir. Este scooter ha sido diseñado para brindarle una conducción cómoda y segura con la capacidad de maniobrar en espacios reducidos.

Velocidad  
máxima  
**8km/h**

Autonomía de  
**16km**  
con una carga  
completa

**136 kg**  
Peso  
máximo  
usuario



Fácil de transportar gracias al sistema Litelock™



## Fácil de conducir y transportar

- Viaje con estilo
- Manillar ergonómico para mayor control
- Fácil de conducir




## Seguridad sobre todo

- Palanca de desembrague en 2 tiempos que impide que el motor quede desembragado de forma involuntaria.
- Luz frontal, luz de freno e intermitentes
- Opciones adicionales disponibles



Nuestro scooter más **ligero** y **transportable**



**Fácil de cargar**

desde el scooter o con un cargador externo





## Diseñado pensando en el confort

- Acolchado del asiento de alta calidad
- Asiento ajustable en altura
- Los reposabrazos abatibles y el asiento giratorio facilitan subir y bajar del scooter



## Manillar ajustable para mayor confort



Asiento giratorio para transferencias más fáciles



Iluminación de alta calidad



Manillar ajustable para mejorar la posición de conducción



## Personalice su scooter

Adapte el Invacare Colibri® a sus gustos y necesidades. Explore las opciones disponibles.

## Personalice su scooter

Tenemos una amplia gama de opciones disponibles para que pueda personalizar su scooter Invacare Colibri®. Pregunte a su distribuidor y descubra todas las opciones.



Batería adicional



Retrovisor grande



Soporte bastones



Diferentes tamaños de ruedas

## Datos técnicos

Para más información sobre el producto, incluido manuales de usuario, por favor visite nuestra web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)



Ancho de respaldo ▼

465 mm



Profundidad de asiento ▼

400 mm



Altura asiento - suelo ▼

370 - 420 mm



Altura de respaldo ▼

385 mm



Ancho total ▼

505 mm



Largo total ▼

1010 mm



Peso ▼

44 kg (12 Ah)  
49 kg (18 Ah)



Peso máximo de usuario ▼

136 kg



Capacidad de las baterías ▼

2 x 12 Ah  
2 x 18 Ah



Radio de giro ▼

2200 mm



Capacidad para superar obstáculos ▼

40mm (12Ah)  
45mm (18Ah)



Pendiente máxima ▼

6° / 10.5%



Potencia motor ▼

200 W



Distancia máxima de conducción ▼

12Ah : 11km  
18Ah : 18km



Velocidad máxima ▼

8 km/h

## Colores\*



Azul Zafiro



Rojo



Verde Jade

## Tapicería



Negro

\* Los colores de los scooters pueden variar ligeramente. Por favor, verifique con su distribuidor

Tel. (34) 972 493 214  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 11ª  
Valencia - CP: 46001  
España



Yes, you can.®