

Flo-tech[®] Contour Visco



El cojín que se adapta a la
forma del cuerpo del usuario



Yes, you can.

El cojín *Invacare Flo-tech Contour Visco* está moldeado con espuma viscoelástica. Su superficie contorneada se adapta a la forma del cuerpo del usuario, mejorando la postura, aumentando la comodidad y maximizando la superficie de contacto con el usuario, lo que mejora la redistribución de la presión.

Características y opciones



Cojín de espuma viscoelástica moldeada en profundidad

La espuma viscoelástica se adapta al cuerpo del usuario, maximizando el área de contacto, ofreciendo una comodidad excepcional y mejorando la redistribución de la presión. La espuma profunda hace que este cojín sea especialmente adecuado para usuarios de mayor peso y estatura.

Resistente a la penetración Cubierta

La funda es bielástica, resistente al agua y permeable al vapor. Cuenta con una base antideslizante y un asa de transporte.

Disponible en 51 tamaños

El colchón *Invacare Flo-tech Contour Visco* está disponible en 51 tamaños, desde 36 x 33 cm hasta 51 x 46 cm (360 x 330 a 510 x 460 mm). (Consulte la tabla de tallas para obtener más información).

Cuatro densidades de espuma disponibles

Disponible en cuatro densidades para adaptarse a distintos pesos de usuario: Suave (hasta 51 kg), Media (hasta 76 kg), Firme (hasta 108 kg) y Muy Firme (hasta 127 kg).

Superficie de asiento contorneada con pomo y soporte lateral.

Ofrece mayor soporte lateral y estabilidad pélvica para mejorar la postura del usuario.

Datos técnicos

Para obtener información de preventa más completa sobre este producto, incluido el manual del usuario, consulte su sitio web local de Invacare.

Varios tamaños	Altura	Peso total del producto	Peso máximo del usuario ¹	Temperatura máxima de limpieza
Una gama de 51 tamaños	120 mm	1.6 kg	127 kg	80°

Fabricado según las normas europeas: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 Crib 5

1. Los límites de peso máximo del usuario se establecen asumiendo que el cojín seleccionado tiene el ancho y la profundidad adecuados para el/los usuario(s) previsto(s).

Colores

Negro liso	Negro lavable	Espaciador negro	Tela Azul Báltico

(34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare España
Avenida del Oeste nº50, 1 1ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®