

Essential



Una solución efectiva para la comodidad
y la redistribución de presiones




Yes, you can.®

Introducción a la familia **Essential**

Una gama versátil de colchones básicos que ofrecen una combinación de comodidad y reducción de presión

Los colchones Essential ofrecen una superficie de apoyo que redistribuyen la presión para proporcionar una comodidad excepcional, reducción de presión y buena relación calidad-precio.

Los colchones Essential están elaborados con espuma de alta calidad y funda de poliuretano multi-elástico que ayudan a reducir las fuerzas de cizallamiento y la fricción. La gama Essential satisface las necesidades de las personas en "Riesgo/Alto riesgo" de desarrollar úlceras por presión al combinarse con un protocolo integral de prevención.




Essential CARE

- Diseñado para cuidados domiciliarios e institucionales.
- Superficie de espuma cortada, cortes redondeados y acanalados.
- Cremallera de tres lados.




Espuma con cortes redondeados



Essential VISCO

- Diseñado para cuidados domiciliarios, institucionales y cuidados críticos.
- Superficie de espuma viscolástica de alta densidad con base de espuma firme.
- Cremallera de tres lados.



Sección superior de Visco

4

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

Funda

- ▶ Tejido de poliuretano, impermeable y multi-elástica que proporciona una excelente recuperación y durabilidad, ayudando a reducir las fuerzas de cizallamiento y fricción. La funda también tiene un forro interior blanco que facilita la inspección de roturas u otros daños en la funda.



Diseño

- ▶ Las fundas de diseño innovador de la gama Essential destacan la ola sencilla y discreta que representa dentro de las superficies de apoyo básicas.

Colocación

- ▶ En la funda se especifica la posición en la que debe colocarse el colchón.

Cremallera

- ▶ Permite una fácil inspección de la espuma y fácil extracción para su limpieza.



Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web www.invacare.es



Medidas ▼



Peso máx. usuario ▼



Limpieza ▼



Peso ▼

Rango de densidad nominal ▼

Essential CARE (150 mm height)	1950 x 880 x 150mm	140 kg	95°	8kg	32 - 34 (kg/m ³)
Essential CARE (120 mm height)	1950 x 880 x 120mm	110 kg	95°	6kg	32 - 34 (kg/m ³)
Essential VISCO (150 mm height)	1950 x 880 x 150mm	140 kg	95°	15kg	32 - 34 (kg/m ³), Visco 48 - 52 (kg/m ³)
Essential VISCO (120 mm height)	1950 x 880 x 120mm	110 kg	95°	13kg	32 - 34 (kg/m ³), Visco 48 - 52 (kg/m ³)

1. La atención de enfermería es fundamental en la prevención de úlceras por presión. Este colchón contribuirá positivamente al resultado de un plan de cuidado y prevención de úlceras por presión. Educación, juicio clínico y planificación de acciones basadas en la vulnerabilidad son factores fundamentales en la prevención de las úlceras por presión. Se pueden utilizar diferentes escalas de evaluación como un método formal de evaluación del riesgo de desarrollar úlceras por presión, y debería utilizarse siempre en conjunto con una evaluación informal (juicio de experiencia y conocimiento de enfermería). La evaluación informal se considera de gran importancia y valor clínico.

2. La categoría de riesgo está basada en la Escala de Waterlow.

Normativas aplicadas : EN597-1 Cigarrillo, BS EN 597-2 Cerilla y BS 7177 : Crib fuente 5 : resistencia al fuego.