

Flo-tech[®] Lite Visco




Cojín de espuma viscoelástica de
perfil bajo con memoria que ofrece
una comodidad excepcional



Yes, you can.

El cojín *Invacare Flo-tech Lite Visco* está fabricado con espuma viscoelástica de alta densidad, lo que le permite adaptarse a la forma del usuario. Esto proporciona una comodidad excepcional y mejora la redistribución de la presión. Este cojín de perfil bajo es ideal tanto para silla de ruedas como para silla de ruedas, facilitando las transferencias laterales.



Características y opciones



Resistente a la penetración Cubierta

La funda es bielástica, resistente al agua y permeable al vapor. Cuenta con una base antideslizante y un asa de transporte.



Disponible en 61 tamaños

El colchón Invacare Flo-tech Lite Visco está disponible en 61 tamaños, desde 250 x 250 mm hasta 480 x 530 mm. (Consulte la tabla de tallas para más detalles).



Tres densidades de espuma disponibles

Disponible en tres densidades para adaptarse a distintos pesos de usuario: Suave (hasta 32 kg), Media (hasta 51 kg) y Firme (hasta 100 kg).

Espuma viscoelástica de baja densidad diseñada para maximizar el área de contacto con el cuerpo

La espuma viscoelástica se adapta al cuerpo del usuario, maximizando el área de contacto, ofreciendo niveles excepcionales de comodidad y optimizando la redistribución de la presión.

Superficie de asiento contorneada con pomo y soporte lateral

Ofrece un soporte lateral suave y estabilidad pélvica para mejorar la postura del usuario.

Datos técnicos

Para obtener información de preventa más completa sobre este producto, incluido el manual del usuario, consulte su sitio web local de Invacare.

	Varios tamaños	Altura	Peso total del producto	Peso máximo del usuario ¹	Temperatura máxima de limpieza
Flo-tech Lite Visco	Una gama de 44 tamaños	78 mm	1.26 kg	100 kg	80°

Fabricado según las normas europeas: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 Crib 5

1. Los límites de peso máximo del usuario se establecen asumiendo que el cojín seleccionado tiene el ancho y la profundidad adecuados para el/los usuario(s) previsto(s).

Colores

Negro liso	Negro lavable	Espaciador negro	Tela Azul Báltico

(34) 972 493 214
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare España
Avenida del Oeste nº50, 1 1ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.®