

Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Küschall®
UNLIMIT YOUR WORLD



Yes, you can.®

KÜSCHALL K-SERIES

NUEVO



Silla manual ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado. Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo. Chasis de aluminio a 75° o 90° respecto al suelo. Pescantes incurvados (aducción) como opción. Kit de personalización con calcomanías Premium (BOLD o TAG). Barra de respaldo y respasapiés de titanio como opción.
Peso : a partir de 7.8 kg. Peso de transporte: a partir de 5,1 kg
Peso máximo del usuario : 130 kg



Nuevos Pack de Posicionamiento & Prevención de úlceras disponibles!

Configure su silla con el nuevo configurador visual: www.kuschall.com
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
Producto configurado a medida i No se admiten devoluciones !



K-Series SR-30D: Código provisional Prescripción (comunicado): S0025412 (Categoría SRM 030D)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €			
DKA0067	◆ KÜSCHALL K-SERIES	◆			
MYKÜSCHALL					
DKA0000	FABRICACIÓN ESPECIAL MYKÜSCHALL				
PACK POSICIONAMIENTO					
DKA0220	PACK 1 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/MX2	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DKA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DKA2300 a DKA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	(NC : 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 2050)	1.093,15
DKA0230	PACK 2 - POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/ELITE E2	INCLUYE : MATRX LIBRA CUSHION (DKA2720) MATRX ELITE/ELITE DEEP E2 BACKREST (DKA2320- DKA2350) BODYPOINT EVOFLEX BELT (DKA7810 a DKA7830)	Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm	(NC : 1310, 1315, 1410, 1420, 2050)	1.093,15
ASIENTO					
CHASIS Material / Ángulo / Tipo					
DKA1040	CHASIS ALUMINIO 75°	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)	3.360,00		
DKA1050	CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240)	3.459,75		
DKA1060	CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)	3.459,75		
DKA1070	CHASIS ALUMINIO 90°	(NC : 1475, 1490, 1495, 7240)	3.360,00		
DKA1080	CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO)	(NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240)	3.459,75		
DKA1090	CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM	(NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760)	3.459,75		
SUSPENSIÓN (consultar disponibilidad)					
DKA1200	Suspensión de asiento 40-65 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1500, 1520, 1540, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82		
DKA1210	Suspensión de asiento 65-85 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1500, 1520, 1540, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82		
DKA1220	Suspensión de asiento 85-100 KG	(NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1500, 1520, 1540, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950)	302,82		
ANCHURA ASIENTO (SW)					
DKA1310	320 MM	(NC : 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420)	32,45		
DKA1315	340 MM	(NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2760, 2770, 2780, 3405, 3420)	○		
DKA1320	360 MM	(NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2760, 2770, 2780)	○		
DKA1325	380 MM	(NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2748, 2760, 2770, 2780)	○		
DKA1330	400 MM	(NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372)	○		
DKA1335	420 MM	(NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2760, 2770, 2780)	○		
DKA1340	440 MM	(NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742)	○		



Cinturón BODYPOINT EVOFLEX GRATIS!!!! por la compra del PACK 1 o 2



Código	Descripción	P.V.P €
DKA1345	460 MM (NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744)	○
DKA1350	480 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 3230, 2740, 2742, 2744, 2760, 2770, 2780)	○
DKA1355	500 MM (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 3210, 3230, 2740, 2742, 2744, 2746)	32,45
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)		
DKA1410	350 MM (NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 2860, 7810, 7820, 7830)	○
DKA1420	375 MM (NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760, 2770, 2780, 7810, 7820, 7830)	○
DKA1435	◆ 400 MM	◆
DKA1450	425 MM (NC : 2740, 2746)	○
DKA1465	450 MM (NC : 2630, 2740, 2742)	○
DKA1475	475 MM (NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748)	○
DKA1490	500 MM (NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	○
DKA1495	525 MM (NC : 2630, 2610, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2760)	32,45
POSICIÓN ASIENTO (SP)		
DKA1500	Posición 1 = 140 MM (la más activa)	○
DKA1510	Posición 2 = 125 MM	○
DKA1520	◆ Posición 3 = 110 MM	◆
DKA1530	Posición 4 = 95 MM	○
DKA1540	Posición 5 = 80 MM (la más estable)	○
ALTURA RESPALDO (BH)		
Con respaldo MATRX BACKRESTS : Solo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6)		
DKA1605	270 MM (NC : 2150, 2240, 2430, 0703, 7600)	○
DKA1610	285 MM (NC : 2150, 2240, 7600)	○
DKA1615	300 MM (NC : 2150, 2240, 7600)	○
DKA1620	315 MM (NC : 2150, 2240, 7600)	○
DKA1625	330 MM (NC : 2150, 2240, 7600)	○
DKA1630	345 MM (NC : 2150, 2240, 7600)	○
DKA1635	360 MM (NC : 2150, 2210, 2240, 7600)	○
DKA1640	◆ 375 MM (NC : 2150, 2210, 2240, 7600)	◆
DKA1645	390 MM (NC : 2150, 2210, 2240, 7600)	○
DKA1650	405 MM (NC : 2150, 2210, 2240)	○
DKA1655	420 MM (NC : 2150, 2210, 2240)	○
DKA1660	435 MM (NC : 2150, 2210, 2240)	○
DKA1665	450 MM (NC : 2150, 2210, 2240)	○
DKA1670	465 MM (NC : 2150, 2210, 2240)	○
DKA1675	480 MM (NC : 2150, 2210, 2240)	○
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF)		
DKA1740	450 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1745	460 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1750	470 MM (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	○
DKA1755	480 MM	○
DKA1760	490 MM	○
DKA1765	◆ 500 MM	◆
DKA1770	510 MM	○
DKA1775	520 MM	○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)		
DKA1815	390 MM (NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430)	○
DKA1820	400 MM (NC : 3490, 3495, 6030, 6040)	○
DKA1825	410 MM (NC : 3490, 3495)	○
DKA1830	420 MM	○
DKA1835	◆ 430 MM	◆
DKA1840	440 MM	○
DKA1845	450 MM	○
DKA1850	460 MM	○
DKA1855	470 MM	○
DKA1860	480 MM	○
DKA1865	490 MM (NC : 6410)	○
LARGO DE PIERNA (LLL) 75°: LLL ≤ FSTF -30MM;		
DKA1918	290 MM	○
DKA1920	300 MM	○
DKA1922	310 MM	○
DKA1924	320 MM	○
DKA1926	330 MM	○
DKA1928	340 MM	○



DKA1500 a DKA1540

Código	Descripción	P.V.P €
DKA1930	350 MM	○
DKA1932	360 MM	○
DKA1934	370 MM	○
DKA1936	380 MM	○
DKA1938	390 MM	○
DKA1940	400 MM	○
DKA1942	410 MM	○
DKA1944	420 MM	○
DKA1946	◆ 430 MM	◆
DKA1948	440 MM	○
DKA1950	450 MM	○
DKA1952	460 MM	○
DKA1954	470 MM	○
DKA1956	480 MM	○
RESPALDO		
MATERIAL RESPALDO		
DKA2000	◆ Aluminio	◆
DKA2050	Titanio	No posible con Ancho asiento 320 MM y 500 MM (NC : 2150, 2430, 7600) 308,16
TIPO RESPALDO		
DKA2100	◆ Respaldo estándar, con barra soldada	(NC : 2240, 2300 a 2357, 2440) ◆
DKA2150	Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm	(NC : 2210, 2220, 2230, 2430) ○
TAPIZADO RESPALDO		
DKA2210	Tapizado ligero	(NC : 2300 a 2357, 2430, 2440) 159,57
DKA2220	◆ Tapizado ajustable tensión premium negro	(NC : 2300 to 2357, 2440) ◆
DKA2230	Tapizado ajustable en tensión Aero back, transpirable	(NC : 2300 to 2357, 2440) 200,41
DKA2240	Sin tapizado de respaldo	○
RESPALDOS MATRX		
DKA2300	Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM (NC : 2370, 2372) 770,00
DKA2305	Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM (NC : 2370, 2372) 770,00
DKA2310	Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM (NC : 2370, 2372) 770,00
DKA2315	Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM (NC : 2370, 2372) 770,00
DKA2316	ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2317	ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2318	ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2320	Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2322	ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2325	Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2330	Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2331	ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2332	ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2334	ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2335	Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM 770,00
DKA2340	Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)	NNo posible con SW ≤ 340 MM 770,00



2000/2100



2210

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A RESPALDOS MATRX O A MEDIDA
 En caso de montar un respaldo a medida, asegúrese que la altura total del respaldo no supere el valor máximo de altura de respaldo BH de la tarifa, o sea 480 mm para la K-series



2335-2350

2320-2325




2300-2315

Código	Descripción			P.V.P €
DKA2345	Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM		770,00
DKA2350	Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2355	ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
DKA2357	ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)	No posible con SW ≤ 340 MM		770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX				
DKA2360	360 MM	Anchora de tronco indicativa: 265 MM		○
DKA2362	380 MM	Anchora de tronco indicativa: 290 MM		○
DKA2364	410 MM	Anchora de tronco indicativa: 315 MM		○
DKA2366	430 MM	Anchora de tronco indicativa: 340 MM		○
DKA2368	460 MM	Anchora de tronco indicativa: 370 MM		○
DKA2370	480 MM	Anchora de tronco indicativa: 390 MM		○
DKA2372	510 MM	Anchora de tronco indicativa: 420 MM		○
PUÑOS Ver tabla nº6				
DKA2400	◆ Sin puños			◆
DKA2410	◆ Puños fijos, mini			○
DKA2420	◆ Puños fijos, largos			○
DKA2430	Puños ajustables en altura, montaje trasero	(NC : 3480)		240,00
DKA2440	Puños ajustables en altura, integrados	Con respaldo Matrix : montaje de los puños solo posible de 340mm a 460mm desde el asiento		216,99
DKA2450	Puños plegables	No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares		263,06
ANGULO RESPALDO				
DKA2500	74° ángulo respecto al asiento (consultar disponibilidad)			○
DKA2520	78° ángulo respecto al asiento			○
DKA2540	◆ 82° ángulo respecto al asiento			◆
DKA2560	86° ángulo respecto al asiento			○
DKA2580	90° ángulo respecto al asiento			○
DKA2590	94° ángulo respecto al asiento			○
ASIENTO				
TAPIZADO ASIENTO				
DKA2600	◆ Tapizado estándar			◆
DKA2610	Tapizado ajustable en tensión con una banda central cierre gancho-bucle (suave)			87,53
DKA2630	Tapizado ligero			87,53
COJÍN ASIENTO				
DKA2700	Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	91,86
DKA2710	FLO-TECH LITE - altura 78 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	105,43
DKA2720	MATRIX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm	SW 360 MM solo posible si SD 400/425 MM	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850)	323,15
DKA2740	CLASSIC VISCO cojín 375 X 400 mm - altura 75 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKA2742	CLASSIC VISCO cojín 405 X 400 mm - altura 75 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKA2744	CLASSIC VISCO cojín 430 X 430 mm - altura 75 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKA2746	CLASSIC VISCO cojín 455 X 400 mm - altura 75 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
DKA2748	CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm		(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860)	105,43
BOLSA ASIENTO				
DKA2800	Bolsa asiento delantera, desmontable			74,49
ACCESORIOS MATRIX LIBRA				
BASE RÍGIDA				
DKA2860	Base rígida			46,81
BOLSAS TAPIZADO ASIENTO				
DKA2910	Bolsa grande			59,95



Código	Descripción		P.V.P €	
REPOSAPIÉS				
MATERIAL REPOSAPIES (TUBO / PALETA)				
DKA3200	◆	Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado	◆	
DKA3210		Tubo reposapiés, rígido - Titanio	231,75	
DKA3220		Paleta carbono, ajustable en ángulo (NC : 3290)	200,10	
DKA3230		Paleta abatible lateralmente, ajustable en ángulo No posible con SW 480 - 500 MM (NC : 3290)	494,80	
PALETA REPOSAPIÉS				
DKA3290		Paleta plástico atornillada para reposapiés	59,05	
SOPORTE PARA LOS PIES				
DKA3300	◆	Cincha apoya pantorrilla montada en el chasis	◆	
DKA3305		Cincha apoya pantorrilla montada en la parte trasera de los pescantes	○	
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS				
PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)				
DKA3405	◆	Protectores de ropa abatibles, composite iNuevos!	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm	◆
DKA3420		Protectores de ropa abatibles , carbono iNuevo diseño!	Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm	75,71
DKA3440		Protectores ropa antisalpicaduras, carbono, desmontables iNuevo diseño!	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm (NC : 3490, 3495)	86,52
DKA3450		Protectores ropa antisalpicaduras, composite, desmontables, iNuevos!	Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm (NC : 3490, 3495)	○
REPOSABRAZOS (PAR)				
DKA3480		Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort	(NC : 6950)	235,24
DKA3490		Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM	235,24
DKA3495		Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)	No posible con RSTF < 420 MM	235,24
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN (ver configurador visual Küschall para personalizar su silla K-series)				
COLOR CHASIS				
NUEVO				
DKA4000		Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4010		Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4020		Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG (NC : 4220)	○
DKA4030		Rojo Carmin (RAL 3002)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4040		Azul Celeste (RAL 5017)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	○
DKA4060		Amarillo intenso (RAL 1016) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4070		Violeta atómico (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4100		Negro brillante (RAL 9005) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4130		Gris plateado (RAL 9006) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4140		Azul real (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4150		Rojo rubí (RAL 3003) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4170		Naranja dinámica (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4180		Verde forestal (RAL 6029) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DKA4050		Color especial	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	
ESTILO DE CALCOMANÍA				
NUEVO				
DKA4190		BOLD	(NC : 4300, 4310)	102,74
DKA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
DKA4197		Sin Calcomanía (solo Logo Küschall)	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	○



Código	Descripción		P.V.P €
COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)			
DKA4200	Negro		○
DKA4210	Gris oscuro		○
DKA4220	Gris claro		○
DKA4230	Rojo		○
DKA4240	Azul		○
DKA4250	Dorado		○
COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Kuschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo)			
DKA4300	Negro		○
DKA4310	Rojo		○
RUEDAS DELANTERAS			
RUEDAS DELANTERAS			
DKA5000	3" Supersport		○
DKA5050	4" Everyday cubierta negra		○
DKA5100	4" Confort cubierta negra		○
DKA5150	4" Starec llanta negra, cubierta negra		104,99
DKA5200	4" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra		104,99
DKA5250	4" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra		104,99
DKA5300	5" Everyday con cubierta negra		○
DKA5350	◆	5" Confort con cubierta negra	◆
DKA5400	5" Starec llanta negra, cubierta negra		111,55
DKA5450	5" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra		111,55
DKA5500	5" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra		111,55
RUEDAS TRASERAS			
FIJACION RUEDAS TRASERAS			
DKA6020	◆	Posición ruedas traseras estándar	(NC : 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6230, 6240) ◆
DKA6030		Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3)	No posible con RSTF < 410 MM (NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240) 256,90
DKA6040		Extensión ruedas traseras (5 posiciones)	No posible con RSTF < 410 MM (NC : 6070) 333,98
EJE CAIDA - 1r EJE			
DKA6050		VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°	(NC : 6200 , 6210 , 6220, 6270, 6550, 6950, 7230) 505,85
DKA6060	◆	Eje estándar	◆
DKA6070		Eje carbono	(NC : 6950) 194,67
POSICION PRIMER EJE			
DKA6100	1° posición delantera		○
DKA6110	2° posición delantera		(NC 6230, 6240) ○
DKA6120	3° posición delantera		(NC 6230, 6240) ○
DKA6130	4° posición delantera		(NC 6230, 6240) ○
DKA6140	5° posición delantera		(NC 6230, 6240) ○
CAIDA PRIMER EJE			
DKA6200	0° caída		(NC : 6270) ○
DKA6210	◆	3° caída	◆
DKA6220	6° caída		(NC 6240, 6250, 6950) ○
SEGUNDO EJE			
DKA6230	Estándar		(NC: 6500, 6950) 116,28
DKA6240	VARIO-AX, caída ajustable 1 / 3 / 7 / 10°		(NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230) 505,85
CAIDA SEGUNDO EJE			
DKA6250	0° caída		○
DKA6260	3° caída		○
DKA6270	6° caída		○
EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS			
DKA6300	Eje desmontaje rápido para tetras		(NC : 6550, 6950) 114,35
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS			
DKA6410	◆	24"	◆
DKA6420		25"	(NC: 6500, 6510, 6600, 6625, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950) 226,41
DKA6430		26"	(NC: 6500, 6520, 6550, 6600, 6625, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6760, 6770, 6950, 7240) 226,41
RUEDAS TRASERAS			
DKA6500	◆	Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio, neumáticos presión 7.5 bares)	(NC : todos los aros, 6625, 6900, 6910) ◆
DKA6510		Ruedas KÜSCHALL STAREC 22", 24", 26" radios Cruzados	Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26" / buje natural, radios color plata para ruedas 22", (NC : 6625) ○
DKA6520		Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros	(NC : 6660) 369,54
DKA6550		Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25" , llanta negra, buje negro, radios radiales negros	(NC : 6625, 6660, 6910) 657,67

**ETRTO**

LENCO PRIMO SENTINEL :
24" : 25-540
25" : 25-559
26" : 25-590

MAXXIS LIGHT GUARD :
24" : 25-540

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

Código	Descripción	P.V.P €	
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS			
DKA6600	24" X 1", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)	NUEVO	
DKA6625	24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm	NUEVO	
DKA6630	24" X 1" MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos	NUEVO	
DKA6660	24" X 1.3/8" maciza negra (NC : 6680, 7230)	72,18	
PROTECCION ANTIPINCHAZO			
DKA6680	Protección antipinchazo (NC :6690, 7230)	99,73	
AROS DE PROPULSIÓN			
DKA6700	24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	161,09
DKA6710	24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	124,07
DKA6720	24" Titanio, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	269,33
DKA6740	24", 25" Carbolife Gekko L, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DKA6750	24", 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DKA6760	24" Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	330,12
DKA6770	24" Carbolife QUADRO	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	349,80
DKA6780	24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm	○
DKA6790	24", 25", 26" Aluminio ligero, negro, dist 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	○
PROTECTORES RADIOS			
DKA6900	24", 26" Transparentes	161,91	
DKA6910	24", 26" negros	161,91	
KIT ALBER			
DKA6950	Placa adaptación Twion & E-Motion M25 (NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300)	625,47	
SEGURIDAD			
FRENOS			
DKA7210	Frenos de empuje, palanca angulada	◆	
DKA7230	Frenos Performance (NC : 7300)	137,80	
DKA7240	Frenos activos (NC : 7300)	81,03	
DKA7250	Frenos Activos ligeros (NC : 7300)	140,60	
PROLONGADOR PALANCA FRENO			
DKA7300	Prolongador palanca freno para freno estándar	75,91	
OPCIONES DE SEGURIDAD			
ANTIVUELCO			
DKA7500	Antivuelco derecho	194,16	
DKA7510	Antivuelco izquierdo	194,16	
DKA7520	Antivuelco ambos lados (NC : 8300)	388,32	
KIT TRANSPORTE			
DKA7600	Kit de transporte, incluye 4 pegatinas (NC : 7800)	12,00	
CINTURONES			
DKA7800	Cinturón estándar	97,04	
DKA7810	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar	113,72	
DKA7820	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	113,72	
DKA7830	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	113,72	
ILUMINACIÓN PASIVA			
DKA7900	Iluminación pasiva (montada en los radios)	19,47	
DKA7910	Iluminación pasiva sin montar	10,82	
ACCESORIOS			
PROTECTORES CHASIS			
DKA8010	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.	39,38	
SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, soporte para bastones, ruedas transit)			
DKA8200	Soporte para bastones, montaje derecha	86,62	
DKA8210	Soporte para bastones, montaje izquierda	86,62	
RUEDAS TRANSIT			
DKA8300	Ruedas transit	201,76	
OTRAS OPCIONES			
DKA8500	Bomba de hinchado - Nuevo	19,67	
DKA8550	Kit de herramientas	16,22	
DKA8650	Bolsa de transporte para ruedas traseras 22, 24, 25, 26	62,06	
DKA8600	Set ajuste altura trasera	49,99	
DKA8680	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	486,68	
DKA8800	Panel pantorrilla BODYPOINT	81,11	
DKA8850	Bolsa movilidad BODYPOINT	91,93	



Tabla 1: Compatibilidad rueda delantera con altura asiento delantera

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	Rueda delantera			Rueda delantera			Rueda delantera		
	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75º corto				X			X	X	
75º Estándar									
75º + 50 mm									
90º corto			X			X			X
90º Estándar			X			X			X
90º + 50 mm			X			X			X
75º aducción									
90º aducción			X			X			X

Tabla 2: Tipo de chasis / FSTF / diámetro de rueda trasera / UL

Chasis	Rueda trasera 24"			Rueda trasera 25"			Rueda trasera 26"		
	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible	FSTF	Reposapiés	Paleta monobloc abatible
75º corto	450	330-420	290-420	460	330-430	290-430	470	330-440	290-440
	460	340-430	300-430	470	340-440	300-440	480	340-450	300-450
	470	350-440	310-440	480	350-450	310-450	490	350-460	310-460
75º Estándar	480	370-450	330-450	490	370-460	330-460	500	370-470	330-470
	490	380-460	340-460	500	380-470	340-470	510	380-480	340-480
	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
75º + 50 mm	500	390-470	350-470	510	390-480	350-480	520	390-490	350-490
	510	400-480	360-480	520	400-490	360-490	530	400-500	360-500
	520	410-490	370-490	530	410-500	370-500	540	410-510	370-510
90º corto	450	330-410	290-410	460	330-420	290-420	470	330-430	290-430
	460	340-420	300-420	470	340-430	300-430	480	340-440	300-440
	470	350-430	310-430	480	350-440	310-440	490	350-450	310-450
90º Estándar	480	380-440	340-440	490	380-450	340-450	500	380-460	340-460
	490	390-450	350-450	500	390-460	350-460	510	390-470	350-470
	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
90º+ 50 mm	500	400-460	360-460	510	400-470	360-470	520	400-480	360-480
	510	410-470	370-470	520	410-480	370-480	530	410-490	370-490
	520	420-480	380-480	530	420-490	380-490	540	420-500	380-500
75º aducción	480	370-450		490	370-460		500	370-470	
	490	380-460	noC	500	380-470	noC	510	380-480	noC
	500	390-470		510	390-480		520	390-490	
90º aducción	480	390-440		490	390-450		500	390-460	
	490	400-450	noC	500	400-460	noC	510	400-470	noC
	500	410-460		510	410-470		520	410-480	

FSTF: Altura delantera Asiento-suelo

UL: largo de pierna

Tabla 6

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños fijos y plegables (DKA2410/2420/2450)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Sin puños (DKA2400)									
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

RESPALDO MATRX	ALTURA RESPALDO (mm)	Puños ajustables altura integrados (DKA2440)												
		270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450 a 480
DKA2300	MATRX MX2, Altura 150 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2305	MATRX MX2, Altura 230 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2310	MATRX MX2, Altura 305 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2315	MATRX MX2, Altura 405 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2316	ELITE DEEP E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2317	ELITE DEEP E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2318	ELITE DEEP E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2320	ELITE DEEP E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2322	ELITE DEEP E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2325	ELITE DEEP E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2330	ELITE DEEP E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2331	ELITE DEEP E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2332	ELITE E2, Altura 160 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2334	ELITE E2, Altura 210 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2335	ELITE E2, Altura 260 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2340	ELITE E2, Altura 310 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2345	ELITE E2, Altura 360 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2350	ELITE E2, Altura 410 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2355	ELITE E2, Altura 460 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
DKA2357	ELITE E2, Altura 510 mm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

*Opción DKA2430 (Puños ajustables en altura, montaje trasero) es incompatible con respaldos Matrx

- OK
- No Compatible