



Yes, you can.®

Invacare® AVIVA® RX40



Silla de ruedas electrónica de tracción trasera.
Modelo muy compacto y maniobrable gracias a:
- Chasis estrecho (a partir de 560 mm) o ancho (a partir de 635 mm)
- Distancia entre ejes (batalla) reducida
Sistema de suspensión CTC ajustable
Motores 380W 4 polos
Ruedas delanteras 9"
Ruedas traseras 14"
Velocidad: 10 km/h
Baterías 60 Ah
Guardabarros en ruedas traseras
Electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth
Baterías 73 Ah disponibles como opción

Pescante central disponible como opción (solo con chasis ancho)
Kit de luces Leds con intermitentes de alto rendimiento (30 o 60 luxes) opcional.

Peso máximo del usuario: **136 kg** Nuevo! Unidad de asiento **Modulite HD**: anchura asiento 530/550 mm (+50 mm mediante reposabrazos). Solo con Chasis ancho.
Peso máx. usuario **160 kg**.



Opciones reembolsadas señaladas en la tarifa con este símbolo

Opciones comunicadas con este símbolo

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO BASE AVIVA RX			
JCF0001	<input checked="" type="checkbox"/>	AVIVA RX 40 D (Modelo Base)	4.630,50
		Peso máx.usuario 136 kg Incluye módulo de potencia: 120A y baterías 60 Ah (como mínimo) Código provisional Prescripción (comunicado): S0006109 (Categoría SRE 000D)	NC 1916
		AVIVA RX 40 F	4.930,50
		Seleccionar Modelo Base Aviva RX 40 (JCF0001) + basculación asiento eléctrica 20° (JCF1092) + mando REM 211 (JCF2203) Código provisional Prescripción (comunicado): S0006143 (Categoría SRE 000F)	
JCF0002		AVIVA RX 40 C Invacare® Modulite HD (hasta 160 kg)	4.630,50
		¡Ojo! Obligatorio pedir opciones JCF2830 (chasis ancho) + JCF2101 (Asiento Modulite HD) + JCF0536/0546 (reposapiés elevables VARI F, derecho & izquierdo) - PVP total : 5.230,88€ Código provisional Prescripción (comunicado):S0022604 (Categoría SRE 000C)	NC 1910, 1911, 1915, 2052, 2053, 2193, 2810, 2105, 2183
ESPECIAL			
N		No	
JBX1300		Especial	Plazo de entrega adicional: + 10 días
CHASIS AVIVA RX Medida base motriz			
JCF2810	<input checked="" type="checkbox"/>	Chassis Estrecho (560 mm/22")	NC 0589 + 0835/0836/0838), (0589+1416)
JCF2830		Chassis Ancho (horquilla doble (JCF2632): 655 mm / horquilla monobrazo (JCF2631): 635 mm)	Obligatorio para pedir Pescante Central Eléctrico LNX (opción JCF0589) NC 1244 315,00
UNIDAD DE ASIENTO			
JCF2105	<input checked="" type="checkbox"/>	Unidad asiento Modulite estándar	Placa asiento fija, 2 anchuras disponibles NC 2128, 2113, 0556, 0589, 2229, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401
BASE ASIENTO			
JCF2110	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa de asiento fija	
ANCHURA DE ASIENTO Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)			



Código	Descripción		P.V.P €
JCF2121	380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados	NC 2141, 2174, 2175, 2176
JCF2122	◆ 430 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 380 mm con opción de reposabrazos incurvados	◆
PROFUNDIDAD ASIENTO Sin intervalos			
JCF2132	410 mm		NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405)
JCF2134	◆ 460 mm		◆
JCF2136	510 mm		○
COJÍN ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido			
JCF2141	◆ Cojín estándar espuma - perfil 50 mm		NC 2121, 2155
JCF2142	Flo-tech Lite / Contour	Lite (75 mm hasta 127 kg) Contour (100 mm hasta 160 kg)	105,43
JCF2143	Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica)		105,43
JCF2147	Matrx Libra , perfil 90 mm	Plazo de entrega adicional + 4 días	323,15
JCF2144	Matrx Vi (tejido microventilado)		323,15
JCF2140	Sin cojín de asiento		○
TUBOS RESPALDO			
JCF2161	◆ Tubos desmontable, altura 480 mm Desmontable sin herramienta	Compatible con tapizado ajustable en tensión / Respaldos Matrx	◆
TAPIZADO RESPALDO/ RESPALDO MATRX			
JCF2171	◆ Ajustable en tensión - Tapizado nylon	Altura = 480 mm / 7 cinchas Medida desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2155, 2230, 2247
JCF2174	Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121
JCF2175	Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121
JCF2176	Matrx Elite E2 Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegido (peso máximo usuario 136 kg)	NC 2121
JCF2177	Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegida	770,00
JCF2178	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)	La talla depende de la anchura asiento elegida (peso máximo usuario 136 kg)	770,00
JCF2170	Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)		NC 2230, 2247
COLOR DE TAPIZADO			
JCF2151	◆ Tejido negro	(Funda bielástica si opción 2142, 2143 elegida)	◆
JCF2155	Tejido microventilado negro		NC 2141, 2171
REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2191	◆ Reposabrazos en T-desmontable	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	◆
JCF2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	26,25
JCF2198	Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199
JCF2183	Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	59,19
JCF2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2195	◆ Almohadilla corta (325 cm)		NC 2198, (2132+1404/1405)
JCF2196	Almohadilla larga (375 mm)		NC 2132, 2198



2142



2147



2143



2144



2171



2174/
2175



2178




2177



2176




2151



2155



2198



2183



2191



2197



2199



2181



2195

2196

Código	Descripción		P.V.P €
JCF2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)		NC 2132, 2198, 2230, 2247 38,59
JCF2199	Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198 27,56
REPOSACABEZAS (Tapizado negro suave)			
JCF1350	Reposacabeza simple		NC 2230, 2247 137,81
JCF1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente 		NC 2230, 2247 152,25
JCF1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla 		NC 2230, 2247 170,00
JCF2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte	NC 2230, 2247 412,50
JCF2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte	NC 2230, 2247 423,00
JCF2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte	NC 2230, 2247 560,00
BASCULACIÓN DE ASIENTO			
JCF1091		Basculación asiento manual (0-15°)	NC 1401 ◆
JCF1092		Basculación eléctrica (0°-20°)	NC 1401, 2201 180,00
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento, ángulo 0°			
JCF2857		Altura asiento-suelo 435 mm	◆
JCF2858		Altura asiento-suelo 460 mm	○
JCF2859		Altura asiento-suelo 485 mm	○
RECLINACIÓN DE RESPALDO			
JCF0975		Respaldo reclinable manual (en intervalos 3,75°)	90° - 120° ◆
UNIDAD DE ASIENTO			
JCF2100	Unidad asiento Modulte telescópico	Base de asiento rígida, ajustable en anchura y profundidad, reposabrazos ajustables en anchura (+25 mm en cada lado)	○
PLACA ASIENTO/ TAPIZADO ASIENTO			
JCF2111	Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 380 a 530 mm 	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)	216,82
JCF2112	Chasis asiento telescópico y tapizado asiento ajustable, anchura de 380 a 530 mm + 30 mm altura asiento	Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)	216,82
ANCHURA ASIENTO PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE			
JCF2121	380 mm (placa asiento)	Posibilidad de reducir la anchura a 330 mm con opción de reposabrazos incurvados	NC (0977+1287); 2701, 2703, 2705, (0977+2285/2283/2287) ○
JCF2122	430 mm (placa asiento)		NC 2701, 2703, 2705, ○
JCF2123	480 mm (placa asiento)		NC 2702, 2704, 2706 ○
JCF2124	530 mm (placa asiento)		NC 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2704, 2706, (2192/2194+2173), (2132+2147/2144), 2106 ○
BODYFIT KIT			
KIT BODYFIT (espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo)			
JCF2106	Kit Body fit	Espacio adicional entre los puntos de fijación del respaldo 2,54 cm por lado - recomendado en caso de montar asiento moldeado	NC 2124, 2192, 2194, 2171 66,15
PROFUNDIDAD ASIENTO			
Ajuste sin intervalos, el ajuste depende del tipo de respaldo montado según ISO 7176-7			



1427



1350 1432



2324



2325/



2327



soporte Elan 1092



1091



0975



2100


2121/2122/2123/2124







2111



2112



2106

Código	Descripción	P.V.P €
JCF2132	410 mm NC 2196, 2197, 2198, (2191 / 2181 / 2183 + 2113), (2124 + 2147 / 2144), 2195 + 1404 / 1405), (2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 0556), (2191 / 2181 / 2192 / 2194 + 2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
JCF2134	460 mm NC (2191 / 2181 / 2192 / 2194 + 2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 0556); (2191 / 2181 / 2192 / 2194 + 2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 2253)	○
JCF2136	510 mm NC 2143, (2191 / 2181 / 2192 / 2194 + 2184 / 2185 / 2186 / 2187 / 2188 / 2189 + 0556)	○
COJINES DE ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido		
JCF2142	Matrx Flo-tech Lite  Con anchura 530 mm: Flo-tech Contour	105,43
JCF2143	Matrx Flo-tech Contour Visco (funda bi-elástica)  NC 2136, 2124	105,43
JCF2147	Matrx Libra , perfil 90 mm  Plazo de entrega adicional: + 4 días	NC (2124+2132) 323,15
JCF2144	Matrx Vi (tejido microventilado)  NC (2124+2132)	323,15
JCF2140	Sin cojín de asiento	○
TUBOS RESPALDO Includes Push Handles		
JCF2163	Tubos cortos (480 mm) con puños Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura	NC 2173 ○
JCF2162	Tubos largos (540 mm) con puños Para tapizado ajustable en tensión/respaldos Matrx, medida desde placa asiento hasta borde superior - soportes respaldo ajustables anchura	○
SIN PUÑOS DE EMPUJE		
JCF2108	Tubos de respaldo sin puños NC 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292, 0077	○
TAPIZADO/ ACOLCHADO RESPALDO		
JCF2171	Tapizado ajustable en tensión (recubierto de nylon) Altura = 540 mm / 8 cinchas; Altura = 480 mm / 7 cinchas Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289, 2106, (2273+1093/1094) ○
JCF2179	Tapiza Flex3 Ajustable en tensión  Altura del tapizado 540 mm Medido desde placa de asiento hasta borde superior del tapizado	NC 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247 295,00
JCF2173	Placas ajustables Flex3 con cojín de respaldo Laguna  Placas ajustables en altura y profundidad Flex3 desde 560 mm hasta 790 mm	NC 2163, 2128, (2124+2192/2194) 245,00
JCF2174	Matrx Posture Back, altura 400 mm (funda tejido microventilado)  La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2175	Matrx Posture Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)  La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2176	Matrx Elite E2 Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)  La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2177	Matrx Elite TR Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)  La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2178	Matrx Elite E2 Deep Back, altura 500 mm (funda tejido microventilado)  La talla depende de la anchura asiento (no disponible con anchura 530 mm)	NC 1445, 1446, 1496, 2124 770,00
JCF2168	Matrx MAC - Cojín espuma HR de doble capa  Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	NUEVO 770,00

2163/
2162

2179 2179



2173



2168/2169



2168



2169



2385 a 2391

Código	Descripción		P.V.P €
JCF2169	Matrx MAC - Cojín HUG de Stamina Fiber™	Funda tejido microventilado Ver medidas abajo	NUEVO 770,00
JCF2170	Sin tapizado de respaldo (Solo tubos de respaldo)	NC 1445, 1446, 1496, 2230, 2247	○
OPCIONES MATRX MAC (Si JCB2168 o JCB2169 seleccionada)			
ALTURA RESPALDO MATRX MAC			
JCF2380	405 mm		○
JCF2381	455 mm		○
JCF2382	505 mm		○
JCF2383	560 mm		○
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL IZQUIERDO			
JCF2385	90 mm		100,00
JCF2386	150 mm		100,00
JCF2387	230 mm		100,00
PROFUNDIDAD DEL SOPORTE LATERAL DERECHO			
JCF2389	90 mm		100,00
JCF2390	150 mm		100,00
JCF2391	230 mm		100,00
ANCHURA RESPALDO MATRX MAC			
JCF2393	Estrecho = - 25 mm con respecto a anchura de la silla		○
JCF2394	Estándar = misma anchura que anchura de la silla		○
JCF2395	Ancho = + 25 mm con respecto a anchura de la silla		○
TAPIZADO COJÍN & RESPALDO			
JCF2151	Tejido negro	(Funda bielástica si opción 2142, 2143 elegida)	NC 2179 ○
JCF2152	Tapizado Negro suave		NC 2171 ○
JCF2155	Microventilado negro		NC 2171, 2179 ○
REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2191	Reposabrazos en T-desmontable	Ajustable desde 245 - 315 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) ○
JCF2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm (medida desde placa de asiento)	NC (2132+2113); (2134/2136+hip support+0556); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) 26,25
JCF2198	Reposabrazos acolchado con protector de ropa integrado		NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199 185,22
JCF2183	Reposabrazos incurvados	Reducción del ancho de asiento - 25 mm por lado	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113) 59,19
JCF2193	Reposabrazos abatible (ajuste altura)	Peso máx. usuario 150 kg	NC 1445, 1446, 2179 117,62
JCF2192	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 230-300 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+soporte caderas+0556), (2124+2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) 209,48
JCF2194	Reposabrazos abatibles y paralelos (ajust altura 300-360 mm)		NC 1445, 1446, 2179, 2106, (2134/2136+soporte caderas+0556), (2124+2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) 209,48
JCF2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2195	Almohadilla corta (325 cm)		NC 2198, (2132 + 1404/1405) ○
JCF2196	Almohadilla larga (375 mm)		NC 2132, 2198 ○
JCF2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)		NC 2132, 2198, 2230, 2247 38,59
JCF2199	Almohadilla suave	En combinación con el mando 10 botones (2251), el mando 2251 tiene que ir montado en el lado opuesto al mando	NC 2198, 2179 27,56
SOPORTE CADERA IZQ. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos			



2151

2152



2155



2191



2193

2192/
2194

2198











2183



2195



2197

Código	Descripción	P.V.P €	
JCF2184	SopORTE cadera izq. 140 x 100 mm	243,65	 2184 a 2189
JCF2186	SopORTE cadera izq. 230 x 100 mm	243,65	
JCF2188	SopORTE cadera izq. 330 x 100 mm	243,65	
SOPORTE CADERA DER. Para reposabrazos en T, abatibles y abatibles y paralelos			
JCF2185	SopORTE cadera der, 140 x 100 mm	243,65	 2164/ 2165
JCF2187	SopORTE cadera der, 230 x 100 mm	243,65	
JCF2189	SopORTE cadera der, 330 x 100 mm	243,65	
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
JCF2164	Fijación soporte cadera (altura 6,1" / 155 mm)		○
JCF2165	Fijación soporte cadera (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZAS (Tapizado Negro suave)			
JCF1350	Reposacabeza simple 	NC 2230, 2247, 1288, 1289	131,25
JCF1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente 	NC 2230, 2247, 1288, 1289	152,25
JCF1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla 	NC 2230, 2247, 1288, 1289	170,00
JCF2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte NC 2230, 2247	393,59
JCF2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte NC 2230, 2247	386,40
JCF2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra 	Completo con soporte NC 2230, 2247	535,50
JCF1495	Reposacabezas no Invacare compatible con ISO 7176-19 (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo)	(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos) NC 2229	○
SOPORTES DE TRONCO (par; Tapizado negro suave)			
JCF1445	Soportes laterales con brazo prolongado y almohadilla multiajustable	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	239,40
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
JCF1091	Basculación asiento manual (0-15°)	NC 1401, 2054	○
JCF1092	Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2054, 2201	180,00
JCF1093	Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1401, 2201, (2171/0975+2273)	837,90
JCF1094	Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1494, (2054+0556/0589), 2201, 2220, (2171/0975+2273)	2.467,50
JCF2052	Basculación eléctrica 0°-50° con Desplazamiento Centro Gravedad NUEVO	Peso usuario Hasta 136 kg NC 1401, 2201, 2171	1.300,00

Código	Descripción		P.V.P €
JCF2053	Elevación con Basculación Elect (300 mm, 45°), con Desplazamiento Centro Gravedad	NUEVO Peso usuario Hasta 136 kg	NC 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171 3.000,00
ALTURA DE ASIENTO Medido sin cojín de asiento (ángulo 0°)			
JCF2857	Altura asiento-suelo 435 mm		○
JCF2858	Altura asiento-suelo 460 mm	NC 2054	○
JCF2859	Altura asiento-suelo 485 mm	NC 2054	○
OTRAS OPCIONES DE BASCULACIÓN (Si opciones 1093 o 1094 seleccionadas)			
JBX2054	Asiento con ángulo negativo 5° - Pedir como especial	Reduce el ángulo de asiento máx. de 5°	NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589) 355,01
RECLINACIÓN DE RESPALDO			
JCF0975	Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°) Respaldo desmontable sin herramienta	90° - 120°	NC (1093/1094+2273) ○
JCF0977	Respaldo reclinable eléctrico 30° Respaldo abatible sobre asiento (desmontable con herramienta)	30°	NC 2201, (2121+1287), (2121+2285/2283/2287) 429,98
UNIDAD DE ASIENTO			
JBX2101	Unidad asiento Invacare® Modulite HD (Hasta 160 kg)		○
BASE ASIENTO Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)			
JBX2102	◆ Chasis asiento telescópico y placa ajustable en anchura de 530 a 550 mm		◆
ANCHURA ASIENTO PARA CHASIS ASIENTO AJUSTABLE Anchura ajustable + 50 mm mediante reposabrazos (25 mm por lado)			
JCF2124	530 mm		○
JBX2104	550 mm		○
PROFUNDIDAD ASIENTO (ajuste sin intervalos)			
JCF2136	510 mm		○
JBX2137	580 mm		○
COJÍN ASIENTO			
JCF2148	◆ Cojín asiento (perfil 90 mm)		◆
JCF2140	Sin cojín de asiento		○
TUBOS RESPALDO			
JCF2162	◆ Tubos largos (540 mm)	Con puños ajustable en anchura	◆
TAPIZADO RESPALDO			
JCF2171	◆ Tapizado ajustable en tensión	Altura = 540 mm	NC 2230, 2247, 1288, 1289, (2273+1093/1094) ◆
COLOR DE TAPIZADO			
JCF2156	◆ Nylón negro		◆
REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2191	◆ Reposabrazos en T-desmontables, estándar	Ajustable desde 245 - 315 mm	◆
JCF2181	Reposabrazos en T-desmontable (altura +50 mm)	Ajustable desde 295 - 365 mm	26,25
JCF2190	Sin reposabrazos		○
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS (PAR)			
JCF2195	◆ Almohadilla corta (325 mm)		◆
JCF2196	Almohadilla larga (375 mm)		○
JCF2197	Almohadilla ergonómica larga (397 mm)	NC 2230, 2247	38,59
REPOSACABEZAS (TAPIZADO NEGRO SUAVE)			
JCF1350	Reposacabeza simple	Ajustable en profundidad	NC 2230, 2247, 1288, 1289 131,25
JCF1432	Reposacabeza envolvente ajustable lateralmente		NC 2230, 2247, 1288, 1289 152,25
JCF1427	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla		NC 2230, 2247, 1288, 1289 170,00
JCF2324	Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm, funda estándar negra (ESP26)	Completo con soporte	NC 2230, 2247 374,85



2053



0977

0975



0977




2101



2148



Modulite HD



2191



1350

1432



1427

2322/
2323/
2324



Código	Descripción		P.V.P €
JCF2325	Reposacabezas Elan, almohadilla Occipital 230x180 mm, funda estándar negra (EOP23) 	Completo con soporte	NC 2230, 2247 386,40
JCF2327	Reposacabezas Elan 4 puntos 280x255 mm, funda estándar negra (EOP23) 	Completo con soporte	NC 2230, 2247 535,50
JCF1495	Reposacabezas no Invacare	"(con tensor respaldo diam 22 mm, montado en tubos respaldo telescópicos)"	NC 2229 0
ELEVACIÓN ASIENTO / BASCULACIÓN ASIENTO			
JCF1091		Basculación asiento manual (0°-12°)	NC 1401 ◆
JCF1092		Basculación eléctrica (0°- 20°)	NC 1401, 2201 198,45
JCF1093		Basculación eléctrica (0°- 30°) con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1401, 2201, (2171/0975+2273) 837,90
JCF1094		Elevador asiento con basculación eléctrica (30 cm, 30°), con desplazamiento del Centro de Gravedad	NC 1494, 2201, 2220, (2171/0975+2273), 1910 2.370,38
ALTURA ASIENTO			
JCF2857		Altura asiento-suelo 435 mm	◆
JCF2858		Altura asiento-suelo 460 mm	○
JCF2859		Altura asiento-suelo 485 mm	○
RECLINACIÓN DE RESPALDO			
JCF0975		Respaldo reclinable manual (en intervalos 3.75°)	◆
JCF0977		Respaldo reclinable eléctrico 30°	429,98
PESCANTES / REPOSAPIÉS			
PESCANTE CENTRAL			
Incluye soporte pantorrilla			
JCF0556	Pescante central, ajustable en ángulo (manual)	Largo de pierna (UL): 280 - 385 mm	NC 2105, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2366, 0517, 1244 441,00
JCF0589	Pescante central eléctrico LNX, compensación ergonómica (Obligatorio pedir chasis ancho, opción JCF2830)	Largo de pierna (UL): 340 - 410 mm	NC 2105, (1094+2054), 2201, 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416) 1.963,50
JCF2855	Sin reposapiés central		○
PALETAS / PALETA MONOBLOC			
JCF2365	Paletas ajustables en ángulo y anchura S (Ancho 127 mm / Prof. x 190 mm)		○
JCF0559	Paletas ajustables en ángulo y anchura M (Ancho 140 mm/ Prof. 240 mm)		○
JCF0516	Paletas ajustables en ángulo y anchura L (Ancho 150 mm/Prof 290 mm)		○
JCF0517	Paleta monobloc ajustable en ángulo M (Ancho: 305 mm / Prof. 275 mm) 		NC 0556 93,64
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO IZQ			
JCF0565		Pescante estándar 80° izq.	Largo de pierna: 350 - 450 mm NC 0546, 0547, 0548, 0549, 0509, 0596 ◆
JCF0555		Soporte amputado izq.	NC 0505, 0509, 0511, 0549, 0546, 0547, 0548, 0596 159,01
JCF0536	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° izq. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta	NC 0566, 0554 142,69
JCF0537	Reposapiés VARI A - elevable manual izq. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554 142,69
JCF0539	Reposapiés ADE - elevable eléctrico 0° - 80° izq. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla	NC 0505, 0566, 0554, 2201, 0596 450,00
JCF0535	Sin reposapiés izq.		NC 0505, 0509, 0511, 0596 ○
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL / SOPORTE AMPUTADO DER			
JCF0566		Pescante estándar 80° der.	Largo de pierna: 350 - 450 mm NC 0536, 0537, 0538, 0539, 0506, 0596 ◆
JCF0554		Soporte amputado der.	NC 0502, 0506, 0508, 0539, 0536, 0537, 0538, 0596 159,01









0977



Código	Descripción	P.V.P €	
JCF0546	Reposapiés VARI F - ajustable 90-65° der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° con herramienta NC 0565, 0555	142,69
JCF0547	Reposapiernas VARI A - elevable manual der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo manual: 70 - 0° ajuste ángulo con palomilla. Incluye apoya pantorrilla NC 0502, 0565, 0555	142,69
JCF0549	Reposapiernas ADE - elevable eléctrico 0° - 80° der. 	Largo de pierna: 290 - 460 mm Ajuste ángulo eléctrico: 80 - 0°. Incluye apoya pantorrilla NC 0502, 0565, 0555, 2201, 0596	450,00
JCF0545	Sin reposapiés der.	NC 0502, 0506, 0508, 0596	○
PALETA IZQUIERDA			
JCF0505	◆ Paleta fija, izq.	NC 0555, 0535, 0537, 0538, 0539	◆
JCF0509	Paleta ajustable en ángulo izq.	NC 0535, 0565, 0555	22,05
JCF0511	Paleta ajustable ángulo y prof. Izq.	NC 0555, 0535	121,28
PALETA DERECHA			
JCF0502	◆ Paleta fija, der.	NC 0544, 0545, 0547, 0548, 0549	◆
JCF0506	Paleta ajustable en ángulo, der.	NC 0545, 0566, 0554	22,05
JCF0508	Paleta ajustable ángulo y prof. der.	NC 0544, 0545	121,28
MANDOS LINX			
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte			
JCF2201	◆ Mando LiNX, DLX-REM110 = Sólo conducción 	NC 1437, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0539, 0549, (2220+1224/1283), 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270, 0077, 1905	◆
JCF2203	Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 0077	120,00
JCF2204	Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, actuadores y control de luces	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258	203,96
JCF2205	Mando LiNX DLX-REM400, con pantalla táctil 3,5"-conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores	NC 2220	955,87
JCF2206	Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla táctil 3,5" - conducción, actuadores, luces, salidas pulsadores. Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2233	NC 1709, 1710, 2220, 2270	1.461,92
OPCIÓN MANDO REM400			
JCF2270	Par de interruptores para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.	NC 2201, 2203, 2204, 2206	248,06
SOPORTE MANDO PRINCIPAL (REM 110/211/216/400)			
JCF1207	Soporte estándar derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○
JCF1208	Soporte estándar izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JCF1707	◆ Soporte abatible derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆
JCF1708	Soporte abatible izquierdo	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○
JCF1709	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, Der. 	NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	350,00
JCF1710	Soporte Matrx Resolve, abatible int/ext, Izq. 	NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	350,00
JCF2209	Soporte abatible derecho (solo para REM500)	NC 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○



1709/1710

Código	Descripción		P.V.P €
JCF2210	Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)		○
JCF2213	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)		633,94
JCF2214	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)		633,94
JCF2227	Montaje derecha, para acompañante		60,64
JCF2228	Montaje izquierda, para acompañante		60,64
JBX2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	□
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE			
JCF2220	Doble mando LiNX (DLX-REM050 como segundo mando) 		551,25
JCF2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200) 		756,00
JCF2245	Doble mando intuitivo IDC 		803,25
JCF2259	soporte derecho, Acompañante		○
JCF2260	soporte izquierdo, Acompañante		○
JCF1221	Soporte derecho, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX		○
JCF1222	Soporte izquierdo, desmontable - solo con mando intuitivo LiNX		○
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (min. REM400 o REM500)			
JCF2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400 		987,00
JCF2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF 		1.081,50
JCF2207	Soporte derecho		○
JCF2208	Soporte izquierdo		○
JCF2265	Montaje Central, abatible hacia DER. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	633,94
JCF2266	Montaje Central, abatible hacia IZQ. (Nucleus)	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	633,94
JBX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria	
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS REQUIRES PRIMARY REMOTE (DLX-REM400 or DLX-REM500)			
MANDO MENTÓN & SOPORTES			
JCF2229	Mando mentón proporcional (ASL138) - Consultar disponibilidad 	Se entrega con pulsador ovalado	3.171,00
JCF1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	○
JCF1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, manual (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	○
JCF1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	2.193,98
JCF1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	Requiere cualquier reposacabezas	2.193,98



2220


2245





2231/ 2232



2207/ 2208



2265/ 2266

2229+1289
2229+ 12882229+1287
2229+ 1286


Código	Descripción	P.V.P €
MANDO OCCIPITAL (tecnología ATOM)		
JCF2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con soportes laterales estándares M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427 4.856,25
JCF2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con soportes laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427 5.197,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)		
JCF2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128 5.785,50
JCF2275	Montaje central, abatible hacia der, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 ○
JCF2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus (incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 ○
JBX2269	Montaje personalizado (especial) Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
LINX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS REQUIRES PRIMARY REMOTE (DLX-REM400 or DLX-REM500)		
JCF2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 3.911,25
JCF2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick	NC 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128 2.331,00
JCF2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) ○
JCF2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 ○
JCF2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) 633,94
JCF2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 633,94
JCF2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus) Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) 650,48
JCF2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus) Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 650,48
JBX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente Información adicional necesaria	
MANDOS ALTERNATIVOS Montaje en el lado opuesto al mando principal		
MANDO 10 BOTONES LINX		
JCF2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)	495,00
JCF2217	Soporte derecho, montaje usuario	NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404 ○
JCF2218	Soporte izquierdo, montaje usuario	NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405 ○
JCF2291	Soporte derecho, montaje acompañante	NC 2128, 2259, 1221, 1287, 2108 ○
JCF2292	Soporte izquierdo, montaje acompañante	NC 2128, 2260, 1222, 1288, 2108 ○
JCF2225	Sin soporte	○
ACCESORIOS LINX		
CONEXIÓN USB		
JCF2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152/2154+2184/2185/2186/2187/2188/2189) 292,16
JCF2281	Soporte derecha	○
JCF2282	Soporte izquierda	○
MANDO PARADA EMERGENCIA		
JCF2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504)	NC 2201, 2203, 2204 749,70



2230



2247



2285

2287/2288



2251

2240



2217/2218



2253

Código	Descripción		P.V.P €
MÓDULO DE ENTRADA INPUT200			
JCF2273	Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9)	NC (1093/1094+2171/0975), 2220	330,75
OTROS COMPONENTES / ACCESORIOS LINX			
JCF2300	Incluidos con la silla		○
JBX2301	Conectados y programados (Especial) - Consultar precio con Departamento Atención al Cliente		
PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm			
JCF1685	Pulsador redondo rojo		115,76
JCF1686	Pulsador redondo amarillo		115,76
JCF1687	Pulsador redondo verde		115,76
JCF1690	Pulsador redondo azul		115,76
PULSADORES OVALADOS			
JCF2254	Pulsador ovalado, negro		115,76
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm			
JCF1711	Pulsador Piko Rojo		143,33
JCF1712	Pulsador Piko Amarillo		143,33
JCF1713	Pulsador Piko Verde		143,33
JCF1714	Pulsador Piko Naranja		143,33
JCF1715	Pulsador Piko Azul		143,33
JCF1716	Pulsador Piko Negro		143,33
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)			
JCF2721	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A		82,69
JCF2722	Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A		82,69
JCF2723	Pomo de goma tipo "cúpula" (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		82,69
JCF2724	Pomo de goma tipo "seta" (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A		82,69
ADAPTADOR 5:1			
JCF1681	Adaptador 5:1		99,23
BASE MOTRIZ			
COLOR CHASIS			
JCF2871	Negro/Antracita		○
JCF2872	Plateado		○
JCF2873	Rojo bengala		○
JCF2874	Azul mercurio		○
JCF2875	Púrpura medianoche		○
JBX0299	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891
JCF2865	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2891
JCF2866	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2890, 2891
JCF2867	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891
JCF2868	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890
COLOR EMBELLECEDORES RUEDAS TRASERAS (con horquilla doble (JCB2632): embellecedores en ruedas traseras del color seleccionado / con horquilla monobrazo (JCB2631): embellecedores en ruedas traseras y delanteras del color seleccionado)			
JCF2882	◆ Negro/Antracita		◆
JCF2883	Plateado		104,74
JCF2884	Rojo bengala		104,74
JCF2885	Azul mercurio		104,74
JCF2886	Púrpura medianoche		104,74
JBX2887	Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2865, 2866, 2867, 2868



2273



2258



1685-1690



1711-1716




2721/2722 2724 2723




1681



2632 2631



Código	Descripción		P.V.P €
JCF2888	Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868	○
JCF2889	Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868	○
JCF2890	Gama Premium - Carcasa azul Glaciar RAL5025	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868	○
JCF2891	Gama Premium - Carcasa oro RAL1035	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867	○
HORQUILLAS			
JCF2631	Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla monobrazo: anchura total: 635 mm!	NC (1490+1416)
JCF2632	◆ Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!	◆
RUEDAS DELANTERAS			
Negras, anti-huellas			
JCF0835	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	NC (2810+0589)	○
JCF0836	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), macizas negras	NC (2810+0589)	◆
JCF0838	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras Con líquido antipinchazo	NC (2810+0589)	55,13
SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS			
JCF1490	Bloqueo ruedas delanteras	NC (2631+1416)	132,30
RUEDAS MOTRICES Negras, anti-huellas			
JCF0704	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras		○
JCF0705	◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras		◆
JCF0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras Con líquido antipinchazo		55,13
FRENO DE ESTACIONAMIENTO			
JCF1206	Freno estacionamiento (par)		38,59
SUSPENSIÓN CTC			
JCF2870	◆ CTC Suspension Control - Traction - Comfort		◆
PESO USUARIO / SUSPENSIÓN CTC para AVIVA RX20 y RX40			
JCF1910	Peso usuario Hasta 70 kg		○
JCB1912	Peso usuario hasta 90 kg		○
JCF1911	Peso usuario Hasta 110 kg		○
JCF1915	◆ Peso usuario Hasta 136 kg		◆
VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS			
JCF1294	Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.	NC 1244	○
JCF1282	Motores OPS - 4 polos - 6 km/h		○
JCF1283	◆ Motores OPS - 4 polos - 10 km/h	NC (2201+2220)	◆
JCF1224	Motores OPS - 4 polos - 12 km/h - Para uso exterior	NC 0077, (2201+2220)	716,63
BATERÍAS			
JCF1259	◆ 60 Ah Gel		◆
JCF1260	73,5 Ah Gel	NC 1450	385,88
G-TRAC			
JCF1215	Módulo G-Trac		899,64
CARGADOR			
JCF1343	◆ Cargador Opti Charge 8A (IP44)		◆
JCF1313	Cargador Opti Charge 10A (IP44)		369,34
ANTIVUELCOS			
JCF1205	◆ Antivuelcos		◆
KIT DE LUCES			
JCF1437	Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 30 Luxes	NC 2201, 2203
JCF1254	◆ Sin kit de luces		◆
KIT SUBEBORDILLOS			
JCF1244	Kit subebordillos	Abatible hacia dentro	NC 0596, 2830, 0556, 0589, 1294
PREPARACIÓN SISTEMA DE ACOPLE DAHL			
Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo			




1437



1244

Código	Descripción		P.V.P €
JCF1450	Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)	Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado)	NC 1260 259,09
KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)			
JCF1493	◆	Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)	NC 2894 ◆
JCF1494		Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabezas adecuado NC 1094 24,26
JCF1401		Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabezas adecuado NC 2105, 1091, 1092, 1093 66,15
OPCIONES KIT TRANSPORTE			
JCF2894		Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401 NC 1493 82,69
CINTURONES			
JCF1329	◆	Cinturón de fijación con hebilla	Montaje estándar ◆
JCF2113		Cinturón de fijación con hebilla	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento NC 2105, (2132+2191/2183/2181) 94,50
JCF2701		Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla L	(longitud acolchado 620 mm) NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCF2702		Estabilizador pélvico Evoflexr, hebilla Rehab, talla M	(longitud acolchado 460 mm) NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCF2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L	(longitud acolchado 620 mm) NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCF2704		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M	(longitud acolchado 460 mm) NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCF2705		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico, Cinch-Mount, Talla L	(longitud acolchado 620 mm) NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
JCF2706		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico, Cinch-Mount, Talla M	(longitud acolchado 460 mm) NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 113,72
RETROVISOR TRASERO			
JCF1415		Derecho	NC 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287 38,59
JCF1339		Izquierdo	NC 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288 38,59
ACCESORIOS			
GANCHOS BOLSO			
JCF2128		Ganchos para bolso (Solo asiento Modulite telescópico)	Peso máximo 6 kg NC 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292 126,79
SOPORTE PARA BASTONES (en combinación con mando acompañante o doble mando se ha de montar en el lado inverso al mando)			
JCF1312		Derecho	NC 1287, 2227, 2259, 1221 33,08
JCF1363		Izquierdo	NC 1286, 2228, 2260, 1222 33,08
GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)			



Código	Descripción		P.V.P €
JCF1416	Guardabarros ruedas delanteras	NC (2631+1490), (2810+0589)	44,10
GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)			
JCF1417	◆	Guardabarros ruedas motrices	◆
BANDEJA			
JCF1404	Abatible derecha	NC 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217	303,19
JCF1405	Abatible izquierda	NC 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218	303,19
KIT DE HERRAMIENTAS			
JCF1333		Kit de herramientas	57,75



1417

1416



1404/1405



1333