

KÜSCHALL THE KSL

NUEVO



Silla manual ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado.
Peso de la silla (con ruedas): a partir de 6,8 kg* . Peso de transporte (a partir de 4,3 kg).
Eje de soporte de ruedas traseras soldado de carbono con posición fija.
Protectores de ropa o antisalpicaduras fijos de carbono .
Kit de personalización con calcomanías Premium (BOLD o TAG).
Respaldo abatible con ángulo regulable (74 /78 /82 /86 /90°) y sistema de bloqueo. Respaldo fijo opcional.
Peso máx. usuario 100kg.
Nuevo Pack de Posicionamiento & Prevención de úlceras disponible!
Nota: Producto configurado a medida ! No se admiten devoluciones !
La anchura total de la silla puede variar en función de la configuración
Configure su silla con el nuevo configurador visual: www.kuschall.com
Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + - 1 cm en las medidas.
Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso!
KSL SR-30D: Código provisional Prescripción (comunicado): S0025428 (Categoría SRM 030D)

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**


*Ancho y profundidad de asiento de 400 mm y en la configuración más ligera posible.

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
DSA0085	<input checked="" type="checkbox"/> THE KSL	4.462,50
MYKÜSCHALL		
DSA0000	FABRICACIÓN ESPECIAL MYKÜSCHALL	
PACK POSICIONAMIENTO		
DSA0220	PACK POSICIONAMIENTO & PREVENCIÓN DE ÚLCERAS LIBRA/MX2 	INCLUYE : COJÍN MATRX LIBRA (DCA2720) RESPALDO MATRX MX2 (DCA2300 a DCA2315) CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DCA7810 a DCA7830) Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm (NC : 1315, 1430)
		1.093,15
CHASIS		
ÁNGULO DE CHASIS		
DSA1000	<input checked="" type="checkbox"/> Ángulo chasis 75° respecto al suelo	<input checked="" type="checkbox"/>
DSA1010	Ángulo chasis 75° respecto al suelo - chasis delantero incurvado	102,74
DSA1020	Ángulo chasis 90° respecto al suelo	<input type="checkbox"/>
DSA1030	Ángulo chasis 90° respecto al suelo - chasis delantero incurvado (NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500)	102,74
ANCHURA ASIENTO (SW)		
DSA1315	340 MM	(NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2750, 2742, 2744, 2746, 2748) <input type="checkbox"/>
DSA1320	360 MM	(NC : 2364, 2366, 2368, 2742, 2744, 2746, 2748) <input type="checkbox"/>
DSA1325	380 MM	(NC : 2364, 2366, 2368, 2744) <input type="checkbox"/>
DSA1330	400 MM	(NC : 2360, 2366, 2368, 2740, 2744) <input type="checkbox"/>
DSA1335	420 MM	(NC : 2360, 2362, 2368, 2740) <input type="checkbox"/>
DSA1340	440 MM	(NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742) <input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)		
DSA1430	385 MM	(NC : 2720, 2744, 7810, 7820, 7830) <input type="checkbox"/>
DSA1440	<input checked="" type="checkbox"/> 410 MM	(NC : 2746) <input checked="" type="checkbox"/>
DSA1455	435 MM	(NC : 2740, 2742) <input type="checkbox"/>
DSA1470	460 MM	(NC : 2740, 2742, 2744) <input type="checkbox"/>
DSA1485	485 MM	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748) <input type="checkbox"/>
ALTURA DE RESPALDO (BH)		
DSA1600	Altura de respaldo depende del tipo de respaldo Matrx elegido	Seleccionar si quiere elegir un respaldo Matrx (NC : 2200, 2210, 2220, 2230) <input type="checkbox"/>
DSA1605	270 MM	(NC : 2210, 2240) <input type="checkbox"/>
DSA1610	285 MM	(NC : 2210, 2240) <input type="checkbox"/>

NOTA: En caso de renovación de silla, le recomendamos proceder a una nueva toma de medidas. Una actualización de modelo conlleva cambios en las características, medidas, opciones disponibles y en la posición de sentado del usuario.




Cinturón BODYPOINT EVOFLEX GRATIS!!!! por la compra del PACK DE POSICIONAMIENTO



Chasis estándar

Chasis incurvado

Código	Descripción	P.V.P €
DSA1615	300 MM (NC : 2240)	○
DSA1620	315 MM (NC : 2240)	○
DSA1625	330 MM (NC : 2240)	○
DSA1630	◆ 345 MM (NC : 2240)	◆
DSA1635	360 MM (NC : 2240)	○
DSA1640	375 MM (NC : 2240)	○
DSA1645	390 MM (NC : 2240)	○
DSA1650	405 MM (NC : 2240)	○
DSA1655	420 MM (NC : 2240)	○
ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO (FSTF)		
DSA1740	450 MM (NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420)	○
DSA1745	460 MM (NC : 1845, 1850, 1855, 1860)	○
DSA1750	470 MM (NC : 1850, 1855, 1860)	○
DSA1755	480 MM (NC : 1855, 1860)	○
DSA1760	490 MM (NC : 1860)	○
DSA1765	◆ 500 MM	◆
DSA1770	510 MM (NC: 1820)	○
DSA1775	520 MM (NC : 1820, 1825)	○
DSA1780	530 MM (NC: 1820, 1825, 1830, 6410)	○
ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)		FSTF -100 MM < RSTF< FSTF-20 MM
DSA1820	400 MM (NC: 6420)	○
DSA1825	410 MM	○
DSA1830	420 MM	○
DSA1835	◆ 430 MM	◆
DSA1840	440 MM	○
DSA1845	450 MM	○
DSA1850	460 MM	○
DSA1855	470 MM	○
DSA1860	480 MM	○
LARGO DE PIERNA (LLL)		Con chasis 75° : FSTF-100 MM < UL < FSTF-30 MM
DSA1930	350 MM	Con chasis 90° FSTF-80 MM < UL < FSTF-40 MM
DSA1932	360 MM	○
DSA1934	370 MM	○
DSA1936	380 MM	○
DSA1938	390 MM	○
DSA1940	400 MM	○
DSA1942	410 MM	○
DSA1944	420 MM	○
DSA1946	◆ 430 MM	◆
DSA1948	440 MM	○
DSA1950	450 MM	○
DSA1952	460 MM	○
DSA1954	470 MM	○
DSA1956	480 MM	○
DSA1958	490 MM	○
DSA1960	500 MM	○
RESPALDO		
TUBOS DE RESPALDO		
DSA2110	Respaldo fijo, mismo color que el chasis	○
DSA2140	◆ Respaldo abatible & ajustable en ángulo, mismo color que el chasis	◆
TAPIZADO RESPALDO		
DSA2200	Estándar ligeramente acolchado (NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	○
DSA2210	Tapizado ligero (NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	159,58
DSA2220	◆ Tapizado ajustable tensión premium negro (NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	◆
DSA2230	Tapizado ajustable tensión Aero back (NC : 2300, 2305, 2310, 2315)	200,41
DSA2240	Sin tapizado de respaldo Indispensable para seleccionar respaldo Matrix (NC: 2410, 2420, 2450)	○
RESPALDOS MATRIX MATRIX		
DSA2300	Matrix MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release	770,00
DSA2305	Matrix MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release	770,00
DSA2310	Matrix MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release	770,00
DSA2315	Matrix MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release	770,00
ANCHURA RESPALDO MATRIX		
DSA2360	360 MM Anchura de tronco indicativa : 290 MM	○



$$UL = ULpat - SK$$



2200

2210



2220

2230



2300-2315



2410


2420



2440

2450

Código	Descripción		P.V.P €																																		
DSA2362	380 MM	Anchura de tronco indicativa : 320 MM	○																																		
DSA2364	410 MM	Anchura de tronco indicativa : 345 MM	○																																		
DSA2366	430 MM	Anchura de tronco indicativa : 370 MM	○																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anchura asiento (SW)</th> <th colspan="4">Anchura respaldo Matrix (mm)</th> </tr> <tr> <th>360 MM</th> <th>380 MM</th> <th>410 MM</th> <th>430 MM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360 MM</td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>380 MM</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>400 MM</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>420 MM</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td>440 MM</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: green;"></td> </tr> </tbody> </table>		Anchura asiento (SW)	Anchura respaldo Matrix (mm)				360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	360 MM					380 MM					400 MM					420 MM					440 MM					
Anchura asiento (SW)	Anchura respaldo Matrix (mm)																																				
	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM																																	
360 MM																																					
380 MM																																					
400 MM																																					
420 MM																																					
440 MM																																					
PUÑOS																																					
DSA2400	◆	Sin puños	◆																																		
DSA2410		Puños mini (fijos)	○																																		
DSA2420		Puños largos (fijos)	○																																		
DSA2440		Puños ajustables en altura, integrados	Solo para respaldos Matrix 216,99																																		
DSA2450		Puños plegables	263,06																																		
ANGULO RESPALDO																																					
DSA2500		74° (con respecto al asiento)	○																																		
DSA2520		78° (con respecto al asiento)	○																																		
DSA2540		82° (con respecto al asiento)	○																																		
DSA2560		86° (con respecto al asiento)	○																																		
DSA2580		90° (con respecto al asiento)	○																																		
ASIENTO																																					
TAPIZADO ASIENTO																																					
DSA2600	◆	Tapizado de asiento estándar	◆																																		
DSA2630		Tapizado de asiento ligero	87,53																																		
COJÍN																																					
DSA2700		Cojín estándar perfil 60 mm, espuma doble con visco top	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) 91,87																																		
DSA2710		FLO-TECH LITE - Altura 78 mm	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) 105,43																																		
DSA2720		MATRIX LIBRA, funda bi-elástica impermeable y repelente al agua, negra - altura 83 mm	NO posible con AA 340 MM & Profundidad 385 MM AA 360 MM solo posible con Profundidad asiento 410/435 MM 323,15																																		
DSA2740		CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 50 KG (NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) 105,43																																		
DSA2742		CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG (NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) 105,43																																		
DSA2744		CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG (NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) 105,43																																		
DSA2746		CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - altura 75 mm	Solo para usuarios hasta 100 KG (NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) 105,43																																		
DSA2748		CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm	(NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850) 105,43																																		
ACCESORIOS MATRIX LIBRA																																					
BASE RÍGIDA																																					
DSA2860		Base rígida	46,81																																		
REPOSAPIÉS																																					
MATERIAL REPOSAPIÉS																																					
DSA3200	◆	Reposapiés aluminio tubo hidroformado	◆																																		
DSA3210		Reposapiés titanio (-145 gr)	231,75																																		
DSA3220		Paleta carbono , ajustable en ángulo	(NC : 3290) 200,10																																		
PALETA																																					
DSA3290		Paleta de plástico atornillada para reposapiés	59,05																																		
CINCHA REPOSAPIÉS																																					
DSA3300		Montada en el chasis	○																																		
DSA3305	◆	Montada en el soporte de rueda delantera	◆																																		
PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS																																					
DSA3410	◆	Protectores de ropa de carbono, fijos	◆																																		
DSA3430		Protectores de ropa antisalpicaduras de carbono, fijos	(NC : 7230) ○																																		
COLORES DE CHASIS Y PERSONALIZACIÓN																																					
COLORES CHASIS																																					
DSA4000		Negro espacial (RAL 9005)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG ○																																		
DSA4010		Gris antracita (RAL 7016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG ○																																		
DSA4020		Blanco puro (RAL 9016)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG (NC : 4220) ○																																		



2600

2630



2700



2710



2720



2740-2746



3200

3210



3220

3290



3300

3305



3410




3430



BOLD



TAG



Código	Descripción		P.V.P €
DSA4030	Rojo Carmin (RAL 3002)		○
DSA4040	Azul Celeste (RAL 5017)		○
DSA4060	Amarillo intenso (RAL 1016) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DSA4070	Violeta atómico (CONSULTAR DISPONIBILIDAD) (Plazo de entrega adicional +10 días)	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DSA4100	Negro brillante (RAL 9005) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DSA4130	Gris plateado (RAL 9006) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DSA4140	Azul real - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DSA4150	Rojo rubí (RAL 3003) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DSA4170	Naranja dinamita - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DSA4180	Verde forestal (RAL 6029) - Plazo de entrega adicional +10 días	Personalización con calcomanía BOLD o TAG	270,38
DSA4050	Color especial	Facilitar código RAL/ información adicional	
Estilo de calcomanía			
DSA4190	BOLD	(NC : 4300, 4310)	102,74
DSA4195	◆ TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
DSA4197	Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4300, 4310)	○
Color de calcomanía BOLD (calcomanías en la parte delantera de los flancos)			
DSA4200	Negro		○
DSA4210	Gris oscuro		○
DSA4220	Gris claro		○
DSA4230	Rojo		○
DSA4240	Azul		○
DSA4250	Dorado		○
Color de calcomanía TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Kuschall (vertical) en el flanco izquierdo) - Color negro o rojo			
DSA4300	Negro		○
DSA4310	Rojo		○
RUEDAS DELANTERAS			
DSA5000	3" Supersport		○
DSA5050	4" Everyday cubierta negra		○
DSA5100	4" Confort cubierta negra		○
DSA5150	4" Starec llanta negra, cubierta negra		104,99
DSA5200	4" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra		104,99
DSA5250	4" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra		104,99
DSA5300	5" Everyday con cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)	○
DSA5350	◆ 5" Confort con cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)	◆
DSA5400	5" Starec llanta negra, cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)	111,55
DSA5450	5" Frog leg con llanta de aluminio negro, cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)	111,55
DSA5500	5" Frog leg con llanta de aluminio plata, cubierta negra	No posible con chasis ángulo chasis 90° (DSA1020/1030)	111,55
RUEDAS TRASERAS			
POSICION RUEDAS TRASERAS (distancia X en el dibujo)			
DSA6100	140 MM (POSITION 1)		○
DSA6110	125 MM (POSITION 2)		○
DSA6120	110 MM (POSITION 3)		○



5000



5050/5300

5100/5350




5200/5450

5250/5500



Eje de carbono




Equivalencia posiciones asiento
1 = posición más activa
5 = posición menos activa

Código	Descripción	P.V.P €		
DSA6130	◆ 95 MM (POSITION 4)	◆		
DSA6140	80 MM (POSITION 5)	○		
CAIDA EJE CARBONO				
DSA6200	0° (NC : 6500)	○		
DSA6210	◆ 3°	◆		
DSA6220	6° (NC : 6950)	○		
QUAD RELEASE AXLE				
DSA6300	Eje desmontaje rápido para tetras (NC : 6550 6950)	114,35		
TAMAÑO RUEDAS TRASERAS				
DSA6410	◆ 24"	◆		
DSA6420	25" (NC: 6500, 6510, 6600, 6525, 6630 , 6700, 6710, 6720, 6730,6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	226,41		
TIPO RUEDAS TRASERAS				
DSA6500	◆ Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio plata, neumáticos presión 7.5 bares)	Otros tipos de cubiertas posibles (NC : 6625, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6900, 6910)	◆	
DSA6510	Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", radios Cruzados	Versión negra (NC : 6625)	○	
DSA6520	Ruedas PERFORMANCE 24", 25", llanta negra, buje Starec negro, radios cruzados negros		369,54	
DSA6550	Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25" , llanta negra, buje negro, radios radiales negros	(NC : 6625, 6910)	657,68	
CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS				
DSA6600	24" X 1", MAXXIS LITE GUARD, Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)	NUEVO	○	
DSA6625	24" , 25" X 1", MAXXIS ALPHA PROTECT (protección antipinchazo) 3 mm	NUEVO	○	
DSA6630	◆ 24" X 1", MBL SPEEDLITE - Neumático SUPERLIGERO, muy alta resistencia a los pinchazos	NUEVO	◆	
AROS				
DSA6700	24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm	161,09	
DSA6710	24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	124,07	
DSA6720	24" Titanio, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	269,32	
DSA6740	24" , 25" Carbolife Gekko L, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.	349,80	
DSA6750	24" , 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.	349,80	
DSA6760	24" Carbolife Curve L dist. 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.	330,12	
DSA6770	24" Carbolife QUADRO, dist 30 mm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 cm, montados a 30 mm.	349,80	
DSA6780	24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm	Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.	○	
DSA6790	24", 25", Aluminio ligero, negro, dist 3 cm	Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.	○	
PROTECTORES RADIOS				
DSA6900	Transparentes 24"		161,91	
DSA6910	Nergos 24"		161,91	
KIT ALBER				
DSA6950	Kit de fijación E-MOTION & TWION	2 antivuelcos abatibles ALBER incluidos / Solo con ruedas 24"	(NC : 7500, 7510, 7520)	625,48
OPCIONES SEGURIDAD				
FRENOS				
DSA7210	◆ Frenos de empuje, palanca angulada		◆	
DSA7230	Frenos performance		137,80	
DSA7240	Frenos activos (NC : 7300)		81,03	
DSA7250	Freno activo ligero		140,60	
ANTIVUELCOS				
DSA7500	Antivuelco derecho		194,17	



6300



6500

6520



6550

6510

ETRTO

LENCO PRIMO SENTINEL :
24" : 25-540
25" : 25-559
26" : 25-590

MAXXIS LIGHT GUARD :
24" : 25-540

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



6625



6600



6630



6710

6720/6730



6760

6790

6740/6750



6780/6800

6770



6760

6740/6750



7240

Código	Descripción	P.V.P €	
DSA7510	Antivuelco izquierdo	194,17	
DSA7520	Antivuelco ambos lados	388,32	
CINTURONES			
DSA7810	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, S, FLAT-MOUNT con hebilla estándar	113,72	
DSA7820	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, M, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	113,72	
DSA7830	Cinturón postural BODYPOINT EVOFLEX 2 puntos, L, FLAT-MOUNT con hebilla Rehab	113,72	
ILUMINACIÓN PASIVA			
DSA7900	Iluminación pasiva (montada en los radios)	19,47	
DSA7910	Iluminación pasiva sin montar	10,82	
OTRAS OPCIONES			
DSA8010	Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.	39,38	
DSA8500	Bomba de hinchado - NUEVA	19,67	
DSA8550	Kit de herramientas	16,22	
DSA8650	Bolsa para ruedas (24"/25")	62,06	
DSA8680	Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte	Ruedas Mountain bike (par) con neumático con tacos y ejes QR	486,68
DSA8800	Panel pantorrilla BODYPOINT	81,11	
DSA8850	Bolsa movilidad BODYPOINT	91,93	



7810 / 7820 / 7830

7500/7510



7910



8850



8800



8680