

Rea® **Clematis® PRO E-Tilt** **matrx**® CE

Silla de posicionamiento con chasis de acero de color Beige perla.
Equipada con **basculación de asiento eléctrica** como estándar.
Reclinación de respaldo mediante pistón neumático (estándar) o eléctrico (opcional).
Respaldo modular rígido con cojín anatómico, ajustable en altura. Nuevo tapizado flexible anatómico disponible como opción. Reposapiernas elevables y paletas ajustables en ángulo, anchura y profundidad como estándar. Cojín de asiento FLO-SHAPE como estándar. ¡Nueva anchura de asiento 540 mm! Soporte de reposabrazos doble como estándar: (+ 25 mm por lado) **NUEVO**
Asiento ajustable en profundidad sin intervalo 430 - 500 MM. Nueva almohadilla de reposabrazos concava regulable en profundidad. Reposacabezas simple incluido como estándar. Otras opciones de reposacabezas disponibles.
Peso máximo de usuario :135 kg
Código Prescripción: S0023347*

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Direccion entrega :
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

*Código provisional (pendiente de validación)

Código	Descripción	P.V.P €
è	Peso más usuario = 135 Kg	
Código	Descripción	PVP
MODELO		
SNC0002	<input checked="" type="checkbox"/> CLEMATIS PRO E-TILT	BASCULACIÓN DE ASIENTO ELÉCTRICA (NC :1510, 1680) 1.458,00
ESPECIAL		
SNCSPEC	ESPECIAL	
PROPULSION		
SNC0100	Versión autopropulsable (ruedas traseras 24")	POR FAVOR TENER EN CUENTA QUE LOS REPOSABRAZOS PUEDEN TOCAR LAS LAS RUEDAS TRASERAS. CUANDO LA SILLA ESTÁ CON EL ÁNGULO MÁXIMO DE BASCULACIÓN DE ASIENTO: - Altura de asiento 400 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 33 cm - Altura de asiento 450 mm: la distancia mínima posible de la placa de asiento al reposabrazos es de 28 cm (NC : 1500) <input type="checkbox"/>
SNC0110	<input checked="" type="checkbox"/> Versión kit transit (ruedas traseras 12")	(NC : 0380, 1510, 1520, 1525) <input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE CHASIS		
SNC0210	<input checked="" type="checkbox"/> Chasis ajustable en anchura (reposapiernas) y profundidad (asiento) - sin intervalos	Incluye ensanchadores de reposabrazos (+25 mm por lado) - 2 posiciones de reposabrazos <input checked="" type="checkbox"/>
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
SNC0300	390 MM	<input type="checkbox"/>
SNC0310	<input checked="" type="checkbox"/> 440 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
SNC0320	490 MM	<input type="checkbox"/>
SNC0330	540 MM NUEVO	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO		
SNC0370	<input checked="" type="checkbox"/> 430 - 500 MM (sin intervalos)	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO		
SNC0380	400 MM	(NC : 1430 , 1440) <input type="checkbox"/>
SNC0390	<input checked="" type="checkbox"/> 450 MM	<input checked="" type="checkbox"/>
COJÍN ASIENTO		
SNC0410	Cojín MATRX CONTOUR VISCO NG	105,43
SNC0420	Cojín MISTRAL 2 Tapizado suave negro TR26	<input type="checkbox"/>



SNC0430	◆	Cojín FLO-SHAPE Tapizado suave negro TR26			◆
SNC0440		Sin cojín			○
RESPALDO					
TIPO DE RESPALDO					
SNC0500	◆	Placa rígida		(NC : 0540, 1000, 1010)	◆
SNC0510		Tapizado flexible anatómico		(NC : 0540, 1000)	○
SNC0520		Respaldo LAGUNA 2 con tapizado ajustable en tensión	Obligatorio pedir opción puños de empuje conectados	(NC : 0560, 0570, 1010, 1200, 1210, 1220, 1230)	60,00
COJÍN DE RESPALDO					
SNC0530	◆	Cojín LAGUNA 2 dartex negro TR26			◆
SNC0540		Cojín acolchado con laterales dartex negro (solo con respaldo 0520)			○
PUÑOS DE EMPUJE					
SNC0560	◆	Puños ajustables en altura			◆
SNC0570		Barra de empuje ajustable en ángulo		(NC : 0610)	120,00
SNC0580		Puños conectados (obligatorio con tapizado ajustable en tensión)			○
TIPO DE ASIENTO					
BASCULACIÓN ASIENTO Y RECLINACIÓN RESPALDO					
SNC0610	◆	Basculación de asiento eléctrica (0°-25°) y Reclinación de respaldo mediante pistón neumático (0° a 30°)			◆
SNC0620		Basculación de asiento eléctrica (0°-25°) y Reclinación de respaldo mediante pistón eléctrico (0°-30°)			190,00
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS					
SOPORTE REPOSAPIÉS					
SNC0700	◆	Soporte estándar			◆
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS IZQ.					
SNC0720	◆	Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, izq			◆
SNC0730		Sin reposapiés izq		(NC : 0760, 0770)	○
REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS DER.					
SNC0740	◆	Reposapiernas ajustable en ángulo, incl soporte pantorrilla, der			◆
SNC0750		Sin reposapiés der		(NC : 0780, 0790)	○
TUBO+PALETA IZQ					
SNC0760		Paleta fija. Incluye talonera, izq		(NC : 1300)	○
SNC0770	◆	Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, izq			◆
TUBO+PALETA DER					
SNC0780		Paleta fija. Incluye talonera, der		(NC : 1300)	○
SNC0790	◆	Paleta ajustable en ángulo, profundidad, anchura. Incluye taloneras, der			◆
REPOSABRAZOS (ajustable en altura, incluye dispositivo cierre)					
REPOSABRAZOS IZQ.					
SNC0800		Almohadilla estándar, ajustable en altura, izq	Ajustable en profundidad		○
SNC0810	◆	Almohadilla "Comfort" , izq	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1720)	◆
SNC0820		Reposabrazos hemiplejía ,izq		(NC : 1700, 1710, 1720, 1790)	98,75
REPOSABRAZOS DER.					
SNC0850		Almohadilla estándar, ajustable en altura, der	Ajustable en profundidad		○
SNC0860	◆	Almohadilla "Comfort" , der	Ajustable en profundidad con diseño concavo	(NC : 1730)	◆
SNC0870		Reposabrazos hemiplejía ,der		(NC : 1700, 1710, 1730, 1790)	98,75
OPCIONES ASIENTO					
SNC0900		Funda soportes laterales			100,00
SNC0910		Taco abductor			64,48
OPCIONES DE RESPALDO					
CINCHAS RESPALDO					
SNC1000		Cincha superior adicional para respaldo Laguna 2 ajustable en tensión			60,00
SNC1010		Cincha superior adicional para respaldo flexible (consultar disponibilidad)	(Consultar disponibilidad)		60,00
REPOSACABEZAS (obligatorio)					




0530



0560



0580



0570



0720



0760/0780



0770/0790



0810




0800



0820



0900



0910



0920



1000



1010

SNC1100		Reposacabezas envolvente		(NC : 1140)	89,25
SNC1110		Reposacabeza envolvente con soporte mejilla ajustable lateralmente		(NC : 1130, 1140)	170,00
SNC1120	◆	Reposacabezas simple		(NC : 1130)	◆
FUNDA REPOSACABEZAS					
SNC1130		Funda para reposacabezas envolvente			39,00
SNC1140		Funda para reposacabezas simple			29,00
SOPORTE REPOSACABEZAS UNIVERSAL					
SNC1150		Soporte reposacabezas universal			51,00
SOPORTES DE TRONCO IZQ.					
SNC1200		Soporte lateral de tronco fijo (tapizado negro suave), izq.			75,00
SNC1210		Soporte lateral de tronco abatible (tapizado negro suave), izq.			89,30
SOPORTES DE TRONCO DER.					
SNC1220		Soporte lateral de tronco fijo (tapizado negro suave), der.			75,00
SNC1230		Soporte lateral de tronco abatible (tapizado negro suave), der.			89,30
OPCIONES REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS					
SNC1300		Acolchado paleta			52,53
CHASIS					
COLOR DE CHASIS					
SNC1400	◆	Beige perla			◆
FIJACIÓN RUEDAS DELANTERAS					
SNC1410	◆	Fija	Incluido en el chasis		◆
RUEDAS DELANTERAS					
SNC1420		150X30 mm, maciza negra			○
SNC1430	◆	200X30 mm, maciza negra			◆
SNC1440		200X45 mm, maciza negra			○
RUEDAS TRASERAS					
SNC1500	◆	12" (305 MM)	Eje extraíble (QR)	(NC : 1530, 1550, 1560, 1600, 1630, 1640)	◆
SNC1520		24" (610 MM), buje estándar	Eje extraíble (QR)	(NC : 1620)	○
SNC1525		24" (610 MM) , con freno tambor	Eje extraíble (QR)	(NC : 1620, 1630, 1640)	140,00
CUBIERTA RUEDAS TRASERAS					
SNC1530		Neumática Profil, negra			○
SNC1540	◆	Maciza, negra			◆
TIPO DE AROS					
SNC1550	◆	Aros de aluminio			◆
PROTECTORES DE RADIOS					
SNC1560		FROST			102,02
SEGURIDAD					
TIPO DE FRENOS					
SNC1600		Frenos estándar accionados por usuario	Solo con rueda de 24"		○
SNC1620	◆	Frenos acompañante accionados con el pie	Solo con ruedas 12"		◆
OPCIONES DE SEGURIDAD					
SNC1650		Cinturón postural			34,35
SNC1660	◆	Dispositivo antivuelco	Incluido en el chasis		◆
SNC1670		Kit reflectores			10,66
OPCIONES					
MESITAS					
SNC1700		Mesita extraíble con soporte codos (incluye kit de montaje)		(NC : 1750)	170,00
SNC1710		Mesita extraíble (incluye kit de montaje)		(NC : 1750)	152,25
SNC1720		Media mesita, transparente abatible, izq	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1740)	86,00
SNC1730		Media mesita, transparente abatible, der	Solo con reposabrazos con almohadilla estándar	(NC : 1740)	86,00
ACOLCHADO PARA MESITA					
SNC1740		Acolchado para mesita			65,00
SNC1750		Acolchado para media mesita			52,00
OTRAS OPCIONES					
SNC1780		Porta suero	Obligatorio pedir reposacabezas		76,69
SNC1790		Dispositivo de bloqueo para mesita			35,00

