

INVACARE S.A
www.invacare.es



Invacare® **Esprit Action® ADULTO**

Silla electrónica **muy compacta con chasis de aluminio plegable por cruceta doble**. Fácilmente desmontable y transportable sin herramienta gracias a su peso reducido (elemento más pesado: a partir de 15 kg aprox.)

Incluye como estándar:

- Anchos de asiento: desde 38 cm hasta 60,5 cm
- Ruedas traseras 14" con motores integrados (cubierta neumática (-1 kg por rueda). Buje con 5 agarres para facilitar la extracción
- Cubierta maciza disponible como opción.
- Batería fácilmente desmontable (autonomía 15 km aprox.) Batería adicional montada en la silla para duplicar la autonomía (opción SPE0620)

- Motores 6 km/h (8 km/h disponible como opción)
- Mando con pantalla a color, programable: Cuentakm, velocidad, autonomía, hora, etc
- Giroscopio que permite ajustar la aceleración de la silla en pendientes para mayor seguridad
- Posibilidad de elegir entre 4 colores de chasis y 2 colores de horquilla diferentes
- Antivuelco integrados de color negro. Recomendamos el uso de antivuelcos Alber (opcionales) para poder quitar las ruedas traseras más fácilmente.
- Peso total: 43 kg aprox.
- Peso máximo usuario: 125 kg
- Código Prescripción: S0023464**
(Esprit Action -SR-A/ Código Provisional pendiente de validación) - Categoría SRE 000A

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

☐ Por favor marque su elección con una cruz : ☒ Característica estándar ☐ Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Opciones reembolsadas - integral o parcialmente

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
SPE0060	<input checked="" type="checkbox"/> ESPRIT ACTION ADULTO (DOBLE CRUCETA)	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL		
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO SPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0060	<input type="checkbox"/> SPECIAL	<input type="checkbox"/>
MODELO BASE		
SPE0100	<input checked="" type="checkbox"/> MODELO BASE ESPRIT ACTION	3.200,00
CHASIS		
SPE0210	<input checked="" type="checkbox"/> DOBLE CRUCETA (Anchura asiento 380 mm a 605 mm / Profundidad asiento desde 400 mm a 500 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
MANDO		
SOPORTE MANDO USUARIO		
SPE0300	<input checked="" type="checkbox"/> Soporte estándar abatible hacia el exterior	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0310	<input type="checkbox"/> Soporte abatible (interior & exterior) E-FIX E35	320,00
MONTAJE		
SPE0400	<input checked="" type="checkbox"/> Mando usuario, lado derecho Con luz delantera integrada (NC : 4020)	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0410	<input type="checkbox"/> Mando usuario, lado izquierdo Con luz delantera integrada (NC : 4120)	<input type="checkbox"/>
DOBLE MANDO		
SPE0440	Doble mando intuitivo, lado derecho (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la izquierda	730,00
SPE0450	Doble mando intuitivo, lado izquierdo (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la derecha	730,00
SPE0460	Doble mando intuitivo (ajustable a la derecha o la izquierda) - Sin empuñadura adicional	715,00
VELOCIDAD		
SPE0500	<input checked="" type="checkbox"/> 6 KM/H	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0510	<input type="checkbox"/> 8 KM/H	200,00
BATERIA		
SPE0600	<input checked="" type="checkbox"/> Batería 7,65AH/36V (Selladas de Plomo-ácido)	<input checked="" type="checkbox"/>
OTRAS OPCIONES (No obligatorio)		
SPE0610	Batería adicional 7,65AH/36V (no montada en la silla)	450,00
SPE0620	Batería adicional 7,65AH/36V, montada en la silla con bolsa. Hasta 30 km de autonomía. Nota: cuando se acaba la primera batería es necesario enchufar la segunda	595,00
SPE0630	protector de mando	65,00
SPD0640	Enchufe cargador externo Consultar disponibilidad	95,00
ASIENTO		
ANCHURA ASIENTO		
SPE1040	380 MM	(NC : 1240, 1250, 2100, 5046) <input type="checkbox"/>
SPE1050	405 MM	(NC : 1240, 1250) <input type="checkbox"/>
SPE1060	<input checked="" type="checkbox"/> 430 MM	(NC : 5042) <input checked="" type="checkbox"/>
SPE1070	455 MM	(NC : 5042) <input type="checkbox"/>
SPE1080	480 MM	(NC : 2100, 2330, 5042, 5044) <input type="checkbox"/>
SPE1090	505 MM	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048) <input type="checkbox"/>
SPE1100	555 MM (Tapizado de asiento reforzado)	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200) <input type="checkbox"/>



Esprit Action 4 -
Versión Adulto



Doble cruceta



0300 0310



0440



0460 0610



0620



0630

Código	Descripción			P.V.P €
SPE1110	605 MM	(Tapizado de asiento reforzado)	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200)	○
PROFUNDIDAD ASIENTO				
SPE1210	◆	400 mm	(NC : 5085, 5090)	◆
SPE1220		Tapizado de asiento ajustable desde 400 hasta 450 MM	Se entrega a 430 mm	(NC : 5090) 95,00
SPE1230		450 mm	(NC : 5042, 5080, 5090)	○
SPE1240		Tapizado de asiento ajustable desde 450 hasta 500 MM	(NC : 5042, 5080)	95,00
SPE1250		500 mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080)	○
ALTURA ASIENTO				
SPE1300	◆	460 MM		◆
SPE1310		485 MM		○
TIPO TAPIZADO DE ASIENTO				
SPE1410	◆	Nilón negro con cierre gancho bucle		◆
RESPALDO (CON TENSOR INCLUIDO)				
TIPO DE RESPALDO				
SPE2000	◆	Fijo 7°	2 alturas 400/430 MM (se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330) ◆
SPE2010		Fijo 7°	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2330) ○
SPE2020		Respaldo partido	Altura 430 MM	Puños fijos (NC : 2330) 120,00
SPE2030		Respaldo partido	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2320, 2330) 120,00
SPE2040		Respaldo fijo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° a + 15°)	Altura 425-450 MM. Se entrega a 425 MM (2 posiciones; 25 MM según posición tapizado)	(NC : 2330) 280,00
SPE2050		Respaldo partido/reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330) 270,00
SPE2060		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330) 235,00
SPE2070		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 470/490/510 MM (Se entrega a 510 MM)	Puños fijos (NC : 2330) 235,00
SPE2080		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330) 250,00
SPE2090		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 470/490/510 MM (Se entrega a 510 MM)	Puños fijos (NC : 2330) 250,00
SPE2100		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030) 250,00
RESPALDOS MATRX (La anchura del respaldo Matrx corresponde a la anchura del asiento). Ojo! Con el respaldo con pistón de gas: la profundidad útil del asiento queda reducida de 20 mm aprox.				
SPE2200		MATRX ELITE E2 con anclajes Mini	Altura 405 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140) 770,00
SPE2210		MATRX ELITE E2 con anclajes estándar	Altura 455 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140) 770,00
SPE2220		MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes Mini	Altura 405 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140) 770,00
SPE2230		MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes estándar	Altura 455 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	(NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140) 770,00
TAPIZADO RESPALDO				
SPE2300	◆	Tapizado acolchado ajustable en tensión (1 cincha), nilón negro	(NC : 5130)	◆
SPE2310		Tapizado acolchado ajustable en tensión (4 cinchas), nilón negro	(NC : 5130)	50,00
SPE2320		Tapizado acolchado ajustable en tensión (10 cinchas), nilón negro	(NC : 5130)	95,00
SPE2330		Respaldo Comfort PASSAD 2 tapizado negro suave TR26, altura 510 mm	(NC : 5130, 5140)	160,00
PESCANTES /PALETAS				
PESCANTE DER.				




1220/1240

2000/
2010 2060/
2070 2080/
2090/
21002020
2030 2040


Nuevo tapizado acolchado



2200/2210/2220/2230

Fijaciones
Mini Fijaciones
Estándar

2300 2310



2320 2330

Código	Descripción			P.V.P €
SPE3010	◆	Pescante a 80° , tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm (NC : 3100)	◆
SPE3020		Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) abatible int/ext	UL desde 340 hasta 500MM (soporte pantorrilla incluido) (NC : 3220, 5150)	142,69
SPE3030		Soporte amputado	(NC : 3200, 3210, 3220)	144,23
PESCANTE IZQ.				
SPE3110	◆	Pescante a 80° , tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm	◆
SPE3120		Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) abatible int/ext	UL desde 340 hasta 500MM (soporte pantorrilla incluido) (NC : 3220, 5150)	142,69
SPE3130		Soporte amputado	(NC : 3220, 3300, 3310)	144,23
PALETA DER.				
SPE3200	◆	Paleta abatible	Incluye talonera	◆
SPE3210		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera	60,00
SPE3220		Paleta monobloc	Ajustable en profundidad & ángulo (NC: 3300, 3310)	135,00
PALETA IZQ.				
SPE3300	◆	Paleta abatible	Incluye talonera	◆
SPE3310		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera	60,00
REPOSABRAZOS (Ajustable en anchura : + 25 mm en cada lado)				
REPOSABRAZO DERECHO				
SPE4000	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC: 8200)	◆
SPE4010		Desmontable, Almohadilla larga (Rio)	Ajustable en altura: 210 a 280 mm. Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)	○
SPE4020		Desmontable hemi multiposición -Tapizado suave TR26 negro - Dispositivo cierre automático	Ajustable en altura: 210 a 345 MM). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC: 8200)	165,00
REPOSABRAZO IZQUIERDO				
SPE4100	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC: 8200)	◆
SPE4110		Desmontable, Almohadilla larga (Rio)	Ajustable en altura: 210 a 280 mm. Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)	○
SPE4120		Desmontable hemi multiposición -Tapizado suave TR26 negro - Dispositivo cierre automático	Ajustable en altura: 210 a 345 MM). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC: 8200)	165,00
OPCIONES ASIENTO (Opcional)				
COJÍN ASIENTO				
SPE5010	◆	Cojín espuma BASIC, altura 50 mm	Funda nylon & antideslizante	◆
SPE5020		MATRIX FLO-TECH LITE - Altura 78 MM	(NC : 5090)	105,43
SPE5030		MATRIX FLO-TECH IMAGE - Altura 60 MM	(NC : 5090)	323,15
SPE5040		MATRIX CONTOUR VISCO NG - Altura 100 MM	Peso máximo usuario: 100 kg (NC : 5090)	105,43
SPE5042		CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - Altura 75 MM	(NC : 5080, 5085, 5090)	105,43
SPE5044		CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - Altura 75 MM	(NC : 5080, 5085, 5090)	105,43
SPE5046		CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - Altura 75 MM	(NC : 5080, 5085, 5090)	105,43
SPE5048		CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - Altura 75 MM	(NC : 5080, 5085, 5090)	105,43



3010/3110



3030/3110



3020/3120



3210/3310



3200/3300



3220



4000/4010



4020/4120

4000/
41004010/
4110

5010














5020



5030



5040

Código	Descripción			P.V.P €
SPE5050	MATRIX FLO-TECH SOLUTION XTRA - Altura 60 MM		(NC : 5090)	616,15
SPE5070	MATRIX LIBRA - Altura 70 MM	Plazo de entrega adicional + 5 días		323,15
PROFUNDIDAD DEL COJÍN				
SPE5080	◆ 400 MM			◆
SPE5085	450 MM			○
SPE5090	500 MM			○
REPOSACABEZAS				
SPE5100	Reposacabeza simple - Tapizado negro suave PU TR26			77,00
SPE5110	Reposacabeza envolvente - Tapizado negro suave PU TR26	(ajustable lateralmente)		152,25
SPE5120	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla Tapizado suave TR26 negro (incluye tensor)	(ajustable lateralmente)		170,00
SPE5130	Reposacabezas Matrix con almohadilla Elipse, ancho 255mm, soporte estándar	(solo con respaldo Matrix)		350,00
OTRAS OPCIONES DE ASIENTO				
SPE5140	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par			115,50
SPE5150	Cincha apoya pantorrillas			25,00
TENSOR DE RESPALDO				
SPE5170	◆ Tensor de respaldo fijo			◆
COLORES / PERSONALIZACIÓN				
COLOR DE CHASIS				
SPE6000	Negro antracita			○
SPE6015	Púrpura oscuro			○
SPE6035	Azul marino			○
SPE6040	Gris pizarra			○
SPE6050	Color especial (solo fabricación especial)	Consultar precio y plazo de entrega con nuestro Departamento de Fabricación especial		
PERSONALIZACIÓN (color horquilla)				
SPE6100	◆ Negro			◆
SPE6120	Amarillo limón			65,00
RUEDAS DELANTERAS				
SPE7000	◆ 200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta maciza negra			◆
SPE7010	200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta neumática negra			○
RUEDAS TRASERAS MOTORIZADAS				
SPE7100	ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta maciza negra	Incluye Quick Release	Peso por rueda 7,8 kg	70,00
SPE7110	◆ ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta neumática negra	Incluye Quick Release	Peso por rueda 6,8 kg - 2 kg en total con respecto a la cubierta maciza !!!!!	◆
OPCIONES DE SEGURIDAD				
ANTIVUELCO OBLIGATORIO				
SPE8000	◆ Ruedas antivuelco, fijo (PAR)			◆
SPE8010	Ruedas antivuelco tipo Alber  (E25), abatibles, Par	Función Muleta: las ruedas traseras quedan levantadas para facilitar el desmontaje		330,00
OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD				
SPE8020	◆ Cinturón postural 			◆
SPE8030	Anclajes transporte			50,00
SPE8021	Cinturón pélvico Bodypoint 2 Puntos, Talla M, Flat-Mount™	Acolchado 460 mm		113,72
SPE8022	Cinturón pélvico Bodypoint 2 Puntos, Talla L, Flat-Mount™	Acolchado 620 mm		113,72
SPE8023	Cinturón pélvico Bodypoint 4 Puntos, Talla M, Flat-Mount™	Acolchado 460 mm		153,22
SPE8024	Cinturón pélvico Bodypoint 4 Puntos, Talla L, Flat-Mount™	Acolchado 620 mm		153,22
SPE8040	Luz trasera (montaje en el tubo de respaldo, no se puede encender a través del mando)			45,00
OTRAS OPCIONES				
SPE8100	Soporte para bastones			30,00
SPE8200	Mesita acrílica abatible 			170,00
PRECIO TOTAL				



5050



5070



5042-5048



5100



5110



5120



5130



5100



5150



5140



7000/7010



7100/7110



7000/7010



7100/7110



8000



8010



8020



8030



8040



8100



8200



8021/8022



8023/8024