


## Invacare® **Esprit Action® ADULTO**

Silla electrónica **muy compacta con chasis de aluminio plegable por cruceta doble**. Fácilmente desmontable y transportable sin herramienta gracias a su peso reducido (elemento más pesado: a partir de 15 kg aprox.)

**Incluye como estándar:**

- Anchos de asiento: desde 38 cm hasta 60,5 cm
- Ruedas traseras 14" con motores integrados (cubierta neumática (-1 kg por rueda). Buje con 5 agarres para facilitar la extracción
- Cubierta maciza disponible como opción.
- Batería fácilmente desmontable (autonomía 15 km aprox.) Batería adicional montada en la silla para duplicar la autonomía (opción SPE0620) 

- Motores 6 km/h (8 km/h disponible como opción)
- Mando con pantalla a color, programable: Cuentakm, velocidad, autonomía, hora, etc
- Giroscopio que permite ajustar la aceleración de la silla en pendientes para mayor seguridad
- Posibilidad de elegir entre 4 colores de chasis y 2 colores de horquilla diferentes
- Antivuelco integrados de color negro. Recomendamos el uso de antivuelcos Alber (opcionales) para poder quitar las ruedas traseras más fácilmente.
- Peso total: 43 kg aprox.
- Peso máximo usuario: 125 kg
- Código Prescripción: S0023464**  
(Esprit Action SR-A/ Código Provisional pendiente de validación) - Categoría SRE 000A

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Opciones reembolsadas - integral o parcialmente 

Código	Descripción	P.V.P €
<b>MODELO</b>		
SPE0060	<input checked="" type="checkbox"/> ESPRIT ACTION ADULTO (DOBLE CRUCETA)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> NO SPECIAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0300	<input type="checkbox"/> SPECIAL	<input type="checkbox"/>
<b>MODELO BASE</b>		
SPE0100	<input checked="" type="checkbox"/> MODELO BASE ESPRIT ACTION	3.200,00
<b>CHASIS</b>		
SPE0210	<input checked="" type="checkbox"/> DOBLE CRUCETA (Anchura asiento 380 mm a 605 mm / Profundidad asiento desde 400 mm a 500 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>MANDO</b>		
<b>SOPORTE MANDO USUARIO</b>		
SPE0300	<input checked="" type="checkbox"/> Soporte estándar abatible hacia el exterior	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0310	<input type="checkbox"/> Soporte abatible (interior & exterior) E-FIX E35	320,00
<b>MONTAJE</b>		
SPE0400	<input checked="" type="checkbox"/> Mando usuario, lado derecho Con luz delantera integrada	(NC : 4020 ) <input checked="" type="checkbox"/>
SPE0410	<input type="checkbox"/> Mando usuario, lado izquierdo Con luz delantera integrada	(NC : 4120 ) <input type="checkbox"/>
<b>DOBLE MANDO</b>		
SPE0440	<input type="checkbox"/> Doble mando intuitivo, lado derecho (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la derecha	730,00
SPE0450	<input type="checkbox"/> Doble mando intuitivo, lado izquierdo (montado en el tensor) - empuñadura adicional a la izquierda	730,00
SPE0460	<input type="checkbox"/> Doble mando intuitivo (ajustable a la derecha o la izquierda) - Sin empuñadura adicional	715,00
<b>VELOCIDAD</b>		
SPE0500	<input checked="" type="checkbox"/> 6 KM/H	<input checked="" type="checkbox"/>
SPE0510	<input type="checkbox"/> 8 KM/H	200,00
<b>BATERIA</b>		
SPE0600	<input checked="" type="checkbox"/> Batería 7,65AH/36V (Selladas de Plomo-ácido)	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OTRAS OPCIONES (No obligatorio)</b>		
SPE0610	<input type="checkbox"/> Batería adicional 7,65AH/36V (no montada en la silla)	450,00
SPE0620	<input type="checkbox"/> Batería adicional 7,65AH/36V, montada en la silla con bolsa. Hasta 30 km de autonomía. Nota: cuando se acaba la primera batería es necesario enchufar la segunda 	595,00
SPE0630	<input type="checkbox"/> protector de mando	65,00
SPD0640	<input type="checkbox"/> Enchufe cargador externo	Consultar disponibilidad 95,00
<b>ASIENTO</b>		
<b>ANCHURA ASIENTO</b>		
SPE1040	<input type="checkbox"/> 380 MM	(NC : 1240, 1250, 2100, 5046 ) <input type="checkbox"/>
SPE1050	<input type="checkbox"/> 405 MM	(NC : 1240, 1250 ) <input type="checkbox"/>
SPE1060	<input checked="" type="checkbox"/> 430 MM	(NC : 5042 ) <input checked="" type="checkbox"/>
SPE1070	<input type="checkbox"/> 455 MM	(NC : 5042 ) <input type="checkbox"/>
SPE1080	<input type="checkbox"/> 480 MM	(NC : 2100, 2330, 5042, 5044 ) <input type="checkbox"/>
SPE1090	<input type="checkbox"/> 505 MM	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048 ) <input type="checkbox"/>
SPE1100	<input type="checkbox"/> 555 MM (Tapizado de asiento reforzado)	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200 ) <input type="checkbox"/>



Esprit Action 4 - Versión Adulto



Doble cruceta



0300 0310



0440



0460

0610



0620



0630

Código	Descripción			P.V.P €	
SPE1110	605 MM	(Tapizado de asiento reforzado)	(NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200 )	○	
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>					
SPE1210	◆	400 mm	(NC : 5085, 5090 )	◆	
SPE1220		Tapizado de asiento ajustable desde 400 hasta 450 MM	Se entrega a 430 mm (NC : 5090 )	95,00	
SPE1230		450 mm	(NC : 5042, 5080, 5090 )	○	
SPE1240		Tapizado de asiento ajustable desde 450 hasta 500 MM	(NC : 5042, 5080 )	95,00	
SPE1250		500 mm	(NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080 )	○	
<b>ALTURA ASIENTO</b>					
SPE1300	◆	460 MM		◆	
SPE1310		485 MM		○	
<b>TIPO TAPIZADO DE ASIENTO</b>					
SPE1410	◆	Nilón negro con cierre gancho bucle		◆	
<b>RESPALDO (CON TENSOR INCLUIDO)</b>					
<b>TIPO DE RESPALDO</b>					
SPE2000	◆	Fijo 7°	2 alturas 400/430 MM (se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	◆
SPE2010		Fijo 7°	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2330)	○
SPE2020		Respaldo partido	Altura 430 MM	Puños fijos (NC : 2330)	120,00
SPE2030		Respaldo partido	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2320, 2330)	120,00
SPE2040		Respaldo fijo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° a + 15°)	Altura 425-450 MM. Se entrega a 425 MM (2 posiciones; 25 MM según posición tapizado)	(NC : 2330)	280,00
SPE2050		Respaldo partido/reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330)	270,00
SPE2060		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	235,00
SPE2070		Respaldo reclinable (cremallera) 0/30°	3 alturas 470/490/510 MM (Se entrega a 510 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	235,00
SPE2080		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 390/410/430 MM (Se entrega a 430 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	250,00
SPE2090		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	3 alturas 470/490/510 MM (Se entrega a 510 MM)	Puños fijos (NC : 2330)	250,00
SPE2100		Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30°	Altura 510 MM	Puños fijos (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030 )	250,00
<b>RESPALDOS MATRX (La anchura del respaldo Matrx corresponde a la anchura del asiento). Ojo! Con el respaldo con pistón de gas: la profundidad útil del asiento queda reducida de 20 mm aprox.</b>					
SPE2200		MATRX ELITE E2 con anclajes Mini	Altura 405 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	Ⓡ (NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140 )	770,00
SPE2210		MATRX ELITE E2 con anclajes estándar	Altura 455 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	Ⓡ (NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140 )	770,00
SPE2220		MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes Mini	Altura 405 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	Ⓡ (NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140 )	770,00
SPE2230		MATRX ELITE DEEP E2 con anclajes estándar	Altura 455 MM - plazo de entrega adicional: + 5 días	Ⓡ (NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140 )	770,00
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>					
SPE2300	◆	Tapizado acolchado ajustable en tensión (1 cincha), nilón negro	(NC : 5130 )	◆	




1220/1240



2000/2010    2060/2070    2080/2090/2100



2020 2030    2040




Nuevo tapizado acolchado




2200/2210/2220/2230



Fijaciones Mini    Fijaciones Estándar



2300    2310



2320    2330

Código	Descripción			P.V.P €
SPE2310		Tapizado acolchado ajustable en tensión (4 cinchas), nilón negro	(NC : 5130 )	50,00
SPE2320		Tapizado acolchado ajustable en tensión (10 cinchas), nilón negro	(NC : 5130 )	95,00
SPE2330		Respaldo Comfort PASSAD 2 tapizado negro suave TR26, altura 510 mm	(NC : 5130, 5140 )	160,00
<b>PESCANTES / PALETAS</b>				
<b>PESCANTE DER.</b>				
SPE3010	◆	Pescante a 80° , tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm (NC : 3100 )	◆
SPE3020		Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) abatible int/ext	UL desde 340 hasta 500MM (soporte pantorrilla incluido) (NC : 3220, 5150 )	142,69
SPE3030		Soporte amputado	(NC : 3200, 3210, 3220 )	144,23
<b>PESCANTE IZQ.</b>				
SPE3110	◆	Pescante a 80° , tubo largo	UL desde 340 hasta 470 mm	◆
SPE3120		Reposapiernas elevable (de 0° a 80°) abatible int/ext	UL desde 340 hasta 500MM (soporte pantorrilla incluido) (NC : 3220, 5150 )	142,69
SPE3130		Soporte amputado	(NC : 3220, 3300, 3310 )	144,23
<b>PALETA DER.</b>				
SPE3200	◆	Paleta abatible	Incluye talonera	◆
SPE3210		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera (R)	60,00
SPE3220		Paleta monobloc	Ajustable en profundidad & ángulo (R) (NC : 3300, 3310 )	135,00
<b>PALETA IZQ.</b>				
SPE3300	◆	Paleta abatible	Incluye talonera	◆
SPE3310		Paleta ajustable en ángulo y profundidad	Incluye talonera	60,00
<b>REPOSABRAZOS (Ajustable en anchura : + 25 mm en cada lado)</b>				
<b>REPOSABRAZO DERECHO</b>				
SPE4000	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC : 8200 )	◆
SPE4010		Desmontable, Almohadilla larga (Rio)	Ajustable en altura: 210 a 280 mm. Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)	○
SPE4020		Desmontable hemi multiposición -Tapizado suave TR26 negro - Dispositivo cierre automático	Ajustable en altura: 210 a 345 MM). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera) (R) (NC : 8200 )	165,00
<b>REPOSABRAZO IZQUIERDO</b>				
SPE4100	◆	Desmontable, Almohadilla corta	Ajustable en altura: 235 a 280 para altura asiento 460 & 210-280 para altura asiento 485MM. Ajustable en profundidad (+35 MM hacia delante) & anchura (+25MM hacia fuera) (NC : 8200 )	◆
SPE4110		Desmontable, Almohadilla larga (Rio)	Ajustable en altura: 210 a 280 mm. Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera)	○
SPE4120		Desmontable hemi multiposición -Tapizado suave TR26 negro - Dispositivo cierre automático	Ajustable en altura: 210 a 345 MM). Ajustable en profundidad +35 MM (hacia atrás) & anchura (+25MM hacia fuera) (R) (NC : 8200 )	165,00
<b>OPCIONES ASIENTO (Opcional)</b>				
<b>COJÍN ASIENTO</b>				
SPE5010	◆	Cojín espuma BASIC, altura 50 mm	Funda nylon & antideslizante (R)	◆
SPE5020		MATRIX FLO-TECH LITE - Altura 78 MM	(R) (NC : 5090 )	105,43
SPE5030		MATRIX FLO-TECH IMAGE - Altura 60 MM	(R) (NC : 5090 )	323,15



3010/3110



3030/3110



3020/3120



3210/3310



3200/3300



3220



4000/4010




4020/4120



4000/4100



4010/4110



5010



5020



5030



5040

Código	Descripción		P.V.P €
SPE5040	MATRX CONTOUR VISCO NG - Altura 100 MM	Peso máximo usuario: 100 KG (R) (NC : 5090 )	105,43
SPE5042	CLASSIC VISCO 375 X 400 MM - Altura 75 MM	(R) (NC : 5080, 5085, 5090 )	105,43
SPE5044	CLASSIC VISCO 405 X 400 MM - Altura 75 MM	(R) (NC : 5080, 5085, 5090 )	105,43
SPE5046	CLASSIC VISCO 430 X 430 MM - Altura 75 MM	(R) (NC : 5080, 5085, 5090 )	105,43
SPE5048	CLASSIC VISCO 455 X 400 MM - Altura 75 MM	(R) (NC : 5080, 5085, 5090 )	105,43
SPE5050	MATRX FLO-TECH SOLUTION XTRA - Altura 60 MM	(R) (NC : 5090 )	616,15
SPE5070	MATRX LIBRA - Altura 70 MM	Plazo de entrega adicional + 5 días (R)	323,15
<b>PROFUNDIDAD DEL COJÍN</b>			
SPE5080	◆ 400 MM		◆
SPE5085	450 MM		○
SPE5090	500 MM		○
<b>REPOSACABEZAS</b>			
SPE5100	Reposacabeza simple - Tapizado negro suave PU TR26	(R)	77,00
SPE5110	Reposacabeza envolvente - Tapizado negro suave PU TR26	(ajustable lateralmente) (R)	152,25
SPE5120	Reposacabeza envolvente con soporte mejilla Tapizado suave TR26 negro (incluye tensor)	(ajustable lateralmente) (R)	170,00
SPE5130	Reposacabezas Matrix con almohadilla Elipse, ancho 255mm, soporte estándar	(solo con respaldo Matrix) (R)	350,00
<b>OTRAS OPCIONES DE ASIENTO</b>			
SPE5140	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par	(R)	115,50
SPE5150	Cincha apoya pantorrillas	(R)	25,00
<b>TENSOR DE RESPALDO</b>			
SPE5170	◆ Tensor de respaldo fijo		◆
<b>COLORES / PERSONALIZACIÓN</b>			
<b>COLOR DE CHASIS</b>			
SPE6000	Negro antracita		○
SPE6015	Púrpura oscuro		○
SPE6035	Azul marino		○
SPE6040	Gris pizarra		○
SPE6050	Color especial (solo fabricación especial)	Consultar precio y plazo de entrega con nuestro Departamento de Fabricación especial	
<b>PERSONALIZACIÓN (color horquilla)</b>			
SPE6100	◆ Negro		◆
SPE6120	Amarillo limón		65,00
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
SPE7000	◆ 200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta maciza negra		◆
SPE7010	200 X 50 MM (8" X 2"), cubierta neumática negra		○
<b>RUEDAS TRASERAS MOTORIZADAS</b>			
SPE7100	ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), cubierta maciza negra	Incluye Quick Release	Peso por rueda 7,8 kg
SPE7110	◆ ALBER E-FIX 355 X 70 MM (14" X 27"), <b>cubierta neumática negra</b>	Incluye Quick Release	Peso por rueda 6,8 kg <b>- 2 kg en total con respecto a la cubierta maciza !!!!!</b>
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
<b>ANTIVUELCOS OBLIGATORIO</b>			
SPE8000	◆ Ruedas antivuelco, fijo (PAR)		◆
SPE8010	Ruedas antivuelco tipo Alber (E25), abatibles, Par	(R) Función Muleta: las ruedas traseras quedan levantadas para facilitar el desmontaje	330,00
<b>OTRAS OPCIONES DE SEGURIDAD</b>			
SPE8020	◆ Cinturón postural (R)		◆
SPE8030	Anclajes transporte		50,00
SPE8040	Luz trasera (montaje en el tubo de respaldo, no se puede encender a través del mando)	(NUEVO)	45,00
<b>OTRAS OPCIONES</b>			
SPE8100	Soporte para bastones		30,00
SPE8200	Mesita acrílica abatible (R)		170,00
<b>PRECIO TOTAL</b>			



5050



5070

5042-5048



5100



5110



5120



5130



5100



5150



5140



Gris pizarra Azul marino Negro Antracita Púrpura oscuro



Amarillo limón Negro



7000/7010



7100/7110




8000



8010



8020



8030



8040



8100



8200