

**Invacare IBERIA**  
 Tel. (34) 900 992 841  
 E-Mail: contactsp@invacare.com  
 www.invacare.es



**Yes, you can.®**

**Invacare® Matrix® Flo-Tech** **matrix** **CE**  
SEATING SERIES

Los cojines **Invacare® Matrix® Flo-Tech** en combinación con la amplia gama de respaldos **Matrix®** ofrecen al usuario un **confort superior** con un **alto nivel de protección** para un **posicionamiento óptimo**.

Ortopedia :  
 Nombre usuario :  
 Dirección usuario :  
 Teléfono contacto :  
 Dirección entrega :  
 Número pedido :  
 Cantidad pedido :  
 Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**  **Kg**

Descripción		P.V.O. Sin IVA	P.V.P. Sin IVA																				
<p><b>Invacare® Classic Visco</b></p> <p>Cojín de espuma 100% viscoelástica para usuarios <b>en Riesgo</b> de desarrollar úlceras por presión. Desarrollado para proporcionar un confort adicional y aliviar las presiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plano, reversible, simple de usar</li> <li>- Material termo sensible.</li> <li>- Funda transpirable negra, repelente al agua, bi elástica impermeable, con asa de transporte</li> <li>- Entregado con 2 fundas</li> <li>- Disponible en 4 tallas y 2 densidades: Firme &amp; Muy Firme (ver guía de tallas)</li> <li>- Para usuarios en Riesgo de desarrollar úlceras por presión</li> <li>- Peso máx. usuario: 50kg (Firme) - 100kg (Muy Firme)</li> </ul> <p><b>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005949**</b></p>																							
	Invacare® Classic Visco - 1 unidad	<b>40,43</b>																					
	Invacare® Classic Visco - 3 unidades	<b>36,96</b>																					
	Invacare® Classic Visco - 5 unidades	<b>33,50</b>																					
	Invacare® Classic Visco - 10 unidades	<b>29,45</b>																					
<p><b>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® CLASSIC VISCO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">PROFUNDIDAD</th> <th colspan="4">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>375</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400</td> <td>1629078</td> <td>1629079</td> <td></td> <td>1629081</td> </tr> <tr> <td>430</td> <td></td> <td></td> <td>1629080</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1629078 - Invacare® Classis Visco <b>Firme (hasta 50 kg)</b>                      1629079 / 1629080 / 1629081 - Invacare® Classis Visco <b>Muy Firme (hasta 100 kg)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tallas en Stock <input type="checkbox"/> Tallas no disponibles</p>				PROFUNDIDAD	ANCHURA				mm	375	405	430	455	400	1629078	1629079		1629081	430			1629080	
PROFUNDIDAD	ANCHURA																						
	mm	375	405		430	455																	
	400	1629078	1629079		1629081																		
430			1629080																				

Descripción		P.V.O. Sin IVA	P.V.P. Sin IVA																																																																																																																																																																																																																							
<p><b>Propad <i>Revolve Si</i></b></p> <p>Cojín de espuma HR y gel fluido de silicona para usuarios con <b>Alto riesgo</b> de desarrollar escaras.                      - Plano, reversible, simple de usar                      - Gel fluido de silicona, tecnología Flo-Tech                      - Funda azul bi elástica de alta calidad                      - Peso máx. usuario: 125 kg</p> <p><b>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005955**</b></p>																																																																																																																																																																																																																										
	Invacare® <b>REVOLVE SI</b> - 1 Unidad	<b>82,01</b>	 105,43																																																																																																																																																																																																																							
	Invacare® <b>REVOLVE SI</b> - 2 Unidades	<b>70,46</b>																																																																																																																																																																																																																								
<p align="center"><b>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES INVACARE® REVOLVE SI</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">PROF.</th> <th colspan="3">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>410</td> <td>1601977-EU</td> <td></td> <td>1601995-EU</td> </tr> <tr> <td>430</td> <td></td> <td>1601993-EU</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Tallas en Stock                    <input type="checkbox"/> Tallas no disponibles             </p>				PROF.	ANCHURA			mm	410	430	460	410	1601977-EU		1601995-EU	430		1601993-EU																																																																																																																																																																																																								
PROF.	ANCHURA																																																																																																																																																																																																																									
	mm	410	430		460																																																																																																																																																																																																																					
	410	1601977-EU		1601995-EU																																																																																																																																																																																																																						
430		1601993-EU																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>Invacare® <i>Flo-tech Lite</i></b></p> <p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo bajo/medio. El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).</p> <p>Altura: 78 mm Peso máximo usuario: 127 kg</p> <p><b>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005927**</b></p>				 																																																																																																																																																																																																																						
	<b>Flo-Tech Lite</b> con base plana y funda Tejido Negro Impermeable	<b>65,10</b>	 105,43																																																																																																																																																																																																																							
<p align="center"><b>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite (127 kgr.)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">PROFUNDIDAD</th> <th rowspan="3">mm</th> <th rowspan="3">Pulg</th> <th colspan="10">ANCHURA</th> </tr> <tr> <th>250</th> <th>280</th> <th>300</th> <th>330</th> <th>360</th> <th>380</th> <th>410</th> <th>430</th> <th>460</th> <th>480</th> <th>510</th> </tr> <tr> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>280</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>330</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>360</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>380</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1634382</td> <td>1627075</td> <td>1627076</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>430</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1602386</td> <td>1603035</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>460</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1626669</td> <td>1603036</td> <td>1603038</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>480</td> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1633794</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>510</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>530</td> <td>21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Tallas en Stock                    <input checked="" type="checkbox"/> Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)                    <input type="checkbox"/> Tallas no disponibles             </p>				PROFUNDIDAD	mm	Pulg	ANCHURA										250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	250	10														280	11														300	12														330	13														360	14														380	15														410	16							1634382	1627075	1627076					430	17								1602386	1603035					460	18								1626669	1603036	1603038				480	19									1633794					510	20														530	21													
PROFUNDIDAD	mm	Pulg	ANCHURA																																																																																																																																																																																																																							
			250				280	300	330	360	380	410	430	460	480	510																																																																																																																																																																																																										
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																													
250	10																																																																																																																																																																																																																									
280	11																																																																																																																																																																																																																									
300	12																																																																																																																																																																																																																									
330	13																																																																																																																																																																																																																									
360	14																																																																																																																																																																																																																									
380	15																																																																																																																																																																																																																									
410	16							1634382	1627075	1627076																																																																																																																																																																																																																
430	17								1602386	1603035																																																																																																																																																																																																																
460	18								1626669	1603036	1603038																																																																																																																																																																																																															
480	19									1633794																																																																																																																																																																																																																
510	20																																																																																																																																																																																																																									
530	21																																																																																																																																																																																																																									

**Descripción**

*Invacare® Flo-tech Lite Visco*

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con riesgo medio/ alto. El cojín Lite Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte.

Cojín disponible en 3 densidades según peso del usuario.

Altura: 80 mm  
Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005933\*\***



	<b>Flo-Tech Lite Visco</b> con base plana y funda Tejido Negro Impermeable <b>Visco Blando</b> (hasta 32kgrs.)	<b>71,56</b>	 105,43
	<b>Flo-Tech Lite Visco</b> base plana y funda Tejido Negro Impermeable <b>Visco Medio</b> (hasta 51kgrs.)	<b>71,56</b>	
	<b>Flo-Tech Lite Visco</b> base plana y funda Tejido Negro Impermeable <b>Visco Firme</b> (hasta 100kgrs.)	<b>71,56</b>	

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Blando (hasta 32 kgrs.)**

PROFUNDIDAD	ANCHURA					
	cm	250	280	300	330	360
	Pulg	10	11	12	13	14
250	10					
280	11					
300	12					
330	13					
360	14					

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Medio (hasta 51 kgr.)**

PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	cm	250	280	300	330	360	380	410	430	460	480	510
	Pulg	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250	10											
280	11											
300	12											
330	13											
360	14											
380	15											
410	16						1590673	1590674	1634390			
430	17							1634374	1627216			
460	18											
480	19											
510	20											
530	21											

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Lite Visco Firme (hasta 100 kgr.)**

PROFUNDIDAD	ANCHURA						
	cm	380	410	430	460	480	510
	Pulg	15	16	17	18	19	20
360	14						
380	15						
410	16						
430	17		1634375	1555685			
460	18						
480	19						
510	20						
530	21						

Tallas en Stock      Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)      Tallas no disponibles

**Cojín Invacare® Flo-tech Contour**

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con **riesgo bajo/medio**. El cojín Lite está compuesto de espuma PU y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). Este cojín de perfil alto es apto para usuarios de peso elevado.

Altura: 103 mm  
Peso máximo usuario: 152 kg / anchuras 51 cm (20"): 191 kg

**Código Prescripción: ECJ 000A - E0005905\*\***

	<b>Flo-Tech Contour</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable	<b>68,25</b>	 105,43
--	---	--------------	---



Descripción		P.V.O. Sin IVA	P.V.P. Sin IVA									
<b>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour (hasta 152/ 191 kg, según talla)</b>												
<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ANCHURA</b>											
	mm	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610
	Pulg	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	330	13										
	360	14										
	380	15										
	410	16										
	430	17				1548221						
	460	18				1548222	1548224					
	480	19						1634377				
	510	20										
	530	21										
	560	22										
	Tallas en Stock		Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)		Tallas no disponibles							
<b>Invacare® Flo-tech Contour Visco NG</b> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">NUEVO</span>												
<p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con <b>riesgo medio/Elevado</b>.</p> <p>El cojín Contour Visco NG está compuesto 100% espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. El cojín se entrega con dos fundas con asa y base antideslizante Corte especial en la parte delantera para liberar el hueco poplíteo y favorecer propulsión podal. Peso máximo de usuario y densidades: según código.</p> <p><b>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911**</b></p>												
	<b>Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 405</b> / Firme (hasta 80 kg)	<b>83,24</b>	  <span style="font-size: 2em;">R</span> 105,43									
	<b>Flo-Tech Contour ViscoNG 405 x 430</b> / Firme (hasta 80 kg)	<b>83,24</b>										
	<b>Flo-Tech Contour Visco NG 430 x 430</b> / Muy Firme (hasta 100 kg)	<b>83,24</b>										
	<b>Flo-Tech Contour ViscoNG 430 x 455</b> / Muy firme (hasta 100 kg)	<b>83,24</b>										
	<b>Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 430</b> / Muy firme (hasta 100 kg)	<b>83,24</b>										
	<b>Flo-Tech Contour ViscoNG 455 x 455</b> / Muy firme (hasta 110 kg)	<b>83,24</b>										
<b>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco NG (hasta 80 kg / 100 kg / 110 kg según talla)</b>												
<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ANCHURA</b>											
	mm	410	430	460								
	Pulg	16	17	18								
	410	16	1632354									
	430	17	1632355	1632358								
460	18		1632359	1632362								
	Tallas en Stock		Tallas no disponibles									
<b>Cojín Invacare® Flo-tech Contour Visco</b>												
<p>Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con <b>riesgo Elevado</b>.</p> <p>El cojín Contour Visco está compuesto de espuma viscoelástica (efecto memoria) y recubierto de una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). La espuma viscoelástica favorece la inmersión de las partes del cuerpo que están en contacto con el cojín con el fin de reducir los puntos de presión, gracias al aumento de las zonas de contacto. Base de espuma para máximo soporte.</p> <p>Cojín disponible en 4 densidades según peso del usuario.                      Altura: 120 mm</p> <p>Peso máximo usuario: según densidad (ver a continuación)</p> <p><b>Código Prescripción: ECJ 000A - E0005911**</b></p>												
	<b>Flo-Tech Contour Visco</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria lenta / <b>Visco blando</b> (hasta 51 kg)	<b>83,24</b>	  <span style="font-size: 2em;">R</span> 105,43									
	<b>Flo-Tech Contour Visco</b> Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria lenta / <b>Visco medio</b> (hasta 76kg)	<b>83,24</b>										
	<b>Flo-Tech Contour Visco</b> Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria / <b>Visco firme</b> (hasta 108 kg)	<b>83,24</b>										
	<b>Flo-Tech Contour Visco</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable / Memoria / <b>Visco Muy firme</b> (hasta 127 kg)	<b>83,24</b>										

<b>Descripción</b>	<b>P.V.O.</b> Sin IVA	<b>P.V.P.</b> Sin IVA
--------------------	-----------------------	-----------------------

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Blando (hasta 51 kg)						
PROFUNDIDAD	ANCHURA					
	mm		360	380	410	430
		Pulg	14	15	16	17
330	13					
360	14					
380	15					
410	16					
430	17					

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Medio (hasta 76kg.)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	mm		360	380	410	430	460	480	510
		Pulg	14	15	16	17	18	19	20
330	13								
360	14								
380	15								
410	16				1590736	1634376			
430	17				1501073	1590738			
460	18								
480	19								
510	20								
530	21								

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Firme (hasta 102 kg)									
PROFUNDIDAD	ANCHURA								
	mm		360	380	410	430	460	480	510
		Pulg	14	15	16	17	18	19	20
330	13								
360	14								
380	15								
410	16								
430	17								
460	18								
480	19								
510	20								
530	21								

GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Contour Visco Muy Firme (hasta 125 kg)								
PROFUNDIDAD	ANCHURA							
	mm		380	410	430	460	480	510
		Pulg	15	16	17	18	19	20
330	13							
360	14							
380	15							
410	16							
430	17							
460	18							
480	19							
510	20							
530	21							

Tallas en Stock 
  Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) 
  Tallas no disponibles

**Cojín Invacare® Flo-tech Image**

Cojín con diseño anatómico de ayuda a la prevención de úlceras por presión para usuarios con **Riesgo Elevado**. El cojín Flo-tech Image está compuesto por una bolsa de gel viscofluido sobre una base de espuma HR recubierta por una funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor). El gel viscofluido aumenta la zona de contacto a nivel del sacro y limita los riesgos de fricción y cizallamiento. Usuario con riesgo Alto.

Altura: 78 mm  
Peso máximo usuario: 140 kg

**Código Prescripción: ECJ 010A - E0006048\*\***



<b>Flo-Tech Image</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable	<b>110,65</b>	 323,15
---	---------------	---

Descripción		P.V.O. Sin IVA	P.V.P. Sin IVA	
<b>GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Image (hasta 140 kg)</b>				
<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ANCHURA</b>			
	mm		360 380 410 430 460 480 510	
	Pulg		14 15 16 17 18 19 20	
	330	13		
	360	14		
	380	15		
	410	16	1548226	1548585 1634378 1631938
	430	17	1548237	1548586 1548608 1548610
	460	18		
	480	19		
510	20			
530	21			

■ Tallas en Stock 
 ■ Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) 
 □ Tallas no disponibles

**Cojín Invacare® Flo-tech Plus**

El cojín Flo-tech Plus incorpora una sección de gel de silicona que está localizada en la parte trasera del cojín. Base de espuma HR con diseño anatómico que ofrece más estabilidad y un soporte postural mejorado. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).

La posición de la sección de gel soporta la tuberosidad isquiática ayudando significativamente a reducir la presión en esta área tan vulnerable. Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor).

Usuarios con **Riesgo Elevado**.

Altura: 103 mm  
Peso Máx. usuario: 152 kg (191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")

**Código Prescripción: ECJ 010A - E0006054\*\***

<b>Flo-Tech Plus</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable <b>Tallas en Stock*</b>	<b>103,95</b>	 323,15
---	---------------	---



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Plus (hasta 152 kg / 191 kg a partir de ancho 51 cm / 20")												
<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ANCHURA</b>											
	mm		360 380 410 430 460 480 510 530 560 580 610									
	Pulg		14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24									
	330	13										
	360	14										
	380	15										
	410	16										
	430	17										
	460	18										
	480	19										
510	20											
530	21											
560	22											

■ Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) 
 □ Tallas no disponibles

**Cojín Invacare® Flo-tech Solution**

Cojín de posicionamiento y prevención de úlceras por presión para usuarios con **Riesgo Muy Elevado**.

El cojín Flo-tech Solution es un cojín de espuma HR (Alta Resiliencia), anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución óptima de las presiones. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis.

Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Platilon de PU.

Altura: 78 mm  
Peso máximo usuario: 140 kg

**Código Prescripción: ECJ 010A - E0006060\*\***

<b>Flo-Tech Solution</b> con Base Plana y Funda Tejido Negro impermeable	<b>189,00</b>	 323,15
--	---------------	---



GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution (hasta 140 kg)												
<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ANCHURA</b>											
	mm		360 380 410 430 460 480 510 530 560 580 610									
	Pulg		14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24									
	330	13										
	360	14										
	380	15										
	410	16	1601590									
	430	17		1602366								
	460	18										
	480	19										
510	20											
530	21											
560	22											

■ Tallas en Stock 
 ■ Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente) 
 □ Tallas no disponibles

**Descripción**

**P.V.O. Sin IVA**     **P.V.P. Sin IVA**

**Invacare® Matrx® Libra®**

Cojín de posicionamiento. Apto para usuarios con **riesgo Muy Elevado** de desarrollar úlceras por presión

- Base: espuma de alta resiliencia
- Bolsa de gel fluido de doble compartimento para una inmersión máxima de la tuberosidad isquiática
- Diseño anatómico para maximizar el posicionamiento y la sujeción de la pelvis
- Parte delantera con corte ángulado para facilitar las transferencias y/o la tracción podal
- Funda de Poliuretano impermeable para proteger el cojín como estándar.
- Cojín disponible en dos versiones: con funda negra bi-elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua o funda espaciadora, transpirable y micro ventilada.
- Accesorios para el posicionamiento disponibles como opción

Altura: 70 mm - Peso máximo usuario: 136 kg (227 kg a partir de tallas 21" / 53 cm)



**Código Prescripción: ECJ 010A - E0012512\*\***

<b>Matrx Libra</b> - Funda negra bi-elástica, transpirable y micro ventilada	<b>210,00</b>	 323,15
<b>Matrx Libra</b> - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada	<b>210,00</b>	


**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrx Libra, FUNDA negra bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor (hasta 136 kg / 227 kg según talla)**

PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	mm	Pulg	Adaptable en silla profundidad (mm)	360	380	410	430	460	480	510	530	560
				14	15	16	17	18	19	20	21	22
310	12	310-330	LC1412									
360	14	360-380	LC1414									
410	16	410-430	LC1416	LC1516	LC1616	LC1716	LC1816	LC1916	LC2016			
430	17	430-450		LC1517	LC1617	LC1717	LC1817	LC1917	LC2017	LC2117	LC2217	
460	18	460-480		LC1518	LC1618	LC1718	LC1818	LC1918	LC2018			
510	20	510-530		LC1520	LC1620	LC1720	LC1820	LC1920	LC2020			

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Matrx Libra, FUNDA negra ESPACIADORA, micro-ventilada y transpirable (hasta 136 kg / 227 kg según talla)**

PROFUNDIDAD	ANCHURA											
	cm	Pulg	Adaptable en silla prof. (mm)	360	380	410	430	460	480	510	530	560
				14	15	16	17	18	19	20	21	22
310	12	310-330	LCS1412									
360	14	360-380	LCS1414									
410	16	410-430	LCS1416	LCS1516	LCS1616	LCS1716	LCS1816	LCS1916	LCS2016			
430	17	430-450		LCS1517	LCS1617	LCS1717	LCS1817	LCS1917	LCS2017	LCS2117	LCS2217	
460	18	460-480		LCS1518	LCS1618	LCS1718	LCS1818	LCS1918	LCS2018			
510	20	510-530		LCS1520	LCS1620	LCS1720	LCS1820	LCS1920	LCS2020			

  Tallas en Stock    
   Tallas disponibles fuera de Stock (consultar plazo de entrega)    
   Tallas no disponibles



**Invacare® Flo-tech Solution Xtra**

Cojín de posicionamiento y prevención de úlceras por presión para usuarios con **Riesgo Muy Elevado**.

El cojín Flo-tech Solution Xtra es un cojín de espuma HR, anatómico de perfil bajo con doble capa de gel de silicona líquida que permite una distribución de las presiones óptima. La bolsa de gel está compartimentada para asegurar la estabilidad de la pelvis.

El cojín es preformado con cinchas de velcro para poder añadir cuñas de posicionamiento.

Funda PU negra (bi-elástica, repelente al agua y permeable al vapor) y funda extra verde de Platilon de PU.

Diseño especial de la funda con doble cremallera que permite incrementar la altura para poder colocar las cuñas.

Altura: 78 mm  
Peso máximo usuario: 140 kg



**Código Prescripción: ECJ 020A - E0009256\*\***

<b>Flo-Tech Solution Xtra</b>	<b>210,00</b>	 616,15
-------------------------------	---------------	---

**GUÍA DE TALLAS DISPONIBLES - Flo-tech Solution Xtra (hasta 140 kg)**

PROFUNDIDAD	ANCHURA													
	cm	Pulg	360	380	410	430	460	480	510	530	560	580	610	
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
310	12													
330	13													
360	14	1501056												
380	15													
410	16		1494430	1487145	1494441									
430	17			1494436	1487146									
460	18			1556601	1634379	1494447								
480	19			1634389	1634380	1556587	1634381							
510	20				1494444	1494449								
530	21													
560	22													

  Tallas en Stock    
   Tallas disponibles fuera de Stock (consultar códigos y plazos de entrega con Dep. Atención al Cliente)    
   Tallas no disponibles



Descripción		P.V.O. Sin IVA	P.V.P. Sin IVA	
<p><b>Invacare® Flo-tech Solution Xtra Positioning</b></p> <p>Pack que incluye:                      - Cojín Invacare® Solution Xtra (talla estándar o especial)                      - Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento</p> <p><b>Código Prescripción: SRC 030B - S0013100**</b></p>				
Ver códigos & Tallas Tarifa Solution Xtra	Cojín Solution Xtra - tallas en Stock*	210,00	685,00	
1487270	Sistema Modular Xtra (Incluye : 1 cojinete para oblicuidad pélvica, 1 almohadilla de gel, 1 base de fijación, 2 alineadores de caderas, 2 alineadores de muslos, 1 perilla de abducción estándar, 1 perilla de abducción elevada, 2 cuñas laterales horizontal, 2 cuñas laterales verticales y 1 cuña frontal) No incluye cojín ni cobertura de gel.	210,00		
<p><b>Invacare® Solution Xtra - Cuñas independientes</b></p>				
1487164	Cojineta para oblicuidad pélvica	19,95		
1487166	Almohadilla de gel (adicional)	25,20		
1487165	Base rígida tamaño estándar (40 X 40cm)	33,00		
1494495	Base rígida tamaño 40 X 45cm	33,00		
1487161	Alineador de Caderas (unidad)	17,85		
1487160	Alineador de Muslos (unidad)	18,90		
1487163	Perilla de abducción estándar (unidad)	23,10		
1487162	Perilla de abducción elevada (unidad)	23,10		
1487158	Cuña lateral horizontal (par)	31,50		
1487155	Cuñas laterales verticales (unidad)	19,95		
1487157	Cuña Frontal (unidad)	25,20		
<p><b>Invacare® Flo-tech Libra Positioning</b></p> <p>Pack que incluye:                      - Cojín Invacare® Libra (talla estándar o especial)                      - Kit de cuñas para pacientes con necesidades específicas en cuanto a posicionamiento</p> <p><b>Código Prescripción: SRC 030B - S0023420**</b></p>				
Ver códigos Tarifa Invacare® Libra	Matrx Libra - Funda negra bi elástica, impermeable, transpirable y repelente al agua	210,00	685,00	
Ver códigos Tarifa Invacare® Libra	Matrx Libra - Funda espaciadora, transpirable y micro ventilada	210,00		
1589366	Caja accesorios Matrx Libra Incluye códigos 1487155, 1487157, 1487158, 1634585, 1578357	126,00		
<p><b>Invacare® Matrx Libra - Cuñas independientes</b></p>				

Descripción		P.V.O. Sin IVA	P.V.P. Sin IVA	
1487155	Cuña lateral, Unidad	<b>25,20</b>		
1487157	Cuña frontal, Unidad	<b>25,20</b>		
1487158	Cuñas, cónicas, Par	<b>31,50</b>		
1487162	Perilla de abducción alta (altura 5 cm), Unidad	<b>23,10</b>		
1634585	Perilla de abducción Matrix (altura 4 cm), Unidad	<b>26,25</b>		
1578357	Bolsa de gel fluido adicional, Unidad	<b>25,20</b>		