

Cosy Up



¡Muy cómodo y personalizable!



El sofá **Cosy Up** ofrece gran comodidad gracias a su asiento acolchado de una sola pieza, que cubre asiento y reposapiés. Moderno y elegante, encaja tanto en instituciones como en domicilio.

Respaldo ajustable en profundidad

El Cosy Up es adecuado para personas de diferentes estaturas gracias a la profundidad ajustable del asiento. Tiene dos puntos de montaje del respaldo que permite tener el asiento a 450mm de profundidad que es ideal para personas bajas mientras que la segunda opción de profundidad 540mm, es ideal para usuarios altos. Estas opciones de ajuste vienen como estándar en el sofá.



Distancia a la pared

Gracias a la distancia mínima a la pared, en la versión de 1 motor del Cosy Up, el respaldo del sofá se puede colocar muy cerca de una pared sin que esto obstaculice la utilización de todas sus funciones.

Su diseño optimizado para espacios pequeños permite que únicamente se necesiten 9 cm entre la pared y el sofá para permitir su reclinación.



Características y opciones ▼



Cojines extraíbles

Los acolchados de los reposabrazos, el respaldo y el asiento se colocan en el sofá con cremalleras y velcros, por lo que son fáciles de retirar. Además, se pueden lavar a 30°.



El mando siempre a mano

Los acolchados de reposabrazos crean un espacio para colocar y tener fácil acceso al mando a distancia de la tv o del sofá.



Reposacabeza acolchado

Para mejor soporte y comodidad óptima durante el descanso. Disponible como accesorio. Ref. **1650214**



Bolsillos laterales

El sofá tiene un bolsillo grande a cada lado para guardar cosas como revistas, periódicos, etc.



Mando para versión 1 motor

Mando ergonómico y de fácil utilización con 2 botones retroiluminados.



Mando para versión 2 motores

Mando ergonómico y de fácil utilización con 4 botones y dos de ellos para movimientos sincronizados.

Cosy Up: ¡versatilidad a disposición de todos los gustos!

EL **Cosy Up** es un sofá semiconfigurable gracias a las 2 opciones de tejidos y sus dos bases. Combine las opciones de sets de cojines y bases y transforme su sofá en minutos.

Puede solicitar un sofá completo o crear el sofá que desee, seleccionando la base y eligiendo los cojines que desee.



Base con mando, 1 motor, Polipiel Gris Pardo

Réf. 1650169



Base con mando, 2 motores, Polipiel Gris Pardo

Réf. 1650205



Información técnica ▼

Para más información acerca de este producto, incluido el Manual de Usuario, consulte nuestra página www.invacare.es

								
	Posición relax ▼	Posición de Incorporación ▼	Posición reposo ▼	Continuidad entre asiento y reposapiés ▼	Profundidad de asiento ▼	Altura de asiento ▼	Ancho de asiento ▼	Inclinación máxima del respaldo ▼
1 motor	◆	◆		◆	450 o 540 mm	480 mm	450 o 530 mm	120°
2 motores	◆	◆	◆	◆	450 o 540 mm	480 mm	450 o 530 mm	135°

									
	Altura total ▼	Ancho total ▼	Profundidad total (cerrado) ▼	Profundidad total (abierto) ▼	Distancia pared con max. inclinación del respaldo ▼	Altura suelo a reposabrazos ▼	Peso máximo de usuario ▼	Peso del producto ▼	Densidad de la espuma ▼
1 motor	1050 mm	770 1 / 800 mm	910 mm	1520 mm	90 mm	640 1 / 700 mm	125 kg	57 kg	Asiento 28kg/m³ Reposabrazos 18kg/m³
2 motores	1050 mm	770 1 / 800 mm	910 mm	1720 mm	460 mm	640 1 / 700 mm	125 kg	57 kg	Asiento 28kg/m³ Reposabrazos 18kg/m³

1. Sin acolchado de reposabrazos

Cojines ▼



Microfibras Gris Pardo

Réf. 1650208



Polipiel Gris Pardo

Réf. 1650209

Sofás completos ▼

1650215 CosyUp - 1 motor - Polipiel Gris pardo
1649971 CosyUp - 2 motores - Bicolor microfibra Gris pardo
1650238 CosyUp - 2 motores - Polipiel Gris pardo



Captura este código y visualiza las características y beneficios del nuevo **Cosy Up**

Tel. (34) 972 493 214
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 11ª
Valencia - CP: 46001
España



Yes, you can.