

Invacare® AVIVA® RX40 Ultra Low Maxx €

Silla de ruedas electrónica de chasis rígido y **tracción trasera**

Modelo muy compacto y maniobrable gracias a:
- Chasis estrecho (a partir de 560 mm)
- Distancia entre ejes (batalla) reducida

Unidad de asiento multiposición Ultra Low Maxx:

- Asiento ajustable en anchura y profundidad
- **Respaldo reclinable electrónico hasta 170° con sistema de Compensación Ergonómica Reforzada (ESR)**
- **Basculación electrónica con desplazamiento del Centro de Gravedad (0 a 50°)**
- Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura & altura
Sistema de suspensión CTC ajustable
Motores 340W 4 polos
Ruedas traseras 14"
Velocidad: 10 km/h
Baterías 73,5 Ah

Mando **REM400** con pantalla a color táctil de 3,5", electrónica Linx intuitiva y evolutiva programable mediante bluetooth
Nuevo kit de luces Leds con intermitentes de alto rendimiento (30 o 60 luxes) opcional.

Opciones disponibles:

- Elevación de asiento electrónica (300 mm) que incluye basculación a 45°
- Pescante central electrónico LNX con compensación ergonómica
- Gran número de accesorios de posicionamiento: soportes de tronco, cadera y codo, reposabrazos ergonómico Hemi
- Basculación negativa (-5° o -10°).
Peso máximo usuario: 136 kg



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:


Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción		P.V.P €																				
BASE MODELS AVIVA RX																							
JAA0001	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo Base AVIVA RX 40 Peso máx.usuario 136 kg Incluye módulo de potencia: 120A y baterías 60 Ah (como mínimo)	<input checked="" type="checkbox"/>																				
SPECIAL																							
N		No																					
JAX1300		Special Plazo adicional + 10 días																					
CHASIS AVIVA RX		Medida base motriz																					
JAA2810		Chassis Estrecho (560 mm/22") NC 2024, (0589/0592+0835/0836/0838), (0589/0592+1416)																					
JAA2830		Chassis Ancho (horquilla doble (JCF2632): 655 mm / horquilla monobrazo (JCF2631): 635 mm) NC 1244																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Customized settings:</th> <th>Measured from:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A Seat Height</td> <td>Seat plate to floor</td> </tr> <tr> <td>B Seat Width</td> <td>Front seat plate edge LH to seat plate edge RH</td> </tr> <tr> <td>C Seat Depth</td> <td>Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)</td> </tr> <tr> <td>D Finished Back Height</td> <td>Seat plate to top of back</td> </tr> <tr> <td>E Armrest Height LH</td> <td>Seat plate to top of tube</td> </tr> <tr> <td>F Armrest Height RH</td> <td>Seat plate to top of tube</td> </tr> <tr> <td>G Centre mount legrest</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> <tr> <td>H Pivot Plus Legrest LH</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> <tr> <td>K Pivot Plus Legrest RH</td> <td>Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length</td> </tr> </tbody> </table>	Customized settings:	Measured from:	A Seat Height	Seat plate to floor	B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH	C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)	D Finished Back Height	Seat plate to top of back	E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube	F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube	G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length	
Customized settings:	Measured from:																						
A Seat Height	Seat plate to floor																						
B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH																						
C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)																						
D Finished Back Height	Seat plate to top of back																						
E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube																						
F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube																						
G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																						
H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																						
K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length																						
ASIENTO																							
JAA2020	<input type="checkbox"/>	Sistema Posicionador Eléctrico Ultra Low Maxx	15.750,00																				
Unidad de asiento Ultra Low Maxx																							
BASCULACIÓN DE ASIENTO / BASCULACIÓN DE ASIENTO + ELEVACIÓN																							
JAA2052	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculación de asiento Ultra Low Maxx con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 50°)	NC 1401 <input checked="" type="checkbox"/>																				
JAA2053		Basculación de asiento Ultra Low Maxx con Desplazamiento C. Gravedad (0 a 45°) en combinación con elevación eléctrica 300 mm La altura de asiento incrementa +4 mm	NC 2312, 2313, 2314, 2315, 2263, 2264, 2261, 2262, 1494 1.654,70																				
A	AJUSTE ALTURA DE ASIENTO		La altura asiento-suelo puede incrementar en función de los ajustes!																				
JAA2856		Altura asiento-suelo 420 mm	NC (2054/2055+0592)																				
JAA2857	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento-suelo 435 mm	NC 2054, 2055, 2056 <input checked="" type="checkbox"/>																				
JAA2858		Altura asiento-suelo 460 mm	NC 2054, 2055, 2056																				
JAA2859		Altura asiento-suelo 485 mm	NC 2054, 2055, 2056																				
OPCIONES DE BASCULACIÓN NEGATIVA Y POSITIVA																							
JAA2057	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin ángulo negativo (proclive), ni ángulo positivo (declive)	<input checked="" type="checkbox"/>																				
JAX2054		Asiento con ángulo negativo -5° (proclive) : basculación -5° a +45° - Consultar tabla con alturas de asiento Solo con pescante central Altura de asiento delantera según selección arriba	NC 2312, 2313, 2314, 2315, (2856+0592), 2857, 2858, 2859,+F56 330,94																				

Código	Descripción			P.V.P €	
JAX2055	Asiento con ángulo negativo -10° (proclive) : basculación -10° a +40° - Consultar tabla con alturas de asiento	Solo con pescante central	Altura de asiento delantera según selección arriba	NC 2312, 2313, 2314, 2315, (2856+0592), 2857, 2858, 2859	397,13
JAX2056	Asiento con ángulo positivo +5° (declive) : basculación +5° a +55° o +50° + elevación	Altura de asiento delantera incrementa 6 cm - Compatible con todas las versiones de reposapiernas		NC 2312, 2313, 2314, 2315, 0592, 2857, 2858, 2859	330,94
RESPALDO RECLINABLE ELÉCTRICO CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN ERGONÓMICA REFORZADA (ESR)					
JAA2069	Respaldo fijo (sin reclinación eléctrica)		NC 2095, 2096, 2097, 2098, 2263, 2264, 2245	○	
JAA2060	◆	Respaldo reclinable eléctrico ESR 90 a 170° , Montaje estándar	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262	◆	
JAA2063		Respaldo reclinable eléctrico ESR (proclive 8°). Reclinación negativa, 82° a 162°	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262	○	
JAA2066		Respaldo reclinable eléctrico ESR (proclive 30°). Reclinación negativa, 60° a 140°	NC 2307, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2540, 2541, 2542, 2543, 2261, 2262	397,13	
DIMENSIONES DE ASIENTO					
ANCHURA DE ASIENTO AJUSTABLE					
JAA2021	◆	405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2030, 2031	◆	
JAA2003		480 mm - 555 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 22"	Plazo de entrega adicional + 15 días NC 2025, 2026, 2027	○	
PROFUNDIDAD ASIENTO AJUSTABLE					
JAA2008	◆	405 mm - 505 mm (intervalos de 25 mm) / 16" - 20"	NC 2040, 2041, 2042	◆	
JAA2024		480 mm - 580 mm (intervalos de 25 mm) / 19" - 23"	Plazo de entrega adicional + 15 días NC 2035, 2036, 2037, 2810	○	
B ANCHURA DE ASIENTO PARA CHASIS DE ASIENTO AJUSTABLE					
JAA2025		405 mm / 16"	NC 2003, 2041, 2042, 0572, 0577, 0579, 0584, 2701, 2703, 2705	○	
JAA2026	◆	430 mm / 17"	NC 2003, 2041, 2042, 2701, 2703, 2705	◆	
JAA2027		455 mm / 18"	NC 2003, (2041/2042/+2147), (2041+2146), 2701, 2703, 2705	○	
JAA2028		480 mm / 19"	NC (2041/2042+2147), (2041+2146), 2702, 2704, 2706, 2550	○	
JAA2029		505 mm / 20"	NC (2041/2042+2147), 2550, (2037/2038/2039/2040+2145), 2702, 2704, 2706	○	
JAA2030		530 mm / 21"	NC 2021, 2035, 2036, 2145, 2702, 2704, 2706	○	
JAA2031		555 mm / 22"	NC 2021, 2035, 2036, 2145, 2702, 2704, 2706	○	
C PROFUNDIDAD ASIENTO					
JAA2035		405 mm / 16"	NC 2024, 2030, 2031, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○	
JAA2036		430 mm / 17"	NC 2024, 2030, 2031	○	
JAA2037	◆	455 mm / 18"	NC 2024, (2029+2145)	◆	
JAA2038		480 mm / 19"	NC (2029+2145)	○	
JAA2039		505 mm / 20"	NC (2029+2145)	○	
JAA2040		530 mm / 21"	NC 2008, (2029+2145)	○	
JAA2041		555 mm / 22"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, (2027/2028+2146), (2027/2028/2029+2147)	○	
JAA2042		580 mm / 23"	NC 2008, 2025, 2026, 2145, 2146, (2027/2028/2029+2147)	○	
COJINES DE ASIENTO Las tallas dependen del ancho de asiento elegido					
JAA2144		Matrx Vi (tejido microventilado)		323,15	
JAA2145	◆	Matrx Flo-Tech Lite Funda PU negra bielastica, perfil 75 mm	Hasta 127 kg NC 2041, 2042, 2030, 2031, (2037/2038/2039/2040+2029)	◆	
JAA2146	□	Matrx Flo-tech Contour Funda PU negra bielastica, perfil 100 mm	Hasta 191 kg NC 2042, (2041+2027/2028)	○	

Código	Descripción			P.V.P €
JAA2147	Matrx Libra Perfil 90 mm	Estándar: hasta 136 kg Plazo de entrega adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC (2027/2028/2029+2041/2042) 323,15
JAA2140	Sin cojín asiento			○
ALTURA TUBOS RESPALDO (ÁNGULO FIJO)			NC 2060, 2063, 2066	
JAA2510	Tubo recto con altura 455 mm / 18"		NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○
JAA2511	Tubo recto con altura 505 mm / 20"		NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	○
JAA2512	Tubo recto con altura 555 mm / 22"		NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	○
JAA2513	Tubo recto con altura 610 mm / 24"			○
JAA2514	Tubo angulado (5º) con altura 505 mm / 20"		NC 2542, 2543, 2051, 2320, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2563, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562	○
JAA2515	Tubo angulado (5º) con altura 555 mm / 22"		NC 2543, 2320, 2553, 2555, 2177, 2563, 2178, 2175, 2561, 2562	○
JAA2516	Tubo angulado (5º) con altura 610 mm / 24"			○
ÁNGULO DE TUBO (TUBO RECTO)			NC 2514, 2515, 2516	
JAA2517	75°			○
JAA2518	79°			○
JAA2519	85°			○
JAA2520	90°			○
JAA2521	95°			○
JAA2522	101°			○
JAA2523	106°			○
JAA2524	112°			○
JAA2525	116°			○
ÁNGULO DE TUBO (TUBO ANGULADO 5º)			NC 2510, 2511, 2512, 2513	
JAA2526	81°			○
JAA2527	84°			○
JAA2528	91°			○
JAA2529	96°			○
JAA2530	101°			○
JAA2531	106°			○
JAA2532	111°			○
JAA2533	117°			○
JAA2534	121°			○
OPCIONES DE RESPALDOS (altura de respaldo, para altura total, ver abajo)				
RESPALDO ESTÁNDAR REHAB (sólo manual), No compatible sistema ESR				
JAA2540	Respaldo estándar Rehab, altura 355 mm / 14"		NC 2060, 2063, 2066, (2506, 2501/2070/2071/ 2072/2073+2069)	○
JAA2541	Respaldo estándar Rehab, altura 405 mm / 16"		NC 2060, 2063, 2066, (2070/2 071/2072/2073/2504/2505+20 69), 2510	○
JAA2542	Respaldo estándar Rehab, altura 455 mm / 18"		(NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/25 01/2072/2073+2069)	○
JAA2543	Respaldo estándar Rehab, altura 505 mm / 20"		NC 2060, 2063, 2066, 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/25 06/2501/2070/2071+2069)	○
Respaldo HIGH BACK (anchura 16 - 24")				
JAA2050	◆	High Back, altura 405 mm / 16" (tejido microventilado)	NC 2510,(2070/2071/2072/2073 /2504/2505+2069); (2506/2501 /2072/2073/2074/2502/+2060/ 2063/2066)	◆
JAA2051		High Back, altura 455 mm / 18" (tejido microventilado)	NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505 /2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/25 02+2060/2063/2066)	○

Código	Descripción			P.V.P €
JAA2320	High Back, altura 505 mm / 20" (tejido microventilado)			NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
Respaldo MATRX ELITE (3" Contour) (anchura 16 - 20")				NC 2030, 2031
JAA2550	Matrx Elite, altura 355mm / 14"			NC (2501/2506/2070/2071/2072/2073+2069); (2070/2071/2072/2073/2074/2502+2060/2063/2066), 2028, 2029
JAA2551	Matrx Elite, altura 405 mm / 16"			NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
JAA2552	Matrx Elite, altura 455 mm / 18"			NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)
JAA2553	Matrx Elite, altura 505 mm / 20"			NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
MATRX ELITE HD, (3" Contour) anchura 21 - 24"				NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
JAA2554	Matrx Elite HD, altura 405 mm /16"	Plazo adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
JAA2555	Matrx Elite HD, altura 505 mm / 20"	Plazo adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
MATRX ELITE TR (3" Contour) (anchura 16 - 20")				NC 2030, 2031
JAA2556	Matrx Elite TR , altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado]			NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
JAA2557	Matrx Elite TR , altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado]			NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)
JAA2177	Matrx Elite TR , altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado]			NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
Respaldo MATRX ELITE HD, (3" Contour) anchura 21 - 24"				NC 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
JAA2563	Matrx Elite TR HD, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado]	Plazo adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069);(2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
MATRX ELITE DEEP (6" Contour) (anchura 16 - 20")				NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2030, 2031
JAA2558	Matrx Elite Deep, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado]			NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
JAA2559	Matrx Elite Deep, altura 455 mm / 18" [Tejido microventilado]			NC 2510, 2511, 2514, (2504/2505/2506/2501/2072/2073+2069); (2506/2501/2070/2071/2074/2502+2060/2063/2066)
JAA2178	Matrx Elite Deep, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado]			NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
MATRX PB (5" Contour) (anchura 16 - 18")				NC 2028, 2029, 2030, 2031
JAA2174	Matrx PB, altura 405 mm / 16" [Tejido microventilado]			NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)
JAA2175	Matrx PB, altura 505 mm / 20" [Tejido microventilado]			NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/2066)
MATRX PB DEEP BACKS (7" Contour) (anchura 16 - 18")				NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2028, 2029, 2030, 2031
JAA2560	Matrx PB Deep, altura 405mm / 16"			NC 2510, (2070/2071/2072/2073/2504/2505+2069); (2506/2501/2072/2073/2074/2502/+2060/2063/2066)

Código	Descripción			P.V.P €	
JAA2561	Matrx PB Deep, altura 505 mm / 20"			NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066)	770,00
MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7" Contour) (anchura 21 - 24")				NC 2343, 2345, 2043, 2045, 2344, 2346, 2044, 2046, 2049, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029	
JAA2562	Matrx Elite Deep HD, altura 505 mm / 20"	Plazo adicional: + 4 días	Additional Delivery Time + 4 days	NC 2510, 2511, 2512, 2514, 2515, (2504/2505/2506/2501/2070/2071+2069); (2506/2501/2070/2071/2072/2073+2060/2063/ 2066)	770,00
JAA2570	Sin respaldo, solo fijaciones			NC 2092, 2324, 2325, 2327, 2230, 2247	220,50
D ALTURA MONTAJE RESPALDO					
ALTURA RESPALDO: SOLO BASCULACIÓN (NO RECLINACIÓN)		Se recomienda un intervalo de 100-125 mm / 4-5" (para sistema de basculación solo / Sin reclinación)			
JAA2504	455 mm / 18"	Sólo con respaldo altura 355mm/14"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2505	485 mm / 19"	Sólo con respaldo altura 355mm/14"	NC 2541, 2542, 2543, 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2506	505 mm / 20"	Sólo con respaldo altura 405mm/16"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2501	535 mm / 21"	Sólo con respaldo altura 405mm/16"	NC 2540, 2542, 2543, 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2070	555 mm / 22"	Sólo con respaldo altura 455mm/18"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2071	585 mm / 23"	Sólo con respaldo altura 455mm/18"	NC 2540, 2541, 2543, 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2072	610 mm / 24"	Sólo con respaldo altura 505mm/20"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○	
JAA2073	635 mm / 25"	Sólo con respaldo altura 505mm/20"	NC 2540, 2541, 2542, 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○	
ALTURA RESPALDO: CON RECLINACIÓN DE RESPALDO ELÉCTRICA (ESR)		NOTA: se recomienda un intervalo mínimo de 150-175 mm / 6-7" con la reclinación con sistema ESR			
JAA2506	505 mm / 20"	Solo con respaldo Elite , altura 355mm/14"(2550)	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2501	535 mm / 21"	Solo con respaldo Elite , altura 355mm/14"(2550)	NC 2050, 2051, 2320, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2177, 2558, 2559, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2070	555 mm / 22"	Sólo con respaldo altura 405mm/16"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2071	585 mm / 23"	Sólo con respaldo altura 405mm/16"	NC 2051, 2320, 2550, 2552, 2553, 2555, 2557, 2177, 2559, 2178, 2175, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2072	610 mm / 24"	Sólo con respaldo altura 455mm/18"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2073	635 mm / 25"	Sólo con respaldo altura 455mm/18"	NC 2050, 2320, 2550, 2551, 2553, 2554, 2555, 2556, 2177, 2558, 2178, 2174, 2175, 2560, 2561, 2562, 2563	○	
JAA2074	660 mm / 26"	Sólo con respaldo altura 505mm/20"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○	
JAA2502	685 mm / 27"	Sólo con respaldo altura 505mm/20"	NC 2050, 2051, 2550, 2551, 2552, 2554, 2556, 2557, 2558, 2559, 2174, 2560	○	

MUST BE COMPLETED	INCHES
Actual Back Pan Height _____ (ADD)	
GAP (space between seat pan to bottom of back) _____ (ADD)	
<input type="checkbox"/> 4-5" Gap is required for TR Systems	
<input type="checkbox"/> 6-7" Gap is required for Recline Systems	
Finished Back Height _____ (TOTAL)	
(Seat Pan to top of back)	

Código	Descripción	P.V.P €	
TIPO DE REPOSABRAZOS (PAR)			
REPOSABRAZOS PARA SILLA CON BASCULACIÓN ASIENTO SOLO (NO RECLINACIÓN)			
JAA2307	Reposabrazos abatibles 230-320mm (9-12.5"), montado en el asiento	NC 2060, 2063, 2066, 2308, 2309	
REPOSABRAZOS PARA SISTEMA DE RECLINACIÓN DE RESPALDO ESR			
JAA2095	◆ Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura, altura y ángulo (240 - 330mm)	NC 2069, 2308, 2309	◆
JAA2096	Reposabrazos abatibles y ajustables en anchura, altura y ángulo (340 - 405 mm)	NC 2069, 2308, 2309	○
JAA2097	Reposabrazos abatibles y ajustables, con soporte (230 - 330 mm)	NC 2069	193,05
JAA2098	Reposabrazos abatibles y ajustables, con soporte (320 - 405 mm)	NC 2069	193,05
ACCESORIOS REPOSABRAZOS			
JAA2308	Espaciadores 1" (par), solo para respaldo reclinable	NC 2095, 2096, 2307	112,46
JAA2309	Espaciadores 1/2" (par), solo para respaldo reclinable	NC 2095, 2096, 2307	112,46
ALMOHADILLA REPOSABRAZOS			
Izquierda			
JAA2012	◆ Almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm	NC 2080, 2081	◆
JAA2013	Almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm	NC 2080, 2081	○
JAA2014	Ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2311, 2347, 2348, 2349, 2350	165,47
JAA2015	Sin almohadilla Izquierda	NC 2080, 2081	○
Derecha			
JAA2016	◆ Almohadilla corta - visco startex [255mm], grosor 40 mm	NC 2083, 2084	◆
JAA2017	Almohadilla larga - visco startex [355mm], grosor 40 mm	NC 2083, 2084	○
JAA2018	Ergonómico Hemi, grosor 30 mm	NC 1404, 1405, 2311, 2351, 2352, 2353, 2354	165,47
JAA2019	Sin almohadilla Derecha	NC 2083, 2084	○
ACCESORIOS PARA REPOSABRAZOS & OPCIONES DE MONTAJE			
(Solo en combinación con reposabrazos); Solo puede ir montado en el lado opuesto al mando			
Lado Izquierdo			
JAA2080	Apoyo palmar plano, izq.	NC 2012, 2013, 2015	126,86
JAA2081	Soporte ergonómico para montar Apoyo palmar Otto Bock (EMO), izq	NC 2012, 2013, 2015	88,25
Lado Derecho			
JAA2083	Apoyo palmar plano, der.	NC 2016, 2017, 2019	126,86
JAA2084	Soporte ergonómico para montar Apoyo palmar Otto Bock (EMO), der	NC 2016, 2017, 2019	88,25
SOPORTE MULTIAJUSTABLE			
Izquierda			
JAA2082	Soporte multiajustable(MACES) izq, Altura mínima del reposabrazos incrementará en 43 mm		231,66
Derecha			
JAA2085	Soporte multiajustable(MACES) der, Altura mínima del reposabrazos incrementará en 43 mm		231,66
E	Altura reposabrazos IZQ.	Placa asiento hasta parte superior del tubo	
	Ajuste fábrica		◆
	Personalizado		○
	230 mm		○
	240 mm		○
	250 mm		○
	260 mm		○
	270 mm		○
	280 mm		○
	290 mm		○
	300 mm		○
	310 mm		○
	320 mm		○
	330 mm		○

Código	Descripción	P.V.P €
	340 mm	○
	350 mm	○
	360 mm	○
	370 mm	○
	380 mm	○
	390 mm	○
	405 mm	○
F	Altura reposabrazos DER.	Placa asiento hasta parte superior del tubo
	◆ Ajuste fábrica	◆
	Personalizado	○
	230 mm	○
	240 mm	○
	250 mm	○
	260 mm	○
	270 mm	○
	280 mm	○
	290 mm	○
	300 mm	○
	310 mm	○
	320 mm	○
	330 mm	○
	340 mm	○
	350 mm	○
	360 mm	○
	370 mm	○
	380 mm	○
	390 mm	○
	405 mm	○
Soporte codo IZQUIERDO: ALMOHADILLA		
JAA2347	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2014 220,63
JAA2348	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2014 220,63
JAA2349	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2014 220,63
JAA2350	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2014 220,63
Soporte codo IZQUIERDO: MONTAJE		
JAA2361	Vertical 3"/ Horizontal 5"	○
JAA2362	Vertical 3"/ Horizontal 7"	○
JAA2363	Vertical 5"/ Horizontal 5"	○
JAA2364	Vertical 5"/ Horizontal 7"	○
Soporte codo DERECHO: ALMOHADILLA		
JAA2351	Soporte codo XS (anchura 110 mm x altura 83 mm)	NC 2018 220,63
JAA2352	Soporte codo S (anchura 135 mm x altura 90 mm)	NC 2018 220,63
JAA2353	Soporte codo M (anchura 145 mm x altura 95 mm)	NC 2018 220,63
JAA2354	Soporte codo L (anchura 165 mm x altura 110 mm)	NC 2018 220,63
Soporte codo DERECHO: MONTAJE		
JAA2371	Vertical 3"/ Horizontal 5"	○
JAA2372	Vertical 3"/ Horizontal 7"	○
JAA2373	Vertical 5"/ Horizontal 5"	○
JAA2374	Vertical 5"/ Horizontal 7"	○
SOPORTE CADERA IZQUIERDO		
JAA2184	Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2114	Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2186	Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 230 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2188	Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 330 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
SOPORTE CADERA DERECHO		
JAA2185	Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 140 x 100 mm	NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24

Código	Descripción		P.V.P €
JAA2115	Soporte de cadera IZQ, Quick Release, almohadilla 180 x 150 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2187	Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 230 x 100 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
JAA2189	Soporte de cadera IZQ,, Quick Release,almohadilla 330 x 100 mm		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 227,24
FIJACIÓN SOPORTE CADERA			
JAA2164	Fijación soporte caderas (altura 6,1" / 155 mm)		○
JAA2165	Fijación soporte caderas (altura 8,1" / 206 mm)		○
REPOSACABEZAS Y SOPORTES			
JAA2092	◆	Reposacabezas Onyx tipo Auto con soporte estándar	NC 2255, 2230, 2247, 2570 ◆
JAA2324		Reposacabezas Elan, almohadilla estándar, anchura 255 mm / 10" con funda estándar (ESP26), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570 374,85
JAA2325		Reposacabezas Elan Occipital almohadilla anchura 230X180 mm con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570 386,40
JAA2327		Reposacabezas Elan 4 puntos, almohadilla 280x255 mm / 11"x10" con funda estándar (EOP23), completo con soporte Elan (MEHW)	NC 2255, 2230, 2247, 2570 535,50
JAA1495	Mando occipital o reposacabeza no Invacare o equivalente, proporcionado de forma independiente por el usuario. Según ISO 7176-19, el reposacabezas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo	Según ISO 7176-19, el reposacabezas es obligatorio para usar la silla como asiento en un vehículo	NC 2229 ○
SOPORTE DE TRONCO izq			
JAA2343		Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2345		Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2043		Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2045		Soporte lateral Maxx Style Quick Release.izq (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
SOPORTE DE TRONCO der			
JAA2344		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (110 mm anchura x 83 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2346		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (135 mm anchura x 90 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2044		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (145 mm anchura x 95 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
JAA2046		Soporte lateral Maxx Style Quick Release .der (165 mm anchura x 110 mm altura)	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 215,11
ACCESORIOS PARA SOPORTES DE TRONCO			
JAA2049		Soportes de tronco prolongados 25 mm Maxx Style - Par	NC 2558, 2559, 2178, 2560, 2561, 2562 77,22
REPOSAPIÉS / TUBO + PALETA			
PESCANTE MONTAJE CENTRAL PARA ULTRA LOW-MAXX (incluye ACOLCHADO PANTORRILLAS)			
JAA0586		Pescante central manual, ajustable en ángulo para Ultra Low-Maxx (Largo: 310-410 mm)	NC 0517, 1244 ○
JAA0589		Pescante central eléctrico LNX, con sistema de compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx (Largo: 340-410 mm)	NC 2261, 2262, 2263, 2264, 1244, (2810+0835/0836/0838), (2810+1416) 1.680,00
JAX0592	Pescante central eléctrico LNX con sistema de compensación ergonómica para Ultra Low-Maxx, con paleta monobloc telescópica incluida (longitud del reposapiés ajustable de 380 a 419 mm).	El ajuste de la longitud del reposapiés depende de la altura de asiento delantera ¡A medida! Seleccionar valor (G)	„NC 0559, 0516, 0517, 2056, (2856+2054/2055), 2261, 2262, 2263, 2264, 2365, 1244, (2810+0835/0836/0838), (2810+1416)“ 2.500,00
PALETAS / PALETA MONOBLOC			
JAA2365		Paletas ajustables en ángulo y anchura S (ancho 127 x prof. 190 mm / 5"x7.5")	NC 0592 ○
JAA0559	◆	Paleta ajustable en ángulo y anchura M (ancho 140 x prof. 240 mm/ 5.5" x 9.5")	NC 0592 ◆
JAA0516		Paletas ajustables en ángulo y anchura L (ancho 150 x prof. 290 / 6" x 11.5")	NC 0592 ○
JAA0517		Paleta monobloc ajustable en ángulo M (ancho: 305 mm x prof 275 mm / 12" x 10.75")	NC 0592, 0586 93,64

Código	Descripción	P.V.P €
G	Ajuste altura Pescante central (opciones 586 & 589)	Placa de asiento - paleta
	◆ Ajuste fábrica	◆
	Personalizado	○
	310 mm	○
	325 mm	○
	335 mm	○
	345 mm	○
	355 mm	○
	364 mm	○
	375 mm	○
	385 mm	○
	410 mm	○
G	Ajuste altura: Pescante central eléctrico LNX con sistema de compensación ergonómica & con paleta monobloc telescópica	Placa de asiento - paleta
	Personalizado	○
	380 mm	○
	393 mm	○
	406 mm	○
	419 mm	○
REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS; IZQ		
JAA0539	Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE 0° - 80° IZQ	NC 2261, 2262, 2263, 2264 450,00
REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES ELÉCTRICOS; DER		
JAA0549	Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE 0° - 80° DER	NC 2261, 2262, 2263, 2264 450,00
PALETA INDIVIDUAL, IZQ		
JAA0509	Paleta ajustable en ángulo, IZQ	○
JAA0511	Paleta ajustable en ángulo & Profundidad, IZQ	115,50
PALETA INDIVIDUAL, DER		
JAA0506	Paleta ajustable en ángulo, DER	○
JAA0508	Paleta ajustable en ángulo & Profundidad, DER	115,50
H	Ajuste altura Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE (IZQ)	Placa de asiento - paleta
	◆ Ajuste fábrica	◆
	Personalizado	○
	270 mm	○
	280 mm	○
	290 mm	○
	300 mm	○
	310 mm	○
	320 mm	○
	330 mm	○
	340 mm	○
	350 mm	○
	360 mm	○
	370 mm	○
	380 mm	○
	390 mm	○
	400 mm	○
	410 mm	○
	420 mm	○
	430 mm	○
K	Ajuste altura Resposapiernas ergonómicos eléctricos ADE (DER)	Placa de asiento - paleta
	Ajuste fábrica	◆
	Personalizado	○
	270 mm	○
	280 mm	○
	290 mm	○
	300 mm	○

Código	Descripción		P.V.P €
		310 mm	○
		320 mm	○
		330 mm	○
		340 mm	○
		350 mm	○
		360 mm	○
		370 mm	○
		380 mm	○
		390 mm	○
		400 mm	○
		410 mm	○
		420 mm	○
		430 mm	○
REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES PIVOT PLUS; IZQ			
JAA0572	◆	Reposapiernas elevable manual Pivot Plus, IZQ	NC 2025
JAA0577		Reposapiernas elevable eléctrico Pivot Plus, IZQ	NC 2025, 2261, 2262, 2263, 2264 1.268,60
JAA0535		Sin Reposapiernas elevable, IZQ	NC 0511 ○
REPOSAPIERNAS INDIVIDUALES PIVOT PLUS; DER			
JAA0579	◆	Reposapiernas elevable manual Pivot Plus, DER	NC 2025
JAA0584		Reposapiernas elevable eléctrico Pivot Plus, DER	NC 2025, 2261, 2262, 2263, 2264 1.268,60
JAA0545		Sin Reposapiernas elevable, DER	NC 0508 ○
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; IZQ			
JAA0511	◆	Paleta ajustable en ángulo y prof izq	NC 0535
TUBO + PALETA INDIVIDUAL; DER			
JAA0508	◆	Paleta ajustable en ángulo y prof der	NC 0545
H	Ajuste altura: reposapiernas Pivot Plus IZQ.		Placa asiento hasta paleta
		Ajuste fábrica	◆
		Personalizado	○
		402 mm	○
		414 mm	○
		426 mm	○
		438 mm	○
		450 mm	○
		462 mm	○
		474 mm	○
K	Ajuste altura: reposapiernas Pivot Plus DER.		Placa asiento hasta paleta
		Ajuste fábrica	◆
		Personalizado	○
		402 mm	○
		414 mm	○
		426 mm	○
		438 mm	○
		450 mm	○
		462 mm	○
		474 mm	p
MANDOS LINX			
MANDOS LiNX para usuario con joystick proporcional + soporte			
JAA2203		Mando LiNX DLX-REM211 = Conducción & Actuadores	NC 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2209, 2210 ○
JAA2204		Mando LiNX DLX-REM216 = Conducción, Actuadores y Luces	NC 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2209, 2210 ○
JAA2205	◆	Mando LiNX DLX-REM400 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas pulsadores	NC 2209, 2210
JAA2206		Mando LiNX DLX-REM500 con pantalla tactil 3,5" - conducción, actuadores, luces. 2 salidas pulsadores	Obligatorio pedir mando especial 2231, 2232, 2229, 2230, 2247, 2257 481,95

Código	Descripción		P.V.P €
PALANCA JOYSTICK REM400			
JAA2270	Palanca joystick para REM400 (DLX-SW400TGL). Lado izquierdo: encender/apagar. Lado derecho: regulación velocidad.		NC 2203, 2204, 2206 236,25
SOPORTE MANDO PRINCIPAL			
JAA1207	Soporte estándar derecho		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311 ○
JAA1208	Soporte estándar izquierdo		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405 ○
JAA1707	◆	Soporte abatible derecho	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311 ◆
JAA1708	Soporte abatible izquierdo		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405 ○
JAA2293	Soporte abatible interior/exterior Derecho, multi ajustable	Consultar disponibilidad	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404
JAA2294	Soporte abatible interior/exterior Izquierdo, multi ajustable	Consultar disponibilidad	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405
JAA2209	Soporte abatible derecho (solo para REM500)		NC 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1415, 2217, 1404, 2311 ○
JAA2210	Soporte abatible izquierdo (solo para REM500)		NC 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1339, 2218, 1405 ○
JAA2075	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - der		NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 1404, 2311, 1415 194,16
JAA2076	Soporte Quad link abatible, ajustable en altura y anchura - izq		NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 1405, 1339 194,16
JAA2213	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus		NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 2235, 2267, 2241, 2217, 1404, 1405, 1415 589,05
JAA2214	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus		NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 2236, 2268, 2242, 2218, 1404, 1405, 1339 589,05
JAA2227	Montaje derecha, para acompañante		NC 2219, 1221, 2206, 1287 141,11
JAA2228	Montaje izquierda, para acompañante		NC 2219, 1222, 2206, 1286 141,11
JAX2239	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Requiere información adicional	
DOBLE MANDOL LiNX + SOPORTE			
JAA2219	Doble mando Compact LiNX (DLX-ACU200)		NC 1221, 1222, 2227, 2228 738,99
JAA2245	Doble mando intuitivo IDC		NC 2259, 2260, 2069 783,23
JAA2259	Soporte estándar der		NC 1287, 2245 ○
JAA2260	Soporte estándar izq		NC 1286, 2245 ○
JAA1221	Soporte derecho, desmontable		NC 1287, 2219, 2227 ○
JAA1222	Soporte izquierdo, desmontable		NC 1286, 2219, 2228 ○
MANDOS COMPACTOS LiNX CON SOPORTE Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500)			
JAA2231	Mando Compacto proporcional DLX-CR400		NC 2203, 2204 963,90
JAA2232	Mando Compacto proporcional sensible DLX-CR-400LF		NC 2203, 2204 1.060,29
JAA2207	Soporte derecho		NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 2311 ○
JAA2208	Soporte izquierda		NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1405 ○
JAA2265	Montaje central, abatible hacia derecha, Nucleus	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 603,75
JAA2266	Montaje central, abatible hacia izquierda, Nucleus	En caso de montar varios mandos (o mando especial + REM500) en el mismo soporte Nucleus, seleccionar opción 2215!	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 603,75

Código	Descripción		P.V.P €
JAX2215	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Requiere información adicional	
OTROS MANDOS Y ACCESORIOS & SOPORTES		Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500)	
MANDO MENTÓN (ÚNICAMENTE CON REM 400 o REM 500)			
JAA2229	Mando mentón proporcional (ASL138) (reposacabezas seleccionado siempre con soporte estándar) - Consultar disponibilidad	NC 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240	3.105,90
JAA1289	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2322
JAA1288	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, (ASL628)	Requiere reposacabezas ELAN	NC 2322
JAX1287	Soporte abatible lateralmente hacia derecha, eléctrico	NC 2227, 2259, 1221	2.047,50
JAX1286	Soporte abatible lateralmente hacia izquierda, eléctrico	NC 2228, 2260, 1222	2.047,50
MANDO OCCIPITAL tecnología ATOM			
JAA2230	Mando Occipital con sensores de proximidad (ATOM, ASL104) con laterales estándar M3 (obligatorio seleccionar opción 1495)	NC 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2570	4.761,13
JAA2247	Mando Occipital con sensores de proximidad (PROTON, ASL104P) con laterales PROTON (obligatorio seleccionar opción 1495)	NC 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2257, 2240, 2570	5.092,50
MANDO 4 SENSORES DE PROXIMIDAD (tecnología ATOM)			
JAA2257	Mando 4 sensores de proximidad (ASL106)	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240	5.670,00
JAA2275	Montaje central, abatible hacia der Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415
JAA2276	Montaje central, abatible hacia izq, Nucleus	(incl. bandeja Eclipse ASL619, 360x180 mm)	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339
JAX2269	Montaje personalizado (especial)	Consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	
LiNX - MANDOS PROPORCIONALES / ACCESORIOS		Obligatorio pedir mando principal (REM400 o REM500)	
JAA2233	Mando proporcional MEC (Micro Extremity Control) - ASL 130	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257	3.832,50
JAA2240	Mando proporcional Reforzado Heavy Duty (ASL133) con pulsador incluido en joystick	NC 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257	2.284,12
JAA2285	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405	○
JAA2286	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405	○
JAA2283	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405	589,05
JAA2284	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405	589,05
JAA2287	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405
JAA2288	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	Incluye bandeja ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405
JAX2289	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente Información adicional necesaria		
MANDO COMPACTO PEDIÁTRICO			
JAA2243	Joystick compacto proporcional pediátrico (ASL132), incluye módulo de entrada	NC 2271, 2203, 2204, 2255, 2256	2.553,15
JAA2235	Montaje bandeja der. ASL603 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405	○
JAA2236	Montaje bandeja izq. ASL603 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405	○
JAA2267	Montaje Central, abatible hacia der. (Nucleus)	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405	589,05
JAA2268	Montaje Central, abatible hacia izq. (Nucleus)	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405	589,05
JAA2241	Montaje Central, abat. der. (Nucleus),	incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC 1207, 1707, 2075, 2209, 2213, 2217, 1415, 1404, 1405
JAA2242	Montaje Central, abat. izq. (Nucleus)	incl. Bandeja ASL603, 100x150 mm	NC 1208, 1708, 2076, 2210, 2214, 2218, 1339, 1404, 1405

JAX2277	Montaje personalizado (especial) - consultar precio con Departamento de Atención al Cliente	Información adicional necesaria		
MANDO POR SOPLIDO CON SENSORES DE PROXIMIDAD				
JAA2255	Mando por soplido (ASL109) y sensores de proximidad incluye módulo de entrada y pulsador labial (ASL 301 LIP) (Combina control por soplido simple con movimiento de cabeza)		NC 2271, 2203, 2204, 2092, 2324, 2325, 2327, 2243	5,674,78
MANDO POR SOPLIDO				
JAA2256	Mando por soplido (ASL 109). Incluye kit soplido, pulsador labial ASL301LIP y módulo de entrada (Consultar precio con departamento de Atención al Cliente)		NC 2271, 2203, 2204, 2243	
OPCIONES INTERFAZ LiNX (montado & conectado)				
JAA2271	Módulo de entrada DLX-IN500-A (mando por soplido)		NC 2243, 2255, 2256, 2203, 2204	426,36
MANDOS ALTERNATIVOS				
JAX2216	Mando alternativo especial (consultar con Departamento de fabricación especial)			
MANDOS ALTERNATIVOS (ACTUADORES ASIENTO)		Mandos alternativos: solo en lado opuesto al joystick		
MANDO LiNX 10 BOTONES				
JAA2251	Mando 10 botones DLX-SW10-A para acceso directo a cambios posturales (incluye 2 conexiones adicionales para pulsadores externos)			408,16
JAA2217	Soporte derecho, montaje usuario		NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2285, 2275, 2213, 2209, 2265, 2267, 2241, 2235, 1404, 2311	○
JAA2218	Soporte izquierdo, montaje usuario		NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 2268, 2242, 2236, 1405	○
JAA2226	Montaje acompañante, montaje carcasa respaldo			○
JAA2225	Sin montar			○
PULSADORES				
JAA2261	Selector con conexión stereo (control directo para basculación solo)		NC 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	243,64
JAA2262	Pulsador con conexión stereo (control directo para basculación solo)		NC 0577, 0584, 0589, 0592, 2053, 2060, 2063, 2066	243,64
JAA2263	Selector 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)		NC 2053, 2069, 0577, 0584, 0589, 0592	345,16
JAA2264	Pulsador 4 salidas (control directo para basculación y reclinación)		NC 2053, 2069, 0577, 0584, 0589, 0592	345,16
JAA2279	Soporte der.			○
JAA2280	Soporte izq.			○
JAA2278	Sin montar			○
ACCESORIOS LiNX				
CONEXIÓN USB				
JAA2253	Cargador USB Puerto DLX-USB02-A		NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	262,50
JAA2281	Montaje derecha			○
JAA2282	Montaje izquierda			○
MANDO PARADA EMERGENCIA				
JAA2258	Mando parada emergencia inalámbrico (ASL504)			700,47
MÓDULO DE ENTRADA INPUT200				
JAA2273	Módulo de entrada IN200 (Permite enchufar un pulsador externo para encender/apagar y salida DB9)			
MODULO DE SALIDA				
JAA2272	Módulo de salida LiNX (DLX-OUT500)		NC 2203, 2204	367,50
OTROS COMPONENTES/ACCESORIOS LiNX				
JAA2300	Sin montar			○
JAX2301	Conectados y programados (Especial)			
PULSADORES REDONDOS, diámetro 63 mm				
JAA1685	Pulsador redondo rojo			107,26
JAA1686	Pulsador redondo amarillo			107,26
JAA1687	Pulsador redondo verde			107,26
JAA1690	Pulsador redondo azul			107,26
PULSADORES OVALADOS				
JAA2254	Pulsador ovalado, negro			107,26
MINI PULSADORES PIKO , diámetro 30 mm				
JAA1711	Pulsador Piko Rojo			132,37

JAA1712		Pulsador Piko Amarillo		132,37
JAA1713		Pulsador Piko Verde		132,37
JAA1714		Pulsador Piko Naranja		132,37
JAA1715		Pulsador Piko Azul		132,37
JAA1716		Pulsador Piko Negro		132,37
ACCESORIOS JOYSTICK BODYPOINT (adjuntados)				
JAA2721		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 76 mm), Bodypoint PC101A		78,75
JAA2722		Pomo ergonómico en forma de U (ancho 100 mm), Bodypoint PC102A		78,75
JAA2723		Pomo de goma tipo „cúpula“ (diámetro 66 mm), Bodypoint PC107A		78,75
JAA2724		Pomo de goma tipo „seta“ (diámetro 42 mm), Bodypoint PC110A		78,75
ADAPTADOR 5:1				
JAA1681		Adaptador 5:1		94,50
BASE MOTRIZ				
COLOR CHASIS				
JAA2871		Negro/Antracita		○
JAA2872		Plateado		○
JAA2873		Rojo bengala		○
JAA2874		Azul mercurio		○
JAA2875		Púrpura medianoche		○
JAX0299		Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2888, 2889, 2890, 2891
JAA2865		Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891	519,75
JAA2866		Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891	519,75
JAA2867		Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2891	519,75
JAA2868		Gama Premium - Caracsa oro RAL1035	NC 2882, 2883, 2884,2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890	519,75
COLOR EMBELLECEDORES LLANTAS				
JAA2882	◆	Negro/Antracita		◆
JAA2883		Plateado		99,75
JAA2884		Rojo bengala		99,75
JAA2885		Azul mercurio		99,75
JAA2886		Púrpura medianoche		99,75
JAX2887		Premium - Color especial para chasis y respaldo	Obligatorio código RAL Plazo de entrega adicional: + 15 días	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875
JAA2888		Gama Premium- Carcasa Verde Deportivo RAL6035	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2866, 2867, 2868	○
JAA2889		Gama Premium- Carcasa Azul Oceano satinado RAL5026	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2867, 2868	○
JAA2890		Gama Premium - Caracsa azul Glaciar RAL5025	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2868	○
JAA2891		Gama Premium - Caracsa oro RAL1035	NC 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 0299, 2865, 2866, 2867	○
HORQUILLAS				
JAA2631		Horquilla monobrazo	Base ancha + horquilla monobrazo: anchura total: 635 mm!	NC (1490+1416) 278,25
JAA2632	◆	Horquilla doble	Base ancha + horquilla doble: anchura total: 655 mm!	◆
RUEDAS DELANTERAS				
Negras, anti-huellas				
JAA0835		9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	NC (2810+0589/0592)	○
JAA0836	◆	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), macizas negras	NC (2810+0589/0592)	◆
JAA0838		9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo NC (2810+0589/0592)	52,50
JAA0828		8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm), macizas negras	NC 1224	○
SISTEMA BLOQUEO RUEDAS DELANTERAS				
JAA1490		Bloqueo ruedas delanteras	NC (2631+1416)	126,00
RUEDAS MOTRICES				
Cubierta negra, non-marking tyres				
JAA0704		14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras		○
JAA0705	◆	14" (355 mm) x 3" (75 mm), macizas negras	Doble densidad	◆

JAA0706	14" (355 mm) x 3" (75 mm), neumáticas negras	Con líquido antipinchazo		52,50
FRENO DE ESTACIONAMIENTO				
JAA1206	Freno estacionamiento (par)			36,75
SUSPENSIÓN CTC				
JAA2870	◆	CTC Suspension Control - Traction - Comfort		◆
PESO USUARIO / SUSPENSIÓN CTC				
JAA1910		Peso usuario Hasta 70 kg		○
JAA1912		Peso usuario hasta 90 kg		○
JAA1911		Peso usuario Hasta 110 kg		○
JAA1915	◆	Peso usuario Hasta 136 kg		◆
VELOCIDAD MOTORES 4-POLOS				
JAA1294		Motores OPS - 4 polos - Programación interior, velocidad reducida 3 km/h aprox.	NC 1244	○
JAA1282		Motores OPS - 4 polos - 6 km/h		○
JAA1283	◆	Motores OPS - 4 polos - 10 km/h		◆
JAA1224		Motores OPS - 4 polos - 12 km/h - Para uso exterior	NC 0828	682,50
BATERÍAS				
JAA1259		60 Ah Gel		○
JAA1260	◆	73,5 Ah Gel		◆
G-TRAC				
JAA1215		Módulo G-Trac		856,80
CARGADOR				
JAA1343	◆	Cargador Opti Charge 8A (IP44)		◆
JAA1313		Cargador Opti Charge 10A (IP44)		351,75
ANTIVUELCOS				
JAA1205	◆	Antivuelcos		◆
KIT DE LUCES				
JAA1437		Kit de luces LED con intermitentes (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 30 Luxes NC 2203	603,75
JAA2837		Kit de luces LED con intermitentes extra-luminoso (con REM 216, 400 o 500)	Potencia 60 Luxes NC 2203	729,75
JAA1254	◆	Sin kit de luces		◆
KIT SUBEBORDILLOS				
JAA1244		Kit subebordillos	Abatible hacia dentro NC 2830, 0586, 0589, 0592, 1294	197,13
PREPARACIÓN SISTEMA DE ACOPLE DAHL				
Compatible con sistema de acople EZ-Lock, Baterías 60Ah como máximo				
JAA1450		Base motriz preparada para sistema de acople DAHL (Obligatorio reposacabezas adecuado)	Incluye anclaje montaje en la caja de baterías. Sistema de acople DAHL no incluido (se tiene que pedir por separado) NC 1260	246,75
KIT TRANSPORTE (CON O SIN USUARIO)				
JAA1493	◆	Kit fijación 4-puntos (para transportar la silla sin usuario)		◆
JAA1494		Kit fijación 4-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001)	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado NC 2053	23,10
JAA1401		Kit fijación 6-puntos (versión testada para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) - Recomendado para versiones con módulo de elevación y basculación	Oligatorio el uso de un reposacabeza adecuado NC 2052	63,00
OPCIONES KIT TRANSPORTE				
JAA2894		Fijación delantera de fácil acceso, montaje adicional para kit fijación 4 o 6 puntos	Solo compatible con opciones 1494/1401 NC 1493	78,75

CINTURONES					
JAA2113	◆	Cinturón de fijación con hebilla	Puntos de fijación ajustables, montados en las guías del asiento	◆	
JAA2701		Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035	141,75
JAA2702		Estabilizador pélvico Evoflex, hebilla Rehab, talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035	141,75
JAA2703		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035	119,41
JAA2704		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, cierre por hebilla estándar, Cinch-Mount Talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035	119,41
JAA2705		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla L	(longitud acolchado 620 mm)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2025, 2026, 2027, 2035	119,41
JAA2706		Cinturón pélvico 2 puntos, ajuste central, hebilla de plástico. Cinch-Mount, Talla M	(longitud acolchado 460 mm)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253, 2114, 2115, 2028, 2029, 2030, 2031, 2035	119,41
RETROVISOR TRASERO					
JAX1415		Derecho		NC 2213, 2075, 2209, 2265, 2235, 2241, 2267, 2283, 2285, 2287, 2275, 2217	36,75
JAX1339		Izquierdo		NC 2214, 2076, 2210, 2266, 2236, 2242, 2268, 2284, 2286, 2288, 2276, 2218	36,75
ACCESORIOS					
GUARDABARROS RUEDAS DELANTERAS (negros)					
JAA1416		Guardabarros ruedas delanteras		NC (2631+1490), (2810+0589/0592)	42,00
GUARDABARROS RUEDAS MOTRICES (negros)					
JAA1417	◆	Guardabarros ruedas motrices			◆
BANDEJA					
JAA1404		Abatible derecha		NC 2014, 2018, 1207, 1707, 2075, 2207, 2209, 2213, 2214, 2217, 2235, 2236, 2267, 2268, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2241, 2242	288,75
JAA1405		Abatible izquierda		NC 2014, 2018, 1208, 1708, 2076, 2208, 2210, 2213, 2214, 2218, 2235, 2236, 2267, 2268, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2241, 2242	288,75
KIT DE HERRAMIENTAS					
JAA1333		Kit de herramientas			30,45