

# InvaSoft® Híbrido

tecnología híbrida avanzada



**Superficie de Soporte Híbrida No Motorizada**

Gestión de la presión, cizallamiento y microclima



**Yes, you can.®**

## Revolucionaria Superficie de Soporte Híbrida No Motorizada

El nuevo InvaSoft® Híbrido presenta avanzada tecnología híbrida para gestionar mejor los factores críticos asociados con las lesiones por presión.

InvaSoft® utiliza una combinación innovadora de materiales y tecnologías para mejorar la redistribución de presiones, reducir la fricción y cizallamiento y asegurar una gestión efectiva del microclima.

A través de nuestro programa de investigación y diseño, que incluye colaboraciones con expertos en viabilidad de tejidos, InvaSoft® Híbrido es

una solución fácil, efectiva y eficiente diseñada para responder a muchos desafíos a los que se enfrentan los entornos sanitarios.

Los resultados de pruebas independientes también confirman que el InvaSoft® Híbrido es altamente efectivo para afrontar los principales factores externos para el desarrollo de úlceras por presión.


### Cubierta superior



› **Tejido médico, duradero** y altamente transpirable.



› **Tejido elástico multidireccional** que reduce el cizallamiento y la fricción.



# Fácil Efectivo Eficiente

La rentabilidad y los beneficios clínicos de las superficies de soporte híbridas son cada vez más reconocidos. El diseño modular y los componentes de InvaSoft® Hybrid son todos reemplazables, lo que maximiza la vida útil del producto, reduce los costos y minimiza el impacto ambiental.



## Fácil

**Fácil de usar**, no requiere configuración complicada.

**Fácil de limpiar**, lo que garantiza un tiempo de respuesta rápido entre pacientes.

**Fácil de mantener**, los componentes principales se pueden reemplazar fácilmente sin necesidad de herramientas o conocimientos especializados.



## Efectivo

**Redistribución de la presión** efectiva y comprobada independientemente.

**Reducción del cizallamiento** y la fricción efectiva y comprobada independientemente.

**Gestión del microclima** efectiva y comprobada independientemente.



## Eficiente


**No requiere mantenimiento** preventivo.

**No necesita energía eléctrica**, por lo que contribuye a un sistema respetuoso con el medio ambiente y una huella de carbono positiva.

**Diseño modular** significa que sus componentes principales se pueden reemplazar individualmente.

Rentabilidad  
Beneficios clínicos  
Solución simple






## Pruebas independientes

InvaSoft® Híbrido se ha sometido a pruebas rigurosas por Berlin Cert, un centro de pruebas independiente especializado y con experiencia específica en superficies de soporte. Las pruebas compararon Invasoft® Híbrido con tres superficies de soporte híbridas líderes en las áreas de gestión de la presión, la fricción y el microclima.


### Excelencia Clínica

InvaSoft® Híbrido demostró un rendimiento superior en la gestión de la temperatura y la humedad y superó a todas las superficies de soporte híbridas comparadas.

### TEMPERATURA MÁXIMA



### HUMEDAD MÁXIMA



\*Pruebas comparativas con tres superficies de apoyo híbridas líderes.


## Datos técnicos ▼

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)



Ancho ▼

880 mm



Alto ▼

170 mm



Largo ▼

1970 mm



Peso ▼

18 kg



Peso Máx. Usuario ▼

230 kg



Temperatura de limpieza ▼

95 °C

Tel. (34) 972 493 214  
E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
Avenida del Oeste nº50, 11ª  
Valencia - CP: 46001  
España



Yes, you can.®