

Invacare® **InvaSoft Híbrido**

CE



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción	P.V.P €
	<ul style="list-style-type: none"> - Superficie Terapéutica de Soporte Híbrida - No motorizada - Tecnología Híbrida enfocada en : <ul style="list-style-type: none"> * Redistribución de presiones * Reducción cizallamiento y fricción * Gestión del microclima - Eficiente : no requiere mantenimiento, no necesita fuente eléctrica y diseño modular - Efectivo : redistribución de presiones, reducción cizallamiento y gestión microclima - Fácil : de utilizar, de limpiar y de mantener - Funda en tejido sanitario, duradero, altamente transpirable y multidireccional. - Espuma cortada en la zona superior - Sistema de circulación de aire, entrada y salida de aire óptimas. - Capa de noodles, para dar mejor soporte al paciente y permitir el ingreso del aire. - Material anticizallamiento en los talones que facilita la transferencia de la presión. - 8 celdas de aire con corazón de espuma para redistribución reactiva individual de presiones. - 5° de descarga en los talones - Pruebas independientes comparativas con colchones similares reflejan -3,5 a - 1,3° de temperatura máxima y entre -14,5 y -3,5% de humedad máxima. - Peso máximo de usuario : 230kg. 	
1633300	Invasoft hybrid, 197 x 88 x 17cm	1.400,00

