

Invacare IBERIA

Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

NUEVO



Yes, you can.®

Alber **via GO V24**



Dispositivo de **asistencia electrónica para acompañante**. Se compone de:
- una rueda motorizada antipichazo de 123mm x 45mm
- un mando acompañante para activar la asistencia, ajustar la velocidad & encender y apagar el Via Go
- un cargador
- kit de fijación para acoplar la rueda motorizada a la silla (opción obligatoria: elegir código en tarifa)

Características destacadas:
- Dispositivo ultra ligero (5,85 kg)
- Velocidad máxima: 5,5 km/h
- Batería de litio 4,5 Ah
- Compatible con transporte aéreo
- Autonomía : hasta 16 km
- Compatible con el 80% de sillas manuales
- Carga Máx. 170 kg (silla con usuario)

NOTA: El apartado sobre los datos de la silla es obligatorio para comprobar la compatibilidad con el Via GO. Según el modelo de silla es posible que se requiera información adicional.



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :


Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = **Kg**

Código	Descripción	P.V.P €
1595002	Via GO V24*	1.645,00
DATOS DE LA SILLA DE RUEDAS (OBLIGATORIOS)		
	Modelo: Nº serie (si es una silla del grupo Invacare) Anchura de asiento (cm) Diámetro de ruedas (cm) Altura asiento trasera (cm)	
	Sillas de ruedas con frenos acompañante	<input type="radio"/>
	Silla de ruedas con ruedas antivuelco	<input type="radio"/>
	Posición de las ruedas traseras - seleccionar una opción	
	1 - trasera	<input type="radio"/>
	2 - estándar	<input type="radio"/>
	3 - delantera	<input type="radio"/>
KIT DE FIJACIÓN (OBLIGATORIO)		
1595020	Kit de fijación estándar para Via GO	135,00
	Nota: Si desea que el montaje sea realizado por unos de nuestros técnicos, por favor, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para conocer los gastos de mano de obra.	
OTROS ACCESORIOS (RECOMENDADOS)		
1430412	Solo para montar Via GO en sillas manuales Action1, Action2, Action3, Action4 y solo cuando la silla no lleva freno acompañante. Permite conseguir un mayor espacio para montar el soporte de mando. Pedir 2 unidades Consultar precio PVO con Departamento de Atención al Cliente	
1596101	Mando acompañante ergonómico para Via GO	170,00



1430412



1596101

NUEVO



Rueda motorizada



Unidad de mando



1595020 - Kit de fijación estándar

* el **Via GO** NO dispone de sistema de freno. Se recomienda que la silla esté equipda con frenos de tambor y ruedas antivuelco.