

Action[®]2_{NG}

TRANSIT LITE



Más ligera y compacta

Aún mejor para viajar



Yes, you can.®

Take *Action*[®] and Go.

La nueva Action 2 NG Transit Lite es la más reciente de nuestra galardonada familia de sillas Action. Cómodas y fiables, las sillas Action abren un mundo de posibilidades.

Cada una de las sillas de la gama cuenta con un diseño extremadamente versátil con opciones personalizables.

La gama Action es reconocida sencillamente como una gama en la que se puede confiar.



Salude a la nueva Action 2 NG Transit Lite

La nueva Action 2 NG Transit Lite es más ligera, más compacta y muy fácil de maniobrar. Su chasis reducido la hace aún mejor para viajar y guardarla en espacios pequeños.

Compatible con toda la gama de opciones de la Action 2NG, es muy fácil de ajustarla a sus necesidades. Juntos donde quiera ir.

Emprenda nuevas aventuras.



1



Más ligera y compacta.

Hemos reducido el peso y el tamaño del chasis, haciendo la Action 2 NG Transit Lite más fácil de usar y empujar. Es nuestro chasis más estrecho y la base más corta. Maniobre con menos esfuerzo incluso en espacios reducidos. Simplemente más fácil de conducirla.

*A partir de 10,5 kg de peso de transporte.

2



Comodidad adicional.

Hemos diseñado un nuevo respaldo en forma de Y para mayor comodidad. La dirección suave y los frenos reforzados brindan la confianza necesaria para desplazarse. La nueva posición del freno de parking es accesible desde la posición sentado, ayudando a mantener cierto nivel de independencia.

3



Plegable en segundos.

El chasis compacto plegable y el respaldo semi-plegable permiten que la Action 2 NG Transit Lite encaje perfectamente en cualquier espacio. Los reposapiés extraíbles y los reposabrazos desmontables/abatibles se pueden quitar en segundos. Fácil de plegar y montar, siempre lista para el próximo viaje.



Sistema freno acompañante

Nuevos frenos de usuario

Nuevas ruedas delanteras y traseras más ligeras



Transferencias fáciles
gracias a los reposabrazos y reposapiés abatibles y desmontables.

Ideal para guardar



Qué tiene de nuevo?



Tamaño y peso del chasis reducido



Freno de parking de fácil acceso

Datos técnicos

Para más información sobre este producto, incluyendo el manual de usuario, por favor visite nuestra página web : www.invacare.es

Action 2 NG Transit Lite	Ancho de asiento	Profundidad de asiento	Ángulo de asiento	Altura de asiento	Ángulo de respaldo	Altura de respaldo	Ángulo frontal del chasis	
	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 mm	3°	485 / 510 mm	7°	430 mm	80°	
	Action 2 NG Transit Lite	Largo de reposapiés	Altura de reposabrazos	Ancho total	Ancho total, plegada	Largo total incl. reposapiés	Largo total sin reposapiés	Altura total
		330 / 460 mm	280 mm	Ancho asiento +100 mm	250 mm	995 mm	760 mm	975 mm
		Action 2 NG Transit Lite	Capacidad para superar obstáculos	Radio de giro	Peso máximo usuario	Peso total	Parte más pesada	
7°			870 mm	125 kg	13.1 kg	10.2 kg		

Colores de chasis



Moka



Descubra toda la gama Action



Tel: +34 972 49 32 14
 contactsp@invacare.com
 www.invacare.es

Invacare S.A.
 Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
 46001 Valencia
 España



Yes, you can.®