

INVACARE S.A  
www.invacare.es



## Invacare® **Action<sup>2</sup> NG Transit Lite** CE

Silla de ruedas manual de aluminio plegable por cruceta.  
Anchos de asiento: 405, 430, 455 o 480 cm.  
Profundidad de asiento: 400mm  
Altura de asiento 485mm  
Respaldo plegable a media altura con bolsillo, 430mm  
Reposapiés acero 80° abatibles hacia el interior y exterior  
Reposabrazos abatibles de altura fija (24cm) con goma corta.  
Cinturón de serie  
Ruedas delanteras 7"  
Ruedas traseras 12" con eje fijo  
Freno de usuario y acompañante  
Crash tested  
Color de chasis Moca  
Peso: desde 14kg  
Peso máximo del usuario: 125 kg.

**NUEVO**



Compatibilidad cruzada



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

**Peso usuario =** **Kg**


**Código temporal de prescripción:**

- Invacare® **Action<sup>2</sup> NG** - Transit Lite : SRM 010A - S0026466 ®

Código	Descripción		
<b>MODELO</b>			
BR1673114	<input type="checkbox"/> Ancho 405mm		
BR1673115	<input type="checkbox"/> Ancho 430mm		
BR1673116	<input type="checkbox"/> Ancho 455mm		
BR1673117	<input type="checkbox"/> Ancho 480mm		
<b>ACCESORIOS (se suministran separadamente)</b>			
1564267	<input type="checkbox"/> Cojín de espuma, funda nylon con base antideslizante - 412x412x50mm (ancho de asiento 405/430mm)		32,13
1564268	<input type="checkbox"/> Cojín de espuma, funda nylon con base antideslizante - 412x462x50mm (ancho de asiento 455/480mm)		32,13
1562005	<input type="checkbox"/>	380/405mm	104,00
1562006	<input type="checkbox"/> Reposapiés elevables ECO Ajustables 0°- 80° (PAR) - Paleta fija <span style="float: right;">®</span>	430/455mm	104,00
1562007	<input type="checkbox"/>	480/505mm	104,00
AP0572-02056	<input type="checkbox"/> Kit soporte de bastones		32,76
AP1442990	<input type="checkbox"/> Soporte amputado derecho		115,00
AP1442991	<input type="checkbox"/> Soporte amputado izquierdo		115,00
AP1673828	<input type="checkbox"/> Antivuelcos		67,15
AP60122046	<input type="checkbox"/> Reposacabezas simple (requiere barra tensora) <span style="float: right;">®</span>		47,25
1534212	<input type="checkbox"/> Portasuero con fijación (requiere barra tensora) <span style="float: right;">®</span>		56,36
SPI673492	<input type="checkbox"/>	405mm	15,11
SPI673493	<input type="checkbox"/>	430mm	
SPI673494	<input type="checkbox"/>	455mm	
SPI673495	<input type="checkbox"/>	480mm	



Action2 Lite transit



1564267 / 1564268



1562005 / 1562006 / 1562007



AP0572-02056



AP1442990 / AP1442991



AP1673828



AP60122046



1534212