

**Invacare IBERIA**

Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)

[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**Küschall®**  
UNLIMIT YOUR WORLD



**Yes, you can.®**

## KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Attract

**NUEVO**



Silla manual **ligera de chasis rígido con tubos de aluminio hidroformado.**

Respaldo regulable en ángulo y abatible sobre el asiento con sistema de bloqueo.

Chasis de aluminio a 75° o 90° respecto al suelo.

Peso máximo del usuario : 130 kg

Descubre nuestra versión Küschall **K-SERIES 2.0™** con opciones de Titanio, carbono y ruedas High Performance como estándar para un mayor rendimiento y un peso más ligero (-1 kg).

Configura tu silla con el nuevo visualizador: [www.kuschall.com](http://www.kuschall.com)

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso !

Nos reservamos el derecho a una tolerancia de + 1 cm en las medidas.

Producto configurado a medida ! No se admiten devoluciones !

KÜSCHALL K-SERIES 2.0 Attract : Código provisional Prescripción : **50027909** (Categoría SRM 03D0)



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo



**Peso usuario =**

**Kg**

| CÓDIGO                      | DESCRIPCIÓN   | PVP   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>MODEL</b>                |   |   |
| DKD0073                     | ◆ KÜSCHALL K-SERIES 2.0 <small>Attract</small>  | <b>1.818,95</b>   |
| <b>PACK POSICIONAMIENTO</b> |   |   |
| DKD0220                     | <p>PACK 2- POSICIONAMIENTO &amp; PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA / MX2 </p> <p>INCLUYE :<br/>COJÍN MATRX LIBRA (DKA2720)<br/>RESPALDO MATRX MX2 (DKA2300 a DKA2315)<br/>CINTURÓN POSTURAL BODYPOINT EVOFLEX (DKA7810 a DKA7830)</p> <p>Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm</p>         | <p>1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420, 1660, 1665, 1670, 1675, 2050, 2100, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 7248, 2750, 7800, 7810, 7820, 7830</p> <p>1.093,15</p> |
| DKD0230                     | <p>PACK 3- POSICIONAMIENTO &amp; PREVENCIÓN DE ULCERAS LIBRA / ELITE E2 </p> <p>INCLUYE :<br/>MATRX LIBRA CUSHION (DKA2720)<br/>MATRX ELITE/ELITE DEEP E2 BACKREST (DKA2320-DKA2350)<br/>BODYPOINT EVOFLEX BELT (DKA7810 a DKA7830)</p> <p>Anchura 360 mm solo posible con Profundidad 400/420 mm</p> | <p>1310, 1315, 1410, 1420, 1660, 1665, 1670, 1675, 2050, 2100, 2300, 2305, 2310, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320, 2322, 2325, 2330, 2331, 2332, 2334, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2357, 2300, 2305, 2310, 2315, 2700, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 7248, 2750, 7800, 7810, 7820, 7830</p> <p>1.093,15</p>   |
| <b>ASIENTO</b>              |   |   |
| <b>CHASIS</b>               | <b>Material / Ángulo / Tipo</b>   |   |
| DKD1040                     | CHASIS ALUMINIO 75°   | 1475, 1490, 1495, 7240 <input type="radio"/>  |
| DKD1050                     | CHASIS ALUMINIO 75° - ADUCCIÓN (INCURVADO)  | 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240 99,75  |
| DKD1060                     | CHASIS ALUMINIO 75° + 50MM  | 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760 99,75  |
| DKD1070                     | CHASIS ALUMINIO 90°   | 1475, 1490, 1495, 7240 <input type="radio"/>  |
| DKD1080                     | CHASIS ALUMINIO 90° - ADUCCIÓN (INCURVADO)  | 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240 99,75  |
| DKD1090                     | CHASIS ALUMINIO 90° +50 MM  | 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760 99,75  |



| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                            |  | PVP   |
|--|--|--|-------|
| <b>ANCHURA ASIENTO (SW)</b>  |  |  |       |
| DKD1310  | 320 MM                                 | NC :2150; 2315; 2316;<br>2317; 2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2300; 2305;<br>2310; 2315; 2316; 2317;<br>2318; 2320; 2322; 2325;<br>2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360; 2602;<br>2740; 2742; 2744;<br>2746; 7248; 2750;<br>2800; 3450 | 32,45 |
| DKD1315  | 340 MM                                 | NC :2315; 2316; 2317;<br>2318; 2320; 2322; 2325;<br>2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2300; 2305;<br>2310; 2315; 2316; 2317;<br>2318; 2320; 2322; 2325;<br>2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360; 2740;<br>2742; 2744; 2746;<br>7248; 2750; 2800;<br>3450             | ○     |
| DKD1320  | 360 MM                                 | NC :2370; 2372; 2400;<br>2740; 7248; 2750  | ○     |
| DKD1325  | 380 MM                                 | NC :2372; 2400   | ○     |
| DKD1330  | 400 MM                                 | NC :2366; 2372; 2400   | ○     |
| DKD1335  | 420 MM                                 | NC :2366; 2368; 2400   | ○     |
| DKD1340  | 440 MM                                 | NC :2240; 2366; 2368;<br>2370; 2400; 2602;<br>2746   | ○     |
| DKD1345  | 460 MM                                 | NC :2240; 2366; 2368;<br>2370; 2400; 2602;<br>2746; 7248   | ○     |
| DKD1350  | 480 MM                                 | NC :2240; 2357; 2357;<br>2366; 2368; 2370;<br>2372; 2602; 2746;<br>7248; 2750  | ○     |
| DKD1355  | 500 MM                                 | NC :2150; 2240; 2315;<br>2316; 2317; 2318; 2357;<br>2315; 2316; 2317; 2318;<br>2357; 2366; 2368;<br>2370; 2372; 2602;<br>2746; 7248; 2750  | 32,45 |
| <b>PROFUNDIDAD DE ASIENTO (SD)</b>   |  |  |       |
| DKD1410  | 350 MM                                 | NC :1530; 1540; 2602;<br>2740; 2742; 2744;<br>2746; 7248; 2750;<br>2910; 7810; 7820;<br>7830; 7900   | ○     |
| DKD1420  | 375 MM                                 | NC :2740; 2742; 2744;<br>7248; 2750; 7810;<br>7820; 7830; 7900   | ○     |
| DKD1435  | ◆ 400 MM                               |  | ◆     |
| DKD1450  | 425 MM                                 | NC :2746   | ○     |
| DKD1465  | 450 MM                                 | NC :2602; 2746; 7248   | ○     |
| DKD1475  | 475 MM                                 | NC :2602; 2746; 7248;<br>2750  | ○     |
| DKD1490  | 500 MM                                 | NC :2602; 2740; 2746;<br>7248; 2750  | ○     |
| DKD1495  | 525 MM                                 | NC :2602; 2740; 2746;<br>7248; 2750  | 32,45 |
| <b>POSICIÓN ASIENTO (SP) - Distancia X - desde Centro del tubo de respaldo hasta Centro del eje de ruedas traseras</b> |  |  |       |
| DKD1500  | Posición 1 = 140 MM<br>(la más activa) | La más activa / la menos estable   | ○     |
| DKD1510  | Posición 2 = 125 MM                    |  | ○     |
| DKD1520  | ◆ Posición 3 = 110 MM                  |  | ◆     |
| DKD1530  | Posición 4 = 95 MM                     |  | ○     |




DKD1500 a DKD1540

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                            |  | PVP   |   |
|---|--|--|---|---|
| DKD1540   | Posición 5 = 80 MM<br>(la más estable) | La menos activa / la más estable   | ○   |   |
| <b>ALTURA RESPALDO (BH)</b><br>Si un respaldo MATRX ha sido seleccionado, el valor abajo determina la altura de las empuñaduras (ver tabla 6) |  |  |   |   |
| DKD1605   | 270 MM                                 |  | NC :2332; 2334; 2335;<br>2300; 2305; 2310;<br>2332; 2334; 2335;<br>2360   | ○ |
| DKD1610   | 285 MM                                 |  | NC :2332; 2334; 2335;<br>2300; 2305; 2310;<br>2332; 2334; 2335;<br>2360   | ○ |
| DKD1615   | 300 MM                                 |  | NC :2332; 2334; 2335;<br>2300; 2305; 2310;<br>2332; 2334; 2335;<br>2360   | ○ |
| DKD1620   | 315 MM                                 |  |   | ○ |
| DKD1625   | 330 MM                                 | Seleccionar si quiere pedir un respaldo<br>Matrx con puños ajustables en altura<br>(DKA2440) |   | ○ |
| DKD1630   | 345 MM                                 |  |   | ○ |
| DKD1635   | 360 MM                                 |  | NC :2240  | ○ |
| DKD1640   | ◆ 375 MM                               |  | NC :2240  | ◆ |
| DKD1645   | 390 MM                                 |  | NC :2240  | ○ |
| DKD1650   | 405 MM                                 |  | NC :2240  | ○ |
| DKD1655   | 420 MM                                 |  | NC :2240  | ○ |
| DKD1660   | 435 MM                                 |  | NC :2220; 2240; 2315;<br>2316; 2317; 2318; 2320;<br>2322; 2325; 2330;<br>2331; 2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2300;<br>2305; 2310; 2315; 2316;<br>2317; 2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360 | ○ |
| DKD1665   | 450 MM                                 |  | NC :2220; 2240; 2315;<br>2316; 2317; 2318; 2320;<br>2322; 2325; 2330;<br>2331; 2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2300;<br>2305; 2310; 2315; 2316;<br>2317; 2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360 | ○ |
| DKD1670   | 465 MM                                 |  | NC :2220; 2240; 2315;<br>2316; 2317; 2318; 2320;<br>2322; 2325; 2330;<br>2331; 2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2300;<br>2305; 2310; 2315; 2316;<br>2317; 2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360 | ○ |
| DKD1675   | 480 MM                                 |  | NC :2220; 2240; 2315;<br>2316; 2317; 2318; 2320;<br>2322; 2325; 2330;<br>2331; 2332; 2334; 2335;<br>2340; 2345; 2350;<br>2355; 2357; 2300;<br>2305; 2310; 2315; 2316;<br>2317; 2318; 2320; 2322;<br>2325; 2330; 2331; 2332;<br>2334; 2335; 2340;<br>2345; 2350; 2355;<br>2357; 2360 | ○ |
| <b>ALTURA DELANTERA ASIENTO SUELO ( FSTF)</b>   |  |  |   |   |
| DKD1740   | 450 MM                                 |  | NC :5450; 5500; 5502  | ○ |
| DKD1745   | 460 MM                                 |  | NC :5450; 5500; 5502  | ○ |
| DKD1750   | 470 MM                                 |  |   | ○ |
















| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN |  | PVP  |          |   |
|---|-------------|--|--|----------|---|
| DKD1755   |             | 480 MM   | ○  |          |   |
| DKD1760   |             | 490 MM   | ○  |          |   |
| DKD1765   | ◆           | 500 MM   | ◆  |          |   |
| DKD1770   |             | 510 MM   | ○  |          |   |
| DKD1775   |             | 520 MM   | ○  |          |   |
| <b>ALTURA TRASERA ASIENTO SUELO (RSTF)</b>  |             |  |  |          |   |
| DKD1815   |             | 390 MM   | NC :9341; 6050; 6060; 9112   | ○        |   |
| DKD1820   |             | 400 MM   | NC :9341; 6050; 6060; 9112   | ○        |   |
| DKD1825   |             | 410 MM   | NC :9341   | ○        |   |
| DKD1830   |             | 420 MM   |  | ○        |   |
| DKD1835   | ◆           | 430 MM   |  | ◆        |   |
| DKD1840   |             | 440 MM   |  | ○        |   |
| DKD1845   |             | 450 MM   |  | ○        |   |
| DKD1850   |             | 460 MM   |  | ○        |   |
| DKD1855   |             | 470 MM   |  | ○        |   |
| DKD1860   |             | 480 MM   |  | ○        |   |
| DKD1865   |             | 490 MM   |  | ○        |   |
| <b>LARGO DE PIERNA (LLL)</b>  |             |  |  |          |   |
| <b>Para LLL &lt; 390MM y dependiendo de la configuración, la paleta puede ir con montaje superior</b> |             |  |  |          |   |
| DKD1918   |             | 290 MM   |  | ○        |   |
| DKD1920   |             | 300 MM   |  | ○        |   |
| DKD1922   |             | 310 MM   |  | ○        |   |
| DKD1924   |             | 320 MM   |  | ○        |   |
| DKD1926   |             | 330 MM   |  | ○        |   |
| DKD1928   |             | 340 MM   |  | ○        |   |
| DKD1930   |             | 350 MM   |  | ○        |   |
| DKD1932   |             | 360 MM   |  | ○        |   |
| DKD1934   |             | 370 MM   |  | ○        |   |
| DKD1936   |             | 380 MM   |  | ○        |   |
| DKD1938   |             | 390 MM   |  | ○        |   |
| DKD1940   |             | 400 MM   |  | ○        |   |
| DKD1942   |             | 410 MM   |  | ○        |   |
| DKD1944   |             | 420 MM   |  | ○        |   |
| DKD1946   | ◆           | 430 MM   |  | ◆        |   |
| DKD1948   |             | 440 MM   |  | ○        |   |
| DKD1950   |             | 450 MM   |  | ○        |   |
| DKD1952   |             | 460 MM   |  | ○        |   |
| DKD1954   |             | 470 MM   |  | ○        |   |
| DKD1956   |             | 480 MM   |  | ○        |   |
| <b>RESPALDO</b>   |             |  |  |          |   |
| <b>MATERIAL RESPALDO</b>  |             |  |  |          |   |
| DKD2000   | ◆           | Aluminio   |  | ◆        |   |
| <b>TIPO RESPALDO</b>  |             |  |  |          |   |
| DKD2100   | ◆           | Respaldo estándar, con barra soldada   | NC :2241; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2500 | ◆        |   |
| DKD2150   |             | Respaldo con barra soldada más baja para montar respaldos rígidos. Altura tubos de respaldo 285 mm | Para respaldo Matrix   | NC :2240 | ○ |



2000/2100



2150

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN |   |   |  | PVP                  |        |
|---|-------------|---|---|--|----------------------|--------|
| <b>TAPIZADO RESPALDO</b>  |             |   |   |  |                      |        |
| DKD2220   | ◆           | Tapizado ajustable tensión premium negro  |   | NC :2244; 2245; 0002; 2246; 2250; 2251; 0003; 2253; 2257; 2259; 0004; 2300; 2305; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2300; 2305; 2310; 2315; 2316; 2317; 2318; 2320; 2322; 2325; 2330; 2331; 2332; 2334; 2335; 2340; 2345; 2350; 2355; 2357; 2360; 2500 | ◆                    |        |
| DKD2240   |             | Sin tapizado de respaldo  | Seleccionar si quiere pedir un respaldo rígido tipo MATRX | NC :2244; 2245; 0002; 2246; 2250; 2251; 0003; 2253; 2257; 2259; 0004; 2300; 2305   | ○                    |        |
| <b>RESPALDOS MATRX</b><br><b>La altura corresponde a la altura efectiva del respaldo</b><br><b>Plazo de entrega adicional + 10 DÍAS</b> |             |   |   |  |                      |        |
| DKD2300   |             | Matrx MX2, altura 150 mm con fijación Quick-Release (par)            | Para usuarios hasta 113KG                                 | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM   | NC :2400; 2410; 7800 | 770,00 |
| DKD2305   |             | Matrx MX2, altura 230 mm con fijación Quick-Release (par)            | Para usuarios hasta 113KG                                 | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM   | NC :2400; 2410; 7800 | 770,00 |
| DKD2310   |             | Matrx MX2, altura 305 mm con fijación Quick-Release (par)          | Para usuarios hasta 113KG                                 | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM   | NC :2400; 2410       | 770,00 |
| DKD2315   |             | Matrx MX2, altura 405 mm con fijación Quick-Release (par)          | Para usuarios hasta 113KG                                 | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM   | NC :2400; 2410       | 770,00 |
| DKD2316   |             | ELITE DEEP E2 , altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)     |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410; 7800       | 770,00 |
| DKD2317   |             | ELITE DEEP E2 , altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)     |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410; 7800       | 770,00 |
| DKD2318   |             | ELITE DEEP E2 , altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)     |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410; 7800       | 770,00 |
| DKD2320   |             | Elite Deep E2, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)      |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410             | 770,00 |
| DKD2322   |             | ELITE DEEP E2, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)      |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410             | 770,00 |
| DKD2325   |             | Elite Deep E2, altura 410 mm con fijación Mini incluida (par)      |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410             | 770,00 |
| DKD2330   |             | Elite Deep E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)  |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410             | 770,00 |
| DKD2331   |             | ELITE DEEP E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)  |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410             | 770,00 |
| DKD2332   |             | ELITE E2, altura 160 mm con fijación Mini incluida (par)           |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410; 7800       | 770,00 |
| DKD2334   |             | ELITE E2, altura 210 mm con fijación Mini incluida (par)           |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410; 7800       | 770,00 |
| DKD2335   |             | Elite E2 Standard, altura 260 mm con fijación Mini incluida (par)  |   | No posible con SW ≤ 340 MM   | NC :2410; 7800       | 770,00 |













02220






2300-2315



2316-2357

| CÓDIGO                         | DESCRIPCIÓN   |  |              | PVP    |
|--------------------------------|---|--|--------------|--------|
| DKD2340                        | Elite E2 Standard, altura 310 mm con fijación Mini incluida (par)  | NNo posible con SW ≤ 340 MM  | NC :2410     | 770,00 |
| DKD2345                        | Elite E2 Standard, altura 360 mm con fijación Mini incluida (par)  | No posible con SW ≤ 340 MM & SW ≥ 480 MM   | NC :2410     | 770,00 |
| DKD2350                        | Elite E2 Standard, 410 mm con fijación Mini incluida (par)         | NNo posible con SW ≤ 340 MM  | NC :2410     | 770,00 |
| DKD2355                        | ELITE E2, altura 460 mm con fijación Estándar incluida (par)       | NNo posible con SW ≤ 340 MM  | NC :2410     | 770,00 |
| DKD2357                        | ELITE E2, altura 510 mm con fijación Estándar incluida (par)       | NNo posible con SW ≤ 340 MM  | NC :2410     | 770,00 |
| <b>ANCHURA RESPALDO MATRIX</b> |   |  |              |        |
| DKD2360                        | 360 MM  | Anchora de tronco indicativa: 265 MM   |              | ○      |
| DKD2362                        | 380 MM  | Anchora de tronco indicativa: 290 MM   |              | ○      |
| DKD2364                        | 410 MM  | Anchora de tronco indicativa: 315 MM   |              | ○      |
| DKD2366                        | 430 MM  | Anchora de tronco indicativa: 340 MM   |              | ○      |
| DKD2368                        | 460 MM  | Anchora de tronco indicativa: 370 MM   |              | ○      |
| DKD2370                        | 480 MM  | Anchora de tronco indicativa: 390 MM   |              | ○      |
| DKD2372                        | 510 MM  | Anchora de tronco indicativa: 420 MM   |              | ○      |
| <b>PUÑOS</b>                   |   |  |              |        |
| DKD2400                        | ◆ Sin puños   |  |              | ◆      |
| DKD2410                        | Puños fijos, mini   |  |              | ○      |
| DKD2420                        | Puños fijos, largos   |  |              | ○      |
| DKD2430                        | Puños ajustables en altura, montaje trasero   |  |              | 240,00 |
| DKD2440                        | Puños ajustables en altura, integrados  | Solo disponible eligiendo opción altura respaldo 330 mm (DKA1625) - ajústale según información Tabla 6 |              | 216,99 |
| DKD2450                        | Puños plegables   | No posible combinar con BH 315 hasta 330 & Reposabrazos tubulares                                      |              | 263,06 |
| <b>ANGULO RESPALDO</b>         |   |  |              |        |
| DKD2500                        | 74° respecto al asiento   | Consultar disponibilidad   |              | ○      |
| DKD2520                        | 78° respecto al asiento   |  |              | ○      |
| DKD2540                        | ◆ 82° respecto al asiento   |  |              | ◆      |
| DKD2560                        | 86° respecto al asiento   |  |              | ○      |
| DKD2580                        | 90° respecto al asiento   |  |              | ○      |
| DKD2590                        | 94° respecto al asiento   |  |              | ○      |
| <b>ASIENTO</b>                 |   |  |              |        |
| <b>TAPIZADO ASIENTO</b>        |   |  |              |        |
| DKD2600                        | ◆ Tapizado estándar con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave)  |  |              | ◆      |
| DKD2601                        | Tapizado con una cincha central con cierre gancho-bucle (suave) y dos cinchas en las partes laterales (rugosas)                                     |  |              | 27,04  |
| DKD2640                        | Base de asiento rígida (incluye cierres laterales), altura 15 mm  | Incluye tapizado asiento estándar  | NC:2860,7600 | 79,00  |
| <b>COJÍN ASIENTO</b>           |   |  |              |        |
| DKD2700                        | Cojín asiento estándar, 60 mm, espuma doble con visco top   |  | NC :2860     | 91,86  |
| DKD2710                        | FLO-TECH LITE - altura 78 mm                                     |  | NC :2860     | 105,43 |
| DKD2720                        | MATRIX LIBRA (tejido negro) - altura 83 mm                       | No posible con SW ≤ 340 MM & SD ≤ 375 MM<br>SW 360 MM solo posible con SD 400/425 MM                   |              | 323,15 |
| DKD2740                        | CLASSIC VISCO 75 X 400 mm - altura 75 mm                         | Solo para usuarios hasta 50 kg   | NC :2860     | 105,43 |
| DKD2742                        | CLASSIC VISCO 405 X 400 mm - altura 75 mm                        | Solo para usuarios hasta 100 kg  | NC :2860     | 105,43 |
| DKD2744                        | CLASSIC VISCO 430 X 430 mm - altura 75 mm                        | Solo para usuarios hasta 100 kg  | NC :2860     | 105,43 |



2740 - 2746

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                     |  |  | PVP                      |
|--|---|--|--|--------------------------|
| DKD2746  | CLASSIC VISCO<br>455 X 400 mm -<br>altura 75 mm | Solo para usuarios hasta 100 kg  | NC :2860   | 105,43                   |
| DKD2748  | CONTOUR VISCO NG - altura 100 mm                |  |  | 105,43                   |
| <b>BOLSA ASIENTO</b>   |   |  |  |                          |
| DKD2800  | Bolsa asiento delantera, desmontable            |  |  | 74,49                    |
| <b>BASE RÍGIDA</b>   |   |  |  |                          |
| DKD2860  | Base rígida                                     |  |  | 46,81                    |
| <b>BOLSA TAPIZADO ASIENTO<br/>Para montar debajo del asiento</b>   |   |  |  |                          |
| DKD2910  | Bolsa grande                                    |  |  | 59,95                    |
| <b>REPOSAPIÉS</b>  |   |  |  |                          |
| <b>MATERIAL REPOSAPIÉS (TUBO / PALETA)</b>   |   |  |  |                          |
| DKD3200  | ◆   | Tubo reposapiés, rígido - Aluminio hidroformado  |  | ◆                        |
| <b>PALETA REPOSAPIÉS</b>   |   |  |  |                          |
| DKD3290  | Paleta plástico atornillada para reposapiés     |  |  | 59,05                    |
| <b>CINCHAS PARA LOS PIES</b>   |   |  |  |                          |
| DKD3300  | ◆   | Cincha apoya pantorrilla montada en el chasis  |  | ◆                        |
| DKD3305  |   | Cincha apoya pantorrilla montada en la parte trasera de los pescantes                              | NO POSIBLE CON PALETAS MONTAJE SUPERIOR                              | NC :6500<br>○            |
| <b>PROTECTORES DE ROPA, ANTISALPICADURAS, REPOSABRAZOS</b>   |   |  |  |                          |
| <b>PROTECTORES DE ROPA / ANTISALPICADURAS (PAR)</b>  |   |  |  |                          |
| DKD3405  | ◆   | Protectores de ropa abatibles, composite   | Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm                        | ◆                        |
| DKD3420  |   | Protectores de ropa abatibles, carbono   | Incrementa el ancho de asiento entre 0 y 5 mm                        | 200,00                   |
| DKD3440  |   | Protectores ropa antisalpicaduras desmontables, carbono  | Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm                       | NC :3490, 3495<br>250,00 |
| DKD3450  |   | Protectores ropa antisalpicaduras, desmontables, composite   | Incrementa el ancho de asiento entre 5 y 10 mm                       | NC :3490, 3495<br>○      |
| <b>REPOSABRAZOS (PAR)</b>  |   |  |  |                          |
| DKD3480  |   | Reposabrazos tubulares, sin bloqueo, ajustables altura, desmontables, abatibles, acolchado confort |  | 235,24                   |
| DKD3490  |   | Reposabrazos ajustables en altura, goma corta (forma de T)   | No posible con RSTF < 420 MM   | 235,24                   |
| DKD3495  |   | Reposabrazos ajustables en altura, goma larga (forma de T)   | No posible con RSTF < 420 MM   | 235,24                   |
| <b>CHASIS</b>  |   |  |  |                          |
| <b>COLOR CHASIS<br/>CONSULTA NUESTRO VISUALIZADOR ON-LINE <a href="http://www.kuschall.com">www.kuschall.com</a></b> |   |  |  |                          |
| DKD4000  |   | Negro espacial (RAL 9005)  | Personalización con calcomanía BOLD o TAG                            | NC :4195<br>○            |
| DKD4010  |   | Gris antracita (RAL 7016)  | Personalización con calcomanía BOLD o TAG                            | NC :4195<br>○            |
| DKD4020  |   | Blanco puro (RAL 9016)   | Personalización con calcomanía BOLD o TAG                            | NC :4195; 4250<br>○      |
| DKD4030  |   | Rojo Carmin (RAL 3002)   | Personalización con calcomanía BOLD o TAG                            | NC :4195<br>○            |
| DKD4040  |   | Azul Celeste (RAL 5017)  | Personalización con calcomanía BOLD o TAG                            | NC :4195<br>○            |
| <b>ESTILO DE CALCOMANÍA</b>  |   |  |  |                          |
| DKD4190  |   | BOLD   | NC :4310; EELS   | 102,74                   |
| DKD4195  |   | TAG  | NC :4230; 4240; 4250; 4252; 4253; 4254; 4255; 4256; 0009; 4300; 5000 | ○                        |
| DKD4197  | ◆   | Sin Calcomanía (solo Logo Kuschall)  |  | ◆                        |
| <b>COLOR DE CALCOMANÍA BOLD (calcomanías en la parte delantera de cada flanco)</b>                                   |   |  |  |                          |
| DKD4200  |   | Negro  |  | ○                        |
| DKD4210  |   | Gris oscuro  |  | ○                        |



| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |  | PVP    |
|--|--|--|--------|
| DKD4220  | Gris claro   |  | ○      |
| DKD4230  | Rojo   |  | ○      |
| DKD4240  | Azul   |  | ○      |
| DKD4250  | Dorado   |  | ○      |
| <b>COLOR DE CALCOMANÍA TAG (Un anillo con una K en el flanco izquierdo / Logo Küschall (vertical) en el flanco izquierdo - Color negro o rojo)</b> |  |  |        |
| DKD4300  | Negro  |  | ○      |
| DKD4310  | Rojo   |  | ○      |
| <b>RUEDAS DELANTERAS</b>   |  |  |        |
| <b>RUEDAS DELANTERAS</b>   |  |  |        |
| DKD5050  | 4" Everyday cubierta negra                         | NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504; 6020   | ○      |
| DKD5100  | 4" Confort cubierta negra                          | NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504; 6020   | ○      |
| DKD5300  | 5" Everyday, buje negro, cubierta negra            | NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504   | ○      |
| DKD5350  | ◆ 5" Confort, buje negro, cubierta negra           | NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504   | ◆      |
| DKD5400  | 5" Starec, buje negro, cubierta negra              | NC :5507; 5508; 5509; 5510; 9504   | 111,55 |
| <b>RUEDAS TRASERAS</b>   |  |  |        |
| <b>FIJACION RUEDAS TRASERAS</b>  |  |  |        |
| DKD6020  | ◆ Posición ruedas traseras estándar                | NC :6130; 6140; 6200; 6250   | ◆      |
| DKD6030  | Extensión ruedas traseras ligeras (posición 1 a 3) | No posible con RSTF < 410 MM<br>NC :6110; 6200; 6210; 6250   | 256,90 |
| DKD6040  | Extensión ruedas traseras (5 posiciones)           | No posible con RSTF < 410 MM<br>NC :6110; 6210   | 333,98 |
| <b>TIPO EJE RUEDAS TRASERAS (1er EJE)</b>  |  |  |        |
| DKD6060  | ◆ Eje estándar                                     | NC :6240   | ◆      |
| <b>POSICION PRIMER EJE</b>   |  |  |        |
| DKD6100  | 1º posición delantera                              | Cuando se selecciona un 2º eje, la 1ª posición desde la parte delantera es obligatoria para el 1er eje | ○      |
| DKD6110  | 2º posición delantera                              | NC :6250   | ○      |
| DKD6120  | 3º posición delantera                              | NC :6250   | ○      |
| DKD6130  | 4º posición delantera                              | NC :6250   | ○      |
| DKD6140  | 5º posición delantera                              | NC :6250   | ○      |
| <b>CAIDA PRIMER EJE</b>  |  |  |        |
| DKD6200  | 0° caída   | NC :6300   | ○      |
| DKD6210  | ◆ 3° caída   |  | ◆      |
| <b>TIPO DE EJE (SEGUNDO EJE) - Solo con extensión de ruedas traseras (6040) &amp; 1º posición delantera (6100)</b>                                 |  |  |        |
| DKD6230  | Estándar   | NC :6550   | 116,28 |
| <b>CAIDA SEGUNDO EJE</b>   |  |  |        |
| DKD6250  | 0° caída   |  | ○      |
| DKD6260  | 3° caída   |  | ○      |
| <b>EJE DESMONTAJE RÁPIDO TETRAS</b>  |  |  |        |
| DKD6300  | TETRA-CLIP   | NC :6553; 6554; 6557   |        |
| <b>TAMAÑO RUEDAS TRASERAS</b>  |  |  |        |
| DKD6410  | ◆ 24"  |  | ◆      |
| DKD6420  | 25"  | NC :6550; 6551; 6660; 6690; 6740; 6750; 6760; 6775; 6790; 6950   | 226,41 |
| DKD6430  | 26"  | NC :6550; 6552; 6553; 6554; 6557; 6660; 6690; 6760; 6770; 6775; 6780; 6790; 7300                       | 226,41 |



5050 / 5300



5100 / 5350



5400



6040




6030



6300

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN   | PVP  |
|---|---|--|
| <b>TIPO RUEDAS TRASERAS</b>   |   |  |
| DKD6500   | Ruedas activas 24" (llantas, buje y radios radiales - negros - aros aluminio dist. 30 mm, neumáticos presión 7.5 bares) | Compatible con cualquier tipo de cubierta<br>No compatible con otros tipos de aros |
| DKD6510   | Ruedas KÜSCHALL STAREC 24", 26"   | Llanta negra y buje negro, radios cruzados negros para ruedas 24" y 26"            |
| DKD6550   | Ruedas SPINERGY LXX, 24", 25"   | Llanta negra, buje negro, radios radiales negros                                   |
| <b>CUBIERTAS RUEDAS TRASERAS</b>  |   |  |
| DKD6600   | 24" X 1", MAXXIS LITE GUARD   | Protección antipinchazo SilverShield polifibra (0,45 mm)                           |
| DKD6625   | 24", 25", 26" X 1" MAXXIS ALPHA PROTECT   | Protección antipinchazo (3 mm)   |
| DKD6660   | 24" X 1.3/8" maciza negra   |  |
| <b>AROS DE PROPULSIÓN</b>   |   |  |
| DKD6700   | 24", 26" Antideslizantes dist. 3 o 4 cm   | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.           |
| DKD6710   | 24", 26" Acero pulido, dist. 3 cm   | Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.                            |
| DKA6740   | 24", 25" Carbolife Gekko dist. 3 cm   | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.           |
| DKD6750   | 24", 25" Carbolife Gekko S, dist. 3 cm  | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.           |
| DKD6760   | 24" Carbolife Curve L dist. 30 mm   | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm.           |
| DKD6775   | 24" Carbolife CURVE L, TETRA-GRIP (perfil ergonómico y antideslizante), dist. 30 mm                                     | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 30 o 40 mm, montados a 30 mm            |
| DKD6780   | 24", 25", 26" Aluminio ligero Gris, dist. 3 cm  | Lengüetas largas con 2 orificios distancia 3 o 4 cm, montados a 30 mm              |
| DKD6790   | 24", 25", 26" Aluminio ligero, negro, dist. 3 cm  | Lengüetas cortas con un solo orificio, distancia 30 mm.                            |
| <b>PROTECTORES RADIOS</b>   |   |  |
| DKD6900   | 24", 26" Transparentes  |  |
| DKD6910   | 24", 26" negros   |  |
| <b>KIT ALBER</b>  |   |  |
| DKD6950   | ANCLAJES PARA E-MOTION M25  | Incluye 2 antivuelcos ALBER / Solo con ruedas manuales 24"                         |
|   | NOTA  |  |
|   | DISPOSITIVO ALBER + CAÍDA 3° : PESO MÁXIMO USUARIO 100 Kg   |  |
| <b>SEGURIDAD</b>  |   |  |
| <b>FRENOS</b>   |   |  |
| DKD7210   | Frenos de empuje, palanca angulada  |  |
| DKD7230   | Frenos Performance  |  |
| DKD7240   | Frenos activos  |  |
| DKD7250   | Frenos Activos ligeros  |  |
| <b>PROLONGADOR PALANCA FRENO</b>  |   |  |
| DKD7300   | Prolongador palanca freno para freno estándar   |  |
| <b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>  |   |  |
| <b>ANTIVUELCO</b>   |   |  |
| <b>MAX. 2 ADAPTACIONES POR LADO (ADAPTACIONES=ANTIVUELCO, SOPORTE BASTONES, RUEDAS TRANSIT)</b> |   |  |
| DKD7500   | Antivuelco derecho  |  |



MAXXIS ALPHA PROTECT :  
24" : 25-540  
25" : 25-559  
26" : 25-590

MAXXIS LIGHT GUARD :  
24" : 25-540

MBL SPEEDLITE :  
24" : 25-540




6600



6740/6750 6760



6790



7210



7250




7600


7240



7230

7300

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   |  | PVP    |
|--|---|--|--------|
| DKD7510  | Antivuelco izquierdo  |  | 194,16 |
| DKD7520  | Antivuelco ambos lados  | NC :8500   | 388,32 |
| <b>KIT TRANSPORTE</b>  |   |  |        |
| DKD7600  | Kit de transporte, incluye 4 pegatinas  | Solo disponible con altura de respaldo superior o igual a 400 mm                             | 12,00  |
| <b>CINTURONES</b>  |   |  |        |
| DKD7800  | Cinturón estándar  |  | 97,04  |
| <b>ILUMINACIÓN PASIVA</b>  |   |  |        |
| DKD7900  | Iluminación pasiva (montada en los radios)  |  | 19,47  |
| DKD7910  | Iluminación pasiva sin montar   |  | 10,82  |
| <b>ACCESORIOS</b>  |   |  |        |
| <b>PROTECTORES CHASIS</b>  |   |  |        |
| DKD8010  | Protectores chasis (parte delantera) 2 pc.  |  | 39,38  |
| <b>PISAPIÉ Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)</b>          |   |  |        |
| DKD8100  | Pisapié derecho   |  | 70,59  |
| DKD8110  | Pisapié izquierdo   |  | 70,59  |
| DKD8120  | Pisapié, ambos lados  |  | 141,18 |
| <b>SOPORTE BASTONES Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)</b> |   |  |        |
| DKD8200  | Soporte para bastones, montaje derecha  | NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION   | 86,62  |
| DKD8210  | Soporte para bastones, montaje izquierda  | NO POSIBLE CON ANCLAJES E-MOTION   | 86,62  |
| <b>RUEDAS TRANSIT Max. 2 adaptaciones por lado (adaptaciones = antivuelco, pisapié, soporte para bastones, ruedas transit)</b>   |   |  |        |
| DKD8300  | Ruedas transit  |  | 201,76 |
| <b>OTRAS OPCIONES</b>  |   |  |        |
| DKD8500  | Bomba de hinchado   | No posible con SW 340 MM   | 19,67  |
| DKD8550  | Kit de herramientas   |  | 16,22  |
| DKD8600  | Set ajuste altura trasera   |  | 49,99  |
| DKD8650  | Bolsa de transporte para ruedas traseras  |  | 62,06  |
| DKD8680  | Ruedas Mountain Bike 24" con bolsa de transporte  | Ruedas MOUNTAIN BIKE y cubierta, con aros alu gris ; eje de extracción rápida (QR) incluidos | 486,68 |



8650