

Alber Scalamobil®

NUEVO



Ayuda móvil para subir y bajar escaleras de una forma sencilla y segura gracias a 4 ruedas y 4 sensores. Pantalla a color con Indicación de ángulo, dirección y averías.

Tecnología "soft step" para una **conducción suave & segura**.

Desmontable en 3 elementos: base motriz, asidero, batería

4 versiones disponibles.

3 modos de conducción : **Auto, Assist & Manual**.

Botón de parada de emergencia que detiene el movimiento.

Empuñaduras ajustables en altura & anchura.

Gran número de accesorios: reposacabezas, antivuelcos abatibles, ayuda para volcar la silla, cargador para el coche, Conexión ISOFIX, etc.

Cargador de batería 24V incluido.

Peso máximo usuario: 140 kg



Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega :

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Recuerde que es obligatorio rellenar el CERTIFICADO DE DEMOSTRACIÓN PARA DISPOSITIVOS ALBER y remitirlo junto a su pedido. Para más información consulte con el Departamento de Atención al Cliente.


Código	Descripción	P.V.P €
ALBER - Dispositivo Sube escaleras electrónico		
1595225	SCALAMOBIL S45* Dispositivo Sube escaleras electrónico	6.450,00
	Completo con asidero desmontable, batería de gel 3,4 Ah (24V) integrada 4 ruedas con sistema de frenado automático al final del escalón. 3 Modos de conducción: Auto, Assist, Manual Altura máxima del escalón: 20 cm Cargador de batería 24V incluido Peso máximo de usuario : 140 kg (180 kg con la silla)	
1457771	Kit de fijación estándar para acoplar silla manual, obligatorio para S45	280,00
1595226	Scalacombi S46* Dispositivo Sube escaleras electrónico con asiento integrado	6.730,00
	Misma características que el S45 pero con Asiento integrado abatible & desmontable Reposapiés & reposabrazos abatibles y desmontables Altura máxima del escalón: 20 cm	
Accesorios para Scalamobil 45/ Scalacombi S46		
1456265	Ejes extraíbles para seguir usando las ruedas originales de la silla con anclajes del Scalamobil (necesario cuando la silla del usuario lleva ejes fijos)	190,00
1457765	Anclajes con perno desplazado (para sillas de ruedas con una anchura de asiento entre 28 cm y 38 cm con un peso máximo del ocupante de 60 kg)	340,00
1595564	Sistema bloqueo automático : Bloqueo sencillo de la silla de ruedas en el scalamobil	120,00
1594935	Conexión ISOFIX para asientos infantiles (Sólo para Scalacombi S46)	120,00
1593205	Antivuelcos abatibles para la silla (Retirar de la silla cuando se usa el S45 en las escaleras)	343,79
1520929	Ayuda para volcar la silla de ruedas	70,00
1595179	Baterías adicional 3,4 Ah, 24V (para S45 y S46)	210,00
1467584	Kit transporte para ruedas (especificar diámetro de tubo de la silla) - imprescindible facilitar el diámetro de tubo (19, 22, 23,3 mm u otro)	145,00
1594961	Reposacabezas regulable en altura y en profundidad (para S45 y S46) - Tapizado suave negro	195,00
1456343	Cinturón de seguridad pélvico para silla (Scalamobil S45, Scalacombi S46)	85,00
1565509	Cinturón de seguridad retráctil (solo para Scalacombi S46)	180,00
1564990	Cinturón de pecho-hombro (solo para Scalacombi S46)	380,00
1520413	Cargador de baterías para el coche - Para S45/S46	320,00
Sistemas de Transferencia (Solo en combinación con Scalamobil S45)		
1457912	Scalachair X3 plegable (para Scalamobil S45)	1.225,00
	Silla de interior plegable con anclajes integrados para acoplarse al Scalamobil. Equipada con frenos, reposapiés, reposabrazos escamoteables (puños opcionales)	



Accesorios para Scalachair X3		
1456345	Kit de cinturones completo (incluye cinturón 4 puntos y cincha sujeta pies)	145,00
1456850	Puños de empuje para Scalachair, par	145,00
1457914	Reposacabezas (ajustable en altura & profundidad)	185,00
1456343	Cinturón de seguridad pélvico	85,00
1464910	Cincha sujeta pies	45,00
1520414	Scalaport X7 (para Scalamobil S45)	1.500,00
	Kit de adaptación universal para sillas de ruedas Accesorio que permite usar el Scalamobil sin necesidad de extraer las ruedas ni montar un anclaje en la silla. Incluye reposacabeza Recomendado en lugares públicos.	
1521427	Scalaport X7 : modelo específico para Silla electrónica Esprit Action 4 NG	1.500,00



1457771



1565605



1595564



1594935



1593205




1520929



1595179



1467584



1594961



1456343 / 1565509



1564990



1520413



1456345



1456850



1457914



1464910

* Es obligatorio consultar la compatibilidad entre los dispositivos Alber y los modelos de sillas manuales con nuestro Departamento de Atención al cliente.

Nos reservamos el derecho a modificar la silla y el tipo de anclajes para poder acoplar adecuadamente los dispositivos Alber.