



AVIVA RX10

POWER SERIES



Acceda a todas las áreas

Silla de ruedas electrónica de tracción trasera ultracompa



| AVIVA RX10

Control, confianza e independencia cada día.

Presentamos la silla de ruedas eléctrica de tracción trasera ultracompacta AVIVA RX10, diseñada para un fácil manejo en cualquier entorno.

Estrecha, intuitiva y segura de conducir, ha sido diseñada para ofrecer comodidad y un rendimiento fiable.



| AVIVA RX10

Diseño. Tecnología. Rendimiento.

El nuevo y emocionante miembro de la gama **AVIVA RX**. La base compacta de la RX10 proporciona un rendimiento estable y controlado, lo que le permite conducir con confianza y comodidad todos los días.



Anchura de la base motorizada de
539 mm*



Diseño ultracompacto

Gracias a su distancia entre ejes, la más corta y estrecha de la gama, **AVIVA RX10** se mueve con facilidad por los espacios interiores. Ya sea para desplazarse de una habitación a otra, girar en las esquinas o dar vueltas de 360°, su diseño ultracompacto facilita enormemente las maniobras, incluso en los espacios más reducidos.



Confort y control

Las ruedas traseras de 14" y delanteras de 9", un módulo de potencia de 75 Ah le garantizan una conducción cómoda y segura en todo momento. Desde superficies interiores hasta terrenos al aire libre, la RX10 ofrece una solución de movilidad sencilla y sin concesiones.



Diseño minimalista

Con la simplicidad como principio fundamental, el diseño minimalista de la **AVIVA RX10** ha sido desarrollado específicamente para ofrecer una movilidad discreta y fiable allá donde vaya.





| AVIVA RX10

Fácil de configurar con componentes de la gama *Action*®.

La **AVIVA RX10** ha sido diseñada en combinación con opciones de asiento de la gama Action, líder en el mercado. Esto permite un posicionamiento y ajuste individual rápido y sencillo para una comodidad óptima.



**Basculación de
asiento de**

0-20°

Disponible en versión manual
o electrónica

**Reclinación manual
del respaldo de**

0-30°



Selección de anchuras de asiento

430 o 480 mm, además, es posible ajustar la anchura de los reposabrazos y reposapiernas +25 mm por lado (50 mm en total)



Respaldo ajustable en tensión

que se adapta a la forma de cada persona para ofrecer confort y soporte óptimos.



Cojín de asiento de espuma de 60 mm

para mayor confort.



Reposapiernas abatibles 80° para facilitar las transferencias

Longitud regulable de 245 - 370 mm.



Reposabrazos regulables en altura y profundidad

Altura de 240 a 315 mm, hasta 90 mm de profundidad.



Profundidad del asiento regulable

410 - 510 mm.



| AVIVA RX10

Control preciso con la tecnología **LiNX**

Diseñada para un fácil uso y ofrecer un control preciso, la **AVIVA RX10** incorpora la tecnología LiNX para simplificar la conducción diaria.



Indicador de carga da baterías LED

le da la tranquilidad de saber que tendrá batería dondequiera que vaya



Indicador de velocidad

para un control independiente y personalizado.



Soporte de mando abatible

que facilita el posicionamiento del joystick y el acceso tanto por encima como por debajo de los escritorios.

Según la configuración, RX10 está disponible con LiNX REM060, REM150, REM210.



AVIVA RX10

Datos técnicos.

Para obtener más información sobre este producto, incluido el manual del usuario, visite nuestro sitio web www.invacare.eu.com.

Color



Negro

804 - 809 mm*

Radio de giro
*dependiendo de la configuración



Anchura del asiento	Profundidad del asiento	Altura del asiento	Altura del respaldo	Altura del reposabrazos	Longitud de los reposapiés	Ángulo del asiento***
430 / 480 mm	410 - 510 mm	451 - 471 mm	510 mm	240 - 315 mm	245 - 370 mm	0° - 20° (manual) 0° - 20° (electrónica)

Ajuste de 25 mm por lado en los reposabrazos y reposapiernas.

En incrementos de 25 mm.

Ángulo del respaldo	Altura total	Longitud total, incluidos los reposapiés	Longitud total, sin reposapiés	Anchura de la unidad motriz	Peso máximo del usuario	Capacidad de la batería
90° - 120°	1350 mm	1100 mm*	824 mm	539 mm**	136 kg	51Ah (Gel)

Capacidad máx. para superar obstáculos	Pendiente máxima de seguridad	Velocidad	Autonomía	Peso total	Ruedas motrices	Ruedas delanteras
50 mm	6° (10.5%)	10 km/h	25.6 km	113.6 kg	14"	9"

* a partir de 1035 mm, con posición del asiento retrasado

** Base motorizada 539 mm.

Distancia reposabrazos (parte externa): a partir de 540 mm con anchura 430 mm. Al ancho total depende de la anchura de asiento elegida y posición de los reposabrazos.

*** 0°-16° con altura asiento 450 mm

AVIVA RX

AVIVA FX

TDX SP2

Esprit Action

Kompas

Storm 4

P O W E R S E R I E S

Tel.: +34 972 493 214

contactsp@invacare.com

www.invacare.es

©2026 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Toda la información facilitada se supone correcta en el momento de la impresión. Invacare se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.
AVIVA RX10_ES-28052026

