

Mover Range

Plataforma de Transferencia



Soluciones para transferencias activas

Transferencias de sentado a bipedestación suaves y seguras, en cualquier entorno.



Diseñado para transferencias activas

La gama Mover permite realizar transferencias suaves, cómodas y dignas entre diferentes superficies. Diseñada para usuarios activos que pueden soportar peso en sus piernas, estos modelos ayudan al usuario a ponerse de pie de forma segura y, también, facilitan un movimiento ergonómico por parte del cuidador.

Tanto Mover Plus como Mover Aqua cuentan con una estructura de base estrecha, ruedas dobles para mejorar la maniobrabilidad en espacios reducidos y cojines cómodos. El contacto visual constante entre el usuario y el cuidador permite realizar la transferencia de forma tranquila y segura.

Mover Plus es la opción ideal para transferencias diarias en interiores, tanto en centros asistenciales como en el hogar. Mover Aqua está diseñado para transferencias en baños, duchas u otros entornos húmedos en los que la higiene es especialmente importante.



> Mover Plus



> Mover Aqua



Uso previsto

Mover Plus está diseñado para las transferencias diarias en interiores y sobre superficies planas. Mover Aqua está diseñado para su uso en entornos húmedos, incluidas las duchas, sin comprometer la seguridad ni la estabilidad



Capacidad del usuario

Mover Aqua y Mover Plus admiten hasta **150 kg**, por lo que responden a las necesidades de cuidados bariátricos y entornos de alta carga.



Materiales e higiene

Mover Aqua incorpora materiales resistentes al agua, cojines de PU y componentes de acero inoxidable, que facilitan la limpieza en entornos donde la higiene es especialmente importante. Mover Plus utiliza cojines acolchados estándar, ideales para los cuidados diarios en interiores.

> Manillares

Los manillares de diseño ergonómico hacen que la conducción resulte cómoda para el cuidador.

> Estructura de base fija y estrecha

Su ancho reducido mejora la maniobrabilidad en espacios reducidos y permite guardarlo fácilmente.

> Ruedas dobles

Las superficies de contacto dobles garantizan maniobras más suaves y estables sobre cualquier tipo de suelo interior.

> Plataforma baja

La baja altura de acceso evita que el usuario tenga que levantar demasiado los pies al prepararse para la incorporación.

> Barra

Las diferentes alturas de la barra permiten al usuario encontrar el punto de agarre que mejor se adapte a él para levantarse de forma más segura.

> Cojines del asiento

Los cojines acolchados proporcionan un buen apoyo y se pliegan fácilmente cuando no están en uso. Mover Aqua utiliza PU resistente al agua, mientras que Mover Plus utiliza un acolchado estándar.

> Superficie antideslizante

La plataforma mantiene al usuario estable, tanto con calzado como sin él.

> Abertura estrecha

El diseño frontal estrecho permite acercar el Mover al usuario incluso cuando está sentado en una silla de ruedas.

Datos técnicos ▼

				
	Peso máx. usuario ▼	Ancho - externo ▼	Ancho - Plataforma ▼	Altura ▼
Mover Aqua	150 kg	63.5cm	38cm	107cm
Mover Plus	150 kg	63.5cm	38cm	107cm

			
	Largo ▼	Altura de asiento ▼	Peso ▼
Mover Aqua	96cm	80cm	28 kg
Mover Plus	96cm	80cm	28 kg

Invacare SAU
Av. del Oeste, 50 -1ª
46001, Valencia
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare International GmbH forma parte del grupo empresarial DHCare. Invacare International GmbH se reserva el derecho a modificar los modelos de productos existentes en cualquier momento. Las especificaciones de los productos pueden variar según la región. ©2026 Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. Mover_ES_17082026

